

12 października 2018

**Adresaci:** Szpitale

**Temat:** **NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA - USUNIĘCIE WYROBU MEDYCZNEGO**  
**(aktualizacja)**

**Produkt, którego dotyczy zawiadomienie: Gwóźdź do zaopatrzenia złamania kości biodrowej (Affixus Hip Fracture Nail)**

**Lista produktów, których dotyczy zawiadomienie, patrz Załącznik 2**



Jest to kontynuacja zawiadomienia o działaniu korygującym dotyczącym bezpieczeństwa wyrobu z dnia 31 lipca 2018 roku. Firma Zimmer Biomet zidentyfikowała od tego czasu dodatkowe serie wyrobu, których dotyczy niniejsza kwestia. Dodane kombinacje części i serii są podane w załączniku 2 do niniejszego pisma.

Firma Zimmer Biomet przeprowadza działanie korygujące dotyczące bezpieczeństwa określonych serii wyrobu medycznego, gwoźdźcia do zaopatrzenia złamania kości biodrowej Affixus®, z powodu śruby dociskowej, która nie jest w stanie przesunąć się do przodu lub cofnąć z oryginalnego położenia w gwoździu.

Z posiadanej przez nas dokumentacji wynika, że Państwa placówka otrzymała co najmniej jeden produkt, którego dotyczy niniejsze powiadomienie. Wyroby, których dotyczy zawiadomienie, były w dystrybucji w okresie od 13.03.2018 roku do 29.08.2018 roku (możliwe różnice lokalne).

#### **Obowiązki szpitala:**

1. Przejrzeć niniejsze zawiadomienie i zapewnić, że personel, którego dotyczy zawiadomienie, będzie zaznajomiony z treścią.
2. Jeśli w Państwa instytucji znajdują się produkt, którego dotyczy zawiadomienie, należy pomóc przedstawicielowi handlowemu firmy Zimmer Biomet w wydzieleniu wszystkich produktów, których dotyczy zawiadomienie. Przedstawiciel handlowy firmy Zimmer Biomet zapewni usunięcie produktu, którego dotyczy zawiadomienie, z Państwa placówki.
3. Wypełnić **Załącznik 1 – Certyfikat potwierdzenia** i wysłać na adres [fielddaction.poland@zimmerbiomet.com](mailto:fielddaction.poland@zimmerbiomet.com). Niniejszy formularz należy odesłać nawet wtedy, jeśli w Państwa instytucji nie ma produktów, których dotyczy zawiadomienie.
4. Zatrzymać kopię formularza potwierdzenia w dokumentacji działania na wypadek kontroli zgodności dokumentacji Państwa placówki.

5. Jeśli po przeczytaniu niniejszego zawiadomienia mają Państwo dalsze pytania lub wątpliwości, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Zimmer Biomet.

**Dodatkowe informacje**

Niniejsza Notatka bezpieczeństwa dotycząca wyrobu medycznego została przekazana wszystkim odnośnym władzom i jednostce notyfikowanej, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów dotyczących wyrobów medycznych zgodnie z wytycznymi MEDDEV 2.12-1 w Europie.


Prosimy o informowanie firmy Zimmer Biomet o wszystkich zdarzeniach niepożądanych związanych z tym produktem lub jakimkolwiek innym produktem firmy Zimmer Biomet poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [winterthur.per@zimmerbiomet.com](mailto:winterthur.per@zimmerbiomet.com) lub kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Zimmer Biomet.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że nazwy placówek użytkowników, które otrzymały powiadomienia są rutynowo przekazywane odnośnym władzom w celach prowadzenia kontroli.

Niżej podpisany potwierdza, że niniejszy komunikat był dostarczony do właściwych urzędów nadzorczych.

Pragniemy podziękować Państwu za współpracę i przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane przez niniejsze działanie.

Z poważaniem



Kevin W. Escapule  
Post Market Surveillance and Regulatory Compliance Director

## ZAŁĄCZNIK 1

### Certyfikat potwierdzenia

#### **WYMAGANA NIEZWŁOCZNA ODPOWIEDŹ - POTRZEBNE PILNE DZIAŁANIE**

Produkt, którego dotyczy zawiadomienie: Gwóźdź do zaopatrzenia złamania kości biodrowej  
Affixus Ref. działania: ZFA 2018-00344

Data zawiadomienia: 12 października 2018

Składając podpis poniżej, potwierdzam, że wykonano działania wymagane w zawiadomieniu o działaniu.

[ ] Placówka szpitalna [ ] Chirurg (zaznaczyć właściwą opcję)

Imię i nazwisko drukowanymi literami: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Tytuł: \_\_\_\_\_ Telefon: ( ) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nazwa placówki: \_\_\_\_\_

Adres placówki: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_ Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kraj: \_\_\_\_\_

**Uwaga:** Niniejszy formularz należy odesłać firmie Zimmer Biomet, aby to działanie dla danego klienta można było uznać za zakończone. Ważne jest wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie kopii pocztą elektroniczną na adres: [fielddaction.poland@zimmerbiomet.com](mailto:fielddaction.poland@zimmerbiomet.com).

Nawet w przypadku braku produktu do zwrotu konieczne jest wypełnienie, podpisanie i odesłanie niniejszego formularza.

Wybrać następujące opcje:

Wszystkie otrzymane produkty zostały zużyte (wszczepione)

*Lub wypełnić poniższą tabelę dla pozostałych produktów:*

Ref. produktu	Ref. serii	Liczba zwróconych produktów

Uwagi (w razie potrzeby): \_\_\_\_\_

## ZAŁĄCZNIK 2

### Lista produktów, których dotyczy zawiadomienie

Element	Seria	Opis
814311280	790170	Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 280 mm
814311340	944450	Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 340 mm
814311360	688290	Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 360 mm
814311420	017270	Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 420 mm
814313180	500880	Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 180 mm
814313260	813260	Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 260 mm
814313280	813300	Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 280 mm
814313360	645770	Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 360 mm
814313380	813390	Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 380 mm
814313440	051080	Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 440 mm
814313460	017310	Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 460 mm
814409300	790790	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 300 mm
814409340	971050	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 340 mm
	645800	
814409400	767720	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 400 mm
	097150	
814409420	790820	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 420 mm
814409440	900270	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 440 mm
814411300	971270	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 300 mm
	133240	
814411320	813600	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 320 mm
814411360	519470	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 360 mm
814411400	530100	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 400 mm
	646600	
814411420	813860	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 420 mm
	813680	
814411440	646640	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 440 mm
	646630	
814411460	285050	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 460 mm
	287410	
814413340	155980	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 340 mm
	156040	
814413400	646680	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 400 mm
814413420	762730	Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 420 mm
814509180	609650	Affixus® Hip Fracture Nail 130° 9 mm x 180 mm

	609640	
814509300	128150	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 300 mm
	971560	
814509360	646750	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 360 mm
814509400	900740	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 400 mm
814509420	503950	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 420 mm
	503960	
814509440	503970	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 440 mm
	472970	
814509460	017420	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 460 mm
	960610	
814511180	156970	Affixus® Hip Fracture Nail 130° 11 mm x 180 mm
	504010	
	504000	
	503990	
	503980	
	130940	
130930		
814511280	353610	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 280 mm
814511340	371200	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 320 mm
814511360	696380	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 360 mm
	097190	
814511380	519620	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 380 mm
	519630	
	813210	
814511400	245530	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 400 mm
	017490	
814511420	171860	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 420 mm
	171870	
814513180	097180	Affixus® Hip Fracture Nail 130° 13 mm x 180 mm
	188350	
	290690	
	188370	
	970530	
	970580	
970510		
814513400	773050	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 400 mm
814513420	418360	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 420 mm
814513440	017710	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 440 mm

814513460	901520	Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 460 mm
814609280	091560	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 280 mm
814609300	371540	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 300 mm
814609320	721080	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 320 mm
814609400	812930	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 400 mm
	812750	
	812920	
814609460	245470	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 460 mm
814611300	157410	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 300 mm
	171840	
814611320	900100	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 320 mm
814611340	157430	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 340 mm
	587790	
	944920	
814611360	629800	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 360 mm
814611380	609690	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 380 mm
814611400	759180	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 400 mm
814611420	712240	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 420 mm
	812340	
814613360	091850	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 360 mm
814613380	145040	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 380 mm
814613400	543380	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 400 mm
814613420	482820	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 420 mm
814615360	791930	Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 15 mm x 360 mm
816709165	816520	Affixus® Hip Fracture Nail 125° 9 mm x 165 mm
	063610	
	063630	
816710165	945090	Affixus® Hip Fracture Nail 125° 10 mm x 165 mm
	945230	
816712165	145060	Affixus® Hip Fracture Nail 125° 12 mm x 165 mm
	901690	
	901680	
816810165	558270	Affixus® Hip Fracture Nail 130° 10 mm x 165 mm
	558260	
816812165	901770	Affixus® Hip Fracture Nail 130° 12 mm x 165 mm