



Matériel médical de maintien à domicile

CATALOGUE DE VENTE



Le marché du MAD en France

12,2 millions

de
personnes
hospitalisées
en 2017

23 millions

de
séniors
(+ 60 ans)
en 2020

La
part des
séniors en 2050
s'élèvera à
33%

3/4

des Français
sont favorables au
maintien à domicile
et au suivi à
distance des
patients

Sources :

ARS, Les Chiffres clés de l'Offre de soins 2018
Baromètre santé BVA et CNSA



Oxypharm

Une offre de services complète



Équipement
médical du
domicile



Solutions
à domicile



Développement
de l'officine



Assistance
respiratoire



Perfusion
Nutrition
Diabète

Pharma.Relais

IDENTIFIEZ LES BESOINS DE VOS PATIENTS EN MAD

Effectuez une première évaluation de leurs besoins à domicile avec ce test rapide.

Remplissez la grille ci-dessous en entourant le niveau de difficulté avec lequel le patient déclare réaliser chaque action.

	Aisément	Avec difficulté	Avec de l'aide
Je me lève et me couche	1	2	3
Je vais aux toilettes	1	2	3
Je me lave	1	2	3
Je m'habille	1	2	3
Je mange	1	2	3
Je me déplace chez moi	1	2	3
Je me déplace à l'extérieur	1	2	3
Je suis tombé(e) cette année	Non : 0	/	Oui : 3

Calculez le score global en additionnant les chiffres entourés.

Besoin d'une visite à domicile pour approfondir le test :



Contactez votre conseiller commercial afin d'effectuer un audit à domicile de votre patient.

Personnalisée, cette visite effectuée par un technicien formé permettra au patient d'obtenir des conseils sur la sécurité, le confort et les aides quotidiennes nécessaires pièce par pièce.



LÉGENDES




SANS LATEX :
Le latex peut provoquer des allergies au niveau de la peau, des yeux ou des voies respiratoires.



BIODÉGRADABLE :
Respecte l'environnement. Un produit est biodégradable lorsqu'il peut être décomposé par des organismes biologiques (bactéries, champignons, algues...) dans un environnement favorable (conditions de température, d'humidité, de lumière, d'oxygène, etc.).



REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE :
Prise en charge totale ou partielle du dispositif de santé sur ordonnance médicale.



Poids maximum supporté par l'article.



ÉCO-RESPONSABLE :
Garantit que le fabricant agit pour l'environnement de tous, réalise un véritable « projet de société » fédérateur au sein du service et de sa structure.



ARTICLE BARIATRIQUE :
Conçu pour les personnes de très forte corpulence.



LABEL OEKOTEX :
Certifie que le site de production respecte l'environnement tout au long de la chaîne de fabrication du produit.



POUR ENFANTS :
Produit spécialement conçu et adapté aux enfants.

LABEL CERTIPUR :
Garantit la non-utilisation de métaux lourds lors de la création du produit, certifie un standard d'hygiène et d'environnement.



ANTI-ACARIEN :
Les acariens sont responsables d'environ 45% des allergies et peuvent entraîner des troubles respiratoires, des maladies de la peau et des atteintes oculaires.



PASSE AU LAVE-VAISSELLE :
Sans aucun risque d'altération. Se référer au mode d'emploi.



FABRIQUÉ EN FRANCE :
Conception et fabrication du produit en France avec des procédés éco-responsables.



INOX :
Hygiénique. L'inox est un alliage résistant à la corrosion et aux variations de température, antistatique.



SANS MERCURE :
Respecte l'environnement. Le mercure fait partie des métaux lourds. Il peut engendrer une pollution.



OFFRE QUANTITATIVE :
Oxypharm vous propose des tarifs préférentiels pour des achats en quantités prédéfinies.



SANS BISPHÉNOL A (BPA) :
Le bisphénol A est un œstrogène de synthèse reconnu comme perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'il peut bloquer ou mimer l'action des hormones et entraîner certaines maladies.



PIVOTE À 360° :
Pratique.



CHAUD / FROID THÉRAPEUTIQUES :
Effet apaisant du chaud et effet antalgique du froid.



CONDITIONNEMENT :
Indique le nombre de produits dans un sachet ou une boîte.

GUIDE PRATIQUE DU CATALOGUE

DES CONSEILS POUR VOS PATIENTS

Au début de chaque partie, retrouvez une introduction pour vous aider à conseiller vos patients.

LES AIDES TECHNIQUES

S'habiller, manger, composer un numéro de téléphone... l'exécution des gestes du quotidien est parfois rendue difficile par l'âge, la maladie ou le handicap. Grâce à des aides techniques, ces actes de la vie courante redeviennent possibles en toute autonomie. Oxypharm propose une sélection de petits équipements pour faire face aux faiblesses musculaires ou à la perte d'autonomie.

L'HYGIÈNE

Après 65 ans, les chutes sont fréquentes et 42% des chutes ont lieu au domicile*. Afin de rester chez soi en toute sécurité, il est conseillé d'aménager son domicile et notamment sa salle de bain, lieu humide qui favorise le risque de glissade. Une habitation où les risques de chutes sont limités est un facteur important de la préservation de l'autonomie et du bien-être. Il existe diverses solutions antidérapantes qui permettent d'assurer la sécurité et l'intimité du patient lors de la toilette.

Dans chaque rubrique, retrouvez nos encadrés avec des informations techniques pour choisir le bon matériel adapté à chacun.

Conseils

DESCRIPTIF PRÉCIS DU PRODUIT

Désignation du produit

Descriptif technique et «plus» produit

Coloris existants

Photo du produit

FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR STYLEA 1 MOTEUR

- Se lève et s'allonge en douceur, offrant ainsi toutes les positions de relax.
- Revêtement microfibrés.
- Dossier composé de 3 coussins contenant de la fibre creuse, ajustables selon le confort recherché.
- L'assise en continuité avec le relève-jambes est amovible et totalement déhoussable.
- Une grande poche latérale permet de ranger journaux et revues.

FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR STYLEA 2 MOTEURS

- Même niveau de finitions que le Stylea 1 moteur et équipé de deux moteurs actionnés par une télécommande.
- Les deux fonctions permettent l'inclinaison du dossier indépendamment du relève jambes.

Fauteuil Stylea 1 moteur	Coloris Beige	●	Acl 4869284	Phon. JG572
	Coloris Bronze	●	Acl 4869290	Phon. JG542
	Coloris Chocolat	●	Acl 4869309	Phon. JG531
Fauteuil Stylea 2 moteurs	Coloris Beige	●	Acl 4868528	Phon. JG581
	Coloris Bronze	●	Acl 4868534	Phon. JG551
	Coloris Chocolat	●	Acl 4868540	Phon. JG562






Jusqu'à 130 Kg

1 moteur

2 moteurs

105 cm

82 cm

97 cm


Poids maximum supporté

Pictos infos

Références pour passer commande

Dimensions

LES PRIORITÉS À PRENDRE EN COMPTE DANS LA CHAMBRE À COUCHER





LE LIT ET SON ENVIRONNEMENT

Le lit médicalisé est un dispositif médical destiné à faciliter les soins par le personnel soignant et à améliorer le confort et la sécurité de la personne alitée. Il est indispensable de choisir un lit et des équipements adaptés aux besoins, à la pathologie et à la morphologie du patient. Alèse de protection, coussins de positionnement, table de lit, siège coquille, fauteuil électrique... : OXYPHARM propose des équipements et solutions pour améliorer le confort des patients au quotidien.

Sommaire

Les lits	p. 8 - 13
Lits médicaux standards, spéciaux et pour enfants.	
Le confort au lit	p. 14 - 17
Matelas «confort, oreillers et protections de lit.	
La prévention des escarres et le positionnement	p. 18 - 27
Matelas anti-escarre, coussins de positionnement, talonnières et coussins anti-escarre.	
Les tables de lit	p. 28 - 29
Tables de lit avec un ou deux plateaux.	
Les accessoires autour du lit	p. 30 - 31
Potences, pieds à sérum, arceau de lit,...	
Les fauteuils et sièges de positionnement	p. 33 - 42
Fauteuils releveurs, relax et sièges coquille.	

Les lits

Conseils

La prise en charge des lits médicaux, accessoires et prestations est soumise à une prescription médicale.
Les barrières doivent être compatibles avec les lits médicaux prescrits, et doivent respecter les exigences de la norme en vigueur au plus tard le 1^{er} avril 2018.
Les commandes électriques doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et accessibles au malade, lui permettant d'adapter la position du lit à ses besoins sans l'aide d'une tierce personne.
Les fonctions proclive et déclive sont impossibles sur les lits médicaux à domicile.

LIT X'PRIM

- Relève buste électrique / Relève jambes manuel à crémaillère
- Cadre du sommier divisible
- Hauteur variable de 33 à 83 cm
- Plan de couchage à lattes métalliques soudées
- 4 roues diam. 100 mm avec freinage indépendant
- Panneaux de lit côte fleurie
- Paire de barrières pliante époxy (acl 2437557)
Conformes à la norme NF EN 60601-2-52.
- Potence d'angle époxy (Acl 2413485)

AcI 8174171 Phon. IF583

Version 3 fonctions (relève-buste, hauteur variable et relève-jambes électriques).

AcI 2400021 Phon. JK003



Jusqu'à 135 Kg



LOCATION
&
ACHAT

Les lits

LOCATION
&
ACHAT



Jusqu'à 200 Kg

LIT 3 FONCTIONS EURO 1602

Lit à hauteur variable électrique :
250 mm à 785 mm.

- Sommier à lattes clipsables.
- Relève buste électrique.
- Relève jambes.
- 4 roues double galet au Ø75 à frein.
- Condamnation par clé magnétique de la télécommande.
- Barrières de lits Securis conformes à la norme NF EN 60601-2-52.

Acl 3615800005765

Phon. NF632

LIT 3 FONCTIONS PLUM'CARE

Lit 3 fonctions électriques avec barrières métalliques, potence et panneaux bois acacia à plicature présenté avec dossierets bois ACACIA.

- 4 roues à frein diam. 100mm.
- Hauteur variable, relève buste et relève-jambes avec plicature des genoux électriques.
- Barrières de lit conformes à la norme NF EN 60601-2-52.

Acl 2400974

Phon. RO150



Jusqu'à 135 Kg




LOCATION
&
ACHAT



PLICATURE ÉLECTRIQUE
des genoux

Ventes
ASSOCIÉES



PROTECTION DE BARRIÈRES

Pour un contact plus confortable avec les barrières. Protection compatible avec tout type de lit médicalisé, déhoussable.

Vendue à l'unité.

Dimensions : 31,5 x 133,5 cm

Acl 6436307

Phon. NG093

Voir autre modèle page 30.

Les lits

Prise en charge
spécifique
PATIENT > 135 KG



LOCATION
&
ACHAT

LIT POUR PERSONNE FORTE FORTISSIMO®

Pour personne jusqu'à 270 kg.

- Sommier grilles époxy amovible.
- Hauteur variable électrique 33 à 74 cm.
- Pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature.
- Panneaux hêtre massif et mélaminé.
- 2 supports potence ou porte-serum.
- Garantie : 5 ans (moteurs et mécanique).
- Livré sur trolley.

BARRIÈRES SÉCURIS «sans mâchoire»
Fortissimo® (acl 5405569) 2 axes en acier.
Conformes à la norme NF EN 60601-2-52.

POTENCE D'ANGLE (acl 5405753).

Largeur	Acl	Phon.
120 cm	5396273	JS613
140 cm	5396385	GE944

LOCATION
&
ACHAT



LIT POUR PATIENT CONFUS OU DÉSORIENTÉ

Lit Alzheimer : très bas pour éliminer les barrières tout en minimisant le risque de chute mais tout en permettant l'utilisation d'un soulève personne.

- 2 emplacements pour la potence.
- Amplitude de mouvement de la hauteur variable de 21 à 76 cm (4 roues à frein indépendant).
- Relève buste électrique (85°).
- Poignées arrête-matelas.
- Livré sur trolley.
- Système permettant l'inhibition totale ou partielle des fonctions électriques et lattes ABS.

BARRIÈRES SÉCURIS «sans mâchoire»
(acl 5405552) 2 axes en acier.
Conformes à la norme NF EN 60601-2-52.

POTENCE D'ANGLE (acl 5405753)

Acl 5394854	Phon. AN320
-------------	-------------

Ventes
ASSOCIÉES



TAPIS D'AMORTISSEMENT SECURFORM

Prévient les blessures liées aux chutes du lit.

En Pharmatex et en mousse viscoélastique.
Dimensions : 195 x 85 x 3 cm.
Déhoussable et lavable en machine.

Acl 6007005	Phon. RG992
-------------	-------------

Conseils

La prise en charge des lits médicaux est assurée pour les patients ayant perdu leur autonomie motrice. Cette perte d'autonomie peut être transitoire ou définitive.

La prise en charge des lits médicaux, accessoires et prestations est soumise à une prescription médicale.

LIT DOUBLE AVEC DOUBLE SOMMIER

Lit médicalisé électrique pour adultes, ou enfants de plus de 12ans et /ou de plus de 146 cm.

- Lit à hauteur variable électrique : 360 mm à 720 mm.
- Relève buste électrique.
- Relève-jambes manuel.
- 4 roues diam. 100 mm à frein.
- Charge maximale de sécurité : 400 kg
- Livré sur trolley
- Condamnation par clé magnétique de la télécommande.

BARRIÈRES SÉCURIS «sans mâchoire» (acl 5405552) 2 axes en acier.
Conformes à la norme NF EN 60601-2-52.

POTENCE D'ANGLE (acl 5405753)

Acl 5405670

Phon. MC171

LOCATION
&
ACHAT

LPP

Kg

Jusqu'à 135 Kg
par sommier

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



Ventes
ASSOCIÉES



PG391

PG401

POIGNÉES DE SORTIE DE LIT

Assurent un point d'appui pour sortir ou accéder au lit. Se glissent sous le matelas et s'utilisent aussi bien dans un lit traditionnel que dans un lit médicalisé.

Pour lit SIMPLE	Acl 6436193	Phon. PG401
Pour lit DOUBLE	Acl 8175207	Phon. PG391

Les lits

Conseils

Lits médicaux et accessoires pour enfants de 3 ans à 12 ans ou d'une taille jusqu'à 146 cm :

Ce critère d'âge est indicatif de la morphologie usuelle d'un enfant de 12 ans. Un enfant plus âgé peut toutefois relever d'un lit enfant en raison d'une morphologie atypique correspondant à celle d'un enfant plus jeune.

Exigences des normes relatives aux lits enfants :

- Ils doivent respecter les dimensions suivantes : 70 à 80 cm de largeur et 160 à 170 cm de longueur.
- Les barrières de lit doivent être fournies.
- Pour les enfants ayant perdu leur autonomie, les barrières doivent aller de la tête aux pieds.

LIT CONCEPT ÉVOLUTION® OXYPHARM

Panneaux en bois coloris merisier et lattes bois.

- 4 emplacements pour la potence.
- Poignée arrête matelas.
- Relève buste électrique 85°.
- Hauteur variable de 37 à 78 cm.
- Nombreuses options dont la plicature électrique avec relève-jambes manuel (version 3 moteurs).
- Télécommande infrarouge avec support.

BARRIÈRES SÉCURIS «sans mâchoire»

(acl 5405552) 2 axes en acier.

Conformes à la norme NF EN 60601-2-52.

POTENCE D'ANGLE (acl 5405753).

Acl 5394794

Phon. EV840



Kg
Jusqu'à 135 Kg

ACHAT
UNIQUEMENT

LPP

LIT JUNIOR

Conforme à la norme en vigueur concernant les lits médicaux et accessoires pour les enfants de 3 à 12 ans.

- Panneaux Boiserie Kid avec main courante.
- Plan de couchage : 70 x 170 cm.
- Sommier lattes métalliques soudées.
- Hauteur variable 29 à 82 cm.
- Relève-jambes (à plicature) électrique.
- 2 supports pour potence ou porte-serum.
- Télécommande verrouillable par clé magnétique.
- Garantie : 5 ans (moteur et mécanique).

BARRIÈRES ALUMINIUM pour lit Junior vendues séparément (acl 5405575).

Acl 2424218

Phon. KA740



ENFANTS
3 à 12 ans

Kg
Jusqu'à 130 Kg



LOCATION
&
ACHAT

LPP

Coloris : contacter votre agence

Les lits

Conseils


Un bon sommeil est un élément indispensable pour une vie agréable, saine et dynamique. Le lit releveur électrique procure à la fois un niveau de confort, de praticité et une hauteur variable. Il permet au patient d'adopter la position qu'il souhaite pour se coucher, se lever, lire, manger, ...

LIT «CONFORT» RELEVEUR®

- 4 plans de couchage.
- Sur patins réglables.
- Sommier lattes bois.
- Hauteur variable électrique.
- Relève-buste réglable électrique.
- Relève-jambes électrique avec plicature
- Tête et pieds de lit décor classique en hêtre massif.
- Plage de réglage de la hauteur variable : 23 à 69 cm hors matelas.
- Structure métallique époxy.
- 3 moteurs basse tension avec télécommande 8 boutons.
- 5 arrêts matelas.
- Garantie totale 5 ans (structure et moteurs).
- *Poids maxi : 170 kg par personne.

PRODUIT CONSEIL
Sur commande spéciale

Dimensions	Acl	Phon.
90 x 200 cm	5395813	CG342
120 x 200 cm	5395612	MF571
140 x 200 cm	5395026	CG321
160 x 200 cm	5395552	MF551
180 x 200 cm	5395807	MF561



Aide
> au LEVER
> au COUCHER
> au MÉNAGE



HMS - VILGO
medical device manufacturers

ACHAT
UNIQUEMENT


Jusqu'à 170 Kg*

Ventes
ASSOCIÉES



TABLETTE POUR LIT

Légère et maniable, elle se pose directement sur le matelas et se range facilement grâce à ses pieds escamotables.

Hauteur : 27 cm • Plateau : 37 x 48 cm

Acl 6522797

Phon. GE382

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

Le confort au lit

Les matelas «confort»


Les matériaux de la gamme Esprit Confort sont issus en majorité de l'agriculture biologique : huile de ricin, fibres de bambou. Ils remplacent en partie les composants habituels des mousses et tissus traditionnels.

Les fibres de bambou 100% recyclables possèdent naturellement des propriétés anti-microbiennes et anti-bactériennes.

Adjonction d'un tissu Outlast® qui permet une adaptation au climat de la peau. Il protège contre l'excédent de chaleur en l'absorbant ou en la restituant selon les besoins spécifiques de chacun. Traitement Ultra-Fresh anti-microbien, anti-fongique et anti-bactérien.

Label Oekotex, classe 4.


Pas de prise en charge possible.



PRODUIT CONSEIL
Sur commande spéciale



Outlast® par rapport aux produits traditionnels



MATELAS NATURALIS® DE LA GAMME ESPRIT CONFORT

Au contact de l'utilisateur : mousse visco-élastique de 5 cm pour le confort.

Au contact du sommier : une mousse HR de 15 cm pour le support.

5 tailles disponibles pour s'adapter aux différents lits (de largeur 80, 90, 120, 140 ou 160 cm)

Housse en coutil matelassée 30% bambou naturel et lavable à 40°C.

Préconisé pour soulager le mal de dos.

Acl	Phon.	Largeur
9901489	IA632	80 cm
9884466	JB592	90 cm
3401560077513	MF531	120 cm
5112962	JB600	140 cm
3401560077520	MF542	160 cm



Maintien en douceur
ACCUEIL MOELLEUX
CONFORT SUR MESURE
EXCELLENT MAINTIEN

Le confort au lit

Les oreillers

OREILLERS ESPRIT CONFORT

En mousse visco-élastique Naturalis 52 kg/m³, résistance au feu M4, coutil bambou (30 % bambou naturel, 70 % polyester naturel, matériaux issus de l'agriculture biologique).

Conseillés pour les personnes qui dorment sur le ventre ou sur le côté.

Désignation	Acl	Phon.
Oreiller Multizone 50 x 50 x 11 cm	9884437	PC180
Oreiller anatomique 32 x 50 x 8/10 cm	2422283	JF091



PC180



Traitement OUTLAST
Ni trop chaud - Ni trop froid



JF091

OREILLER APNÉIQUE

Oreiller spécial apnée du sommeil. Convient également aux patients sous traitement VNI.

Acl 6016128	Phon. NG192
-------------	-------------




NG192

OREILLER POLYFIBRES

Enveloppe imperméable avec une enduction 100% polyuréthane, rembourrage en fibres creuses 100% polyester. Classement anti-feu : M2

Dimensions	Acl	Phon.
60 x 60 cm	2416101	BP030



HK574



BP030

OREILLERS ANATOMIQUES

Oreillers anatomiques en mousse ou en Bultex®.

Matière	Acl	Phon.
Mousse Visco-élastique	2404397	HK574
Bultex®	2436457	KK547
Mousse latex aérée	2426163	SC895

Housse
ANTIBACTÉRIENNE
ANTIALLERGIQUE

KK547



SC895


Le confort au lit

Les protections de lit

ALÈSES PROTÈGE DRAP

Réutilisables, tissu à fort pouvoir absorbant.


Dimensions	Acl	Phon.
90 x 85 cm + rabats 45 cm ⁽¹⁾	7969626	IB133
90 x 85 cm ⁽²⁾	2424827	NC421



ALÈSES DE PROTECTION CLASSICBED

Paquet de 30.

Dimensions	Acl	Phon.
60 x 60 cm Fauteuil / Lit	9602120	FJ102
60 x 90 cm Lit	9602137	FJ111
90 x 180 cm Bordable	9864156	QI050



FJ102 - FJ111 - QI050

ALÈSES DE PROTECTION PVC OU DERMALON

Le tissu Dermalon est une matière ne présentant aucun caractère de toxicité et non-irritant. Résistance au feu M1. Imperméable et résistant à l'ammoniaque contenu dans les urines.

Matière	Largeur	Acl	Phon.
PVC	140 cm	5485350	KA212
Dermalon®		2437818	RB700



KA212 - RB700

À CONSEILLER
lors de la mise en place
de matériel à domicile

HOUSES DE PROTECTION

Housse pour matelas en Dermalon®.

Dimensions	Acl	Phon.
90 x 200 cm	5485338	KA196
140 x 200 cm	5485315	KA170



KA196 - KA170

Le confort au lit

Les protections de lit

DRAP HOUSSE EN JERSEY EXTENSIBLE

S'adapte à tout type de matelas, en particulier aux matelas à découpe en forme de gaufrier. Ne gêne pas le mouvement des plots et respecte l'effet d'aide à la prévention de l'escarre. Lavage à 60°C.

Dimensions	Acl	Phon.
90 x 200 cm	2426565	SI967

Très bon
CONSEIL



SI967

DRAP HOUSSE ANTIACARIENS

Barrière contre les acariens, les bactéries et les champignons. Effet fraîcheur : réduction des odeurs. Imperméable, respirant et bi-élastique. Hautement absorbant.



PF971 - PF941 - PF952 - PF961

Dimensions	Acl	Phon.
90 x 200 cm	5546902271032	PF971
120 x 200 cm	5546902271933	PF941
140 x 200 cm	5546902272664	PF952
160 x 200 cm	5546902273180	PF961

PACK DRAPS

Dimensions : 90 x 200 cm
50% coton - 50% polyester
Lavage 60°C.

Composition	Coloris	Acl	Phon.
- 1 drap de dessus housé aux pieds - 1 drap housse	Blanc	2426708	AI921
- 2 draps de dessous housés aux pieds - 1 drap de dessus	Bleu	2424477	DF850

BORDS LARGES et EXTENSIBLES
adaptables aux matelas épais
(de prévention par exemple)



AI921



DF850


La prévention des escarres et le positionnement

Conseils

Un alitement prolongé peut provoquer des escarres. Ils se forment au niveau des points d'appui tels que le sacrum, les talons, les hanches et les coudes.

Quelques conseils à suivre afin de diminuer les risques :

- > Utiliser un matelas de prévention adapté à l'utilisation du patient
- > Changer régulièrement les points d'appui du corps sur le matelas en utilisant des produits des dispositifs d'aide au positionnement
- > Stimuler la circulation sanguine des zones sensibles
- > Éviter les plis dans les draps qui occasionnent des frottements sur la peau
- > Effectuer des toilettes régulières avec du savon doux pour protéger la peau



- 1 Première zone menacée par le risque d'escarre
- 2 Seconde zone de prévalence
- 3 Troisième zone de prévalence
- 4 Quatrième zone de prévalence

L'échelle de Norton

L'échelle de Norton est une échelle d'évaluation du risque d'escarre, créée en 1962 par Nora Norton, infirmière en Grande-Bretagne, et plutôt utilisée dans les services de gériatrie. Rapide et simple à utiliser. Plus le score est bas, plus le risque d'escarre est élevé.

Pour chaque colonne, il faut identifier le score correspondant à votre patient.

État physique		État mental		Activité		Mobilité		Incontinence	
Bon	4	Alerte	4	Ambulant	4	Complète	4	N'est pas	4
Moyen	3	Apathique	3	Marche (Aide)	3	Limitée	3	Parfois	3
Insuffisant	2	Confus	2	Fauteuil	2	Très limitée	2	Habituelle (Urinaire)	2
Très insuffisant	1	Inconscient	1	Alité	1	Immobile	1	Urinaire et fécale	1

Scores retenus A B C D E

Score total A + B + C + D + E

- > Score compris entre 20 et 17 : **probablement sans risque**
- > Score compris entre 16 et 14 : **risque faible**
- > Score compris entre 13 et 12 : **risque modéré**
- > Score compris entre 11 et 5 : **risque élevé**

La prévention des escarres et le positionnement

Les matelas anti-escarre

MATELAS GAUFRIERS ANTI-ESCARRE

Matelas en mousse haute résilience.

Descriptif	Acl	Phon.
Largeur 90 cm, comprimé	9697511	HA451
Largeur 90 cm, 3 parties	2411747	AO090
Largeur 120 cm	2434866	JS710

LPP

Classe I A



HA451

MATELAS SIMPLES

Matelas clinique en mousse haute résilience. Réversible, en une partie pour une bonne tenue dans la housse.

HOUSSE INTÉGRALE EN PVC ANTI FEU.

Densité au moins supérieure à 27 kg/m³.


Aucune prévention anti-escarre.

Désignation	Dimensions	Acl	Phon.
Pour lit standard	90 X 190 X 14 cm	2409414	GS731
Pour lit Junior	168 X 68 X 14 cm	2409621	LC550



LPP

Classe I A



AO090

MATELAS SUPPORT

En association avec un dispositif anti-escarre


(ex : surmatelas à air)

Ne pas s'allonger directement sur le matelas support.

Désignation	Acl	Phon.
Matelas support 90 cm Avec drap housse PVC	2422099	CW220
Matelas support 90 cm Sans housse	2433387	CJ452
Matelas support 120 cm Sans housse	2704596	AF773


LPP

GS731



LPP

CW220



La prévention des escarres et le positionnement

Les matelas anti-escarre

MATELAS EN MOUSSE «MÉMOIRE DE FORME» ALOVA™

Modèle en mousse visco-élastique monobloc, multiportance.

Base mousse haute résilience (HR), surmatelas mousse visco-élastique 80kg/m³.

Décharge talonnière intégrée.

Possibilité de le livrer comprimé et roulé.

Acl 9697534	Phon. JJ362
-------------	-------------

Autres tailles :

Largeur	Poids maximum de l'utilisateur	Acl	Phon.
70 cm	100 kg	2423294	GW370
120 cm	150 kg	2400596	PH971
120 cm	270 kg	2428914	SH570
140 cm	140 kg	5112956	JB590



Classe II



PACK MATELAS NOVAFORM

COMPOSITION :

- 1 Matelas monobloc comprimé avec housse intégrale Oxypharm
- 1 oreiller polyfibres
- 1 drap housse
- 1 drap du dessus

Acl 4027869	Phon. PC030
-------------	-------------



Classe II



La prévention des escarres et le positionnement

Les matelas anti-escarre

MATELAS AIRSOFT DUO

Matelas multistratifié en mousse à très haute élasticité.

Dimensions : 200 x 90 x 17 cm


Assure une réduction des pressions, élimine les effets importants de moulage et d'inertie. Livré avec une housse M1 en Obatex Bravo.

Ce matelas est adapté aux personnes de faible poids et dénutries.

Aucun minimum de poids de l'utilisateur.

Poids max. utilisateur : 130 kg

AcI 2422521 | Phon. CY147



SURMATELAS À AIR MOTORISÉ AXTAIR® AUTOMORPHO

COMPOSITION :

- 1 matelas mousse support de 5 cm d'épaisseur
- 1 surmatelas à air de 18 cellules en polyuréthane indépendantes de 12 cm de hauteur
- Une housse intégrale en Promust PU
- 1 compresseur permettant l'utilisation en mode alterné, en mode statique basse pression ou en mode soins (manipulation et transfert du patient)

Mode alternatif : 1 cellule sur 2 toutes les 7 minutes, temps de cycle : toutes les 17 à 20 minutes.

AcI 4216582 | Phon. LE260



SURMATELAS À AIR MOTORISÉ AXTAIR® ÉOLE XL

COMPOSITION :

- 1 matelas à air
- 1 housse intégrale technologie argent
- 1 unité de contrôle
- 1 matelas support de 5 cm

Matelas à air composé de 20 cellules à double compartiment indépendantes, interchangeables et remplaçables fixées par boutons pression.

Housse intégrale technologie ARGENT : anti-bactérien et anti-microbien, respirante.

Mode transport : autonomie 6 h minimum.

Le patient peut être déplacé (vers une autre chambre, au bloc...), tout en restant sur un support thérapeutique alors statique.

AcI 3700368623442 | Phon. LE632



La prévention des escarres et le positionnement

Les coussins de positionnement

Conseils

Les coussins de positionnement pour la prévention des escarres permettent la mise en place simple et rapide de différentes postures contribuant notamment à réduire la pression exercée sur la peau. Ils contribuent à une meilleure gestion des risques infectieux et sont une aide dans la prévention des escarres.



COUSSINS DE POSITIONNEMENT EN MICRO BILLES

Soudures aux Ultrasons pour éviter la pénétration des liquides.
Ions argent Ag+ contre le développement des micro-organismes.
Enduction du PU-Polycarbonate sur maille Polyamide pour une durabilité supérieure.

Certifié Oeko-Tex classe 1 pour un contact direct avec la peau.

Microbilles en polystyrène expansé (PSE) auto-extinguible pour sécuriser l'usage au lit des produits.

Principe Vacuum Touch™ pour une répartition stable des microbilles dans leurs protections.

ASKLÉSANTÉ
by **WINCARE**



IONS AG+
Contrôle des infections croisées

Désignation	Dimensions	Acl	Phon.
Universel	56 x 40 cm	2133604	JH701
Décubitus pour patient > 165 cm	182 x 54 cm	2135595	JH711
Décubitus pour patient < 165 cm	170 x 74 cm	2135626	JH722
Bouée	46 x 46 cm	2135632	JH691
Demi-lune	137 x 80 cm	2135603	JH681
Cylindrique	Diam. : 21 cm Longueur : 60 cm	3401021336104	JH672



JH701



JH711



JH722



JH691



JH681



JH672

La prévention des escarres et le positionnement

Les coussins de positionnement

Conseils

Le positionnement du patient, en situation allongée de manière permanente, associé à un support de qualité, doit permettre une amélioration de la posture vicieuse, une diminution des risques d'apparition des escarres et cela dans des conditions de sécurité d'utilisation liées aux risques d'infections.

COUSSINS DE POSITIONNEMENT EN FIBRES À EFFET MÉMOIRE DE FORME POZ'IN'FORM®

L'association d'une fibre longue, creuse à effet mémoire, d'un tissu micromaillé, et de housses Pharmatex donne à POZ'IN'FORM® des caractéristiques particulièrement efficaces dans la prévention des escarres. La résilience de la fibre, combinée à la respirabilité maximum du tissu micromaillé, apporte un soutien et une absorption des appuis favorables à une bonne répartition des pressions et à une diminution des forces de cisaillement.

Les coussins de positionnement garantissent un positionnement efficace et confortable dans le temps.

Les fibres longues empêchent les effets de fluage régulièrement observés dans le positionnement classique.

De plus, leur densité prévient toute dégradation prématurée du support.

Les éléments et modules POZ'IN'FORM® sont entièrement déhoussables et lavables.

La housse Pharmatex en polyuréthane enduit, bi-élastique est particulièrement recommandée pour une utilisation en milieu hospitalier ou en collectivité.

Sa surface lisse et souple facilite son nettoyage. Toucher doux et agréable.

Désignation	Dimensions	Acl	Phon.
Cylindrique	75 x 18 cm	5135443	TB240
Déclive de positionnement des genoux	48 x 30 x 12 cm	5135578	TB251
Demi-bouée	105 x 22 cm	5135495	TB270
Semi-Flower	200 x 300 cm	5135414	TB280
Universel	55 x 40 cm	5135319	TB230
Décubitus semi-latéral	185 x 35 cm	5135437	TB260



TB240



TB251



TB270



TB280



TB230



TB260

La prévention des escarres et le positionnement

Les talonnières anti-escarre

TALONNIÈRE ANTI-ESCARRE

Utilisée en décubitus dorsal pour une prévention de l'escarre talonnière ou pour décharger le talon dans le cas d'une escarre constituée.

En mousse haute résilience 50 kg/m³,
Dimensions : 30 x 14 x 18 cm.

Acl 2401157 Phon. GJ783



LPP

GJ783

TALONNIÈRE EN FIBRES

Confortable, en fibres, assure la prévention des escarres du talon.

Vendue à l'unité, coloris bleu, lavable en machine.

Acl 2429090 Phon. EA536

LAVABLE
en machine

LPP

EA536



TALONNIÈRE ANTI-ÉQUIN

Fonction anti-rotation du pied et anti-équin. Zone du tendon d'Achille évidée.

Décharge de la zone talons avec libération totale des appuis.

Livrée avec housse de protection.

Acl 2407007 Phon. GB682



LPP

GB682

TALONNIÈRES (PAIRE) PEAU DE MOUTON

La peau de mouton naturelle protège et soulage les parties fragilisées.

Ces talonnières sont conçues pour le confort et l'aide à la prévention des escarres.

Lavable en machine à 40°C.

Acl 2424170 Phon. IJ769



Peau de mouton véritable

IJ769

TALONNIÈRE FOND DE LIT

Dispositif en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiposance.

Deux possibilités : décharge totale ou partielle. Livrée avec housse de protection.

Dim. : 73 x 64 x 10,5 cm

Acl 4292844 Phon. OB161



LPP

OB161

La prévention des escarres et le positionnement

Conseils

Les coussins en visco-élastique sont des supports de prévention pour les risques d'escarres moyens à élevés. Ils permettent une augmentation de la surface de contact et une diminution des pressions.

Astuces :

Pensez à l'association fauteuil roulant et coussin anti-escarre.

COUSSIN GELSCAR

Suit les mouvements du patient, limitant l'effet de cisaillement des tissus. Se fixe avec des cordons cousus aux quatre angles. Déconseillé pour les patients présentant des troubles de la stabilité.

Patient jusqu'à 110 Kg.

Particulièrement adapté aux personnes de petites tailles en fauteuil roulant dû à sa faible épaisseur.

Dim. 40 x 40 x H 3,5 cm	Acl 6631486	Phon. DU048
-------------------------	-------------	-------------

COUSSIN GELTOP

Réduction des pressions maximales par immersion du corps dans un gel fluide supporté par une mousse de haute résilience.

Diminution des forces de cisaillement appliquées à la peau par les propriétés du gel viscofluide.

Thermorégulation par perméabilité de la protection à la vapeur d'eau.

Livré avec 2 housses intégrales.

Patient jusqu'à 95 Kg.

Dim. 40 x 40 x H 5,5 cm	Acl 5158415	Phon. JJ222
-------------------------	-------------	-------------

COUSSIN KINERIS

Coussin composé de cellules pneumatiques télescopiques réglables et individuellement déformables.

Aide à la prévention des escarres pour les patients à risque élevé ne présentant pas de trouble de stabilité.

Livré avec deux housses et une poire de gonflage.

2 hauteurs de cellules : 7 ou 10 cm

Dim. 44 x 43 x H 7 cm	Acl 6622576	Phon. FW172
Dim. 44 x 43 x H 10 cm	Acl 6622613	Phon. FW163

DOSSERETS ET PACK DOSSERET + COUSSIN

Pour siège ou fauteuil roulant.

Il s'adresse aux personnes à mobilité réduite ou à celles qui restent en position assise de manière prolongée.

Pack dossier + coussin	Acl 2642524	Phon. AH112
Dossier standard 49 x 44 x 9 cm	Acl 2424595	Phon. DF871
Dossier «large» 49 x 50 x 10 cm	Acl 2404411	Phon. NC550

Classe I B

LPP



Classe I B

LPP



Classe II

LPP



LPP

Classe II



La prévention des escarres et le positionnement

Les coussins anti-escarre

COUSSIN PRIMAFORM

En mousse visco-élastique 80 kg / m³ non feu M4. S'adapte à la morphologie du patient et répartit le poids de façon homogène réduisant ainsi les pressions. Améliore le confort en procurant stabilité et maintien. Housse non feu M4 Pharmatex® noire avec dessous antiglisse, imperméable aux liquides et perméable à l'air.

Dim. 40 x 40 x H 7 cm	Acl 2428446	Phon. GM920
Dim. 38 x 38 x H 8 cm*	Acl 3401021521227	Phon. DF753
Dim. L 50 x l 40 x H 7 cm	Acl 3401040907507	Phon. CH912

* Dont 1 cm de mousse HR



GM920 - DF753 - CH912



Classe II



80 kg

COUSSIN ALOVA GALBÉ

L'association du galbe anatomique et de la matière du coussin procure un allègement des pressions moyennes. Décharge sacro-coccygienne intégrée pour une prévention renforcée des risques d'escarre ischiatique et sacro-coccygienne.

Maintien postural amélioré par l'immersion dans la matière et par une surface inférieure anti-dérapante. A positionner plots vers le haut et rotateur externe vers l'avant.

Dim. 43 x 43 x H 6 à 9 cm	Acl 2135744	Phon. BH953
----------------------------------	-------------	-------------



Classe II



De 30 à 100 kg



BH953

COUSSIN ALOVA ERGONOMIQUE

En mousse visco-élastique avec des plots indépendants qui limitent l'effet de cisaillement en accompagnant les mouvements du corps.

La combinaison de la matière et de la forme galbée assure une immersion du corps dans le support. A positionner plots vers le haut et rotateur externe vers l'avant.

Dim. L 43 x l 43 x H 9 cm	Acl 2407958	Phon. LP132
----------------------------------	-------------	-------------



LP132



Classe II



De 30 à 100 kg

La prévention des escarres et le positionnement

Les coussins anti-escarre

COUSSIN ISKIO

Composé de mousse viscoélastique avec un insert en mousse haute résilience.

Permet une meilleure répartition des pressions.

L'insert en mousse haute résilience augmente la portance du corps sur certaines zones afin d'assurer une décharge des saillies osseuses au regard des zones à risque et en répartissant les pressions sur des zones à moindre risque telles que les cuisses, les appuis sous-trochanter et la périphérie des fessiers.

- la déclive crurale évite la rétroversion du bassin (glissement du bassin vers l'avant)

- la découpe postérieure et la forme d'assise ont pour particularité de décharger les zones ischiatiques et sacro-coccygiennes tout en prévenant le phénomène de «poinçonnement» ce qui améliore le confort de la personne en station assise.

Préconisations d'utilisation : utilisation adaptée pour les personnes présentant un risque de formation d'escarre, le plus souvent liée à un trouble de la statique posturale au fauteuil (glissement vers l'avant de l'assise avec sur-appui sur la zone sacro-coccygienne) en EHPAD et à domicile.



Classe II



NF501

Dim. L 43 x l 43 x H 8,5 cm	Acl 4120391	Phon. NF501
-----------------------------	-------------	-------------



Régler l'assise et soulager aussi souvent que possible les points de pression avec les bras



Éviter les cisaillements, les pressions non réparties

COUSSIN PHARMAFORM

En mousse visco-élastique, il offre une réponse aux besoins de confort et d'hygiène des patients présentant des risques de développement d'escarres.

Housse en Pharmatex® avec tissus antiglisse en dessous. Lavable à 95° C.

Dim. L 40 x l 40 x H 10 cm	Acl 2403038	Phon. HB618
----------------------------	-------------	-------------



HB618

Les tables de lit

Conseils

Les avantages d'une table de lit :

- > Manger au lit en cas d'alitement forcé
- > Écrire ou lire sur une table de lit inclinable
- > Utiliser son ordinateur au lit sans qu'il ne surchauffe
- > Ne pas salir les draps
- > Avoir à portée de main les objets du quotidien

Certains modèles peuvent être loués :

Renseignez-vous auprès de votre agence OXYPHARM

TABLE PONT EASY BRIDGE

Réglable en hauteur : 73 à 91 cm.
 Plateau principal inclinable à 55°
 à l'aide d'un vérin à gaz.
 Grand plateau : 40 x 60 cm.
 Petits plateaux : 40 x 20 cm chacun.
 4 roues à frein.

Acl 6436170

Phon. HL251

TABLE DE LIT 2 PLATEAUX AC305

Piètement double.
 4 roulettes 50 mm.
 1 plateau fixe : 15 x 40 cm.
 1 plateau inclinable : 40 x 60 cm.
 Hauteur variable **manuelle** : 72 à 110 cm.

Acl 5497318


Phon. OX025

TABLE DE LIT 2 PLATEAUX EVILENCE

Piètement en U.
 4 roulettes 50 mm.
 1 plateau fixe : 29 x 46 cm.
 1 plateau inclinable : 64 x 46 cm.
 Hauteur variable **assistée** : 76 à 115 cm.

Acl 2430940

Phon. HL911



Les tables de lit

TABLES DE LIT 1 PLATEAU

<p>TABLE 421000 Dim. : 40 x 60 cm Piétement en T fixe Coloris : gris perle</p>	<p>Hauteur variable Manuelle 70 à 105 cm</p>	<p>Acl 4225279</p>	<p>Phon. SB300</p>
<p>TABLE AC207 Dim. : 40 x 70 cm Piétement en U réglable en largeur Coloris : blanc</p>	<p>Hauteur variable Manuelle 72 à 110 cm</p>	<p>Acl 2703154</p>	<p>Phon. AV891</p>
<p>TABLE 421400 Plateau dim. : 40 x 60 cm Inclinable Piétement en U Coloris : blanc</p>	<p>Hauteur variable Manuelle 61 à 94 cm</p>	<p>Acl 4238081</p>	<p>Phon. SB290</p>
<p>TABLE 421311 Plateau dim. : 40 x 80 cm Inclinable Piétement en U Coloris : bois cérusé</p>	<p>Hauteur variable Manuelle 61 à 94 cm</p>	<p>Acl 6353739</p>	<p>Phon. ND972</p>
<p>TABLE LIFTIS Plateau dim. : 77 x 39 cm Hauteur variable assistée Piétement en T Coloris : gris</p>	<p>Hauteur variable Assistée 71 à 114 cm</p>	<p>Acl 9652649</p>	<p>Phon. PE722</p>



61 - 9



Les accessoires autour du lit

Conseils

Afin d'aménager au mieux une chambre à domicile, il est nécessaire de prévoir des équipements adaptés aux besoins ou au handicap du patient :

- Un oreiller en fonction de votre position.
- Des draps et des alèses pour l'hygiène.
- Une potence pour aider à se relever.
- Des protections pour la sécurité.
- Un téléphone pour prévenir en cas d'urgence.


ARCEAU DE LIT STATIO® TAILLE M

Permet d'éviter tout contact entre le patient et les draps. Recommandé durant le traitement des plaies. Autres tailles : sur commande spéciale.

Acl 2407289 Phon. HA061



HA061



POTENCE SUR SOCLE

Pour les transferts ou les re-positionnement au lit ou au fauteuil.

Acl 2125183 Phon. JD661



JD661



KH781



PIED À SÉRUM À ROULETTES

Mât : tube acier finition époxy bleu avec rallonge inox.
Embase Polyamide à 5 roulettes dont 2 à frein
4 crochets plastique
(Charge maximale par crochet : 1 kg)
Blocage en hauteur par molettes plastiques 4 branches.

Acl 5404777 Phon. KH781

APPAREILLAGE POUR POULIE-THÉRAPIE

Se fixe en tête ou en pied de lit au moyen d'une griffe plastifiée. Permet de recevoir un circuit de traction. Très utilisé dans le cas de rhume de hanche. Réglable en hauteur et en puissance en modifiant les poids utilisés.

Acl 2424951 Phon. NP364

LOCATION & ACHAT



NP364

PROTECTIONS DE BARRIÈRES (LA PAIRE)

En mousse pour éviter les chocs et les blessures en empêchant les membres de passer à travers les barreaux. Recouvertes de PVC M1. S'adaptent à tout type de barrières. Dimensions : 44 x 177 cm

Acl 2424810 Phon. NB803



NB803



GS890

PORTE URINAL

Plastifié blanc, il s'adapte aux lits médicaux. Accessoire pour lit.

Acl 2434085 Phon. GS890



Les accessoires autour du lit

APPUI DOS

Permet de s'asseoir confortablement dans le lit.

Inclinaison réglable de 25 à 75°.

Largeur : 65 cm

Acl 4121048

Phon. SD265



SD265

COUSSIN BOUÉE GONFLABLE

Diamètre : 40 cm

Acl 6026101

Phon. DP498

COUSSIN BOUÉE MOUSSE

Diamètre extérieur : 230 mm

Diamètre intérieur : 160 mm

Acl 6563170

Phon. IA629



IA629



DP498

COUSSIN FER À CHEVAL

Dimensions : 54 x 40 cm.

Acl 6495089

Phon. FJ812

Voir autre modèle page 33

LAVE TÊTE

Cuvette en vinyle gonflable, avec découpe pour la nuque et les épaules.

Tuyau de vidange, gonfleur, réservoir et douchette fournis.

Dimensions intérieures : 30 x 45 cm

Profondeur : 17 cm

Acl 4135211

Phon. CL741



CL741



FJ812

PLATEAU DE LIT AJUSTABLE

Esthétique et pratique, il a 5 positions d'inclinaison possibles (Inclinaison jusqu'à 44,5 cm)

Pieds pliants, revêtement en stratifié facile d'entretien.

Dimensions : 54 x 31 x 23,5 cm

Poids : 510 g

Acl 2413835

Phon. AY551



AY551


SOULÈVE-JAMBES

Soulage les appuis des talons et améliore le retour veineux.

Dimensions : 70 x 60 x 15/1 cm.


Acl 5491474

Phon. MM800



MM800

LES PRIORITÉS À PRENDRE EN COMPTE DANS LE SALON



Les fauteuils et sièges de positionnement

Conseils

Le fauteuil de repos pour avoir une position idéale de repos avec une commande manuelle.

Le fauteuil releveur pour se relaxer confortablement en toute autonomie. Le fauteuil s'incline et met le patient dans le bon axe afin qu'il puisse s'asseoir et se relever sans solliciter l'effort de ses jambes et de son dos. Il apporte autonomie, confort et sécurité.

Le siège coquille est un fauteuil de maintien destiné aux personnes ayant des difficultés pour se maintenir assis sans aide. La commande manuelle ou électrique permet d'ajuster la position à tout moment. Il est équipé de roues pour permettre aux aidants de le déplacer facilement.

FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR FLORENCE

- Repose-jambes par continuité de l'assise.
- Couette matelassée avec ressort indépendant.
- Version 1 ou 2 moteurs.
- Dimensions : 101 x 83 x 82 cm.
- Poche latérale de rangement.
- Tissu 100% polyester.
- Coloris : beige, chocolat ou gris.

Moteur(s)	Coloris	Acl	Phon
1	Taupe	2436724	HK791
1	Chocolat	2423325	HK782
1	Gris	2429256	HK802
2	Chocolat	2409756	HK761
2	Gris	2403239	HK772

Notre
CONSEIL



1 moteur




2 moteurs



Jusqu'à 130 Kg



Ventes
ASSOCIÉES



Jusqu'à 120 Kg

COUSSIN ROND PERCÉ

Évite tout contact douloureux liés à des hémorroïdes, en position assise.

Livré avec une housse 100% coton.

Mousse PE 24 kg/m³.

DIMENSIONS :

Diamètre : 41 cm / Diamètre intérieur : 19 cm

Épaisseur : 7 cm

Acl 4862075 Phon. OA133

Les fauteuils et sièges de positionnement

FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR STYLEA 1 MOTEUR

- Se lève et s'allonge en douceur, offrant ainsi toutes les positions de relax.
- Revêtement microfibrés.
- Dossier composé de 3 coussins contenant de la fibre creuse, ajustables selon le confort recherché.
- L'assise en continuité avec le relève-jambes est amovible et totalement déhoussable.
- Une grande poche latérale permet de ranger journaux et revues.



FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR STYLEA 2 MOTEURS

- Même niveau de finitions que le Stylea 1 moteur et équipé de deux moteurs actionnés par une télécommande.
- Les deux fonctions permettent l'inclinaison du dossier indépendamment du relève-jambes.



Fauteuil Stylea 1 moteur	Coloris Beige 	Acl 4869284	Phon. JG572
	Coloris Bronze 	Acl 4869290	Phon. JG542
	Coloris Chocolat 	Acl 4869309	Phon. JG531
Fauteuil Stylea 2 moteurs	Coloris Beige 	Acl 4868528	Phon. JG581
	Coloris Bronze 	Acl 4868534	Phon. JG551
	Coloris Chocolat 	Acl 4868540	Phon. JG562



Les fauteuils et sièges de positionnement

Accoudoirs AMOVIBLES & ESCAMOTABLES
= Transferts facilités

FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR COCOON

- Positions assis, relax, repos et releveur.
- Accoudoirs amovibles et escamotables pour faciliter l'accès aux soins.
- Allègement des points de pressions.
- Modules de couettes amovibles, lavables en machine (30°) et remplaçables.
- Télécommande réversible.
- Revêtement polyuréthane imperméable et respirant, coloris chocolat.

Largeur	Profondeur	Acl	Phon
44 cm	45 cm	8147263	MG551
50 cm	45 cm	8147286	MG541
44 cm	55 cm	8147292	MG532
50 cm	55 cm	8147300	MG521



FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR DERBY

Design type Club «années 50».
Fauteuil quasi couchage 3 positions avec un dossier accueillant et confortable.
Assise et dossier en mousse haute résilience Bultex®.
Équipé d'une motorisation basse tension qui permet d'allonger et relever le fauteuil en toute sécurité.
Revêtement microfibras coloris café ou cendres.
Châssis en acier.
Une pochette range livres sur le coté droit.
Fabrication française garantie 2 ans.

Coloris café	Acl 4868356	Phon. ND983
Coloris cendres	Acl 4868333	Phon. ND982



Ventes ASSOCIÉES



Jusqu'à 130 Kg



PUPITRE DE LECTURE

Dim. 31 x 23 cm.
Maintient les livres et les magazines en position ouverte.
Très stable, il peut également être posé sur les genoux.

Acl 4129587 Phon. IJ728

Les fauteuils et sièges de positionnement

FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR PRESTIGE XXL

- Destiné aux personnes de forte corpulence, avec une assise extra-large de 63 cm et une structure renforcée pour supporter jusqu'à 180 kg.
- Dossier formé de quatre coussins soutenant confortablement l'ensemble du dos, d'une assise en continuité au relève jambes et de deux poches latérales.
- Revêtement microfibras beige ou titane.
- Fabrication française.

Coloris beige	Acl 4865464	Phon. ND991
Coloris titane	Acl 6022265	Phon. ND992



FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR SCOTTY 2

- En plus d'une inclinaison indépendante du dossier avec le relève jambes, l'assise se lève à l'horizontale pour permettre une position «assis-debout». Cette fonction soulage ainsi les efforts à fournir pour se remettre debout.
- Assise déhoussable en mousse viscoélastique appréciable pour la prévention des escarres.
- Revêtement microfibre coloris titane.
- Fabrication française.

Acl 3401598586643	Phon. NE002
-------------------	-------------



FAUTEUIL GARDE-ROBE

DISCRET : le garde-robe laisse place à un fauteuil de repos dans la journée ou lors d'une visite. 3 positions de confort pour une utilisation longue durée : assis, semi-incliné et incliné. Faible encombrement. 2 pochettes range livre, aucun fil électrique, Revêtement microfibre et simili cuir coloris chocolat ou gris cendré. Fabrication française.

Chocolat	Acl 3701127700138	Phon. RI681
Gris cendré	Acl 3701127700121	Phon. RI691



ACCESSOIRES POUR GARDE-ROBE

Bouchon	Acl 6041317	Phon. RK892
Assise anti-escarre coloris chocolat	Acl 2400739	Phon. RI701
Assise anti-escarre coloris gris cendré	Acl 3701127700305	Phon. RN260

Les fauteuils et sièges de positionnement

FAUTEUIL DE REPOS RELAX MANUEL SCOTTY

- Accoudoirs en bois massif.
- Possède toutes les fonctions d'un fauteuil releveur : assis, levé, position lecture et quasi couchage.
- Pochette range livre.
- Relax mécanique manuel.
- Microfibre coloris chocolat, bronze ou titane.

Coloris Bronze	Acl 4123892	Phon. FG803
Coloris Chocolat	Acl 6591723	Phon. FG812
Coloris Titane	Acl 4123900	Phon. FG792



FAUTEUIL DE REPOS VENEZIA

- Dossier, assise et manchettes en mousse polyuréthane de 18 à 24 kg/m.
- Revêtement enduit 20% coton et 80% polyuréthane imperméable (tenue à l'eau), barrière contre les bactéries, microbes et acariens.
- Classification retardant au feu CF au textile enduit PU.
- Alimentation secteur 220 V +/- 10 V avec télécommande, simple d'utilisation.
- Structure acier, panneau de particules et contreplaqué.
- Repose-jambes par continuité de l'assise avec couette matelassée.

Acl 2429925	Phon. EC791
-------------	-------------



FAUTEUIL DE REPOS RELAX MANUEL NORMANDIE

- Dossier galbé enveloppant et inclinable à 45° avec repose-jambes à allongement automatique.
- Mousse haute densité (39 kg m³).
- Vérin d'assistance pour l'inclinaison du dossier.
- Manchettes longues évitant un espace entre celles-ci et le dossier en cas d'inclinaison complète du dossier.
- Accoudoirs réglables en hauteur pour faciliter les transferts.
- Deux roulettes à l'arrière pour faciliter le déplacement du fauteuil.
- Revêtement simili cuir.
- Coloris : citrouille, vert amande, bleu lavande, vert basilic, rouge morgon, jaune mirabelle, marron châtaigne et bleu nuit.

Acl 2425005	Phon DJ910
-------------	------------



Les fauteuils et sièges de positionnement

ATTENTION
Nouvelle réglementation LPP
depuis le 1^{er} janvier 2018

Information

INDICATION DE PRISE EN CHARGE :

Adulte de plus de 60 ans ayant une impossibilité de se maintenir en position assise sans un système de soutien, évalué dans les groupes iso-ressources (GIR) 1-2 selon la grille AGGIR.

Le classement GIR doit figurer sur la prescription et sur la demande d'entente préalable.

Le **GIR 1** correspond aux :

- Personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants.
- Ou aux personnes en fin de vie.

Le **GIR 2** comprend deux groupes de personnes dépendantes :

- Celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante.
- Ou les personnes dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui sont capables de se déplacer et qui nécessitent une surveillance permanente.

La DEP est nécessaire lors de la première prescription et à chaque renouvellement.

- Achat pour une durée de 5 ans.
- Renouvellement uniquement à l'issue de ces 5 ans.

SIÈGE COQUILLE MANUEL ALTITUDE VERSION ANTI-ESCARRE

- Coussin d'assise de 80 mm d'épaisseur (hauteur de dossier 770 mm).
- Appui-tête rembourré.
- Sangles 5 points d'origine.
- Palette repose-pieds monobloc montée sur un ressort pour rester debout sur cette palette lors d'un transfert.
- Piètement 5 roulettes dont une directionnelle.
- Hauteur d'assise réglable (de 450 à 560 mm)
- Revêtement Dartex coloris prune.

Taille	Tablette	Acl	Phon
11	NON	5415174016552	OF212
14	NON	5415174016798	OF223
11	OUI	5415174016521	OF173
14	OUI	5415174016767	OF182

TABLETTE RABATTABLE
sur le côté



Kg
Jusqu'à 120 Kg



Les fauteuils et sièges de positionnement

SIÈGE COQUILLE MANUEL ÉLYSÉE

SANS TABLETTE.

Châssis roulant pour les personnes nécessitant l'aide d'un accompagnant.

- Usage intérieur / extérieur.
- Repose-jambes manuel, réglable par crémaillère (6 positions).
- Le repose-jambes se trouve dans l'alignement de
- L'assise en position semi allongée.
- Système de freins au pied accessible sur 3 côtés pour l'aidant.
- Inclinaison à 30°.
- La hauteur des accoudoirs permet l'accès aux tables de repas.
- Revêtement mixte PVC imperméable.
- Assise Classe II insérée.
- Tablette en option acl 3760270136805 / Phon. NG373

Taille	Revêtement	Acl	Phon
04	Cacao	3760270133101	OF483
07		3760270133132	OF492
10		3760270133163	OF503
13		3760270133194	OF513
04	Citron	3760270133408	OF582
07		3760270133439	OF592
10		3760270133460	OF603
13		3760270133491	OF612
04	Ébène	3760270132951	OF442
07		3760270132982	OF453
10		3760270133019	OF463
13		3760270133040	OF473
04	Framboise	3760270133255	OF523
07		3760270133286	OF533
10		3760270133316	OF562
13		3760270133347	OF573

- CACAO
- ÉBÈNE
- FRAMBOISE
- CITRON



TAILLES	Taille < 175 cm	Taille entre 175 et 185 cm	Taille > 185 cm
Jusqu'à 32 cm	T1	T2	T3
De 33 à 38 cm	T4	T5	T6
De 39 à 44 cm	T7	T8	T9
De 45 à 50 cm	T10	T11	T12
De 51 à 56 cm	T13	T14	T15



Les fauteuils et sièges de positionnement

SIÈGE COQUILLE MANUEL MONTMARTRE®

Pour les personnes assistées d'un accompagnant (Usage intérieur exclusif).

- Repose-jambes adapté à la largeur d'assise pour un meilleur confort.
- Système manuel par crémaillère qui propose 6 positions de confort.
- Le repose-jambes se trouve dans l'alignement de l'assise en position semi allongée.
- La hauteur des accoudoirs permet l'accès aux tables de repas.
- Pieds 5 roulettes diamètre 100 mm
- Assise Classe II insérée.
- Revêtement PVC/PU imperméable.
- Tablette en option aci 3760270130988 / Phon. NG363

Taille	Revêtement	Aci	Phon
04	Cacao	3760270135204	OJ602
07		3760270135235	OJ612
10		3760270135266	OJ623
13		3760270135297	OJ633
04	Citron	3760270135501	OJ682
07		3760270135532	OJ692
10		3760270135563	OJ702
13		3760270135594	OJ712
04	Ébène	3760270135051	OJ562
07		3760270135082	OJ573
10		3760270135112	OJ583
13		3760270135143	OJ592
04	Framboise	3760270135358	OJ642
07		3760270135389	OJ652
10		3760270135419	OJ662
13		3760270135440	OJ673



Largeur hors tout :
Largeur d'assise + 23 cm

Hauteur sol - assise :
45 cm ou 47,5 cm

TAILLES Largeur de bassin	Taille < 175 cm	Taille entre 175 et 185 cm	Taille > 185 cm
Jusqu'à 32 cm	T1	T2	T3
De 33 à 38 cm	T4	T5	T6
De 39 à 44 cm	T7	T8	T9
De 45 à 50 cm	T10	T11	T12
De 51 à 56 cm	T13	T14	T15



SIÈGE COQUILLE CORAILLE

4 roues pour une utilisation intérieur/extérieur :
2 grandes roues arrière et 2 roues avant 6 pouces directionnelles.

Tablette amovible, rabattable et réglable en profondeur.
Frein à tambour accessible au pied de l'accompagnant.
Hauteur d'assise réglable (de 450 à 560 mm).
Repose-jambes à allongement automatique indépendant.
Support palette reposable-monté sur ressort.
Revêtement Dartex.

Aci 2428759	Phon. EO280
-------------	-------------



Vert

Prune

Praline

Parme



Les fauteuils et sièges de positionnement

SIÈGE COQUILLE ÉLECTRIQUE PREMIUM

3 fonctions électriques :

- Les deux premiers boutons permettent de bénéficier de la fonction d'AUTONOMIE électrique (Bouton blanc : avant / Bouton vert : arrière), permettant de gérer soi-même son inclinaison.
- Le bouton bleu permet d'actionner le système DÉTENTE programmé pour modifier automatiquement l'inclinaison du fauteuil, permettant ainsi l'apaisement des tensions et les risques de compressions prolongées (douces oscillations - programme de 35 minutes).
- Le bouton jaune active la fonction MASSAGE par vibrations du coussin lombaire (Cycle de 5 minutes).

Télécommande verrouillable.

Fonction STOP&START : pause intermédiaire en assise horizontale pour plus de sécurité.

Kit mains libres pour davantage de sécurité.

Assise Classe II insérée.

Tablette en option acl 3760270130988 / Phon. NG363

Taille	Revêtement	Acl	Phon
04	Citron	3760270132357	NG322
07		3760270132388	NG332
10		3760270132418	NG342
13		3760270132449	NG353
04	Framboise	3760270132203	NG283
07		3760270132234	NG292
10		3760270132265	NG302
13		3760270132265	NG313
04	Black	3760270131602	NG202
07		3760270131633	NG213
10		3760270131664	NG223
13		3760270131695	NG233
04	Chocolat	3760270131756	NG243
07		3760270131787	NG252
10		3760270131817	NG263
13		3760270131848	NG272



CHOCOLAT

BLACK

FRAMBOISE

CITRON



TAILLES	Taille	Taille entre	Taille
Largeur de bassin	< 175 cm	175 et 185 cm	> 185 cm
Jusqu'à 32 cm	T1	T2	T3
De 33 à 38 cm	T4	T5	T6
De 39 à 44 cm	T7	T8	T9
De 45 à 50 cm	T10	T11	T12
De 51 à 56 cm	T13	T14	T15

Les fauteuils et sièges de positionnement

SIÈGE COQUILLE ÉLECTRIQUE ÉLYSÉE

SANS TABLETTE.

Châssis roulant permettant de conserver son autonomie grâce à sa télécommande (Bouton blanc : avant / Bouton vert : arrière).

Usage intérieur / extérieur.

- Repose-jambes dans l'alignement de l'assise en position semi allongée.
- Système de freins au pied accessible sur 3 côtés pour l'aidant.
- La hauteur des accoudoirs permet l'accès aux tables de repas.
- Télécommande verrouillable.
- Fonction STOP&START : pause intermédiaire en assise horizontale pour plus de sécurité.
- Kit mains libres pour davantage de sécurité.
- Revêtement mixte PVC imperméable.
- Assise Classe II insérée.
- Tablette en option acl 3760270136805 / Phon. NG373

Taille	Revêtement	Acl	Phon
04	Cacao	3760270134153	OF273
07		3760270134184	OF283
10		3760270134214	OF293
13		3760270134245	OF302
04	Citron	3760270134450	OF352
07		3760270134481	OF363
10		3760270134511	OF372
13		3760270134542	OF383
04	Ébène	3760270134009	OF232
07		3760270134030	OF243
10		3760270134061	OF252
13		3760270134092	OF263
04	Framboise	3760270134306	OF313
07		3760270134337	OF323
10		3760270134368	OF333
13		3760270134399	OF343

CACAO

ÉBÈNE

FRAMBOISE

CITRON

TAILLES	Taille < 175 cm	Taille entre 175 et 185 cm	Taille > 185 cm
Largeur de bassin			
Jusqu'à 32 cm	T1	T2	T3
De 33 à 38 cm	T4	T5	T6
De 39 à 44 cm	T7	T8	T9
De 45 à 50 cm	T10	T11	T12
De 51 à 56 cm	T13	T14	T15



Largeur hors tout :
Largeur d'assise + 23 cm

Hauteur sol - assise :
45 cm



LA MOBILITÉ ET LE TRANSFERT

Vivre avec un handicap ne signifie pas que l'on ne puisse plus sortir.
Des solutions adaptées et appropriées à la mobilité de chacun sont proposées pour faciliter et sécuriser les déplacements du patient à l'intérieur comme à l'extérieur.
Il est possible d'accessoiriser les produits avec des paniers ou des sacs de rangement par exemple.

Sommaire

Les cannes p. 44 - 50

Belles cannes, cannes de marche, cannes spéciales, cannes anglaises et accessoires.

Les déambulateurs et rollators p. 51 - 55

Déambulateurs fixes, pliants et rollators à 2, 3 ou 4 roues.

Les fauteuils roulants p. 56 - 63

Modèles standards, «ortho», électriques pour adulte et enfant.

Les scooters et les tricycles p. 64 - 67

Scooters pour intérieur ou extérieur, tricycles pour adulte ou pour enfant.

Le maintien au lit ou au fauteuil p. 68

Ceintures, brassières, gilet de sécurité, attache poignets,...

Les aides au transfert p. 69 - 73

Fauteuils de transfert, draisienne, lève-personne, verticalisateurs et sangles.

Les cannes

Offre quantitative

Les belles cannes

Conseils

Comment bien choisir sa canne ?

LA HAUTEUR

Lorsque le patient est debout, le bras le long du corps, la poignée de la canne doit arriver au niveau de son poignet.

LA POIGNÉE

Choix selon l'usage, la pathologie et le confort du patient.

- **Poignée en T** : évite que la main glisse grâce à une bonne préhension.
- **Poignée Derby** : peut tenir sur les avant-bras pour libérer les mains.
- **Poignée anatomique** : la main épouse parfaitement la forme de la poignée

L'EMBOUT

Recouvert de caoutchouc pour garantir une bonne stabilité. Possibilité d'ajouter un stabilisateur pour que la canne reste debout lorsque elle est posée.



CANNES DE MARCHÉ

AcI	Phon.	Désignation	Longueur
4854986	HW104	CANNE DERBY BLEUE	92 cm
4854963	HW148	CANNE DERBY VERTE	92 cm
4854644	MI235	CANNE DERBY NACRE	92 cm
2428179	EH140	CANNE CARBONE	97 cm
4855129	MI202	CANNE BALLE DE GOLF	92 cm



PACK CANNES FASHION



Ensemble de 6 cannes derby.

Réglable en hauteur de 82,5 à 92,5 cm.

3 fixes : Indira, Black & White et Cashmere

3 pliantes : Flore, Blister et Cashmere Pastel

La composition de ce pack peut varier.

AcI 2644807	Phon. BH962
-------------	-------------



CANNES FANTAISIE AVEC DRAGONNE



Réglable par cliquet avec poignée Maginot et dragonne.

Taille réglable de 70 à 93 cm

10 positions (tous les 25 mm)

Bague anti-bruit.

Plumes vertes	AcI 2400754	Phon. RI931
Perse	AcI 2400756	Phon. RI941
Bombay	AcI 2400757	Phon. RJ011
Plumes bleues	AcI 2400760	Phon. RJ021
Griotte	AcI 2400758	Phon. RI891
Liberty	AcI 2400759	Phon. RI962

Les cannes

Offre
quantitative

Les belles cannes

CANNE LUMINESCENTE

Poignée plexiglas lumineuse, avec système anti-blocage.
Se recharge à la lumière du jour.
En journée, la poignée est grise et noire.
Pliable en 4 partie.
Hauteur réglable de 86 à 96 cm.

Acl 3700760804821 Phon. MF591



Phosphorescente

CANNE ELECTRA

Éclairage LED et voyant de signalisation nuit : clignotant rouge pour être vu dans la pénombre ou dans la nuit.
Avertissement sonore à actionner en cas de danger ou de chute.
Hauteur réglable de 75 cm à 98 cm

Acl	Phon.	Coloris
2031826	HI502	ROUGE
5415174008137	HL231	BLEUE
5415174008144	HL222	VIOLETTE



LPP

Éclairage LED


CANNE SIÈGE PLIANTE

Adaptée aux personnes de plus d'1m72.
Longueur : 88,5 cm / Hauteur d'assise : 77 cm.
Repliable en 4 par la selle.
Tube en aluminium couleur noir Ø 19 mm,
boutée caoutchouc.
Livrée avec son sac de transport.
Avertissement :
Cette canne siège munie d'un seul pied est adaptée seulement aux personnes qui peuvent garder l'équilibre et former un trépied stable.

Acl 3700760801967 Phon. IA412



Ventes
ASSOCIÉES



PRÉSENTOIR FIXE 25 CANNES

En acier époxy.
Poids : 1 kg

Acl 4890433 Phon. PE881

Les cannes

Offre
quantitative

Les cannes de marche

CANNES POIGNÉE EN T

LPP

Acl	Phon.	Désignation	Descriptif	Longueur
2409696	AP990	CANNES T RÉGLABLES	Décor aluminium	80 - 97 cm
5489856	MD487		Décor noir	80 - 97 cm
9968022	HB841		Bi-matière, coloris gris	74 - 97,5 cm
2438025	RM359	CANNE T BOIS LUXE	Bois, vernis teinté noyer	90 cm
4261022	VS282	CANNES T BOIS STANDARD	Bois	87,5 cm
4261039	SE437			95 cm
2428162	EH130	CANNE T «TOUT BOIS»	Hêtre teinté	98 cm
5489862	MD461	CANNES T POIGNÉE ANATOMIQUE	Pour droitier, coloris noir	80 - 97 cm
5489879	MD479		Pour gaucher, coloris noir	80 - 97 cm
2410506	AB801	CANNE T PLIANTE EN 4 PARTIES	Coloris noir	80 - 90 cm



HB841



RM359



MD461
MD479



EH130



AB801

Bon
CONSEIL



RM375



QK388



AC698

CANNES POIGNÉE COURBE OU COL DE CYGNE

LPP

Acl	Phon.	Désignation	Descriptif	Longueur
2412563	RM375	CANNES COURBES	Décor bambou	95 cm
5489425	QK388		Bois	95 cm
2438019	AC698		Bois	90 cm

Les cannes

Les cannes spéciales

Conseils

Les cannes tripodes et quadripodes, équipées de 3 ou 4 pieds, sont plus stables qu'une canne classique. En utilisation, elles offrent un appui plus important et les risques de glisse sont limités. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la canne tient debout toute seule et le patient n'a donc jamais besoin de se baisser pour la ramasser.

Acl	Phon.	Désignation
5489833	MD495	CANNE TRIPODE Grande stabilité : tient debout toute seule et reste toujours à portée de main. Réglable en hauteur de 67 à 80 cm.
2422923	EW655	CANNE QUADRIPODE Grande stabilité, ne tombe pas et reste toujours à portée de la main. Réglable en hauteur de 67 à 80 cm.
6011314	LH362	CANNE SIÈGE 3 PIEDS Modèle pliable aluminium et plastique. Hauteur du siège : 46 à 54 cm. Poids max. utilisateur : 113 Kg.
4856442	JH121	CANNE SIÈGE 4 PIEDS Livrée avec une sangle de transport. Hauteur du siège : 55 cm. Poids max. utilisateur : 100 Kg.
3700760801387	MF601	CANNE BLANCHE PLIANTE 212 Pliante en 4 parties, tubes alu gainé plastique, avec boule tournante à roulement. Longueur : 130 cm.
6477878	EI071	CANNE BLANCHE PLIANTE C10 Pliante en 4 parties. Poignée mailloche. Livrée avec étui et dragonne.
6617836	RT773	CANNE ARTHRIQUE C15 Assure un soutien maximum de l'avant bras. Pour tous les patients très courbés ou n'ayant plus de force de préhension au niveau de la main. Poignée réglable en profondeur et en rotation.
6477855	EI089	PAIRE DE BÉQUILLES SOUS AISSELLE Réglable en hauteur. Appui-bras garni de mousse. Poignée en polypropylène. Embout Optiflex®. Poids max. utilisateur : 90 Kg.

Offre quantitative





Les cannes

Offre
quantitative

Les accessoires pour canne

Acl	Phon.	Désignation
2428216	EH160	POCHETTE CADEAU EN TISSUS
4135056	SD216	DRAGONNE
2428363	EH611	KIT DE RÉGLAGE POUR CANNES BOIS
4121031	SD273	ACCROCHE CANNE
2423762	HA158	PAIRE DE POIGNÉES MOUSSE POUR CANNES ANGLAISES
2438048	QM442	CLIPS DE REMPLACEMENT CANNE MÉTALLIQUE



EMBOUS DE CANNE

Acl	Phon.	Correspondance canne	Coloris
6421412	BY555	Tout type de canne Diam. > 18 mm, < 20 mm	Gris*
6421429	IY160	Tout type de canne Diam. > 18 mm, < 20 mm	Noir*
6462256	ET819	Canne métal Diam. > 17 mm, < 35 mm	Noir*
6462233	HQ161	Canne bois Diam. > 15 mm, < 35 mm	Noir*

* Existe également en couleur • Autres modèles disponibles :
Renseignez-vous auprès de votre agence Oxypharm.

EMBOUT DE CANNE PIVOFLEX®

Pour les utilisations prolongées : permet une marche plus souple et dure beaucoup plus longtemps qu'un embout ordinaire.

D'une base de 45 mm pour un diamètre de 19 mm, ces embouts sont compatibles avec la plupart des cannes anglaises. Coloris gris.

Acl 5494627 Phon. MT828

Bon
CONSEIL



EMBOUT STABILISATEUR DE CANNE

S'adapte sur toute canne de marche de diamètre 16 mm et maintient la canne à la verticale.

Matière caoutchouc. Coloris noir.

Acl 6011315 Phon. PE941



EMBOUT DE CANNE STABICANE®

Permet à la canne de tenir en équilibre seule (Sur sol incliné jusque 10°).
Adhère sur tous types de sols même humides.
S'adapte aux cannes, cannes anglaises.
Ne convient pas aux cannes pliantes.

Diamètre du tube de la canne	Acl	Phon.
16 à 18 mm	5442719	JF752
19 à 21 mm	6145998	FH703



Médaille de bronze au concours Lépine européen 2013

Les cannes

Offre
quantitative

Les cannes anglaises

CANNES ANGLAISES FUN

Appui brachial enveloppant et poignée ergonomique.
Bouchon anti-bruit.
Réglage par clips : hauteur de 72 à 96 cm
Tube en duraluminium poli «bright finish».
Poids de la canne : 500 g.
Pour patient entre 135 cm et 200 cm.

AcI	Phon.	Coloris poignée / appui brachial
7842587	FS824	Bleu océan
7862845	FS830	Vert menthe
7842601	DI854	Violet
7842624	DI839	Mandarine



LPP

Kg
Jusqu'à 130 Kg

FS830 - DI839 - FS824 - DI854

CANNE ANGLAISE STANDARD SOFIA

Finition anodisée, manche en polypropylène noir.
Embout Optiflex®.
Hauteur réglable de 73 à 96 cm.
Tube en duraluminium poli «bright finish».

AcI	Phon.	Coloris poignée / appui brachial
4260790	UD400	Noir



UD400

LPP

Kg
Jusqu'à 130 Kg

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

CANNE ANGLAISE RENFORCÉE

Appui brachial et poignée confortables,
croissant enveloppant.
Hauteur réglable de 70,5 à 98 cm.
Base Optiflex®.
Poids maximum de l'utilisateur : 120 Kg.

AcI 2437907	Phon. PL411
-------------	-------------

LPP

Kg
Jusqu'à 120 Kg

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



PL411

CANNE ANGLAISE FORTISSIMO

Croissant articulé.
Double réglage.
Poignée mousse.
Hauteur réglable : 76 à 106 cm.
Embout Optiflex®.

AcI	Phon.	Coloris poignée / appui brachial
4260867	TC180	Gris



TC180

LPP

Kg
Jusqu'à 180 Kg

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

Les cannes

Les cannes anglaises

CANNES ANGLAISES STYLE

Poignée confort, appui brachial enveloppant et position main libre.
Bague anti-glissement réglable.
Patin anti-glissement.
Embout Optiflex®.
Hauteur variable de 73 à 100 cm.

Acl	Phon.	Coloris poignée confort
4260726	UD410	Bleu
4260749	UD421	Jaune
4260755	UD430	Rouge
4260761	UD450	Vert



Jusqu'à 150 Kg



CANNE ANGLAISE PLIANTE

Réglage de 72 à 96 cm.
Coloris : voir avec votre agence.

Acl 5493220	Phon. AC797
-------------	-------------



Jusqu'à 90 Kg



CANNE ANGLAISE ENFANT

Appui brachial réglage de 22 à 29 cm.
Hauteur réglable de 55 à 75 cm.

Acl	Phon.	Coloris poignée / appui brachial
7595290	CP164	Orange / bleu
7595284	CP208	Turquoise / violet



Modèles pour ENFANTS



Jusqu'à 100 Kg

CANNE ANGLAISE ENFANT

Double réglage.
Finition anodisée.
Hauteur réglable de 47 à 74 cm.
Base Optiflex®.

Acl	Phon.	Coloris poignée / appui brachial
6625161	ZL856	Gris anthracite

Modèles pour ENFANTS



Jusqu'à 75 Kg



Les déambulateurs et rollators

Conseils

En cas de perte d'équilibre, les déambulateurs et rollators sont de véritables aides à la marche. Ils sont conçus pour apporter un soutien lors des déplacements. Avec un déambulateur, le patient peut marcher plus longtemps qu'avec une canne car il permet de disposer d'un appui stable. Certains déambulateurs sont équipés d'un panier ou d'un plateau pour transporter des courses ou d'un siège pour permettre de faire une pause.

Au moment de choisir entre déambulateur et rollator, ATTENTION à la largeur des portes au domicile de l'utilisateur.

DÉAMBULATEURS FIXES

Dimensions hors tout	Poids max. utilisateur	AcI	Phon.
H 81-91 cm x l 45 cm x L 62 cm	130 kg	6341765	QS958
H 80-90 cm x l 50 cm x L 62 cm	100 kg	6249746	AX418
H 78-96 cm x l 56 cm x L 67 cm	130 kg	4121120	DF711
H 65-75 cm x l 43 cm x L 53 cm	70 kg	6249752	AX434



Poignées souples
ANTI-ROTATION

Renfort acier
intérieur et
embout extra
large.



DOUBLE USAGE
Peut-être utilisé comme
cadre de toilettes



Modèle pour
ENFANTS



Les déambulateurs et rollators

DÉAMBULATEURS PLIANTS

Acl	Phon.	Dimensions hors tout	Poids max. utilisateur
9527542	MH914	H 81-91 cm x l 54 cm x L 61 cm	130 kg
4120853	HT283	H 78-91 cm x l 49 cm x L 64 cm	100 kg



PLIANT
2 niveaux de main courante pour aider à se relever.



ARTICULÉ
Conçu pour la rééducation :
SUIT LES MOUVEMENTS
PAS À PAS




Schéma de marche

HT283



Ventes ASSOCIÉES



SAC FILET

En nylon noué. Se fixe sur tout type de cadre de marche. Utile pour aller faire les courses ou bien déplacer des objets du quotidien.

Acl 2400059

Phon. KC532

Les déambulateurs et rollators

Conseils

Rollator 2, 3 ou 4 roues ?


2 ROUES

Ce sont les plus stables grâce à la combinaison 2 roues à l'avant + 2 patins à l'arrière. Ils sont d'avantage adaptés à une utilisation en intérieur.

3 ET 4 ROUES

Beaucoup plus maniables grâce à leurs roues directionnelles et leurs freins sur les roues arrière. Ils ont l'avantage d'être souvent pliants pour les mettre dans une voiture par exemple ou les ranger dans un placard. Certains déambulateurs sont munis d'une assise pour se reposer si le besoin s'en fait sentir.

Ces déambulateurs demandent une plus grande habileté et maniabilité notamment dans la gestion des appuis au sol et pour l'usage des freins.



ROLLATOR 2 ROUES LONDRES

Poignées anatomiques. Embouts antidérapants. assurent une bonne stabilité à l'arrêt.

Équipé d'un siège. Hauteur d'assise : 53 cm.

Acl	Phon.	Dimensions hors tout
9563408	HT325	H 78-94 cm x l 68 cm x L 72 cm



Siège
Embouts
ANTIDÉRAPANTS

HT325



Jusqu'à 100 Kg



ROLLATOR 3 ROUES MADRID

Poignées anatomiques réglables en hauteur avec freins à câbles. Pousser les poignées de freins vers le bas pour bloquer les roues.

Pneus pleins pour le confort et la maniabilité. Panier et plateau (24 x 20 cm) livrés de série.

Acl	Phon.	Dimensions hors tout
4135062	HT317	H 82-92 cm x l 61 cm x L 67 cm

Modèle PLIANT
Panier + plateau + sacoche
Poignées anatomiques RÉGLABLES



HT317

Jusqu'à 136 Kg



ROLLATOR 4 ROUES MODELITO CLASSIC

Poignées anatomiques. Embouts antidérapants pour une bonne stabilité à l'arrêt.

Équipé d'un siège. Hauteur d'assise : 53 cm.

Acl	Phon.	Dimensions hors tout
4090690	DJ403	H 82-95 cm x l 68 cm x L 62,8 cm



ALUMINIUM
Grande sacoche
Freins - Siège

DJ403



Jusqu'à 136 Kg

Les déambulateurs et rollators

LPP

ROLLATOR 4 ROUES SHUPIROLL

Permet de se déplacer en toute sécurité grâce à sa barre à pousser façon «caddie». En la verrouillant avec la barre située au dessous, il s'utilise alors comme un siège confortable et résistant.

Grande sacoche 25 litres à l'avant.

Acl	Phon.	Dimensions hors tout
2077998	DJ412	H 89 cm x l 72 cm x L 59 cm

FONCTIONNALITÉS D'UN ROLLATOR ET D'UN CADDIE®
Frein parking
Grande sacoche

DJ412



Jusqu'à 120 Kg



LPP

ROLLATOR 4 ROUES 286B

Équipé d'un panier amovible de transport, d'une tablette-plateau plexi, d'une assise et d'un porte-canne.

Freins parking et poignées réglables en hauteur.

Modèle pliant.

Acl	Phon.	Dimensions hors tout
2400839	RJ183	H 78-97 cm x l 64 cm x L 59 cm

Modèle PLIANT
Panier + plateau
Freins parking
Porte-canne

RJ183



Jusqu'à 120 Kg



LPP

ROLLATOR 4 ROUES CRISTALLO

Modèle pliant tout confort et modulable : siège, panier, plateau, porte-canne et système de freinage.

Avant de s'asseoir, pousser les poignées de freins vers le bas pour bloquer les roues.

Acl	Phon.	Dimensions hors tout
2400400	NK490	H 79-100 cm x l 67 cm x L 61 cm

Modèle PLIANT
+ Siège
+ Panier
+ Plateau
+ Porte-canne
+ Système de freinage

NK490



Jusqu'à 130 Kg



Les déambulateurs et rollators

Déambulateur & rollators BARIATRIQUES

Acl	Phon.	Dimensions hors tout	Poids max. utilisateur
2400043	KC141	H 75-100 cm x l 69 cm x L 59,5 cm	150 kg
2400743	RI841	H 88-99,5 cm x l 78 cm x L 70 cm	200 kg
2429285	ER551	H 80-98 cm x l 51 cm x L 62 cm	227 kg
2429262	ER540	H 86-95 cm x l 69 cm x L 70 cm	227 kg
2429279	ER530	H 88-99 cm x l 68 cm x L 72 cm	227 kg



MONTE-TROTTOIR

- + Pliant
- + Panier
- + Siège



Kg
Jusqu'à 150 Kg

Appui dorsal CONFORT

- + Pliant
- + Panier
- + Siège



Kg
Jusqu'à 200 Kg



PLIANT + SIÈGE

- Assise REMBOURÉE
- 56 cm de large
- Roues de 10 cm



Kg
Jusqu'à 227 Kg

Modèle PLIANT
structure RENFORCÉE
avec croisillon en H



Kg
Jusqu'à 227 Kg

PLIANT + SIÈGE + PANIER

- Blocage des freins sécurisé One Touch®



Kg
Jusqu'à 227 Kg

Les fauteuils roulants

Conseils

Le fauteuil roulant manuel est une aide technique pour les personnes présentant de manière temporaire ou définitive des difficultés de déambulation. Les fauteuils roulants sont adaptés à chaque utilisateur.

Les fauteuils roulants électriques sont indiqués pour les personnes ne pouvant se déplacer seules en fauteuil roulant manuel. Ils permettent de retrouver une indépendance notamment au niveau des sorties, à l'extérieur du domicile. La conduite du fauteuil s'effectue par commande électronique mais parfois l'utilisation d'une commande spéciale est indispensable (au menton, à la tête, par contacteurs avec défilement, au souffle, à l'induction, pour la tierce personne).

La prise en charge des fauteuils électriques est subordonnée à un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire (médecin de réadaptation aidé d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute).

Tous nos modèles sont configurables selon les besoins de chaque patient.

Un fauteuil roulant peut se décliner jusqu'à 15 tailles différentes : il est donc indispensable de connaître le poids, la taille et le sexe du patient.



VENTES
&
LOCATIONS



FAUTEUIL ROULANT D200 30°

Le D200 est un fauteuil manuel léger et fonctionnel en aluminium avec dossier inclinable à 30° et rabattable sur l'avant.

Complètement pliable, il offre également de nombreuses possibilités d'ajustement :

- Barre de poussée.
- Siège et dossier rembourrés.
- Accoudoirs amovibles et escamotables, réglables en hauteur et en profondeur.
- Repose-pieds escamotables et amovibles vers l'intérieur et l'extérieur.
- Palette de repose-pieds réglable en inclinaison.
- 3 positions de roues pour ajuster la hauteur d'assise.
- Réglage de paliers arrière.
- Siège ajustable en hauteur sur 3 positions.
- Livré avec dossier réglable en tension et coussin de dossier.

Poids du fauteuil : 19 kg.

Acl	Phon.	Taille	Largeur hors-tout
5415174010482	NE721	38	580 mm
5415174010499	NE722	40	600 mm
5415174010505	NE732	42	620 mm
5415174010512	NE733	44	640 mm
5415174010475	NE741	46	660 mm
5415174010529	NE742	48	680 mm
5415174010536	NE752	50	700 mm
5415174010543	NE753	52	720 mm

19 Kg
Châssis PLIANT
Réglages
MULTIPLES


Jusqu'à 130 Kg



Les fauteuils roulants

VENTES
&
LOCATIONS

FAUTEUIL ROULANT ACTION 2NG

- Châssis pliant par croisillon.
- Potences 80° escamotables intérieur/extérieur.
- 2 types de dossier : fixe pliant à mi-hauteur ou inclinable par crémaillère.
- Largeur d'assise de 40,5 cm à 48 cm.
- Poids du fauteuil : 16,2 Kg.

Acl	Phon.	Largeur d'assise	Dossier fixe	Dossier inclinable
2432749	LF600	40,5 cm	x	
2411931	LJ320	43 cm	x	
2413002	LJ331	45,5 cm	x	
2432554	LJ340	48 cm	x	
2442742	QA001	40,5 cm		x
2448294	QA010	43 cm		x
2448673	QA020	45,5 cm		x
2435618	QA980	48 cm		x



13,8 Kg
Châssis PLIANT



FAUTEUIL NOVO LIGHT

- Châssis aluminium coloris bronze.
Roues avant 6'' à bandages.
Roues arrière 24'' à bandages.
Dossier fixe ou inclinable de 30° par crémaillères.
Largeur hors-tout : 60,5 à 72,5 cm.
Profondeur d'assise : 42 cm.
Hauteur d'assise : de 45 à 50 cm.
Poids maxi utilisateur : 125 kg.
Poids du fauteuil : à partir de 14,9 kg.

Acl	Phon.	Taille	Dossier fixe	Dossier inclinable
6025288	RJ560	39	X	
6025289	RJ562	42	X	
6025290	RJ570	45	X	
6025291	RJ571	48	X	
6025292	RJ581	52	X	
6025281	RJ590	39		X
6025282	RJ591	42		X
6025284	RJ601	45		X
6025285	RJ612	48		X
6025287	RJ621	52		X



Aluminium
À partir de 14,9 Kg
Châssis PLIANT



Les fauteuils roulants




FAUTEUIL ACTION3® JUNIOR 30°

Fauteuil roulant manuel léger en aluminium et pliant conçu pour les enfants à partir de 2 ans. Les dimensions d'assise peuvent être facilement ajustées grâce aux toiles d'assise et de dossier réglables en largeur et en profondeur. Afin d'améliorer les performances de conduite, le centre de gravité du fauteuil peut être ajusté. 3 hauteurs d'assise : 410, 435 et 460 mm.

Dossier fixe	Dossier inclinable	Taille	Acl	Phon.
X		Au choix	2428707	EM190
	X	T. 30,5	-	NE813
	X	T. 33	-	NE562
	X	T. 35	-	NE552

LOCATION
&
ACHAT



Dossier inclinable à 30°

Hauteur d'assise et centre de gravité réglables



Protège-roues et coloris PERSONNALISABLES



Les fauteuils roulants

Conseils

Pour les modalités de mise en place, essais à domicile ou en agence contactez votre conseiller(ère) OXYPHARM

FAUTEUIL ROULANT À DOSSIER FIXE V300 XXL

Assise et dossier réglables en tension.
 Coussin d'assise et dossier en Nylon noir.
 Repose-pieds escamotables et amovibles vers l'intérieur et l'extérieur.
 Angle de repose-pieds ajustable.
 Double croisillon pour plus de résistance.
 Roues arrière à démontage rapide.
 Barre de poussée.
 Largeur hors-tout : de 77 à 81 cm.

Largeur d'assise	Acl	Phon.
56 cm	2137453	EJ222
60 cm	5415174010611	LE891

LOCATION
&
ACHAT



Ventes ASSOCIÉES



Jusqu'à 200 Kg

RAMPES D'ACCÈS

Système modulaire qui permet d'adapter précisément le kit à l'obstacle.

N°1	L 260 x H 10 - 40 x l 750 mm	Acl 2433341	Phon. GS989
N°2	L 510 x H 45 - 75 x l 750 mm	Acl 2433358	Phon. GS997
N°3	L 760 x H 75 - 115 x l 750 mm	Acl 2433364	Phon. GT003
N°4	L 1010 x H 115 - 150 x l 750 mm	Acl 2433370	Phon. GT100

Les fauteuils roulants



Yes, you can.®

FAUTEUIL ROULANT INVACARE REA CLEMATIS

Plusieurs positions par inclinaison d'assise (permet de faire varier les points de pression du corps et ainsi favorise la prévention des escarres) L'appui-tête suit automatiquement l'inclinaison du dossier.

Réglage en largeur des accoudoirs et des repose-jambes sans outil grâce à des manettes indéxables.

Réglage de la profondeur d'assise.

Poids du fauteuil : à partir de 30 Kg.

Châssis coloris gris perle et revêtement en Dartex® noir.

Acl 2425040

Phon. DJ920



FAUTEUIL ROULANT INVACARE REA CLEMATIS E-TILT

Développé sur la même base que celle du Rea Clematis avec une bascule d'assise électrique et d'une inclinaison de dossier par vérin pneumatique et accoudoirs confort. Il offre plus d'autonomie à l'utilisateur et facilite les inclinaisons pour les tierce-personnes. Télécommande ergonomique : verrouillage possible par simple combinaison de touche. Inclus un indicateur du niveau de batterie. Livré avec un support fixé sur le protège-vêtement à droite.

Châssis coloris gris perle et revêtement en Dartex® noir.

Largeur hors-tout : largeur d'assise + 22,5 cm.

Hauteur hors-tout : 96 à 112 cm.

T. 39	Phon. NE481
T. 44	Phon. NE482
T. 49	Phon. NE492

Jusqu'à 125 Kg



Inclinaison électrique
= **AUTONOMIE PROLONGÉE**



Les fauteuils roulants

FAUTEUIL ROULANT VERMEIREN® INNOVYS II

Dossier et assise en Dartex.
Système de fixation du dossier permettant un réglage en profondeur, en hauteur et en inclinaison.
Inclinable (proclive • Déclive), pliable et démontable pour le transport.
Assise percée maintenue par des sangles élastiques pour augmenter la souplesse et éviter les points de compression.
Repose-jambes rabattables, réglables en hauteur, largeur et profondeur.
Système de fixation des repose-jambes très solide pour une utilisation longue durée à domicile ou en collectivité.
Poignée de poussée réglable en hauteur.
Poids du fauteuil : 36 Kg.

Taille 40	AcI 2413060	Phon. LG240
Taille 45	-	Phon. MN790
Taille 50	-	Phon. MN800

Adapté à une utilisation longue durée ou à la collectivité



FAUTEUIL ROULANT VERMEIREN® INOVYS II ÉLECTRIQUE

- Inclinaison du dossier électrique et bascule de l'assise électrique.
- Coussin d'assise avec mousse semi-mémoire.
- Accoudoirs amovibles réglables en hauteur et largeur.
- Appui-tête réglable en inclinaison, en hauteur et profondeur.
- Poignées réglables en hauteur.

T. 40	AcI 2401006	Phon. RQ401
T. 45	-	Phon. NE551
T. 50	-	Phon. NE543

Assise & dossier ÉLECTRIQUES



Les fauteuils roulants

FAUTEUIL ROULANT SOFTY

3 tailles de châssis avec réglage de la largeur d'assise sur 5 cm.
Stable quelles que soient les inclinaisons du dossier et de l'assise (vérins à gaz).
Équipé de repose-jambes à compensation avec coussin mollets, coussin d'assise et de dossier, appui-tête multi-positions à oreillettes et accoudoirs réglables.
Dossier pliant, rabattable et réglable en hauteur sur 8 cm.
Roues avant 8" à bandages et roues arrière 24" bandages à démontage rapide.

Largeur d'assise :

- Sur châssis T 39 : de 39 à 44 cm.
- Sur châssis T 44 : de 44 à 49 cm.
- Sur châssis T 49 : de 49 à 54 cm.

Profondeur d'assise : de 43 à 48 cm.
Hauteur d'assise : de 40 à 45 cm.
Hauteur du dossier : de 47 à 55 cm.
Poids du fauteuil : à partir de 34,2 kg.

T.39	AcI 6077696	Phon. NE151
T.44	AcI 6077697	Phon. NE153
T.49	AcI 6077698	Phon. NE143

Revêtement microfibre coloris chocolat

Réglages multiples, adaptabilité maximale pour le confort, le maintien et la sécurité.



FAUTEUIL ROULANT IDSOFT EVOLUTION

Grâce à son châssis, le fauteuil reste stable quelques soient les inclinaisons du dossier et de l'assise (Glissement du centre de gravité vers l'avant selon l'inclinaison mise en œuvre).

- Dossier réglable en hauteur sur 8 cm et complètement amovible, sauf les tubes qui peuvent recevoir un autre type de dossier si nécessaire.
- Poignées à pousser réglables en hauteur.
- Coussins de mollets larges, réglables en hauteur en largeur, en rotation et en profondeur.
- Manchettes d'accoudoirs longues et incurvées réglables en hauteur sur 35 mm.
- Accoudoir complet amovible par bouton poussoir.

Largeur d'assise :

- T. 39 : de 39 à 44 cm.
- T. 44 : de 44 à 49 cm.
- T. 49 : de 49 à 54 cm.

Profondeur d'assise : 43 à 48 cm.
Poids du fauteuil : à partir de 34,2 kg.

AcI	Phon.
-----	-------



Largeur hors-tout :
- T. 39 : 59 cm
- T. 44 : 64 cm
- T. 49 : 69 cm

Longueur hors-tout :
109 cm

Les fauteuils roulants

Conseils

La prise en charge des fauteuils électriques est subordonnée à un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire (médecin de réadaptation aidé d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute).

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRONIQUE FOREST 3

Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure en facilitant le franchissement d'obstacles.

Le palonnier avant permet de garder les 4 roues au sol malgré des dénivelés allant jusque 10 cm tout en ayant une tenue de route irréprochable.

- NOUVELLE commande LiNX.
- Revêtement aéré de l'assise et du dossier.
- Accoudoirs réglables en hauteur.
- Système ergonomique de réglage des accoudoirs rabattables avec mémorisation de la position.
- Hauteur d'assise à partir de 415 mm.
- Garde au sol : 75 mm.
- Eclairage monté sur «silent block».
- Nombreuses options (exemple : version LIFT de 300 mm pour une meilleure intégration sociale).

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRONIQUE NAVIX

Permet de prendre des virages plus serrés en intérieur et de mieux franchir des obstacles tels que des seuils lorsque l'utilisateur entre dans un commerce.

S'ajuste aux besoins individuels et facilite les transferts dans le lit, dans la baignoire, sur les WC, dans la voiture etc...

- L'utilisateur peut choisir la hauteur d'assise directement sur le châssis.
- NOUVELLE commande LiNX.
- Hauteur sol/siège : 400 / 450 / 500 mm
- Option lift disponible pour une meilleure intégration sociale
- Facile à monter et démonter

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRONIQUE NAVIX RWD

Fauteuil d'intérieur avec capacités en extérieur aménagé. Facile à transporter dans une petite voiture (largeur totale de 580 mm).

- Assise et dossier inclinables par vérins électriques.
- Boîtier de commande LiNX escamotable.
- Accoudoirs ajustables en hauteur et largeur.
- Dossier avec tension ajustable et barre de poussée.
- Repère intelligent : les repose-pieds indiquent la largeur maxi du fauteuil.
- Grandes roues arrière profilées pour une meilleure adhérence sur les surfaces extérieures.
- Garde au sol de 60 mm.



Jusqu'à 130 Kg



Télécommande LiNX

Améliore le confort de conduite et simplifie le pilotage. Programmation simple et utilisation intuitive. Données et statistiques complètes pour contrôler les performances du fauteuil roulant. Elles peuvent être consultées en temps réel avec une connexion Bluetooth.



Jusqu'à 130 Kg



Jusqu'à 130 Kg



Les scooters et les tricycles

Conseils

Le scooter électrique est une aide à la mobilité destinée aux personnes âgées ou atteintes d'un handicap dont la mobilité est réduite. Cette solution permet de se déplacer sans effort lors de trajets de courte et moyenne distance. Attention, le scooter électrique n'est pas adapté à tous les handicaps : il est déconseillé aux personnes souffrant de troubles de la vision ne pouvant conduire de véhicule. Une prise en charge par la sécurité sociale est possible pour les personnes ayant une limitation sévère et durable de l'activité de marche, dans l'impossibilité d'atteindre leurs objectifs de participation sociale en utilisant un fauteuil roulant à propulsion manuelle du fait de leur incapacité à l'utiliser en extérieur soit en raison de leur déficience soit en raison de leur situation environnementale.

L'objectif de la prise en charge d'un scooter est de favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap, cet aspect devant être exprimé dans le projet de vie de la personne.



ESSAIS À
DOMICILE
sur RDV

SCOOTER 4 ROUES COLIBRI

Pour les utilisateurs en quête d'indépendance. Particulièrement adapté pour une utilisation en intérieur et dans les espaces publics aménagés. Système breveté Invacare® LiteLock : démontable facilement et rapidement en moins d'une minute et sans outils.

Assise rembourrée et pivotante sur 360° offre un confort pour l'utilisateur.

L. : 101 cm / l. : 50,5 cm / H. : 84 cm.

Rayon d'action : 16 km *

Vitesse : 8 km/h **.

Facile à manœuvrer : scooter de 44 Kg.

AcI 4055296110755

Phon. IA273



SE DÉMONTE
en 5 parties
SANS OUTILS



SCOOTER
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

Kg
Jusqu'à 136 Kg

360°

Siège pivotant 360°



Les scooters et les tricycles

LEO®

Conçu pour les utilisateurs à la recherche d'autonomie, de sécurité et d'indépendance.

Démontable en 5 parties sans outils. Siège pivotant sur 360°, réglable en hauteur (de 46 à 56 cm) et en profondeur.

L. : 122 cm / l. : 59 cm.

Rayon d'action : 16 km*.

Vitesse : 8 km/h**.

Une prise en charge partielle est possible suite à un passage de l'utilisateur devant une équipe pluridisciplinaire.

Phon. NE162

Scooter
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR



 Kg
Jusqu'à 136 Kg



ORION PRO

Scooter 4 roues.

Écran LCD intuitif facile à utiliser : affichage de l'heure, de la vitesse et du niveau des batteries.

Système d'éclairage et feux stop. Frein à main qui assure un freinage immédiat.

Décélération automatique dans les virages pour plus de sécurité.

Réglage en angle de la colonne de direction.

Poignées de direction ergonomiques.

Siège rembourré.

L. : 130 / 132 cm / l. : 65 cm.

Rayon d'action : 54 km*.

Vitesse : 15 km/h**.

Une prise en charge partielle est possible suite à un passage de l'utilisateur devant une équipe pluridisciplinaire.

Phon. NF182

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes.

** La vitesse et le rayon d'action peuvent varier à plus ou moins 20%.



Grande
AUTONOMIE



Version 3 roues

 Kg
Jusqu'à 127 Kg

Les scooters et les tricycles

ANTARES 4

Électronique programmable.
 L. : 970 mm / l. : 480 mm
 H. : 980 mm.
 Batteries : 2 x 12V - 12 Ah.
 Rayon d'action : 12 km**.
 Vitesse : 6 km/h*.
 Se démonte en 4 parties.
 Coloris : bleu.

Acl 5123701 | Phon. MG781

Scooter
INTÉRIEUR

 Kg
Jusqu'à 115 Kg



CARPO 2 XD

SPÉCIAL RÉGIONS MONTAGNEUSES

Électronique programmable.
 L. : 1648 mm / l. : 660 mm / H. : 1420 mm.
 Batteries : 2 x 12 V - 90Ah.
 Rayon d'action : 41 km**.
 Vitesse : 13 km/h*
 Coloris : Champagne.
 Commande avec écran LCD.

Acl 5415174012899 | Phon. RK241

Scooter
EXTÉRIEUR


Bariatrique

 Kg
Jusqu'à 150 Kg



CERES SE

- Panier de transport.
- Eclairage avant et arrière avec témoin.
- Guidon réglable en inclinaison.
- Catadioptrés latéraux pour une meilleure visibilité.
- Grand confort avec assise, repose-tête et accoudoirs.

L. : 130 cm / l. : 61 cm / H. : 128 cm.
 Rayon d'action : 35 km*.
 Vitesse : 10 km/h**.
 Coloris : argent.

Phon. NF103

Scooter
EXTÉRIEUR

 Kg
Jusqu'à 140 Kg



VENUS 4 SPORT

- Guidon réglable.
- Siège pivotant.
- Roues bandage.
- Panier.
- Démontage facile pour le transport.

L. : 131 cm / l. : 55 cm / H. : 90 cm.
 Rayon d'action : 18 km*.
 Vitesse : 6 km/h**.
 Coloris : argent.

Scooter
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

 Kg
Jusqu'à 115 Kg



* Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes.

** La vitesse et le rayon d'action peuvent varier à plus ou moins 20%.

Les scooters et les tricycles

LES TRICYCLES

Pouvoir bouger et le plaisir de faire du vélo est souvent un élément important dans un processus de rééducation.

- > Pour enfant :
4 modèles différents en fonction de l'âge et de la taille.
- > Pour adulte :
Hauteur sol-siège de 85 à 105 cm, sol-guidon de 95 à 110 cm.

Nombreux accessoires disponibles en option comme par exemple la barre accompagnatrice ou le cale-hanches avec ceinture.

Sur commande spéciale.

Tricycle adulte - Réf. 2219	AcI 2407906	Phon. KZ419
Tricycle enfant - Réf. 2202 / Réf. 2215	AcI 2407898	Phon. KZ393
Tricycle adolescent - Réf. 2217	AcI 4007193	Phon. MG771

Conseillé en
RÉÉDUCATION

LPP

**ESSAIS À
DOMICILE**
sur RDV



2202

2215

2217

2219

Longueur entrejambe
30 à 46 cm

Longueur entrejambe
50 à 70 cm

Longueur entrejambe
68 à 88 cm


Longueur entrejambe
75 à 105 cm

à partir
de 3 ans

à partir
de 8 ans







à partir
de 14 ans

adultes



Le maintien au lit ou au fauteuil

CEINTURE, BRASSIÈRE ET GILET DE SÉCURITÉ, ATTACHE POIGNETS

Acl	Phon.	Désignation	Caractéristiques	Visuels
2427300	AC769	Ceinture ventrale	Utilisation sur fauteuil de repos, garde-robe ou fauteuil roulant. Système d'attache rapide relié à deux sangles. Dimensions : L 180 cm x H 18 cm	
2427292	AC587	Brassière sécurité	Maintien du buste en position droite. Fermeture par système d'attache rapide relié à quatre sangles. Dimensions : L 180 cm x H 18 cm	
2427286	AC264	Brassière pelvienne	Empêche le glissement vers l'avant tout en évitant le cisaillement au niveau des cuisses. Fermeture par deux systèmes d'attache rapide. Dimensions : 180 cm x 17 cm	
2422604	ET678	Gilet de maintien VHP + lit	Maintien confortable du patient au niveau des épaules. Empêche le glissement latéral.	
4076833	RI465	Ceinture de sécurité VHP + lit	Maintien autour de la taille. Fermeture par boucle.	
2424796	NB753	Attaches poignets	Évitent les contusions et les blessures liées aux tentatives d'arrachement. Vendus par paire. Lavage à 40 °C	

MAINTIEN AU FAUTEUIL

Acl	Phon.	Désignation	Visuels
2403050	HB591	STOP'GLISS Système de maintien efficace sur les fauteuils : glissement dans un sens et blocage dans l'autre. Évite les glissements vers l'avant, sans besoin de sangle.	
2642524	AH112	PACK COUSSIN + DOSSERET Coussin anatomique et dossier de positionnement en mousse visco-élastique à mémoire de forme.	
2424595	DF871	COUSSIN DOSSERET Mousse visco-élastique multiposition anatomique, spécialement conçu pour les fauteuils roulants.	

Les aides au transfert

Conseils

Les priorités à prendre en compte pour le choix de l'aide au transfert :

- La pathologie et la corpulence du patient
- Les types de transfert à effectuer
- L'environnement du transfert (l'espace et l'accessibilité)
- Les besoins de l'aidant

FAUTEUILS DE TRANSFERT BOBBY

Repose-pieds réglables en angle et en longueur.
Dossier cassant pour faciliter le rangement.
Accoudoirs confortables.
Poignées facilitant le pliage.
Pédale longue au pied pour incliner le fauteuil.
Un frein sur chaque roue à bandage arrière.

Largeur d'assise 42 cm	Acl 5415174011816	Phon. GE932
Largeur d'assise 48 cm	Acl 5415174011823	Phon. GE934

FAUTEUILS DE TRANSFERT STAN

Système de freinage pour tierce personne.
Châssis en aluminium.
Ceinture de maintien ventrale.
Poids : 11 kg
Dossier pliant à mi hauteur.
Palettes relevables et potences escamotables.

Largeur d'assise 40 cm	Acl 4797461	Phon. PF902
Largeur d'assise 43 cm	Acl 6003745	Phon. GB170
Largeur d'assise 48 cm	Acl 2064961	Phon. JA612

DRAISIENNE MODELITO WP HOME

Maniable, compact et de faible encombrement.
Facilite les transferts de la position assise à debout et inversement.
Utilisation en intérieur sur des surfaces planes et dégagées.
Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique de 67 à 88 cm.

Acl 9858629	Phon. RK331
-------------	-------------



Possibilité
D'AJOUT DE
REPOSE-JAMBES.



PLIANT



PLIANT



Prolongement
de
L'AUTONOMIE



Les aides au transfert

PLANCHE D'AUTO-TRANSFERT

Permet de passer d'un siège à l'autre.
(Apprentissage avec un professionnel)

AcI 4134938 | Phon. GF391



LÈVE-PERSONNE VERTIC II

3 points d'ancrage.
Appui jambes réglable en hauteur.
Plateau repose-pieds antidérapant avec appui talons réglable et amovible.
Système mécanique de descente d'urgence.
Grande poignée de conduite.
Chargeur intégré.
Roues arrière à freins.
Hauteur de passage sous le lit : 9 cm.
Piétement et écartement variable.

2713508 | BH793

COMPACT



LOCATION

SOULÈVE-PERSONNE WINN'MOTION

Écartement des pieds manuel à l'aide d'un système de pédale.
Fléau rembourré et sécurisé par des attaches dotées du système anti-retour.
Boîtier de contrôle avec arrêt d'urgence.
Système de descente d'urgence électrique.
Système anti-écrasement.
Batterie autonomie 40 cycles (24 volts) (1 cycle = 1 montée/1 descente).
Facile à démonter en 2 parties.
Poids : 36 Kg.

AcI 2440134 | Phon. UD140



Se démonte
EN 2 PARTIES



Jusqu'à 175 Kg

SOULÈVE-PERSONNE LIFTY 5 FORTISSIMO

Structure acier soudé finition époxy gris.
2 roues arrière freinées diam. 125 mm.
2 roues avant jumelées diam. 100 mm.
Poignée de conduite fixe.
Vérin avec sécurité anti-écrasement et descente d'urgence électrique et mécanique.
Écartement électrique des pieds par vérin.
Kit anti-arrachement des câbles.
Télécommande 4 boutons.

AcI 2109155 | Phon. RM500



Jusqu'à 250 Kg



Les aides au transfert

VERTICALISATEUR VERTISTATIQUE

Conçu pour être adapté à la taille et à la morphologie de chaque utilisateur (réglages des coussins de maintien en hauteur et en profondeur).

L'appui dorsal réversible s'ouvrant à droite, verrouillé par goupille, en fait un appareil sécurisant.

Entièrement démontable permettant le transport dans un coffre d'automobile.

AcI 9652626 Phon. PY279



Mousses LAVABLES



VERTICALISATEUR WAY UP

Version ECP : avec écartement (électrique ou mécanique)

PIÉTEMENT FIXE : compact, il est adapté aux espaces exigus.

Fabrication en acier, peinture époxy.

Roues à double roulement à billes.

Nouveau boîtier de contrôle avec commande en double (télécommande et boîtier), mise à jour du logiciel intégrant un historique.

Cale-tibia en mousse confortable réglable en hauteur.

Repose-pieds amovible et 3 fonctions : cale-talon - proclive - déclive.

AcI 2437540 Phon. FC203



Base compacte ADAPTÉE À LA FORME DES TOILETTES

VERTICALISATEUR VERTIC'HOME

Roues avants 100 mm.

Roues arrière directionnelles, double galets à freins 75 mm.

Repose-pieds antidérapant.

Barre stabilisatrice rétractable.

Poignées ergonomiques réglables en hauteur.

Appui-jambes orientables et réglables en hauteur.

Crochets de sangle et sangle disponibles en option.

AcI 5405150 Phon. PB460



Ventes UNIQUEMENT



18 KG



Ventes ASSOCIÉES



DRAP DE TRANSFERT À USAGE UNIQUE

Dimensions : 150 x 200 cm

Résistance non affectée par le contact avec l'eau ou les liquides non agressifs.

Résistance à la traction et à la rupture.

Emballage individuel.

AcI 2407591 Phon. JA506








Les aides au transfert

Conseils

Toutes les sangles doivent être testées et ajustées à l'utilisateur afin d'assurer confort et sécurité durant le transfert.






SANGLES POUR LEVE-PERSONNE

Acl - Phon.	Type	Spécificité	Taille	Profil de l'utilisateur		
Sangles U						
2428067 CK296		<ul style="list-style-type: none"> > Tissu maille bloquée > Poignée directionnelle au dos 	U	200 kg max	<ul style="list-style-type: none"> > Bon maintien de la tête. > Personne âgée ayant besoin d'un repère dans l'espace. 	
2423242 GJ900		<ul style="list-style-type: none"> > Tissu solide confortable, rigide - Maintien optimal 	XL	120 - 250 kg		
2410239 AB380		<ul style="list-style-type: none"> > Têtière rigide 	L	150 kg max	<ul style="list-style-type: none"> > Perte de tonicité membres inférieurs et du buste. > Hémiplégique. > Paraplégique actif sans maintien. > Tétraplégique. 	
5405204 RM520		<ul style="list-style-type: none"> > Têtière > Confort mousse 	XL	330 kg max		
2404836 LY675		<ul style="list-style-type: none"> > Économique > Tissu Jersey > Compatible avec têtière amovible 	U	320 kg max		
Sangles HAMAC						
5600494119568 RH643		<ul style="list-style-type: none"> > Têtière > Tissu maille micro-aérée - Séchage rapide 	S	25 - 50 kg		<ul style="list-style-type: none"> > Très faible tonus de la tête et du tronc. > Amputation longue ou courte.
7453851 MF177			M	40 - 90 kg		
2411084 LI391			L	80 - 130 kg		
Sangles TOILETTE						
2428297 GA371		<ul style="list-style-type: none"> > Tissu solide confortable, rigide - Maintien optimal 	M	40 - 90 kg	<ul style="list-style-type: none"> > Bon maintien du tronc. 	
2432689 GA382			L	80 - 130 kg		

Les aides au transfert

SANGLES POUR VERTICALISATEURS


Acl - Phon.	Type	Spécificité	Taille	Profil de l'utilisateur
Sangles DORSALES - TRACTION LOMBAIRE				
2416756 GK872	Pour : WAY UP		M	Tour de poitrine : 90/115 cm 320 kg max.
2427205 GK891		> Tête > Tissu jersey, > rembourrage en > mousse	L	Tour de poitrine : 115/140 cm 320 kg max.
2410624 GK882			XL	Tour de poitrine : 140/165 cm 320 kg max.
2417833 BH782	Pour : VERTIC - VERTIC 2	> Multiréglable > Ceinture ventrale > Tissu Maille > bloquée	U	150 kg max.
2428268 CA333		> Multiréglable > Ceinture ventrale > Tissu Enduction	XL	150 kg max.
2108948 EM001	Pour : VERTIC 2	> 3 points > d'accrochage > Multiréglable > Ceinture ventrale > Tissu Maille > bloquée	U	150 kg max.
4120793 SD349	Pour : ALTIS - MINI ALTIS	> Boucles > métalliques avec > réglage de la > sangle	M	150 kg max.
4120801 CF710		> Matelassée dos et > sous-aisselle	L	150 kg max.
5405144 PB450	Pour : VERTIC HOME VERTIC EASY	> Livrée avec 2 > crochets + clips de > fixations > Tissu Maille > bloquée > Insert mousse	U	150 kg max.
2400796 RK260	SOUS AXILLAIRE	> Plastron > Tissu jersey, > rembourrage en > mousse	L	Tour de poitrine : 115/140 cm 320 kg max.

> Grabatisation, patient en phase de rééducation, manque de tonicité des membres inférieurs, hémiplegie partielle.

> Personnes ayant un bon maintien du corps et pouvant supporter un peu le poids de leur corps.

> Grabatisation, patient en phase de rééducation, manque de tonicité des membres inférieurs, hémiplegie partielle.

LES PRIORITÉS À PRENDRE EN COMPTE DANS LA CUISINE





LES AIDES TECHNIQUES

S'habiller, manger, composer un numéro de téléphone ...

L'exécution des gestes du quotidien est parfois rendue difficile par l'âge, la maladie ou le handicap.

Grâce à des aides techniques, ces actes de la vie courante redeviennent possibles en toute autonomie.

OXYPHARM propose une sélection de petits équipements pour faire face aux faiblesses musculaires ou à la perte d'autonomie.

Sommaire

La chaleur douce p. 76 - 77

Couvertures, bouillottes, coussins, ... chauffants.

La luminothérapie p. 78 - 79

Réveils simulateur d'aube et appareils de luminothérapie.

Le bien-être p. 80 - 81

Stimulateur circulatoire, bain de pied, miroir double face, set pédicure/manucure, siège massant.

L'habillement et les aides à l'habillement p. 82 - 84

Bodys, grenouillères, enfle-bas, enfle-collant, lacets élastiques, ...

La téléphonie p. 85

Téléphones adaptés aux handicaps auditifs et de dextérité.

Les aides aux repas p. 86 - 89

Aides à la préparations et à la prise des repas.

Les aides quotidiennes p. 90 - 91

Pinces de préhension, réhausseur de prise, caddie, piluliers, ...

La vue et l'audition p. 92 - 93

Loupes, casque d'écoute TV, assistant d'écoute et consommables.

La chaleur douce

COUVERTURE CHAUFFANTE

Contrôle ajustable de la température et réglage de la durée de fonctionnement.
7 niveaux de température.
Dimensions : L 160 x l 130 cm.

AcI 5410984042616 Phon. GE953



160 x 130 cm

SURMATELAS CHAUFFANT

Dimensions : 150 x 80 cm.
3 Niveaux de température.
Lavable en machine 30°C (Unité de contrôle du chauffage détachable).
Arrêt automatique après 2 heures d'utilisation et protection contre la surchauffe.

AcI 8436531911065 Phon. PG372



150 x 80 cm

COUSSIN CHAUFFANT

Lavable à la main.
Commande électronique simplifiée.
3 niveaux de température et protection anti-surchauffe.
Dimensions : 30 x 40 cm.

AcI 3700445501267 Phon. ID293



GILET CHAUFFANT

Pour le dos et la nuque.
Contrôle graduel de la température (3 niveaux).
Arrêt automatique.
100% polyester.
Protection anti-surchauffe.

AcI 5410984055678 Phon. GE954



BOUILLOTTE ÉLECTRIQUE HEATWAVE

Température atteinte (env. 70 ° C) en 15 minutes environ.
Chaleur durable pendant plusieurs heures.
Pratique (câble électrique amovible), sûre, fiable (pas de remplissage requis).
Enveloppe doublée pour plus de sécurité.

AcI 7640112124268 Phon. NE172



NE172
30 x 20 cm



SÉCURISÉE

La chaleur douce

CHANCELIÈRE CHAUFFANTE

Confort et relaxation pour pieds froids.
Doublure interne en microfibre pelucheuse amovible et lavable.
Arrêt automatique après 120 minutes.
Puissance : 60 watts.

Acl 2001423	Phon. CB903
-------------	-------------



Doublure
LAVABLE

MASSEUR POUR COU ET NUQUE

Massage revigorant par vibration qui relâche les tensions dans les muscles.
Fonction chaleur : apaise et réconforte les muscles fatigués. Intensité réglable au moyen des poignées.
S'utilise avec adaptateur secteur (inclus) ou avec 4 piles AA (non incluses).
Housse lavable en machine.

Acl 31262081735	Phon. NE201
-----------------	-------------



CHAUFFANT

COMPRESSES DE LIN

Pliage facile pour une utilisation aisée en micro-ondes.
Coutures contrôlées et housse avec velcro pour un meilleur maintien.
La production de chaleur ou de froid thérapeutique permet un soulagement de la douleur et favorise la relaxation.
Utilisation à chaud (micro-ondes 1 à 4 min.) ou à froid (congélateur).

Comresse cervicale	Acl 5410984042616	Phon. GE953
Comresse universelle	Acl 4250694700045	Phon. MG161
Comresse anatomique	Acl 4250694700175	Phon. NE182



GE953
Dim. 40 x 42 cm



NE182
Dim. 36 x 38 cm



MG161
Dim. 45 x 30 cm

COUSSINS CERVICAUX NOYAUX DE CERISES

Pour soulager les maux de dos ou de nuque.
Les noyaux de cerises restituent la chaleur naturelle.
Les kinésithérapeutes les utilisent pour les applications localisées de chaleur; ils constituent une alternative appréciée à la paraffine® et au hotpack®.
Quelques heures au congélateur, ils deviennent un pack de froid pour les applications locales requises.
Lavables en machine.

Acl 2423851	Phon. IK041
Acl 2431342	Phon. OA581



IK041
Dim. 40 x 15 cm



OA581
Dim. 13 x 55 cm

La luminothérapie

Conseils

La luminothérapie, aussi appelée photothérapie est un moyen efficace pour lutter contre la dépression saisonnière, les troubles du sommeil et les décalages horaires.

CONSEILS D'UTILISATION :

Les séances doivent avoir lieu le matin (sauf cas particulier). Il suffit d'orienter la lumière vers les yeux.

L'utilisateur doit garder les yeux ouverts mais n'a pas besoin de regarder fixement la source lumineuse.

La durée d'exposition varie en fonction de l'éclairement. Pour une exposition à 10000 lux (unité de mesure de l'intensité lumineuse), il suffit de 30 minutes, et de 2 heures à 2500 lux.



Afin de suivre les évolutions du marché, nous renouvelons régulièrement notre gamme d'appareils de luminothérapie.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre agence OXYPHARM.

RÉVEIL SIMULATEUR D'AUBE LUMIE 250

Équipé d'une ampoule 42 w allogène, de la radio et de sons préprogrammés.

Choix de la durée pour le « levé du soleil » et le « couché ».

Lever et coucher programmable sur 15, 20, 30, 45, 60 ou 90 min.

5 sons préprogrammés pour le réveil.

4 modes de réveil différents.

Mode répétition.

Alarme sonore ou radio AM/FM qui peut-être désactivée.

Le soir, cet appareil sert de lampe de chevet, avec une intensité modulable.

La nuit l'écran lumineux indique l'heure.

Possibilité d'éteindre complètement cet écran pour les personnes qui sont gênées par cette luminosité.

Acl 2409408

Phon. FC262



RÉVEIL SIMULATEUR D'AUBE LUMIE 30 STARTER

Ampoule 42 w allogène.

½ heure avant l'heure programmée, la lumière s'allume lentement jusqu'à arriver à son maximum à l'heure programmée. La rétine de l'utilisateur indique qu'il faut se réveiller : Cela veut dire une augmentation du rythme cardiaque, de la température du corps...

Alarme sonore qui peut-être désactivée.

Le soir, cet appareil sert de lampe de chevet, avec une intensité modulable.

Au moment de se coucher, la fonction « couché de soleil » peut être activée.

La nuit l'écran lumineux indique l'heure : possibilité d'éteindre complètement cet écran pour les personnes qui sont gênées par cette luminosité.

Lever et coucher sur 30 minutes.

Acl 5060006628375

Phon. JJ433



La lumineothérapie

SOIN DE LA
dépression saisonnière

LAMPE DE LUMINOThÉRAPIE LUMIE VITAMIN L

Utilisation au travail ou à la maison.
Atténue les symptômes du trouble affectif saisonnier et les blues hivernaux.
Diffuseur opaque pour un meilleur confort d'utilisation.
Eclairage sans scintillement.
Technologie LED à économie d'énergie de 18 watts.
2000 lux à 50 cm / 10000 lux à 22 cm.
Grande surface lumineuse de 400 cm².
Utilisable à l'horizontale ou à la verticale.
Poids : 1,2 kg.
Dispositif médical de classe IIa.

Acl 5060006628740

Phon. MK781



Utilisation à
l'horizontale ou
à la verticale

Utilisable n'importe où



LUMIE CLEAR

Cliniquement prouvé.

Traitement de l'acné légère à modérée sans effet secondaire.

La lumière rouge calme l'inflammation et la lumière bleue tue la bactérie de l'acné. Après 4 semaines d'utilisation, les essais cliniques ont montré une réduction significative de près de 50% des lésions inflammatoires, et jusqu'à 80% après 12 semaines.

Sans émission de chaleur et non invasif. Peut s'utiliser avec d'autres traitements.*

Traitement conseillé 15 min/jour contre la peau. Fourni avec Lunettes de protection. Appareils médicaux Classe II A.

*Pour les personnes suivant un traitement médicamenteux contre l'acné, demander conseil à son médecin traitant avant d'utiliser LUMIE Clear.

Acl 5060006627613

Phon. JI453

TRAITEMENT DE
l'acné

Sans émission
de chaleur
& non invasif.



LEDs



Le bien-être

STIMULATEUR CIRCULATOIRE REVITIVE MEDIC PHARMA

Appareil médical de classe IIA enregistré et testé cliniquement.

Améliore la circulation sanguine et soulage les jambes lourdes et douloureuses via la thérapie de l'électrostimulation musculaire.

Contre-indications :

- Personne porteuse de pacemaker ou de défibrillateur interne.
- Personnes souffrant de thrombose veineuse profonde.
- Femmes enceintes.

Revitive Medic Pharma	AcI 6034222	Phon. RJ832
Électrodes Revitive	AcI 5060217490754	Phon. KI481
Sac de transport	AcI 5060217490754	Phon. RI632

SIMPLE
d'utilisation



RI632

RJ832

BALNEO FEET LUXE

Chauffage en moins de 7 minutes et maintien de la température de l'eau .

5 types de massage :

- Hydro massage (Production de bulle doublée via 4 bandes)
- Massage par vibration (sur pieds secs ou mouillés)
- Stimulation magnétique (4 aimants fournissant plus d'énergie aux points de réflexologie)
- Chaleur apaisante par infra-rouge
- 4 rouleaux de massage amovibles

2 accessoires pédicure interchangeables fournis : fine et grosse pierre ponce.

Base ergonomique inclinée pour un massage plus confortable.

Bec verseur à l'avant pour faciliter l'évacuation de l'eau et l'entretien.

Couvercle anti-éclaboussure intégré.

Peut-être utilisé avec des huiles essentielles ou des sels de bains.

AcI 0031262081742	Phon. NE193
-------------------	-------------



NE193

Lampe LED réglable en intensité



MIROIR DOUBLE FACE

Un côté : grossissement x 1

L'autre côté : grossissant x7

Intensité de l'éclairage LED réglable.

Pas de reflet.

Finition en acier brossé.

Fonctionne sur piles (4 x AA) fournies.

AcI 5010777139754	Phon. RI601
-------------------	-------------

Le bien-être

MANUCURE DE VOYAGE

Manucure électriques / Pédicure 5-en-1.

Fonctionne avec 2 piles AA (non incluses).

Double vitesse.

5 accessoires :

- Manucure pédicure : adoucir les mains dans l'eau chaude savonneuse et séchez-les soigneusement.
- Disque pour le dépôt et le raccourcissement des ongles : peut façonner et réparer même les ongles épais. Un traitement régulier renforce et durcit les ongles.
- Disque de polissage : pour polir et affiner les extrémités des ongles après le dépôt. Enlève les cuticules, endurecis et nettoie des ongles.
- Tête large pour les manucures, le traitement et le polissage des ongles.
- Petite tête de polissage (pour enlever les callosités).

Après avoir traité les mains et les pieds, se laver les ongles

et appliquer une crème hydratante / lotion (non inclus).

Pour des résultats optimaux laver les pieds avant de commencer la pédicure.

Acl 5410984016921

Phon. NF941

SURSIÈGE DORSABACK

Prévention et complément de la rééducation des problèmes de dos

Angle d'inclinaison réglable pour s'adapter

à tous les types de fauteuils

Léger (2.3 Kg) et peu encombrant, il se transporte partout.

Housse amovible en coton matelassé.

Sangle d'attache au siège.

Dimensions :

Dossier : 31 x 50 cm / Siège : 44 x 37 x 3,5 cm

Acl 7965077

Phon. CL770

COUVRE SIÈGE MASSANT

Équipé de deux têtes réalisant un massage 'shiatsu' agréable et décontractant pour réduire les tensions, les douleurs musculaires et apaiser les muscles fatigués.

Fonction vibrante pour le siège et fonction 'démô' pour offrir une séquence harmonieuse des différentes possibilités de massage.

Commande facile à utiliser.

Acl 5410984016891

Phon. RI461

5 accessoires Manucure / Pédicure



PRÉVENTION mal de dos

Forme ergonomique



À UTILISER au bureau, à la maison...

2 têtes de massage



L'habillement et les aides à l'habillement

BODIES DE NUIT EN JERSEY DE COTON

Facilite l'hygiène.

Pour homme ou pour femme.

Manches et jambes courtes, col en V.

Se ferme par glissière décalée dans le dos : évite la sensation de gênes au niveau du dos et les déshabillages inopportuns.

Taille	Coloris	Acl	Phon.
38/40	Blanc	2433499	HG936
42/44		2433536	HG979
46/48		2433513	HG962
50/52		2433507	HG948



JERSEY DE COTON

Glissière à l'arrière du vêtement

GRENOUILLÈRES

Vêtement unisexe, s'utilisant de jour comme de nuit et qui garantie l'hygiène des personnes agitées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Glissière inaccessible à l'utilisateur, celui-ci ne peut pas l'arracher, évitant ainsi un déshabillage inopportun.

Permet un change efficace et rapide des personnes incontinentes et/ou dépendantes, à domicile ou en milieu hospitalier.

Taille	Matière	Coloris	Acl	Phon.
38/40	Molène	Bleu uni	2433559	HH002
42/44			2433565	HH035
46/48			2433571	HH078
50/52			2433588	HH084

Taille	Matière	Motif	Acl	Phon.
38/40	Molène	Motif Aridif	7373394	IB902
42/44			7384038	IB913
50/52			8144000	IB923

Taille	Matière	Motif	Acl	Phon.
38/40	Molène	Motif Jed bleu	7319911	IB933
42/44			7343105	IB952
46/48			7343714	IB972
50/52			7343737	IB992

Taille	Matière	Motif	Acl	Phon.
42/44	Sark	Motif Jed bleu	8146157	IB943
46/48			8146163	IB963
50/52			8146186	IB983



Modèle Bleu uni.



Modèle Aridif.



Modèle Jed.

L'habillement et les aides à l'habillement

ENFILE-BAS VEINAX

Facilite la mise en place des produits de contention veineuse (mis-bas, bas et collants)

Acl 7977270

Phon. LG453



LG453



ENFILE-BAS DONNER

Les poignées coulissent le long de l'enfile-bas pour faciliter l'application des bas ou des chaussettes. Poignée rotative à 90°. Surface lisse.

Acl 5028318884346

Phon. HL962



HL962

ENFILE-BAS DORKING

Facilite la mise en place des produits de contention veineuse (mis-bas, bas et collants)

Acl 2404575

Phon. HT184



HT184

ENFILE-BAS DE CONTENTION

Pour les bas de compression de classe 1 et 2.

Plastique rigide.

Les crans retiennent le bas en l'empêchant de glisser.

Placer le bas sur l'enfile-bas, insérer le pied et tirer la corde pour faire remonter le bas sur la jambe.

Acl 2404871

Phon. IF103



IF103

APPLICATION rapide

ENFILE-COLLANTS

Gouttière double en plastique souple.

Longue corde : 92 cm.

Très léger : 106 gr.

Simple d'utilisation.

Acl 2404598

Phon. HT228




HT228

L'habillement et les aides à l'habillement

ENFILE-BOUTONS

S'utilise d'une seule main.
Large poignée ergonomique.
Fil d'acier.
Utilisation : passer le fil dans la boutonnière, attraper et tirer le bouton en exerçant un mouvement de rotation.

Acl 2424112	Phon. IJ108
-------------	-------------



IJ108

LACETS ÉLASTIQUES

3 paires.
Permettent de lacer et d'attacher les chaussures à l'avance, puis de les enfiler facilement sans avoir à se baisser.
Longueur : 60 cm.

Acl 4134884	Phon. SD208
-------------	-------------



SD208

ENFILE SLIP/CULOTTE

Procédé unique léger et simple d'utilisation.
Dim. (L x l x h) : 37,5 x 12 x 35 cm.

Acl 5028318912360	Phon. NE003
-------------------	-------------



NE003

ACCROCHE SOUTIEN-GORGE

Maintient fermement un côté du soutien gorge, tout en ramenant l'autre côté autour du corps.
Permet de mettre le soutien-gorge avec un seul bras.
Convient à la plupart des soutien-gorge.
Dim. (L x l) : 40 x 4cm • poids : 100 g.
Sans latex.

Acl 5028318406111	Phon. NE011
-------------------	-------------



NE011

CHAUSSE PIED

Long manche pour faciliter l'utilisation.
Avec 1 sangle d'accrochage.

Métal	Acl 2404598	Phon. GS849
Plastique	Acl 4120959	Phon. SU034



GS849



SU034

La téléphonie

Afin de suivre les évolutions du marché, nous renouvelons régulièrement notre gamme de téléphones.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre agence OXYPHARM.

TÉLÉPHONE SCRENNY TH-525FBLK

- Touche d'appel d'urgence.
- Témoin lumineux d'appel.
- Haut parleur sur la base.
- Sonneries : 16.
- Réglage du nouveau sonore : 4 niveaux avec réglage du volume sonore sur le combiné.
- Fonction mute, touche rappel, alarme.
- Compatible box ADSL.

Acl 3527570047084

Phon. PE661



PE661

TÉLÉPHONE PHONE EASY 331PH

Grandes touches, trois touches avec photos pour mémoriser les numéros les plus importants.

- Signalisation visuelle des appels.
- Touche de rappel automatique.
- Volume sonore des écouteurs réglables.
- Volume de la sonnerie réglable.
- Position murale possible.

Acl 2426967

Phon. AJ722



AJ722

TÉLÉPHONE CARE SECURE PLUS

- Message d'assistance personnalisable transmis à 4 numéros et numéros de secours avec réitération automatique.
- 4 touches mémoires élargies et personnalisables (photos).
- Appel d'urgence et prise d'appel à distance par télécommandes.
- Télécommande résistante aux jets d'eau (ne pas submerger).
- Fonction mains-libres réglable.
- Volume du combiné réglable jusqu'à 25 dB.

Acl 2400198

Phon. AH320



AH320

TÉLÉPHONE DECT MOOV TH-545DBK

Affichage du nom et du numéro, de la date et de l'heure, durée de conversation.

Sonneries: 10.

Mémoire du répertoire: 150 contacts.

Réglage du nouveau sonore : 5 niveaux avec fonction d'augmentation du volume sonore sur le combiné.

Fonction mains libres et alarme.

Acl 2400605

Phon. PI062



PI062

* Compatible avec aide auditive : s'adapte aux personnes ayant un appareil auditif ou un amplificateur de son.

Les aides aux repas

ONE TOUCH

Conseils

One Touch propose une gamme complète d'ustensiles de cuisine à assistance électrique pour faciliter la vie des personnes au quotidien.



GAMME ONE TOUCH™

Pour personnes souffrant de problèmes de préhension : fonctionne par pression sur une seule touche.

<p>ESSOREUSE LAVE SALADE AUTO ONE TOUCH™ Une touche à presser pour l'essorage. L'eau ne stagne pas, elle est immédiatement évacuée dans l'évier.</p>	Acl 4892140002848	Phon. IB883
<p>OUVRE-BOUTEILLE ONE TOUCH™ Dévisse et referme les bouteilles par pression sur une touche.</p>	Acl 6061356	Phon. CE462
<p>OUVRE-BOCAL ONE TOUCH™ Dévisse tous les bocaux par simple pression. Pour couvercle de 28 à 103 mm de diamètre.</p>	Acl 6061333	Phon. CE492
<p>ÉPLUCHE LÉGUME ONE TOUCH™ Épluche tous les légumes ou fruits. Pour les juliennes presser sur la touche et maintenir l'appareil en le faisant glisser sur les légumes sans exercer de pression.</p>	Acl 4892140002862	Phon. IB873
<p>OUVRE-BOITE ONE TOUCH™ Découpage sécurisé et hygiénique (pas de contact avec les aliments). Arrêt automatique.</p>	Acl 6061304	Phon. CE483
<p>MANDOLINE AUTOMATIQUE ONE TOUCH™ Poussoirs adaptés à toutes les tailles de légumes. Simple touche pour la mise en marche. Fourni avec 4 lames : 3 épaisseurs de coupe + 1 lame à julienne. Rangement des lames sûre dans un compartiment.</p>	Acl 4892140002770	Phon. RJ681



IB883

Antidérapant



CE462

Couvercles de 28 À 103 MM de diamètre



CE492



IB873



CE483



RJ681

Fourni avec 4 LAMES différentes

Les aides aux repas

OUVREUR MULTI-USAGE

Permet d'ouvrir sans effort des bouteilles ou bien de décapsuler des canettes. Poignée anti-dérapante.

Acl 2433878

Phon. GL222



GL222



DISQUE OUVRE BOITE

En silicone. S'agrippe sur les surfaces glissantes telles que les bocaux. S'adapte sur la majorité des couvercles commercialisés.

Acl 6000192

Phon. RI411



RI411



RI401



DISQUE OUVRE BOUTEILLE

En silicone souple, moulé et nervuré. Permet de saisir les bouchons et les couvercles sans que ceux-ci ne glissent entre les mains.

Acl 6000187

Phon. RI401



RI772

KIT ANTIGLISSE TENURA

Composé d'un set antiglisse rond, d'un ouvre-bouteille et d'un ouvre-boite. Permet de positionner tous les ustensiles courants et d'éviter le glissement.

Acl 6000487

Phon. RI772

CHAISE HAUTE DE CUISINE KIZINE

Assise inclinée de 4 cm vers l'avant pour faciliter l'assise et le relevé.

Assise et dossier rembourrés (4 cm d'épaisseur). Accoudoirs amovibles.

Pieds réglables en hauteur et antidérapants.

Poids de la chaise : 6 kg.

Hauteur sol/avant du siège réglable : 57 à 70 cm

Profondeur d'assise : 28 cm

Largeur d'assise : 35 cm

Largeur hors-tout : 52 cm

Hauteur du dossier : 28 cm

Hauteur des accoudoirs : 20 cm

Matière : Acier

Couleur : Blanc/chrome

Acl 4134720

Phon. SD232



Les aides aux repas

COUVERTS ERGONOMIQUES QUEEN

Set de 4 couverts. Assurent une bonne prise en main pour les personnes ayant une préhension faible ou limitée.

Acl 2424098

Phon. IJ298



IJ298



COUTEAU-FOURCHETTE NELSON

Produit 2 en 1 étudié pour les personnes souffrant d'une atteinte unilatérale.

Acl 4134631

Phon. BJ700



BJ700



GS741



COUTEAU COURBE

Permet aux personnes dont les mouvements du poignet sont limités de se nourrir seules.

Acl 4134654

Phon. GS741



300 ml

AY260

GOBELET CARING

Transparent avec des poignées ergonomiques et un couvercle pipette : idéal pour les personnes atteintes de tremblements ou qui ne peuvent s'asseoir droit.

Peut passer au lave-vaisselle ou au four micro-ondes.
Contenance : 300 ml.

Acl 4134571

Phon. AY260



235 ml



Découpe nasale

AY270

GOBELET AVEC DÉCOUPE NASALE

Pour les personnes ayant des difficultés à pencher la tête en arrière ou à étendre la nuque.

Peut passer au lave-vaisselle ou au four micro-ondes.
Contenance : 235 ml.

Acl 4134588

Phon. AY270



DE686



SD174

ASSIETTE MANOY 28 CM

Fond incliné, idéal pour les personnes ne se servant que d'une main.

Acl 4121054

Phon. DE686

REBORD D'ASSIETTE

Léger et flexible, il s'adapte sur n'importe quelle assiette plate.

Acl 2426401

Phon. SD174



Base ANTIDÉRAPANTE

IC903

BOL THERMODYNAMIQUE + COUVERCLE

Conservation de la température des aliments.
Avec couvercle, base antidérapante, 2 anses et fermeture sécurisée.

Acl 2426832

Phon. IC903

Les aides aux repas

MALLETTE DE REPAS EASYEAT

8 aides techniques au repas pour faciliter l'alimentation des personnes ayant des problèmes de préhension ou des difficultés motrices. L'assiette, le support et le bol sont adhérents et ne glissent pas sur la table. Vaisselle ergonomique qui facilite la saisie des objets et évite les renversements pour une prise de repas en toute autonomie.

La vaisselle et les couverts passent au lave-vaisselle. Ne pas dépasser 70°C.

Composition :

- 1 gobelet de 16 cl copolyester bleu.
- 1 poignée.
- 1 bol avec couvercle copolyester vert.
- 1 support antidérapant orange.
- 1 assiette antidérapante copolyester cassis.
- 1 fourchette copolyester orange.
- 1 cuillère copolyester verte.
- 1 couteau copolyester bleu.

Les coloris sont aléatoires.

Acl 2400458	Phon. PE851
-------------	-------------



PE851

BAVOIRS JETABLES

Acl	Phon.	Conditionnement
2423526	FH726	à l'unité
2433602	GC400	Sachet de 100
5414874004838	RQ230	Sachet de 100



NB795



POCHE
3 plis

RQ230

BAVOIR IMPERMÉABLE 43 X 91 CM

Vinyl satiné imperméable lavable en machine.

Acl 2424804	Phon. NB795
-------------	-------------



PG341



IMPERMÉABLE
&
RESPIRANT



Les aides quotidiennes

Conseils

Quelle est la taille idéale pour une pince de préhension ?
Cela dépend des besoins du patient au quotidien :

- S'il en a besoin pour attraper les objets en hauteur, il faut choisir une pince assez longue de plus de 75 cm.
- S'il en a besoin pour attraper des objets sur la table de salon, une pince entre 60 et 75 cm suffit.

PINCES DE PRÉHENSION AIMANTÉES

Désignation	Longueur	Acl	Phon.
Pick Up	75 cm	2427872	BX199
Pince préhension A512200 ⁽²⁾	66 cm	4129618	SD190
Pince préhension A512300 ⁽³⁾	82 cm	4134826	MC552
Pince préhension pliable ⁽⁴⁾	67 cm	4129593	SD307



SD190



SD182



SD307

ROTATIVE



BX199

REHAUSSEUR DE PRISE À EXTRACTION FACILE

Pour brancher / débrancher sans effort, sans avoir à se baisser.
Extraction facilitée par bouton poussoir.
S'adapte sur toutes les prises de courant en les surélevant de 90 à 130 cm (valeurs minimales et maximales de la norme électrique).
Prise 2P + T 10 / 16 A.
Câble d'un mètre environ.
Protection enfant.

Acl 6028415 Phon. RI791



RI791

90 à 130 cm

S'adapte à toutes les prises de courant



GV220

CÔNES DE SURÉLÉVATION (LOT DE 4)

Hauteur 14 cm.
Poids maxi supporté sur les 4 cônes : 220 Kg.
Diamètre supérieur : 4 cm.

Acl 4120988 Phon. GV220

CADDIE TRIO

Poussette Trio brevetée.
Système de blocage des roues pour franchissement des obstacles.
Poids : 3 kg.
Matière : tube acier, sac en nylon.
Charge maximum : 40 kg.

Acl 2066291 Phon. DJ362



DJ362



Les aides quotidiennes

DISTRIBUTEUR DE GOUTTES OCULAIRES

Permet d'administrer les gouttes dans les yeux sans débordement.

Acl 3661474250611

Phon. IA032

IA032



PILULIER HEBDOMADAIRE SE03PILO4

Bouton poussoir pour libérer chaque boîtier, 4 compartiments séparés de prises quotidiennes. Dimensions : 21 x 12,5 x 2,3 cm.

Acl 8279390

Phon. RI822



RI822

PILULIER ÉLECTRONIQUE 7 JOURS

4 compartiments à comprimés par jour. Affichage de l'heure et du nombre d'alarmes programmées.

Acl 2430851

Phon. HK372

5 ALARMES

HK372



PILULIER ÉLECTRONIQUE

4 compartiments à comprimés par jour. Écran digital de l'affichage de l'heure. Alarme sonore et/ou vibrante. Fonction alarme à répétition.

Acl 2430934

Phon. HK361

4 ALARMES

HK361



PILULIER ÉLECTRONIQUE 28 COMPARTIMENTS

Automatique avec libération programmée de médicaments.

Acl 2421119

Phon. IC032

6 ALARMES

IC032



COUPE COMPRIMÉS

Permet de casser les comprimés en 2 parties et de les stocker.

Acl 4134855

Phon. BO530



BO530

COUPEUR-BROYEUR DE COMPRIMÉS

Dispositif permettant de couper ou de broyer les comprimés pour une ingestion plus facile. Placer le comprimé dans la partie triangulaire du dessus et refermer le couvercle pour couper le comprimé. Placer le comprimé dans la partie basse et revisser la partie basse afin de broyer le comprimé.

Acl 3701126700566

Phon. LU480



RI801



LU480

ÉTUI LUNETTES ET PILULIER

Pilulier hebdomadaire 7 compartiments. En simili cuir noir brillant. Fermeture zippée.

Acl 6017427

Phon. RI801

La vue et l'audition

LOUPE SUSPENDUE AVEC CORDON

Permet de travailler en laissant les mains libres.
Réglable, 10 cm de large, 186 gr.

AcI 4134890 Phon. HL901



LOUPE ÉCLAIRÉE AVEC CORDON

Loupe de lecture éclairée maintenue soit par la main soit par le cordon de cou et la poignée d'écartement.
Petite zone : X4
Diamètre de la lentille : 105 mm.

AcI 5028318406395 Phon. HL991



LOUPE DÔME

Préhension aisée. Permet une lecture avec différents angles d'inclinaison.
Grossissement X4.
Diamètre : 6,5 cm.

AcI 6010040 Phon. RI781



LOUPES ÉCLAIRANTES

Lentille anti-rayure.
Éclairage uniforme par LED.

Zoom X7 - Diamètre 4 cm :

AcI 5028319040956 Phon. HL982



Zoom X4 - Diamètre 7,5 cm :

AcI 5028319040949 Phon. HL971



CASQUE D'ÉCOUTE TV

Casque TV sans fil stéréoscopique.
Restitution parfaite du son et réduction des bruits ambiants
Batterie intégrée et base de recharge.
Micro intégré.

- Impédance : 32 ohms.
- Sensibilité : 113dB +/-3 dB jusqu'à 125 dB.
- Plage de fréquence : de 20 Hz à 20 KH.z
- Portée : 25 m.
- Connecteur : jack 3,5 mm et RCA.

AcI 3700031730750 Phon. NS861



La vue et l'audition

Conseils

Le Maxson Quelles différences avec une prothèse auditive ?

Contrairement à une prothèse auditive, l'assistant d'écoute est réglé de manière standard.
Un bouton de réglage permet de choisir parmi ses 4 programmes d'amplification préréglés selon les besoins de chacun.
Un décret fixe la puissance maximale d'amplification à 20 décibels.

ASSISTANT D'ÉCOUTE MAX 7

Assistant d'écoute prêt à l'emploi.
Simple d'utilisation, confortable, performant, esthétique et discret.
CE 0120
Conforme à la Directive 93/42/EEC Medical devices.
Technologie numériques multicanaux pour un son haute définition.
Bouton de réglage du son simple d'utilisation.
Fonctionne immédiatement, sans réglage.
Équipement souples et confortables :
tube transparent, poids 2gr, hauteur 25 mm.
Pile non fournie.

Acl 6943786045107 Phon. LJ941



MAX 7
Solutions Auditives

DISCRET

LJ941



CONSOMMABLES POUR MAX 7

Tuyaux de recharge	Gauche 2 B	Acl 2400136	Phon. MC701
	Droit 2 B	Acl 2400137	Phon. MC712
	Gauche 3 B	Acl 2400179	Phon. MF641
	Droit 3 B	Acl 2400180	Phon. MF652
Dômes de recharge	Moyen	Acl 2400135	Phon. MC691
	Grand	Acl 2400134	Phon. MC681

SPRAY AURICULAIRE

Pour le nettoyage régulier et complet des aides auditives, prothèses auditives, bouchons d'oreilles, embouts auriculaires...
de stéthoscope, spéculums auriculaires...
Aérosol 75 ml.

Acl 2150761 Phon. MG711



Ventes ASSOCIÉES

LOT DE 6 PILES BOUTON ZA312DP06


0% de mercure.

Acl 6009950 Phon. LD431

0%
de
MERCURE



LES PRIORITÉS À PRENDRE EN COMPTE DANS LA SALLE DE BAIN





L'HYGIÈNE

Après 65 ans, les chutes sont fréquentes et 42% des chutes ont lieu au domicile*. Pour rester chez soi en toute sécurité, il est conseillé d'aménager son domicile et notamment sa salle de bain, lieu humide qui favorise le risque de glissade. Une habitation où les risques de chutes sont limités est un facteur important de la préservation de l'autonomie et du bien-être. Il existe diverses solutions antidérapantes qui permettent d'assurer la sécurité et l'intimité du patient lors de la toilette.

Sommaire

L'équipement pour la salle de bain Sièges et tabourets de bain ou de douche, planches de bain, tapis de bain, barres d'appui,...	p. 96 - 101
Les toilettes Fauteuils garde-robe, réhausse-wc, barres d'appui,...	p. 102 - 107
L'hygiène et le soin Gants de toilette, sacs hygiéniques, gamme ID Care.	p. 108 - 109
Les accessoires de toilette Urinaux, bassins de lit.	p. 110
L'incontinence Protections pour adulte, alèses jetables, sondes urinaires, poches de lit, poches de jambe, étuis péniers.	p. 111 - 118

*Source : CNAMTS/CFES/Institut Français de démoscopie

L'équipement pour la salle de bain

Les sièges de bain

Conseils

Prendre un bain peut être un moment très agréable. Un bain chaud thérapeutique détend les muscles et concourt à leur mobilité, tout en faisant disparaître maux et douleurs.

Pour les personnes à mobilité réduite, l'entrée et la sortie du bain constituent souvent un problème.

Le siège élévateur de bain Neptune offre une solution pratique alliant sécurité, confort et fiabilité, pour permettre à l'utilisateur de conserver son indépendance.

La forme et le style moderne de Neptune associent pratique et fonctionnalité afin de proposer un siège élévateur compact, léger et portable.

SIÈGE DE BAIN ÉLECTRIQUE NEPTUNE

Composé d'un siège ergonomique et d'un dossier assurant un confort optimal, même durant des bains prolongés. Permet de garder un espace suffisant pour étendre les jambes et de descendre très bas dans la baignoire.

MOTEUR INTÉGRÉ

Moteur fixe silencieux, régulier et fiable.

RABATS LATÉRAUX

Les rabats latéraux larges et solides facilitent le transfert sur et hors du siège. Leur forme légèrement arrondie offre une protection à l'utilisateur pendant la montée ou la descente du siège.

BOÎTIER DE COMMANDE ÉTANCHE

Un voyant lumineux indique l'état de charge de la batterie. La batterie est facile à retirer et doit être rechargée à l'extérieur de la salle de bain.

PIEDS-VENTOUSES

Permettent de fixer le siège Neptune sur des surfaces incurvées et s'adaptent à la plupart des formes et des tailles de baignoires.

Largeur d'assise avec rabats : 730 mm.

Largeur d'assise sans rabats : 350 mm.

Hauteur d'assise (position haute) : 435 mm.

Hauteur d'assise (position basse) : 70 mm.

Hauteur du dossier : 735 mm.

Acl 4076827

Phon. MO738



Entretien FACILE

MO738




Jusqu'à 160 Kg

TABOURET DE BAIN ECO

Surface antidérapante, adhère au fond de la baignoire grâce aux ventouses.

Surface : 45 x 30 cm / Hauteur : 21 cm.

Acl 4120818

Phon. GS858

Surface antidérapante



GS858


Jusqu'à 100 Kg

L'équipement pour la salle de bain

Les sièges de bain

SIÈGES DE BAIN



Système pivotant à 360° simple à installer, permet des transferts sans danger.

> Manette de blocage sécurisée (4 positions).

> Stabilisateurs latéraux.

> Accoudoirs gainés amovibles.

Désignation	AcI	Phon.	Pivotant	Accoudoirs	Immersion
540285	4862158	HR860	360°	Amovibles	Non
Spidra 800	8146051	JI462	360°	Escamotables	Non
Dakara	4135228	PE912	360°	Fixes	Non
Nautica	4221123	NA813	Non	Non	Partielle
Alizé	2404339	HH977	Non	Non	Partielle



L'équipement pour la salle de bain

Les planches de bain

PLANCHES DE BAIN ERGONOMIQUE

4 patins de fixation adaptables sur toutes les baignoires.
Revêtement anti-dérapant et porte-savon.

Désignation	Dimensions	Acl	Phon.
Benny	69 x 35 cm	6013880	RP190
Benny XL	74,5 x 35 cm	6013881	PE901




Jusqu'à 150 Kg




PLANCHE DE BAIN AVEC ASSISE ROTATIVE VERA

Plateau pivotant à 360° à mémoire de forme,
4 positions (blocage à 90°).

Poignée d'appui.

S'adapte sur les baignoires dont la largeur
intérieure est entre 46 cm et 68 cm.

Installation sans outils.

Consulter la notice avant toute utilisation.

Largeur: 350 mm.

Profondeur: 730 mm.

Hauteur: 175 mm.

Siège ø: 325 mm.

Poids: 3,75 kg.

Acl 2031720	Phon. NE141
-------------	-------------

ASSISE ROTATIVE 360°
à mémoire de forme

Poignée
d'appui



360°


Jusqu'à 130 Kg

L'équipement pour la salle de bain

Autour de la baignoire

ACCÈS AU BAIN BALNÉO

Marchepied et barre d'accès réversible droite/gauche qui s'adaptent sur la plupart des baignoires droites.

Acl 2434599	Phon. DJ432
-------------	-------------

RÉVERSIBLE



DJ432

MARCHE DE BAIGNOIRE SKY

Revêtement anti-dérapant. Possibilité d'emboîter 1 Sky sur une autre pour augmenter la hauteur en toute sécurité. + 5 cm à chaque marche supplémentaire.

Dimensions : 40 x 35 x 10 cm

Acl 8277391	Phon. PE921
-------------	-------------




PE921



TAPIS DE BAIN, DE DOUCHE, MASSANT

Antidérapant, pour la prévention des chutes.

Acl	Phon.	Dimensions
4120824	SD158	90 x 40 cm
4880699	EG081	40 x 40 cm
4135197	KL520	53 x 53 cm



SD158

KL520

EG081

MASSANT

BARRES D'APPUI À VENTOUSES

Se fixent sur toutes les surfaces carrelées, en verre ou en émail.

Installation rapide sans percer ni visser.

Acl	Phon.	Dimensions	Nombre de ventouses
2410707	LI940	45 cm	2
2411090	LI950	55 cm	2
3401582774223	PG462	50 cm	3



LI940

LI950

PG462

Témoin de SÉCURITÉ

Barres d'appui à fixer page 103

L'équipement pour la salle de bain

Les sièges de douche

CHAISE DE DOUCHE CASCADE

Chaise de douche-toilette à pousser en acier époxy.
Assise et dossier rembourrés anatomiques.
Assise percée 180 x 360 mm.
Accoudoirs rembourrés relevables et ajustables en hauteur de 130 à 190 mm.
Repose-pieds relevables.
Palette monobloc inclinée à 93°.
4 roulettes à freins diam. 125 mm.
Escamotage du seau par l'arrière de la chaise.
Dim. : P 73 x L 57 x HA* 48 cm
(* Hauteur d'assise).

AcI 2435096 Phon. JW810



JW810



SIÈGE DE DOUCHE OCÉANE

Forme incurvée de l'assise et du dossier épousant les formes du corps.
Une découpe à l'avant facilite l'hygiène intime.
Dossier amovible pour transformer la chaise en tabouret.
Patins antidérapants sous chaque pied.
Montage sans outil.
Hauteur d'assise réglable de 36 à 53 cm.
Dim. : P 50 x L 67 cm.
Poignées latérales pour faciliter l'assise et le lever.

AcI 4121108 Phon. CG421

MONTAGE sans outil



Poignées latérales

Dossier amovible



CG421

SIÈGE DE DOUCHE MURAL

Rabattable en PVC et acier inoxydable.
Pieds antidérapants.
Large découpe pour la toilette intime.
Hauteur d'assise réglable de 46 à 50,5 cm.
Profondeur plié : 110 mm.
Livré sans visserie.

AcI 2447030 Phon. QJ680



QJ680



RABATTABLE



Ventes ASSOCIÉES



LAVE TÊTE

Cuvette en vinyle gonflable, avec découpe pour la nuque et les épaules.
Tuyau de vidange, gonfleur, réservoir et douchette fournis.
Dimensions intérieures : 30 x 45 cm
Profondeur : 17 cm

AcI 4135211 Phon. CL741

L'équipement pour la salle de bain

Les sièges de douche

SIÈGE DE DOUCHE PLIANT

Prêt à l'usage : s'installe sans outil et s'ajuste à la hauteur souhaitée.
Structure en aluminium anti-corrosion.
Hauteur d'assise réglable de 41 à 45 cm.
Assise : 41,8 x 30,5 cm.

Acl 4409163	Phon. EG092
-------------	-------------

PLIANT

Kg
Jusqu'à 100 Kg



TABOURETS DE DOUCHE

Conçus pour sécuriser la salle de bain.
Hauteur d'assise réglable.
Faciles d'entretien et résistant à l'humidité.

Acl 4135139	Phon. HT374
Acl 4880653	Phon. EG101
Acl 2850267	Phon. PE891
Acl 2428653	Phon. EL430

Poignées latérales



HT374

Kg
Jusqu'à 110 Kg



EG101

Kg
Jusqu'à 100 Kg



PE891

Kg
Jusqu'à 135 Kg



EL430

Kg
Jusqu'à 120 Kg



Ventes ASSOCIÉES

Sans FIL



ALARME DE SALLE DE BAIN

Sans fil. Sécurise la douche ou le bain. Émetteur muni d'un long cordon tombant jusqu'au sol, avec 2 poignées réglables en hauteur.
Appels transmis au récepteur.
Clip de ceinture destiné à l'aïdant.

Acl 6017420	Phon. R1811
-------------	-------------

Les toilettes

Les fauteuils garde-robe


FAUTEUIL GARDE ROBE

DISCRET : le garde-robe fait place à un fauteuil dans la journée ou lors d'une visite.

- Marron chocolat
- Gris cendré



Revêtement
Microfibre
& Simili



Charge MAX - 130 KG



Notre
CONSEIL

FAUTEUIL
manuel

AUCUN FIL
électrique

3 positions de confort :
Assis • Semi-incliné • Allongé

2 pochettes de rangement

Assise garde-robe amovible :
Nettoyage facile au savon doux.

Faible encombrement pour s'intégrer facilement dans votre intérieur.

2 pochettes range livre, aucun fil électrique, fabrication française.

Désignation	Coloris	Acl	Phon.
Fauteuil garde-robe	Chocolat	3701127700138	RI681
	Gris cendré	3701127700121	RI691
Bouchon obturateur	Noir	6041317	RK982
Assise anti-escarre	Chocolat	2400739	RI701
	Gris cendré	3701127700305	RN260



Les toilettes

Les fauteuils garde-robe

Conseils

Pourquoi dit-on fauteuil garde-robe ?

Au 17^{ème} siècle, la garde-robe était la pièce (généralement à proximité de la chambre à coucher) où l'on plaçait la chaise percée. La phrase « aller à la garde-robe » a fini par remplacer « aller à la chaise percée » et c'est ainsi qu'est née l'expression « chaise garde-robe ».



CH491

FAUTEUILS GARDE-ROBE FIXES

Désignation	Acl	Phon.	Accoudoirs	Dimensions
GR15	2438143	PU831	Escamotables	P 57 x L 63 x HA* 42 - 60 cm (* Hauteur d'assise)
3 en 1	4457392	EC911	Fixes	P 50 x L 55 x HA* 43 - 58 cm (* Hauteur d'assise)
PICO COMMODE	2432577	CH491	Amovibles	P 52 x L 57,5 x HA* 42 - 57,5 cm (* Hauteur d'assise)
BEST UP pliant	9932656	ML092	Relevables	P 60 x L 58 x HA* 51 cm (* Hauteur d'assise)
GR92	2438166	PM211	Relevables	P 47 x L 58 x HA* 49 cm (* Hauteur d'assise)




Les toilettes

Les fauteuils garde-robe

FAUTEUILS GARDE-ROBE FIXES

Désignation	Acl	Phon	Accoudoirs	Dimensions
OPEN	4856146	IB533	Fixes	P 54 x L 60 x HA* 48 cm (* Hauteur d'assise)
C11	4273249	KX042	Fixes	P 47 x L 62 cm x HA* 40 - 44 cm (* Hauteur d'assise)
CACTUS	9607169	EC902	Fixes	P 45 x L 55 x HA * 51 cm (* Hauteur d'assise)
GENTIANE	4261387	QC560	Fixes	P 57 x L 48 x HA * 48,5 - 61 cm (* Hauteur d'assise)
MADRIGAL	5486846	KV817	Fixes	P 41 x L 57 x HA* 49 cm (* Hauteur d'assise)



PLASTIQUE S'utilise dans la salle de douche ou dans la chambre.

Option KIT ROULETTES Acl 5640170



Ventes ASSOCIÉES



Pour une hygiène complète, n'oubliez pas :

SACS HYGIÉNIQUES CAREBAG® POUR FAUTEUIL GARDE ROBE
Combinaison entre un sac hermétique et un tampon super absorbant Gelmax®.

Acl 7831738 Phon. FL939

LINGETTES IMPRÉGNÉES SANS PARABÈNE (paquet de 80)

Acl 9506451 Phon. SF940

Les toilettes

Les fauteuils garde-robe

FAUTEUILS GARDE ROBE FIXES BARIATRIQUES

Désignation	Acl	Phon	Accoudoirs	Dimensions
AA2325A	2433594	GB210	Fixes	P 54 x L 80 x HA* 45 cm (* Hauteur d'assise)
Best Up XXL	2068278	PE811	Fixes	P 53 x L 87 x HA * 52 cm (* Hauteur d'assise)

LPP

Bariatrique



2 ROULETTES pour faciliter le rangement

Assise et dossier rembourrés, cadre renforcé.

Kg
Jusqu'à 250 Kg

PATTERSON MEDICAL

Largeur d'assise de 65 cm

Kg
Jusqu'à 160 Kg

HERDEGEN



FAUTEUILS GARDE-ROBE À ROULETTES + FREINS

Accoudoirs fixes ou escamotables. Ils sont équipés de repose-pieds.

Désignation	Acl	Phon.	Accoudoirs	Dimensions
GR30	5403116	PM203	Fixes	P 67,5 x L 58,5 x HA* 51 cm (* Hauteur d'assise)
GR50	2438120	PM153	Escamotables	P 58 x L 61 x HA* 51 cm (* Hauteur d'assise)
KELIS	6013882	PE931	Escamotables	P 95 x L 56 cm x HA* 52 cm (* Hauteur d'assise)
CASCADE	2435096	JW810	Relevables	P 83 x L 64 cm x HA* 48 cm (* Hauteur d'assise)

LPP



Accoudoirs escamotables.

Kg
Jusqu'à 120 Kg

À la fois chaise de toilette et chaise de transfert.

Kg
Jusqu'à 130 Kg

HMS-VILGO
fabricants de matériel médical

Kg
Jusqu'à 120 Kg



PRODUIT conseil

À la fois chaise de toilette et chaise de douche.

Les toilettes

Les réhausse-WC

Conseils

Aller aux toilettes est un acte qui touche à notre intimité. Il est essentiel de pouvoir s'y rendre de manière indépendante et en toute sécurité. Parce qu'il est parfois difficile de s'asseoir et de se relever de WC trop bas, les rehausse WC augmentent la hauteur des toilettes de 5, 10 ou 15 cm selon les modèles. Choisir un rehausse WC muni d'accoudoirs permet de faciliter le transfert en offrant un appui pour s'asseoir et se relever plus facilement.

RÉHAUSSE-WC

Acl	Phon.	Hauteur ré-haussée
6000385	LJ251	10 cm
2403044	HB606	11,5 cm
6000384	LJ262	10 cm
7720499	CP214	11 cm
4214873	EW270	11 cm
7804227	SB280	11 cm
4028698083323	IA263	Hauteur ajustable de 6 à 15 cm



Ventes ASSOCIÉES



MEDI-AIRE®

En une vaporisation, élimine durablement les odeurs désagréables d'origine biologique même les plus tenaces (liées à l'incontinence, sanitaires ...)

Atomiseur rechargeable de 29 ml.

Acl 9985641

Phon. CH612

Les toilettes

Les barres d'appui

Conseils

Les barres d'appui sont un moyen efficace d'éviter les chutes en compensant la faiblesse des jambes à l'aide des bras. Il en existe 3 types :

- > **Barre d'appui latérale** placée horizontalement ou en oblique. Elle permet de s'appuyer sur les bras pour se relever ou soutenir une personne qui marche.
- > **Barre d'appui droite** placée horizontalement. Elle permet à la personne de tirer dessus pour se relever (des toilettes par exemple).
- > **Barre de maintien** placée verticalement. Elle permet de garder l'équilibre (dans la douche par exemple).




BARRE D'APPUI

Se replie contre le mur après utilisation.
Tube en acier laqué époxy blanc, traité anti-corrosion.
Longueur : 70 cm.

Acl 4121060 | Phon. GS864

RELEVABLE



GS864

BARRES D'APPUI MURALES

Fixation par vis, leurs rainures améliorent la préhension.

Acl	Phon.	Longueur	Matière
4028698112627	IA242	25 cm	Aluminium et ABS
5494403	MS879	33 cm	Plastique injecté
7804173	LT837	32 cm	Époxy
4880587	NB027	30 cm	Plastique
4028698112634	IA253	40 cm	Aluminium et ABS
6421406	LT845	42 cm	Époxy
4880593	NA821	40 cm	Plastique
4028698098129	IA233	70 cm	Aluminium et ABS



IA233



IA242



LT837



IA253



NA821



MS879

Modèle
COUDÉ



NB027



LT845

L'hygiène et le soin

GANTS DE TOILETTE AQUA®

Adaptés à l'utilisation en établissements de soins, au domicile, en voyage, lors de transports sanitaires.
Prêts à l'emploi, et peuvent être utilisés par les aides-soignants(es), les aides à domicile ou les familles.
Pré-humidifiés, ils permettent une toilette complète sans rinçage des personnes alitées ou dépendantes.

Désignation	Conditionnement	Acl	Phon.
Gants de toilette humides pour shampoing Aqua® Shampoo	Sachet de 12	9929200	JD311
Gants de toilette humides Aqua® Total Hygiène	Sachet de 12	4628209	FP111



FP111



JD311

SACS HYGIÉNIQUES CAREBAG®

Sac hermétique à fermeture facile et tampon super absorbant. Gélifie et limite le risque de renversement et d'éclaboussures tout en emprisonnant les odeurs.
Adaptables à la plupart des récipients (bassins, seaux, cuvettes) potentiellement vecteurs d'infections.

Pour bassin de lit ou fauteuil garde-robe	Acl 7711141	Phon. GK832
Pour fauteuil garde-robe	Acl 7831738	Phon. FL939



X 20
FL939

TAMPON SUPER-ABSORBANT GELMAX®

Élimination avec les déchets ménagers (comme les couches) et, en cas d'infection, dans les déchets à risques.
Un tampon permet l'absorption d'environ 450 ml d'urine.

Acl 9582104	Phon. GC451
-------------	-------------

URINAL HOMME

Contient un tampon absorbant et gélifiant jusqu'à 500 ml de liquide en 30 secondes.
Anti-odeur.

Acl 7733993	Phon. JG826
-------------	-------------



X 25
GC451



X 20
JG856

Ventes
ASSOCIÉES



Convient
aux peaux
délicates

SOLUTION LAVANTE ANIOS - 300 ML

Recommandée pour le lavage des mains, du visage et la toilette générale lors d'utilisations fréquentes.
Base lavante d'origine végétale qui maintient l'hydratation de la peau.
Laisse une odeur agréable et discrète.

Acl 3597610509681	Phon. NE592
-------------------	-------------

L'hygiène et le soin

**Gamme
Dermatologiquement
TESTÉE**

GAMME DE SOIN ID CARE

Garantie **sans parabène, sans colorant, sans alcool, sans savon et sans methylosythiazolinome.**



LAIT DE TOILETTE HYDRATANT

Il nettoie la peau en douceur et la laisse douce, hydratée et délicatement parfumée. Flacon de 500 ml.

Acl 2950562 Phon. NE062



CRÈME PROTECTRICE AU ZINC

Prévient et calme les irritations. Contient de l'oxyde de zinc pour créer une barrière protectrice. Flacon de 100 ml.

Acl 2950585 Phon. NE072



GEL LAVANT 2 EN 1 CORPS ET CHEVEUX

Gel lavant surgras conçu pour les peaux sensibles. Laisse la peau et les cheveux doux.

Flacon de 500 ml.

Acl 2950579 Phon. NE052



MOUSSE NETTOYANTE CORPORELLE

SANS RINÇAGE

Alternative à l'eau et au savon. Contient de l'extrait de Calendula : laisse la peau douce, hydratée et légèrement parfumée.

Prévient le dessèchement de la peau.

Flacon de 400 ml.

Acl 2950556 Phon. NE071



LAIT NETTOYANT

SANS RINÇAGE

Idéal pour prévenir le dessèchement de la peau grâce à son action 3 en 1 : nettoyer, nourrir et hydrater.

Flacon de 500 ml.

Acl 2950591 Phon. NE063



CARE Expert

Soins du patient

La nouvelle gamme de soin d'hygiène est particulièrement adaptée à toutes les peaux sensibles. Testée sous contrôle dermatologique et sans paraben, la gamme est idéale pour être utilisée au quotidien. Elle convient à toutes les peaux jeunes ou matures.

LINGETTES

Désignation	Acl	Phon.
Lingettes imprégnées Sans paraben	9506451	SF940



X 80

GANTS DE TOILETTE :

Gant molletonné Taille M	6380736	EA882	X 50
Gant molletonné Taille L	6369060	EA842	X 50
Gants non tissés bleus Taille unique	6367049	EA853	X 100
Gants non tissés plastifiés, blancs T.U	6382681	JK701	X 60






Les accessoires de toilette

LES URINAUX

Désignation	Bouchon	Poignée	Contenance	Graduation	Acl	Phon.
Urinal masculin 	NON	OUI	1 litre	100 ml	5497264	OX082
Urinal masculin Urolis®  Anti-déversement	OUI	Ergonomique	1,5 litres	NON	2406249	MI607
Urinal Ursec®  Anti-déversement Phosphorescent	NON	Ergonomique, Phosphorescente	1 litre	NON	7151512	PM229
Urinal féminin 	OUI	NON	1 litre	50 ml	5497270	OX074

LES BASSINS DE LIT

Désignation	Couvercle	Poignée	Autoclave	Coloris	Acl	Phon.
Bassin de lit 	NON	OUI	OUI	Blanc	2437882	PI145
Bassin de lit 	OUI	OUI	OUI	Blanc	2437876	PX131
Bassin de lit anatomique 	OUI	NON	OUI	Bleu	7792518	NG737

L' incontinence

Les protections pour adulte

100% respirable et hypoallergénique

Pour aider à améliorer le confort, à préserver la dignité et pour réduire les soins liés aux problèmes de tolérance cutanée de vos patients, Lille Healthcare propose une gamme complète de produits 100% respirables : la gamme Suprem bénéficiant de la technologie LILLE AIR SYSTEM.

L'enveloppe extérieure du produit est composée de panneaux en matière non-tissée et d'une partie centrale totalement étanche en matière dite «respirable». Cette enveloppe permet les échanges gazeux afin de limiter le risque de prolifération bactérienne, d'irritations ou d'allergies.



Choisir le bon produit

Une protection spécifique pour fuites urinaires protège la peau, évite les fuites et sécurise le patient. Il est primordial de choisir la solution la plus adaptée à son quotidien.

	Personne valide	Besoin d'aide	Dépendant					
	SupremLight <small>Petites protections anatomiques</small>			SupremForMen	SupremPants	SupremForm	SupremFit	
Fuites légères Quelques gouttes entre les mictions 	MINI <small>Emballage individuel</small>	EXTRA						
	NORMAL <small>Emballage individuel</small>							
	EXTRA <small>Emballage individuel</small>							
	EXTRA + <small>Emballage individuel</small>							
Fuites modérées Environ 1/2 à 1 verre 	SUPER	SUPER		EXTRA <small>M - L - XL</small>	REGULAR +	EXTRA +	REGULAR + <small>M - L</small>	EXTRA + <small>XS - S - M - L - XL</small>
	MAXI							
Fuites sévères Environ 1 à 2 verres 				SUPER <small>L - XL</small>	SUPER +		SUPER + <small>M - L</small>	
				MAXI <small>S - M - L - XL</small>	MAXI		MAXI <small>S - M - L - XL</small>	
Fuites très sévères La miction vidange l'intégralité de la vessie 								

L' incontinence

Les protections pour adulte

SupremLight







Protections anatomiques légères

Personne : **MOBILE**

Incontinence : **LÉGÈRE À MODÉRÉE**

Protections minces et anti-odeurs.

Possibilité de coller la protection dans le sous-vêtement.

Absorption	Dimension	Acl	Phon.	Paquet
 MINI	227 x 92 mm	5351000	CE732	X20
 NORMAL	280 x 100 mm	6407085	FI932	X28
 EXTRA	350 x 125 mm	6407091	FJ071	X28
 EXTRA+	380 x 135 mm	6407151	RJ062	X16
 SUPER	435 x 210 mm	9524874	FJ091	X28
 MAXI	495 x 210 mm	9524880	FJ081	X28



Emballage individuel

Sauf SUPER et MAXI



SupremFormen

Gamme spéciale pour homme

Personne : **MOBILE**

Incontinence : **LÉGÈRE À MODÉRÉE**

Spécialement conçue pour s'adapter à l'anatomie masculine, pour plus de discrétion et de sécurité anti-fuites.

Absorption	Forme Dimension	Acl	Phon.	Paquet
 EXTRA	Anatomique 290 X 230 - 100 mm	6012019	PG471	X14
 SUPER	À soufflets 400 x 85 mm	6698786	GC761	X21



SupremPants

Culottes absorbantes

Personne : **MOBILE**

Incontinence : **MODÉRÉE À IMPORTANTE**

S'enfilent comme un sous-vêtement classique et se retirent en déchirant les côtés.

Absorption	Taille	Tour de taille	Acl	Phon.	Paquet
 EXTRA JOUR	M	80 à 110 cm	9745380	OB578	X14
 EXTRA JOUR	L	100 à 135 cm	9745351	OB580	X14
 EXTRA JOUR	XL	120 à 160 cm	9745486	LJ190	X14
 SUPER NUIT	L	100 à 135 cm	9745440	HH962	X14
 SUPER NUIT	XL	120 à 160 cm	9745463	HH973	X14
 MAXI NUIT	S	60 à 90 cm	9802936	PE140	X14
 MAXI NUIT	M	80 à 110 cm	9745368	OB591	X14
 MAXI NUIT	L	100 à 135 cm	9745492	OB600	X14
 MAXI NUIT	XL	120 à 160 cm	9745434	OC270	X14



Témoin d'humidité



L' incontinence

Les protections pour adulte





SupremForm


Protections anatomiques

Personne : **MOBILE / AYANT BESOIN D'AIDE**

Incontinence : **MODÉRÉE À IMPORTANTE**

Nécessitent l'utilisation d'un slip de maintien lavable.

	Dimensions	Acl	Phon.	Paquet
 REGULAR+ JOUR	610 x 340 mm	6131312	EE631	X25
 EXTRA JOUR	670 x 360 mm	6131329	EG172	X25
 SUPER + NUIT	700 x 360 mm	6131341	EG162	X20
 MAXI NUIT	700 x 360 mm	6131335	EG151	X20



Témoin d'humidité



SupremFit

Changes complets

Personne : **AYANT BESOIN D'AIDE ET/OU ALITÉE**

Incontinence : **MODÉRÉE À IMPORTANTE**

Absorption	Taille	Tour de taille	Acl	Phon.	Paquet
 REGULAR+	M	80 à 130 cm	6130614	EE531	X26
 REGULAR+	L	105 à 150 cm	6130620	EE572	X26
 EXTRA +	S	60 à 100 cm	6112562	EE511	X20
 EXTRA +	M	80 à 130 cm	6130028	EE542	X24
 EXTRA +	L	105 à 150 cm	6130583	EE581	X24
 EXTRA +	XL	110 à 160 cm	6130608	EE612	X20
 SUPER +	M	80 à 130 cm	6112533	EE551	X22
 SUPER +	L	105 à 150 cm	6112556	EE592	X22
 MAXI	S	60 à 100 cm	6130637	EE521	X20
 MAXI	M	80 à 130 cm	6131275	EE562	X20
 MAXI	L	105 à 150 cm	6131281	EE601	X20
 MAXI	XL	110 à 160 cm	6131298	EE622	X20
 PREVIAL	XXL	160 à 254 cm	9464385	CI932	X10
 PREVIAL	XS	60 à 60 cm	9464379	SG820	X16



Témoin d'humidité



L'incontinence

Les produits complémentaires

Ganmill

Slips de maintien

Maintien efficace des protections **SupremLight** et **SupremForm**.
Lavables à 60°C

Forme PANTY

Taille	Tour de taille	Paquet	Acl	Phon.
M	70 - 90 cm	x 5	9920908	JC652
L	85 - 110 cm	x 5	9920914	JC641
XL	105 - 130 cm	x 5	9920920	JC632



Forme BOXER

Taille	Paquet	Acl	Phon.
S/M	x100	3543160961110	KE451
	x 5	9851194	JK681
L/XL	x100	3543160962117	KE441
	X5	9851231	GB313
XXL	X100	3543160963114	GE383
	X5	9851248	GB323



ClassicPad

Couches droites

S'utilisent dans un slip de maintien ou un panty.
Peuvent également être insérées dans les changes **SupremFit**
ou **SupremPants** afin de renforcer l'absorption et de couvrir de
grandes amplitudes horaires.

Absorption	Dimension	Acl	Phon.	Paquet
MINI Traversable	11 x 36 cm	9514427	FJ161	X28
EXTRA Traversable	15 x 47 cm	9514433	FJ141	X30
MAXI Traversable	15 x 60 cm	9531437	FJ152	X30
MAXI Intransversible	15 x 60 cm	9531420	FJ131	X30



CLASSICBED

Alèses de protection

Solution idéale pour protéger la literie et les fauteuils.
Les alèses peuvent s'utiliser en complément d'un produit porté.

Dimensions	Acl	Phon.	Paquet
60 x 60 cm Fauteuil / Lit	9602120	FJ102	X30
60 x 90 cm Lit	9602137	FJ111	X30
90 x 180 cm Bordable	9864156	QI050	X30



X 30

L'incontinence

Les sondes urinaires

Conseils


Les priorités à prendre en compte pour le choix de la sonde urinaire :

- Diamètre de la charrière
- Type de sonde avec ou sans ballonnet
- Sexe du patient
- Durée du traitement

SONDE URINAIRE DE FOLEY RÜSCH BRILLANT®

Stérile à ballonnet 100 % silicone transparent - Extrémité cylindrique pleine.
Sondage à demeure. Durée d'utilisation jusqu'à 6 semaines.
Valve pour embouts de seringues Luer et Luer Lock.
Extrémité radio opaque et ligne radio opaque le long du corps de la sonde.
A usage unique.


Acl	Phon.	Désignation	Ballonnet	Charrière
7652875	DJ703	Sonde Nelaton Homme 41 cm 2 oeils opposés	10 ml	12
7652881	DJ712			14
7652898	DJ729			16
7652906	DJ737			18
7652912	DJ745			20
7652929	DJ750			22
7652935	DJ761			24



SONDE URINAIRE DE FOLEY RÜSCH GOLD

Stérile à ballonnet en latex naturel siliconé - Extrémité cylindrique - 2 oeils opposés.
Sondage à demeure. Pour le sondage urinaire de courte durée (Une semaine maximum). Valve pour embouts de seringues Luer et Luer Lock.
A usage unique.

Acl	Phon.	Désignation	Ballonnet	Charrière	Code couleur
7653745	DJ571	Sonde Nelaton Homme 40 cm	5 - 10 ml	12	○
7653751	DJ586			14	●
7653768	DJ598			16	●
7653774	DJ604			18	●
7653780	DJ610			20	●
7653797	DJ621			22	●
7653805	DJ662			24	●
9841735	DJ679			26	○
9841741	DJ687	28	○		
9841764	DJ505	Sonde Nelaton Femme 25 cm	5 - 10 ml	12	○
7653082	DJ513			14	●
7653099	DJ522			16	●
7653107	DJ539			18	●
9841770	DJ547	10 - 15 ml	10 - 15 ml	20	●
9841787	DJ554			22	●
7653076	DJ788	Sonde Pédiatrique 30 cm	3 ml	10	●



L'incontinence

Les sondes urinaires

SONDE URINAIRE ACTREEN HI-LITE

Actreen® Hi-Lite est conçue pour le sondage vésical intermittent (auto ou hétérosondage).

Composée d'une sonde en POBE (PolyOlefin-Based Elastomer), sans PVC, sans DEHP.

Elle est munie d'un connecteur universel permettant la connexion de la sonde à tout type de poche de recueil. Forme spécifique du connecteur pour la prise en main en cas de dextérité réduite.

Le fourreau de protection peut être ôté à son extrémité, à 1/3 de la sonde, ou en totalité.

Il permet de conserver une partie mobile pour tenir la sonde durant le sondage, sans la toucher.

Pour plus de discrétion, la sonde peut être repliée et passée au travers d'un œillet prévu à cet effet dans le fourreau de protection.

Les sondes pour sondage urinaire intermittent Actreen® Hi-Lite sont des dispositifs médicaux de Classe I stérile, CE 0123.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette.

Acl	Phon.	Désignation	Charrière
6043417	NE411	TIEMANN	08
5343093	NE403	NELATON	18
6043419	NE412	TIEMANN	18



SANS DEHP



SONDE URINAIRE DE FOLEY SILICONE À 3 VOIES

Sonde vésicale en silicone, transparente pour drainage postopératoire.

Ballonnet à grand volume qui s'adapte parfaitement au corps de la sonde.

Valve pour seringues à embouts Luer et Luer-Lock.

Extrémité radio-opaque et bande de contraste le long du corps de la sonde.

Stérile - À usage unique - Sans latex - Longueur 42 cm.

Ballonnet	Oeils	Charrière	Acl	Phon.
40 ml	2 oeils décalés	16	2033699	EL981
50 ml		18	2032375	EL971
60 ml		20	2032381	EL992

100% silicone



Ballonnet grand volume



L'incontinence

Les poches à urine

POCHE DE LIT NON STÉRILE À USAGE UNIQUE

Contenance 2 000 ml avec dispositif de vidange T-Tap®.

- Connecteur avec capuchon de protection.
- Tubulure 90 cm flexible résistante aux plicatures avec clamp.
- Valve anti-retour.
- Graduation nette en ml.
- Avec 1 crochet de fixation par unité d'emballage.

Acl 9721971

Phon. SD390



2 000 ml

X 30



POCHE DE LIT NON STÉRILE À USAGE UNIQUE URIMED

Poche de recueil urinaire de 2 litres graduée, vidangeable, possédant une valve anti reflux, une tubulure de 90 cm non ajustable, un connecteur universel, un robinet de vidange « système en croix » qui se rabat sur la poche pour limiter tout risque de contamination et un espace « renseignement patient ».

Acl 4046964842689

Phon. RM760

X 30



POCHE DE JAMBE STÉRILE À USAGE UNIQUE

Capacité 750 ml avec dispositif de vidange Flip Flow® avec site de prélèvement et protecteur de peau.

- Connecteur universel cranté.
- Tubulure 30 cm flexible résistante aux plicatures avec clamp.
- Valve anti-retour.
- Graduation nette en ml.
- 2 bandes de maintien en Velcro® avec revêtement en silicone par unité d'emballage.

Acl 9841801

Phon. SD381

750 ml

X 10



POCHES DE JAMBE STÉRILES À USAGE UNIQUE SPIRIT

Poches à urine de 350, 500 et 750 ml.

Les poches de jambe SPIRIT peuvent être connectées aux poches 2 Litres.

- Face En Non-Tissé qui permet une sensation de confort.
- Ergonomique, équipée de compartiments pour s'adapter à la jambe.
- Sangle de jambe avec une bande de silicone anti-dérappant pour un positionnement plus sûr.

Dispositif médical réservé à un usage urologique.

Veillez lire l'intégralité de la notice du dispositif médical avant utilisation.

«Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE»
Dispositif médical Classe I - CE0123.

Contenance	Tubulure	ACL	Phon.
500 ml	30 cm	6023946	NE433
500 ml	60 cm	6023949	NE422
750 ml	30 cm	6023956	NE423
750 ml	60 cm	6023958	NE432

X 10



L'incontinence

Les étuis péniens

Conseils

Les étuis péniens :

- Développés pour l'évacuation urinaire en cas d'incontinence masculine.
- 100% silicone pour s'adapter à l'anatomie et être porté par les personnes allergiques au latex.
- A usage unique.

100% silicone



X 30

ÉTUIS PÉNIENS SPIRIT®

Auto-adhésifs, transparents. Adhésif hydrocolloïde.

Longueur de la bande adhésive : 4,5 cm.

Adhésif positionné vers l'extrémité, particulièrement adapté aux pénis rétractés.

L'adhésif permet une perméabilité à l'humidité.

Il contribue ainsi à protéger l'intégrité de la peau, à minimiser la macération et à augmenter le pouvoir d'adhésion de l'étui pévien.

3 modèles disponibles :

- Standard : adhésif au centre - 8 cm de longueur
- Court : Adhésif de 3,8 cm
- Long : adhésif de 8 cm

Les 3 modèles sont disponibles dans les tailles 25 mm, 29 mm, 32 mm, 36 mm et 41 mm de diamètre.

Composition : Silicone

Conditionnement : 30

Dispositif médical réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.



Court



Standard



Long

	Longueur	Diamètre	Phon.	Acl
Standard Adhésif au centre	8 cm	25 mm	LD182	6320361
		29 mm	LD191	6320378
		32 mm	LD201	6320390
		36 mm	LD211	6320409
		41 mm	LD221	6320415
Court	3,8 cm	25 mm	LD232	6320438
		29 mm	LD241	6320444
		32 mm	LD252	6320450
		36 mm	LD262	6320473
		41 mm	LD271	6320496
Long Adhésif long	8 cm	25 mm	LD312	6320504
		29 mm	LD291	6320510
		32 mm	LD321	6320527
		36 mm	LD302	6320533
		41 mm	LD282	6320556



LE DIAGNOSTIC, LA RÉÉDUCATION ET L'ORTHOPÉDIE

Il est important de surveiller sa santé.

C'est pourquoi Oxypharm propose toute une sélection de produits pour réaliser des auto-mesures liées au poids, à la tension, à la saturation en oxygène ou à la température.

Et pour garder la forme, nous proposons également une gamme de produits pour la rééducation et le renforcement musculaire.

Sommaire

Le diagnostic p. 120 - 124

Tensiomètres, stéthoscopes, otoscopes, thermomètres.

La surveillance p. 125 - 128

Oxymètres et pèse-personnes.

La douleur p. 129 - 131

Appareils de neurostimulation et d'électrostimulation, électrodes.

La rééducation p. 132 - 137

Rééducation périnéale, matériel de kinésithérapie.

L'orthopédie p. 138 - 180

Chaussettes pour diabétique, chaussures CHUT, attelles, orthèses, ceintures,...

Le diagnostic

Les tensiomètres

Conseils

QUEL TENSIO MÈTRE CHOISIR ?

- > **Tensiomètre de bras** : très fiable, il est adapté au domicile.
- > **Tensiomètre de poignet** : Destiné aux personnes qui voyagent et cherchent la praticité.

OBJET CONNECTÉ



Disponible dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google play



IA093

AUTOTENSIO MÈTRE CONNECTÉ THOMSON

Autotensiomètre de poignet.

- Détection automatique d'arythmie cardiaque.
- Mesure de diastole, systole et pulsation cardiaque.
- 3 utilisateurs.
- Dock compatible Smartphone, tablettes, IOS ou Android. Application gratuite.

Acl 3760207240100 Phon. IA093



IA563

AUTOTENSIO MÈTRES SPENGLER

Pour l'auto-mesure occasionnelle, très simple d'utilisation grâce à leurs grosses touches colorées.

2 x 50 mémoires horodatées.

Validés par l'ANSM. Dispositifs médicaux de classe IIa.

Autotensiomètre de bras SPG440	Acl 3700446022501	Phon. IA563
Autotensiomètre de poignet SPG340	Acl 3700446022518	Phon. IA572




IA572

Spengler
FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907

Conseils

COMMENT BIEN PRENDRE SA TENSION ?

- > Ne pas avoir fumé et bu dans l'heure précédant la mesure.
- > Être reposé depuis 5 minutes.
- > S'asseoir confortablement les jambes décroisées.
- > Poser le bras sur une table.
- > Adapter le brassard à la taille du tour de bras.
- > Rester immobile pendant la mesure.



Le diagnostic

Les tensiomètres professionnels

TENSIOMÈTRE VASQUEZ-LAUBRY® CLASSIC

TENSIOMÈTRES MANOBRESSARD

Support de Manomètre en cuir pleine fleur, boîtier métal indéformable résistant aux chocs, protection optimale du mécanisme, protège-manomètre en mousse. Poire ergonomique et système de décompression indépendants du manomètre.

Brassard en polycoton indéformable lavable à 30-40° C, fermeture Velcro®.

Cadran de 50 mm de diamètre, très lisible.

Livré avec une trousse de rangement.

Norme française et européenne NF EN 1060-1/2 :

label NF médical Tensiomètres.

Contrôle métrologique : tous les 2 ans

(recommandations européennes).

Dispositif médical de classe I (fm).

Plage de mesure
0 à 300 mmHg

Graduation
2 mm Hg



Acl 2400040

Phon. TE960

TENSIOMÈTRE MANOBRESSARD KYPIA 3201001

TENSIOMÈTRES MANOBRESSARD

Manomètre : boîtier ABS sur support métallique.

Cadran Ø 58 mm.

Brassard adulte polyamide lavable à 30°C.

Fermeture par système auto-agrippant.

Poire PVC Ø 42 mm.

Robinet laiton chromé.

Décompression par valve.

Poche et tubulure : caoutchouc.

Poids : 317 g.

Dispositif médical de classe I (fm).

Plage de mesure
0 à 300 mmHg

Graduation
2 mm Hg

COLSON®



Acl 2108026

Phon. NI032

TENSIOMÈTRE MANOPOIRE LIAN® MÉTAL

TENSIOMÈTRES MANOPOIRE

Grand écran ambidextre par simple rotation.

Brassard en nylon indéformable lavable à 30-40° C, fermeture Velcro®.

Boîtier métal indéformable, anti-corrosion, résistant aux chocs.

Protection optimale du mécanisme, protège-manomètre en PVC souple transparent.

Simple tubulure et poire côtelée en PVC.

Livré avec une trousse de rangement.

Dispositif médical de classe I (fm)

Plage de mesure
0 à 300 mmHg

Graduation
2 mm Hg



Acl 2407065

Phon. TE950

Le diagnostic

Les tensiomètres professionnels

TENSIOMÈTRE MANOPOIRE LIAN® NANO TENSIOMÈTRES MANOPOIRE

Calibré pour répondre aux usages répétés de la prise de tension sur une très longue durée. Cadran de diamètre 54 mm. Brassard en nylon indéformable lavable à 30-40° C, fermeture Velcro®. Boîtier en ABS résistant et léger, haute résistance aux ondes de chocs. Plage de mesure : 0 à 300 mmHg. Graduation : 2 mm Hg. Dispositif médical de classe I (fm)

AcI 2424365 Phon. TE970

Haute résistance
aux chocs



Spengler
FABRIQUÉ FRANÇAIS
DEPUIS 1903

TENSIOMÈTRE MANOPOIRE KYPIA 3202001 TENSIOMÈTRES MANOPOIRE

Manomètre avec bague de protection. Bloc manométrique en ABS indépendant du brassard. Cadran Ø 58 mm. Gonflage poire. Décompression progressive et contrôlée par robinet. Brassard lavable, fermeture par système auto-agrippant. Trousse de rangement. Dispositif médical de classe I (fm).

AcI 2107966 Phon. MF632



Bague de protection

COLSON®

TENSIOMÈTRE MANOPOIRE BALTEA TENSIOMÈTRES MANOPOIRE

Brassard adulte (22 à 32 cm) en polyamide bleu pré-calibré avec fermeture Velcro®. Boîtier ABS robuste et léger, robinet de décompression pour un gonflage et un dégonflage progressif et contrôlé. Cuillère métallique pour optimiser les pressions exercées sur la poire. Manomètre avec bague de protection. Dispositif médical de classe I (fm).

AcI 2411753 Phon. TD610



Cuillère métallique

COLSON®

Le diagnostic

Les stéthoscopes, otoscopes

STÉTHOSCOPE STANDARD

Simple pavillon métallique, modèle pour adulte.
Récepteur métallique diam. 47 mm.
Bague anti-froid sur le cône.
Lyre indépendante.
Dispositif médical de classe I.

Acl 2434033

Phon. HH812

STÉTHOSCOPE LAUBRY® SIMPLE PAVILLON

Simple pavillon lourd (107 g) en laiton massif à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale.
Membrane acoustique haute résolution en résine époxy.
Lyre orientée et embouts souples vissés.
Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale.
Dispositif médical de classe I.

Acl 2432436

Phon. TE990

STÉTHOSCOPE MAGISTER

Double pavillon, pour l'écoute des sons hautes et basses fréquences.
Stéthoscope double pavillon à membrane multifréquences en acier inox.
Avec bague anti-froid et lyre orientée.
Utilisation en osculation générale ou spécialisée.
Dispositif médical de classe I.

Acl 2427613

Phon. TE981

OTOSCOPE HEINE MINI 3000

Coffret comprenant :

- 1 otoscope à fibres optiques avec poignée.
S'éteint automatiquement quand on le remet en poche.
Fonctionne avec 2 piles LR6 fournies.
- 1 jeu de 4 spéculums réutilisables.
- 10 spéculums à usage unique.

Acl 2420114

Phon. UF800

SPÉCULUM AURICULAIRE À USAGE UNIQUE

Ø 2,5 mm	Acl 2434010	Phon. HH795
Ø 4 MM	Acl 2434027	Phon. HH803



Économique

COLSON®

Spengler
FABRIQUE FRANÇAISE
DEPUIS 1907



Spengler
FABRIQUE FRANÇAISE
DEPUIS 1907



Boîte distributrice
de 250

COMED



Le diagnostic

Les thermomètres

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE 10 SECONDES

A embout souple doré anallergique.
Ultra rapide, mesure la température rectale
en 10 secondes maximum.
Adapté aux enfants.
Dispositif médical de classe IIa.
Vendu en présentoir de 12 unités.

Acl 3700446023089

Phon. IA532



IA532

Spengler
FABRIQUÉ EN FRANCE
DEPUIS 1907



THERMOMÈTRE AURICULAIRE 520 GT

Thermomètre tympanique de troisième génération.
Mesure en une seconde.
Fourni avec un étui rigide et 10 protections.
Dispositif médical de classe IIa.

Acl 6620169

Phon. KB891



KB891

OMRON

THERMOMÈTRE SANS CONTACT FLASHTEMP

Effectue un auto-contrôle à chaque mise
en marche afin de garantir des mesures conformes
à la précision annoncée.
Signaux sonores de début et de fin de mesure.
Indicateur lumineux de fièvre.
Mémoire des 12 dernières mesures.
Livré avec 1 pile CR2032 et une boîte de rangement.
Dispositif médical de classe IIa.

Acl 9717395

Phon. KG590



KG590

COLSON

THERMOMÈTRE SANS CONTACT LASER THERMOSCOPE

Thermomètre à infrarouge à visée laser.
Température du corps et des surfaces (biberons, bain ...)
en moins de 0,5 secondes.
Prise en compte de la température ambiante.
Grand écran rétro éclairé, 32 mémoires.
Livré avec 2 piles LR6 AA.
Dispositif médical de classe IIa.

Acl 2430868

Phon. HC892



Écran
rétro-éclairé

LBS
MEDICAL

HC892

La surveillance

Les oxymètres

OXYMÈTRE DE POULS DOIGTIER OXYSTART 221050

Livré avec 1 housse de rangement, 1 dragonne, 2 piles AAA LR03 et un manuel d'utilisation.

Écran OLED 2 couleurs :

Affichage simultané en moins de 10 secondes de la saturation pulsée en oxygène (% SpO₂), la fréquence cardiaque, l'intensité du signal pulsatile (barre graphe), la courbe de pléthysmographie.

Témoin de batterie faible.

Affichage personnalisable :

6 modes d'affichage.



Acl 3700446025465

Phon. PG951

OXYMÈTRE DE POULS DOIGTIER H10

Plage de mesure de la SpO₂ de 40 à 99 %.

Plage de mesure de la fréquence cardiaque de 30 à 350 pulsations / minute.

Affichage graphique en couleur du tracé de la fréquence cardiaque.

Affichage graphique en couleur du bargraphe du pouls.

10 réglages possibles de la luminosité de l'écran.



Acl 9832512

Phon. QC470

OXYMÈTRE DE POULS DOIGTIER OXYPAD PRO

Les valeurs de la saturation et du pouls apparaissent directement sur l'écran.

Usage pour adulte et pédiatrie.

Bargraphe pour la pléthysmo sanguine (complexe QRS)

Courbe graphique permettant de contrôler le rythme cardiaque.

L'écran couleur est orientable et propose différents affichages.

Mini trousse de rangement et 2 piles LR03 fournies.



Acl 9569871

Phon. DB780

Validation clinique et agrément CE.

La surveillance

Les pèse-personnes

PÈSE-PERSONNE TERRAILLON BMM30109BK

Graduation par 1 kg.
Large plateau de pesée antidérapant.
Matériaux ultra-robustes.
Portée : 150 kg

Acl 3094570127585

Phon. NF912

Portée
150 kg

Terraillon
PROFESSIONAL



PÈSE-PERSONNE OGO

Graduation par 1 kg
Châssis et plateau acier, coque ABS.
Motifs «pastilles» coloris anthracite.
Grand écran circulaire.
Dimensions : 5,6 x 29 x 27 cm.

Acl 3256390148342

Phon. HC883

Portée
130 kg



SOEHNLE

PÈSE-PERSONNE CLASSE MÉDICALE

Balance mécanique au design classique avec un grand écran rond bien lisible.

- Graduation 1 kg.
- Dimensions 303 x 118 x 470 mm.
- Plate forme antidérapante, laquage résistant aux chocs et aux égratignures.

Acl 2435156

Phon. A1803

Portée
150 kg




Espace de
CONFIDENTIALITÉ

seca

Ventes
ASSOCIÉES



MICROTOISE

Toise ruban de 2 mètres pour fixation murale.
Graduation : 1 mm

Acl 4134795

Phon. MK772

La surveillance

Les pèse-personnes

PÈSE-PERSONNE ROBUSTA 813

Plate-forme spacieuse, châssis acier.
Graduation par 100 g.
Revêtement antidérapant.
Dimensions : 433 mm x 373 mm.

Acl 2426306	Phon. AI941
-------------	-------------

Portée
200 kg



seca

PÈSE-PERSONNES COULEURS

Plate-forme ultra-mince.
Graduation par 100 g.
Lisibilité instantanée.

ROSE	Acl 6084665	Phon. RN290
TURQUOISE	Acl 6084666	Phon. RN280
VERT	Acl 5010777143805	Phon. RN310

Portée
180 kg



SALTER

PÈSE-PERSONNES CONNECTÉ THOMSON

Paramétrage d'objectifs de poids.
Précision 100 gr.
Application téléchargeable gratuitement.

Acl 3760207240216	Phon. IA073
-------------------	-------------

Portée
180 kg




THOMSON

PÈSE-PERSONNE PHARO 200

Modèle électronique.
Graduation par 100 gr.
Coloris argent / verre.
Affichage géant LCD 45 mm.

Acl 2425614	Phon. LC170
-------------	-------------

Portée
200 kg



SOEHNLE

PÈSE-PERSONNE ABS ÉLECTRONIQUE

Surface anti-glisse.
Graduation par 100 gr.
Affichage LCD.

Acl 5010777142464	Phon. RI611
-------------------	-------------

Portée
200 kg



SALTER

La surveillance

Les pèse-personnes

PÈSE-PERSONNE BAMBOU

Modèle électronique.
Bambou naturel.
Plate-forme ultra-mince.
Précision 100 gr.

Acl 6084669	Phon. RN550
-------------	-------------

Portée
150 kg



PÈSE-PERSONNE VOCAL

Plateau en verre sécurisé de 6 mm d'épaisseur.
Fonction vocale en français et anglais.
Volume sonore réglable.
Grand écran rétro éclairé.

Acl 3760207240247	Phon. RI482
-------------------	-------------

Portée
150 kg



PÈSE-PERSONNE GREEN POWER

Rechargé à chaque pesée
d'une simple pression du pied.
Plateau verre Securit.
Dimensions : 32 x 26 cm.
Paliers 100 gr.
Écran LCD 72 x 36 mm.

Acl 37760240781547	Phon. RI561
--------------------	-------------

Fonctionne
sans pile

Portée
180 kg



PÈSE-PERSONNE IMPÉDENCEMÈTRE CONNECTÉ

Mesure du poids, de l'indice de masse corporelle (IMC), de la masse grasseuse, taux hydrique et masse musculaire.
Précision : 100 gr.
Application téléchargeable gratuitement.

Acl 3760207240186	Phon. IA063
-------------------	-------------

Portée
180 kg



Disponible dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google play

La douleur

Conseils

NEUROSTIMULATEUR TENS ANTI DOULEUR

Les TENS ou appareils de stimulation électrique transcutanée nerveuse sont des électrostimulateurs anti-douleur ou « neurostimulateurs ». Ils sont destinés à traiter les douleurs chroniques par des courants électriques faibles en stimulant certains nerfs ou muscles spécifiques.
Prise en charge à domicile sur prescription (location ou vente), soumis à conditions.

Batterie intégrée
RECHARGEABLE



BF571

Alimentation
2 PILES 1,5 V



E1720

NEUROSTIMULATEUR ECO2

2 canaux indépendants jusqu'à 100 mA sur 400µs en largeur d'impulsion, pour le traitement de la douleur par courants de type Gate Control, endorphinique, burst (douleurs chroniques, lombalgie, cervicalgie, fibromyalgie, nausées, algodystrophie, douleurs myofasciales, douleurs neuropathiques, douleurs post-opératoires). Intègre 24 programmes (22 antalgiques et 2 excito-moteur) dont 12 sont modifiables et stimulation dynamic® massante avec effet anti-accoutumance

AcI 4890551 Phon. BF571

NEUROSTIMULATEUR CEFAR PRIMO PRO

2 canaux dotés de 7 programmes, 3 plages libres, couvre tous les champs d'applications de l'antidouleur pour une prise en charge des douleurs chroniques musculaires ou neuropathiques.

5 modes de stimulation : conventionnel - Modulé sur largeur d'impulsion - Burst - Fréquence mixte - Flow Tens.

- Fonction pause (permet d'interrompre et de reprendre le traitement à tout moment sans avoir à ajuster l'intensité).
- Possibilité d'associer simultanément 2 programmes différents, pour combiner les effets antalgiques sur 2 zones anatomiques distinctes.
- Easy Touch™ : ajustement automatique de l'intensité.

AcI 4550737 Phon. E1720

ÉLECTRODES LPP

Rondes Stimex - 2 paires	Dim. 32 mm	AcI 7870170	Phon. IG558
Rondes Stimex - 2 paires	Dim. 50 mm	AcI 2434553	Phon. IK910
Rondes Dura Stick Plus - 2 paires	Dim. 32 mm	AcI 9738434	Phon. LA030
Rondes Dura Stick Plus - 2 paires	Dim. 50 mm	AcI 9738440	Phon. LA040
Rectangulaires Stimex - 2 paires	Dim. 50 x 130 mm	AcI 2420516	Phon. GJ692
Rectangulaires Stimex - 1 paire	Dim. 80 x 130 mm	AcI 4145764	Phon. CH783
Rectangulaires Stimex - 2 paires	Dim. 50 x 90 mm	AcI 2434576	Phon. IG523
Rectangulaires Dura Stick Plus - 2 paires	Dim. 50 x 90 mm	AcI 9738457	Phon. PA210
Rectangulaires Dura Stick Premium - 2 paires	Dim. 50 x 89 mm	AcI 9738405	Phon. LA010
Rectangulaires Dura Stick Premium - 2 paires	Dim. 40 x 90 mm	AcI 9738411	Phon. LA020
Carrées Stimex - 2 paires	Dim. 50 x 50 mm	AcI 7870193	Phon. IG549
Carrées Dura Stick Premium - 2 paires	Dim. 50 x 50 mm	AcI 9754700	Phon. PA230
Carrées HYPOALLERGÉNIQUES Dura Stick Premium - 2 paires	Dim. 50 x 50 mm	AcI 9738428	Phon. HI483
Auriculaires	-	AcI 2400156	Phon. ME882

Ventes ASSOCIÉES



KIT NÉURALGIE D'ARNOLD

S'utilise avec le TENS Eco2 pour traiter les douleurs liées au nerf d'Arnold (Arnoldalgie), névralgie du trijumeau, migraine, céphalée de tension...

COMPOSITION : 2 électrodes métalliques à connexions de type bouton pression +1 tube de gel, pâte adhésive conductrice +1 mode d'emploi.

Phon. NF691

La douleur



Livia

LIVIA STARTER KIT

Soulage les règles douloureuses grâce à l'électrostimulation. Placer les 2 électrodes Flower pads attachées au boîtier LIVIA sur le ventre (où la douleur est ressentie).

Contenu du coffret :

- 1 appareil LIVIA
- 1 set de 2 électrodes Flower pads
- 3 mois de gel pads
- 1 étui de rangement discret
- 1 coque turquoise + 1 coque blanche
- 1 câble USB
- 1 manuel d'utilisation

Acl 6084658

Phon. NE091



NE091

LIVIA GEL PADS AUTOCOLLANT

À positionner sur les électrodes Flower Pads. À changer à chaque cycle menstruel. Paquet de 6 paires.

Acl 6084655

Phon. NE102

**SOULAGEMENT
des règles
douloureuses**

**Solution
CLINIQUEMENT
prouvée**

LIVIA ÉLECTRODES FLOWER PADS

Acl 6084657

Phon. NE101



NE102



NE101

COQUES INTERCHANGEABLES

Coloris mauve	Acl 7290016952162	Phon. NE112
Coloris rose	Acl 7290016952094	Phon. NE113
Coloris turquoise	Acl 7290016952070	Phon. NE121
Coloris blanc	Acl 7290016952100	Phon. NE122
Coloris lavande	Acl 7290016952230	Phon. NE131



NE112

NE113

NE121

NE122

NE131



La douleur



STYLO TENS PAINGONE PLUS

Transmet des impulsions électriques qui stimulent les fibres nerveuses situées sous la surface de la peau. Sans effet secondaire.

Utilise une charge électrique à basse fréquence produite par des cristaux de quartz. Les décharges stimulent la production d'endorphines, l'analgésique naturel du corps humain, ce qui fournit un soulagement rapide de la douleur.

Dispositif médical de classe IIa cliniquement prouvé.

APPLICATIONS : mal de dos, arthrite, épicondylite, fibromyalgie, blessures sportives, douleur osseuse, douleur menstruelle, mal de tête, douleur musculaire, claquage, lumbago, sciatique.

Il est recommandé de changer la tête tous les 3 à 6 mois en fonction de l'utilisation.

AcI 6084660 | Phon. NE093

**Solution
CLINIQUEMENT
prouvée**



DISPOSITIF MEDICAL ENREGISTRÉ DE CLASSE **2A**

- 🎯 Soulagement instantané
- 🎯 Sans médicament
- 🎯 Simple d'utilisation
- 🎯 Portable

Mode d'emploi :

- Placez **paingone** sur la zone de douleur
- Appuyez 30 fois sur le bouton pour Paingone original ou maintenez le bouton enfoncé 30 secondes pour le modèle Paingone Plus
- **Votre douleur est soulagée instantanément.** Répétez le traitement autant que nécessaire.



DOS



COU



GENOU

La rééducation

La rééducation périnéale

APPAREILS DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE

Rééducation par électrostimulation indiquée dans les cas de :

- Instabilité vésicale
- Incontinence sphinctérienne
- Incontinence d'effort
- Incontinence mixte

Permettent à la patiente d'effectuer un travail régulier à domicile, sous contrôle d'un thérapeute.

Utiliser avec une sonde vaginale ou anale.

UROSTIM 2	Livré avec adaptateur sonde femelle DIN3 type 5.	Acl 9641806	Phon. JN970
PERISTIM PRO	Livré avec une sonde vaginale de rééducation Saint-Cloud® Plus.	Acl 4550743	Phon. HV870



JN970

HV870

SONDES DE RÉÉDUCATION

	Désignation	Fiche banane	Embout DIN 3 broches	Acl	Phon.
Sondes vaginales	114.610+	X		7579368	EF421
	114.502+		X	7445952	OZ310
	105-P-01		X	2432778	HX144
	PERIFORM+	X		6133860	FB051
	103-P-11		X	2432494	HX140
	OPTIMA 3 3 électrodes		X		2400511
Sondes rectales	114.242	X		4310140	FQ920
	114.240+		X	7966970	LL488
	201-BO-1	X		2432850	HX150
	ANUFORM	X		7629936	BU692

La rééducation

Le matériel de kinésithérapie

BALLON DE GYMNASTIQUE OU SWISS BALL

Utilisation sécurisée en : kinésithérapie, convalescence, rééducation périnéale, renforcement musculaire.

Idéal pour les exercices de mobilisation et de renforcement musculaire pour le dos, les bras, les jambes et les abdominaux.

Valve de sécurité.

Sans Phtalates.

Diamètres : 65 cm.

Fourni sans pompe de gonflage.

AIDE AU POSITIONNEMENT :

Soulage la colonne vertébrale.

Aide à trouver une position assise correcte.

Aide pour les exercices de gymnastique thérapeutique.

Pour le gonflage du ballon, se référer à la notice d'utilisation.



BP140



NE171



NE163

Hauteur 55 cm	Acl 4250694700250	Phon. NE163
Hauteur 65 cm	Acl 9985635	Phon. BP140
Hauteur 75 cm	Acl 4250694700373	Phon. NE171

PIPI-STOP

Appareil complet pour un traitement efficace de l'énurésie chez l'enfant de 4 à 12 ans. La durée moyenne de traitement varie de 4 à 12 semaines.

L'efficacité de cette méthode a été prouvée scientifiquement.

Accessoire obligatoire : Pipi-Stop bande recharge lavable (bande de tissu à placer dans le slip de l'enfant, vendue séparément)

Fonctionnement :

Lorsque l'enfant endormi commence à uriner, la sonde fixée dans la bande de tissu détecte l'urine. Un avertisseur sonore retentira dès les premières gouttes. Le taux de réussite est de l'ordre de 90% chez les 6 -10 ans. Fonctionne avec une pile 9 Volts non fournie.

Appareil Pipi-Stop	Acl 6002796	Phon. JV289
Pipi-Stop bande recharge	Acl 6002804	Phon. JV297

VENTES
&
LOCATIONS



Bandes
Pipi-Stop

La rééducation

Le matériel de kinésithérapie

Afin de suivre les évolutions du marché, nous renouvelons régulièrement notre offre de matériel de kinésithérapie.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre agence OXYPHARM.

VÉLO CARE MED 516

Aéromagnétique

Idéal pour la rééducation des membres inférieurs ainsi que pour la réadaptation cardiaque, respiratoire et à l'effort mais également pour l'entraînement.

Système de freinage aéromagnétique.

Réglage de la résistance manuel.

Nombre de résistance : 8

Acl 3347260575167

Phon. RJ461



Jusqu'à 150 Kg



Grand écran

RJ461

Suivi des
PULSATIONS
CARDIAQUES

VÉLO CARE ERGOS

Électromagnétique

Utilisation intensive.

Système de freinage électromagnétique pour un entraînement silencieux.

Prise des pulsations cardiaques par des capteurs tactiles intégrés au guidon (système EKG) ou par la ceinture thoracique (incluse).

Réglage électronique sur 32 niveaux à partir de la console.

10 programmes.

Acl 3347260505850

Phon. RJ511



Jusqu'à 150 Kg



RJ511

VÉLO ELLIPTIQUE CARE FUTURA

Utilisation intensive.

Système de freinage électromagnétique.

24 programmes.

Réglage de la résistance par induction.

Nombre de résistance : 32.

Acl 3347260506185

Phon. RJ472



Grand écran

24 programmes

RJ472



Jusqu'à 150 Kg

La rééducation

Le matériel de kinésithérapie

PÉDALIER HAPPY HANDS & LEGS

Avec assistance électrique.

Grâce à son mouvement de bras et de jambes en alternance, il renforce les muscles et aide à prévenir l'inflammation des épaules, codes, genoux et chevilles.

Mode exercice passif.

Contrôle indépendant des bras et des jambes.

12 niveaux de vitesse réglable.

6 programmes: un manuel et 5 automatiques.

Phon. GE964

Rééducation
BRAS & JAMBES



Écran LED

- Vitesse
- Temps
- Distance
- Calories brûlées

La rééducation

Le matériel de kinésithérapie

Afin de suivre les évolutions du marché, nous renouvelons régulièrement notre offre de matériel de kinésithérapie.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre agence OXYPHARM.

TAPIS DE COURSE MOTORISÉ MED 720

Système d'amortissement Soft Impact System permettant une meilleure absorption des chocs à chaque foulée.

Moteur 3.0 CV.

Tapis dimensions : 145 x 50 cm.

20 programmes pré-enregistrés.

Plage de vitesse comprise entre 0,5 et 14 km/h.

Réglage électrique de l'inclinaison de 0 à 15%.

Visualisation sur tableau de bord.

Ordinateur 5 fenêtres éclairé : temps, distance, vitesse, inclinaison du tapis, calories dépensées et pulsations cardiaques.

Acl 2400965

Phon. RN090



Jusqu'à 140 Kg

RN090

PÉDALIER D'EXERCICE AVEC COMPTEUR

Afficheur 5 fonctions : compteur, durée, calories, cadence et séquence.

Acl 6020064

Phon. PG381



PG381

PÉDALIER ÉLECTRIQUE MINI BIKE

Pédales assistées alimentées ou manuelles, avant et en arrière.

Télécommande intégrée détachable.

Affichage : vitesse, temps, distance et calories.

12 niveaux de vitesse.

6 programmes : un manuel et 5 automatiques.

Système ECO FRIENDLY qui consomme 25% d'énergie en moins.

Phon. GE963

Rééducation
BRAS & JAMBES



GE963

La rééducation

Le matériel de kinésithérapie

TAPIS DE YOGA

Tapis antidérapant, hygiénique et simple d'entretien.
Dimensions : 60 x 180 x 0,40 cm.
Coloris bleu.

Acl 7640112125142 Phon. MG742




STEP

2 réglages de hauteur.
Plateau antidérapant.
Patins en caoutchouc pour la stabilité.

Acl 3347268650606 Phon. RJ491

2 hauteurs



Anti-dérapant

KIT K-TAPE® FOR ME

Bande élastique en coton, qui adhère presque sur toutes les surfaces du corps grâce à une couche adhésive en acrylate hypoallergénique. Sans composant actif, effet réparateur dû à ses propriétés élastiques et aux effets mécaniques qui résultent de sa technique d'application.

Résiste à l'eau, perméable à l'air et peu rester en place plusieurs jours.

Présentoir composé de :

- 4 boîtes «cheville»
- 4 boîtes «poignet/genou»
- 4 boîtes «hématomes»
- 4 boîtes «vessies/douleurs menstruelles»
- 4 boîtes «dos»
- 4 boîtes «épaule/nuque»

Acl 2400876 Phon. RK351



GRIPMASTER ROUGE

Permet un entraînement à la force et à la coordination.

3,2 Kg / doigt.

Permet de travailler les doigt indépendamment grâce au système de ressorts séparés et d'augmenter ses performances, sa force et sa dextérité.

Résistance : souple.

Acl 9985658 Phon. CM420



Rééducation DE LA MAIN

ŒUFS À MALAXER EGGSERCIZER

Pour le renforcement musculaire ou la rééducation de la main.

FORT		Acl 9985670	Phon. EV558
MOYEN		Acl 7445828	Phon. EV574
SOUPLE		Acl 9985687	Phon. EV665



L'orthopédie

Conseils

Nous proposons une gamme de chaussettes pour prévenir les complications liées au diabète.

Conseils pratiques pour prendre soin de ses pieds :

> S'informer

Se renseigner sur les premiers symptômes auprès d'un spécialiste et prendre les précautions nécessaires.

> Observer

Examiner ses pieds chaque jour pour voir si des rougeurs ou des coupures apparaissent.

> Se laver avec soin

Laver ses pieds à l'eau tiède avec du savon neutre et doux.

> Se sécher

Sécher les pieds en tamponnant avec une serviette et penser aux zones non visibles.

> S'hydrater

Masser la peau avec lotion hydratante.

> Nourrir la peau

Utiliser une crème revitalisante pour nourrir les zones sèches comme le talon.

> En prendre soin

Se limer les ongles régulièrement, utiliser des produits adaptés en cas de mycose, ...

> Utiliser des chaussettes adaptées

Choisir des chaussettes confortables qui laissent respirer la peau et choisir des modèles assez larges pour les orteils.

> Bien choisir ses chaussures

Choisir des modèles grande largeur au niveau des orteils et éviter le synthétique.

> Adapter son mode de vie

Surveiller régulièrement sa glycémie et adopter un mode de vie sain.



De la pointure 35 à 48

CHAUSSETTES POUR DIABÉTIQUES

Recommandées par L'AFD
(Association Française des Diabétiques).

Unies beiges ou noires, pour homme et femme, coton majoritaire, tige sans effet garrot, talon renforcé, semelle double fil, couture extra plate, hauteur mi-mollet. Composition : 97% coton et 3% élasthane.

Faciles à enfiler, elles évitent les traumatismes, liés aux coutures et sur-épaisseurs.

Elles réduisent au maximum les frottements exercés sur la peau et prennent en compte les problèmes de sécheresse de la peau tout en s'adaptant aux variations de volume du pied.

Pointure	Coloris	Acl	Phon.
35 - 37	Beige	3163380965707	NE243
38 - 40		3163380965714	NE252
41 - 43		3163380965721	NE233
44 - 46		3163380965738	NE242
35 - 37	Noir	3163380955234	NE262
38 - 40		3163380955241	NE271
41 - 43		3163380955258	NE272
44 - 46		3163380955265	NE281
46 - 48		3163382559508	NE261

Sans couture



L'orthopédie

Les chaussures CHUT



- > Semelle interne amovible : peut être remplacée par une orthèse plantaire.
- > Multiples possibilités de réglage.
- > Ouverture totale : facilité d'introduction du pied. Adaptation à de nombreuses morphologies et pathologies du pied.
- > Renfort avant offrant le confort des orteils.
- > Cuir microfibre : température adaptée au pied et parfaite circulation de l'air.
- > Traitement Sanitized® : action bactériostatique et fongistatique pour une protection anti-microbienne durable.
- > Semelle antidérapante et arrondie pour éviter de trébucher.
- > Aucune couture saillante interne.

CHUT NEW FUN

Chaussures à usage temporaire / CHUT
Volume chaussant à ouvertures modulables.

Conseillées pour les pathologies diabétiques, rhumatologiques, vasculaires, traumatologiques et neurologiques.

Modèle mixte, marine.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629234832	35	3705629234986	42
3705629234825	36	3705629234979	43
3705629234818	37	3705629234962	44
3705629234801	38	3705629234955	45
3705629234795	39	3705629234948	46
3705629234788	40	3705629234931	47
3705629234993	41	3705629234924	48



S'ouvre
entièrement



L'orthopédie

Les chaussures CHUT



CHUT NEW REMEDIAL FERMÉ

Chaussures à usage temporaire / CHUT
Volume chaussant à ouvertures modulables.

Conseillées pour les pathologies diabétiques, rhumatologiques, vasculaires, traumatologiques et neurologiques.

Modèle mixte, textile Razetti®, coloris marine.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629279796	35	3705629279871	42
3705629279789	36	3705629279864	43
3705629279772	37	3705629279857	44
3705629279765	38	3705629279840	45
3705629279758	39	3705629279833	46
3705629279741	40	3705629279826	47
3705629279888	41	3705629279819	48



CHUT NEW HARLEM

Chaussures à usage temporaire / CHUT
Volume chaussant à ouvertures modulables.

Conseillées pour les pathologies diabétiques, rhumatologiques, vasculaires, traumatologiques et neurologiques.

Modèle mixte, textile Razetti®, coloris marine.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629251983	35	3705629252065	42
3705629251976	36	3705629252058	43
3705629251969	37	3705629252041	44
3705629251952	38	3705629252034	45
3705629251945	39	3705629252027	46
3705629251938	40	3705629252010	47
3705629252072	41	3705629252003	48



L'orthopédie

Les chaussures CHUT



CHUT NEW RELAX

Chaussures à usage temporaire / CHUT
Volume chaussant à ouvertures modulables.

Conseillées pour les pathologies diabétiques, rhumatologiques, vasculaires, traumatologiques et neurologiques.

Modèle mixte, textile Razetti®, coloris marine.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629019590	35	3705629019675	42
3705629019583	36	3705629019668	43
3705629019576	37	3705629019651	44
3705629019569	38	3705629019644	45
3705629019552	39	3705629019637	46
3705629019545	40	3705629019620	47
3705629019682	41	3705629019613	48



Ventes
ASSOCIÉES



CHAUSSE PIED

Long manche pour faciliter l'utilisation.
Avec 1 sangle d'accrochage.

Métal	Acl 4120936	Phon. GS849
Plastique	Acl 4120959	Phon. SU034

L'orthopédie

Les chaussures CHUT



CHUT NEW LEIDEN

Chaussures à usage temporaire / CHUT
Volume chaussant à ouvertures modulables.

Conseillées pour les pathologies diabétiques, rhumatologiques, vasculaires, traumatologiques et neurologiques.

Modèle mixte, textile Razetti®, coloris marine.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629257220	35	3705629257305	42
3705629257213	36	3705629257299	43
3705629257206	37	3705629257282	44
3705629257190	38	3705629257275	45
3705629257183	39	3705629257268	46
3705629257176	40	3705629257251	47
3705629257312	41	3705629257244	48

Textile Razetti :

- Température adaptée du pied (échauffements évités) et parfaite circulation de l'air (cicatrisation facilitée),
- Lavable à 40°C, séchage rapide sur forme polystyrène fournie,
- Traitement sanitized ; action bactériostatique et fongistatique pour une protection antimicrobienne durable.



Fermeture par réglages multiples :
Adaptation à de nombreuses morphologies
et pathologies du pied.



L'orthopédie

Les chaussures CHUT



CHUT HEEL NATUREL

Chaussures à usage temporaire / CHUT.
Volume chaussant à ouvertures modulables.

Confort et légère fantaisie avec un petit talon.
Modèle pour femme, textile Razetti® et microfibre, coloris marine.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629128452	35	3705629128414	39
3705629128445	36	3705629128407	40
3705629128438	37	3705629128391	41
3705629128421	38	3705629128384	42



CHUT HEEL PLUS

Chaussures à usage temporaire / CHUT.
Volume chaussant à ouvertures modulables.

Confort et légère fantaisie avec un petit talon.
Modèle pour femme, textile Razetti® et microfibre, coloris marine.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629127202	35	3705629127165	39
3705629127196	36	3705629127158	40
3705629127189	37	3705629127141	41
3705629127172	38	3705629127134	42



L'orthopédie

Les chaussures CHUT



FUN XTRA

Chaussures à usage temporaire / CHUT
Volume chaussant à ouvertures modulables.

25% de volume chaussant en plus (jusqu'à 11 cm de large) : elle répond aux exigences des pieds devenus volumineux (œdèmes, éléphantiasis, bandages...) ou souffrant de déformations très importantes.

Modèle mixte, textile Razetti®, coloris marine.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629231848	35	3705629231916	42
3705629231831	36	3705629231909	43
3705629231824	37	3705629231893	44
3705629231817	38	3705629231886	45
3705629231800	39	3705629231879	46
3705629231794	40	3705629231862	47
3705629231923	41	3705629231855	48



LEIDEN XTRA

Chaussures à usage temporaire / CHUT
Volume chaussant à ouvertures modulables.

25% de volume chaussant en plus (jusqu'à 11 cm de large) : elle répond aux exigences des pieds devenus volumineux (œdèmes, éléphantiasis, bandages...) ou souffrant de déformations très importantes.

Modèle mixte, textile Razetti®, coloris marine.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629255660	35	3705629255745	42
3705629255653	36	3705629255738	43
3705629255646	37	3705629255721	44
3705629255639	38	3705629255714	45
3705629255622	39	3705629255707	46
3705629255615	40	3705629255691	47
3705629255752	41	3705629255684	48



L'orthopédie

Les chaussures CHUT



- > Aucune couture saillante interne.
- > Semelle interne amovible : possibilité de remplacer par une orthèse plantaire.
- > Multiples possibilités de réglage.
- > Position anatomique du pied.
- > Semelle externe souple et légère.
- > Excellente assise des talons, hauteur parfaitement adaptée.
- > Contrefort de maintien.

CHUT AD2041

Chaussures à usage temporaire / CHUT
Volume chaussant à ouvertures modulables.

Conseillées dans les cas de pathologies diabétiques,
rhumatologiques, vasculaires et traumatologiques.

Modèle pour femme, cuir, coloris noir.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629272773	35	3705629272735	39
3705629272766	36	3705629272728	40
3705629272759	37	3705629272711	41
3705629272742	38	3705629272704	42



EXTENSIBLE

Axe de l'avant-pied de la chaussure légèrement décalé vers l'intérieur pour permettre aux orteils de ne subir aucune contrainte ou pression.

L'orthopédie

Les chaussures CHUT



CHUT AD2022

Chaussures à usage temporaire / CHUT
Volume chaussant à ouvertures modulables.

Conseillées dans les cas de pathologies diabétiques, rhumatologiques, vasculaires et traumatologiques.

Modèle pour femme.

Cuir, coloris marine :

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629283779	35	3705629283816	39
3705629283786	36	3705629283823	40
3705629283793	37	3705629283830	41
3705629283809	38	3705629283847	42



Cuir, coloris marron :

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629271219	35	3705629271172	39
3705629271202	36	3705629271165	40
3705629271196	37	3705629271158	41
3705629271189	38	3705629271141	42



CHUT AD2023

Chaussures à usage temporaire / CHUT.
Volume chaussant à ouvertures modulables.

Conseillées dans les cas de pathologies diabétiques, rhumatologiques, vasculaires et traumatologiques.

Modèle pour femme, cuir, coloris marine.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629271295	35	3705629271257	39
3705629271288	36	3705629271240	40
3705629271271	37	3705629271233	41
3705629271264	38	3705629271226	42



L'orthopédie

Les chaussures CHUT



CHUT ALLURE

Chaussures à usage temporaire / CHUT.
Volume chaussant à ouvertures modulables.

Conseillées dans les cas de pathologies diabétiques, rhumatologiques, vasculaires et traumatologiques.

Modèle pour femme, cuir, coloris noir.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629082396	35	3705629082358	39
3705629082389	36	3705629082341	40
3705629082372	37	3705629082334	41
3705629082365	38	3705629082327	42



CHUT GALA

Chaussures à usage temporaire / CHUT.
Volume chaussant à ouvertures modulables.

Conseillées dans les cas de pathologies diabétiques, rhumatologiques, vasculaires et traumatologiques.

Modèle pour femme, cuir et textile, coloris noir.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629086479	35	3705629086431	39
3705629086462	36	3705629086424	40
3705629086455	37	3705629086417	41
3705629086448	38	3705629086400	42



CHUT GALA ULTRA

Chaussures à usage temporaire / CHUT
Volume chaussant à ouvertures modulables

12,5% de volume chaussant en plus.

Modèle femme, cuir et textile, coloris noir.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629091213	35	3705629091176	39
3705629091206	36	3705629091169	40
3705629091190	37	3705629091152	41
3705629091183	38	3705629091145	42



L'orthopédie

Les chaussures CHUT



CHUT CEYLAN

Chaussures à usage temporaire / CHUT.
Volume chaussant à ouvertures modulables.

Conseillées dans les cas de pathologies diabétiques, rhumatologiques, vasculaires et traumatologiques.

Modèle pour homme, cuir et textile, coloris noir.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629083317	39	3705629083270	43
3705629083300	40	3705629083263	44
3705629083294	41	3705629083256	45
3705629083287	42	3705629083249	46



CHUT AD 2020

Chaussures à usage temporaire / CHUT.
Volume chaussant à ouvertures modulables.

Conseillées dans les cas de pathologies diabétiques, rhumatologiques, vasculaires et traumatologiques.

Modèle pour homme, cuir, coloris noir.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629270892	39	3705629270854	43
3705629270885	40	3705629270847	44
3705629270878	41	3705629270830	45
3705629270861	42	3705629270823	46



L'orthopédie

Les chaussures CHUT



- > Aucune couture saillante interne.
- > Réglable par ruban auto-agrippant.
- > Volume chaussant de l'avant-pied supérieur à la normale.
- > Semelle souple et légère.
- > Avant-pied extensible au niveau des orteils.
- > Logement pour semelle orthopédique.
- > Contrefort de maintien.
- > Lavable en machine à 40°C.

CHUT BR3027

Volume chaussant supérieur à la normale, modèles souples, légers et réglables. Lavable à 40°C.

Modèle pour femme, textile, coloris noir.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629278584	35	3705629278546	39
3705629278577	36	3705629278539	40
3705629278560	37	3705629278522	41
3705629278553	38	3705629278515	42

Extensibilité pour orteils déformés, avec, notamment un côté intérieur spécifique pour Hallux Valgus.



Spécial
HALLUX
VALGUS



L'orthopédie

Les chaussures CHUT



CHUT DIESE

Volume chaussant supérieur à la normale, modèles souples, légers et réglables.

Lavable à 40°C.

Modèle mixte, textile Razetti®, coloris marine.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629152617	35	3705629152556	41
3705629152600	36	3705629152549	42
3705629152594	37	3705629152532	43
3705629152587	38	3705629152525	44
3705629152570	39	3705629152518	45
3705629152563	40		



CHUT CHORUS

Volume chaussant supérieur à la normale, modèles souples, légers et réglables.

Lavable à 40°C.

Modèle pour femme, textile Razetti®, coloris marine.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629147620	35	3705629147583	39
3705629147613	36	3705629147576	40
3705629147606	37	3705629147569	41
3705629147590	38	3705629147552	42



L'orthopédie

Les chaussures CHUT



CHUT BR3030

Volume chaussant supérieur à la normale, modèles souples, légers et réglables.

Lavable à 40°C.

Modèle pour femme, textile Razetti® coloris marine.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629280365	35	3705629280402	39
3705629280372	36	3705629280419	40
3705629280389	37	3705629280426	41
3705629280396	38	3705629280433	42



CHUT MIXT

Volume chaussant supérieur à la normale, modèles souples, légers et réglables.

Lavable à 40°C.

Modèle mixte, textile Razetti® coloris marine.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629153041	35	3705629152983	41
3705629153034	36	3705629152976	42
3705629153027	37	3705629152969	43
3705629153010	38	3705629152952	44
3705629153003	39	3705629152945	45
3705629152990	40		



L'orthopédie

Les chaussures CHUT



Grand volume chaussant, modèles souples, légers et réglables. Lavable à 30°C.

CHUT BR3032

Modèle pour femme, cuir, coloris gris.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629278904	35	3705629278867	39
3705629278898	36	3705629278850	40
3705629278881	37	3705629278843	41
3705629278874	38	3705629278836	42



CHUT BR3023

Modèle pour femme, cuir, coloris kaki.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629278270	35	3705629278232	39
3705629278263	36	3705629278225	40
3705629278256	37	3705629278218	41
3705629278249	38	3705629278201	42



CHUT BR3016

Modèle pour femme, cuir, coloris noir.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629279970	35	3705629279932	39
3705629279963	36	3705629279925	40
3705629279956	37	3705629279918	41
3705629279949	38	3705629279901	42



CHUT BR3033

Modèle mixte, cuir, coloris marron.

Acl	Pointure	Acl	Pointure
3705629279659	35	3705629279598	41
3705629279642	36	3705629279581	42
3705629279635	37	3705629279574	43
3705629279628	38	3705629279567	44
3705629279611	39	3705629279550	45
3705629279604	40		



L'orthopédie

Les chaussures CHUT



CHAUSSURE CHUT FRANKI

Modèle mixte.

Deux bandes autoagrippantes, l'une sur le cou de pied et l'autre au talon. Doublure textile hypoallergénique. Semelle amovible. Réglage pour adaptation aux pieds larges et aux pieds avec bandage.

INDICATIONS :

- Utilisation en post-opératoire
- Orteils en marteau

Acl	Pointure	Acl	Pointure
4013264	36	4013436	43
4013270	37	4013442	44
4013287	38	4013459	45
4013382	39	4013465	46
4013399	40	4013471	47
4013407	41	4013488	48
4013413	42		

Bandes autoagrippantes de réglage



CHAUSSURE CHUT ADONIS

Modèle mixte.

Bande autoagrippante de réglage avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%. Semelle amortissante amovible. Réglage pour adaptation aux pieds larges et aux pieds avec bandage.

INDICATIONS :

- Pieds diabétiques
- Pieds déformés
- Neuropathie

Acl	Pointure	Acl	Pointure
4012997	36	4013063	43
4013005	37	4013086	44
4013011	38	4013092	45
4013028	39	4013100	46
4013034	40	4013117	47
4013040	41	4013123	48
4013057	42		

Bande autoagrippantes de réglage



Spécial
PIED DIABÉTIQUE

L'orthopédie

Les chaussures CHUT



CHAUSSURE CHUT VENUS

Modèle pour femme.

Bande auto-agrippante de réglage avec doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.

Tissu souple, semelle amortissante.

INDICATIONS :

- **Hallus Valgus**
- **Séquelles post-traumatiques**
- **Arthrose**

Acl	Pointure	Acl	Pointure
4012916	35	4012951	39
4012922	36	4012968	40
4012939	37	4012974	41
4012945	38	4012980	42

Spécial
HALLUX
VALGUS



CHAUSSURE CHUT DIANE

Modèle pour femme.

Deux bandes auto-agrippantes.

Textile nid d'abeille.

Doublure textile hypoallergénique composée d'un fil d'argent pur à 99,9%.

Semelle amovible.

INDICATIONS :

- **Post-opératoire**
- **Orteils en grille**
- **Insuffisance veineuse sévère**

Acl	Pointure	Acl	Pointure
4013146	35	4013181	39
4013152	36	4013198	40
4013169	37	4013206	41
4013175	38	4013212	42



L'orthopédie

Les chaussures CHUT

CHAUSSURE PODAHEEL™

Chaussure à décharge talonnière.
Modèle bilatéral.

INDICATIONS :

- Fractures et fissures calcanéennes
- Escarre perforante
- Plaies et ulcères talonniers
- Bursites
- Phase aiguë du diabète

Acl	Taille	Pointure
0190446264040	S	36 - 39
0190446264057	M	39 - 42
0190446264064	L	42 - 45
0190446264071	XL	45 - 48



S'ouvre entièrement



L'orthopédie

Le pied

CHAUSSURES PODAPRO™

Chaussure de décharge de l'avant-pied et de stabilité latérale.

Modèle bilatéral.

INDICATIONS :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocole Scarf, Chevron).
- Protection des structures articulaires et péri-articulaires de l'avant-pied.
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton.
- Maux perforants plantaires.

Acl	Taille	Pointure
6353171	XS	< 37
6353188	S	37 - 39
6353194	M	39 - 42
6353202	L	42 - 44
6353225	XL	> 44



RELEVEUR DE PIED DYNAMIQUE PODALIB®

Possibilité de mise en place d'une seule main (pour les patients hémiplegiques).

Modèle bilatéral.

INDICATIONS :

- Déficiences ou paralysie des muscles releveurs de pied dues à des lésions neurologiques.
- Permet de compenser les déficits des muscles releveurs de pied, ou, dans certains cas, des muscles fibulaires. Permet de maintenir le pied à angle droit, de prévenir le déséquilibre latéral, sans contraindre les mouvements. Permet d'améliorer la capacité de marche.

Acl	Taille	Circonférence cheville	Hauteur guêtre
8151773	XS	13 - 19 cm	10 cm
6011353	S	13 - 20 cm	13 cm
6011354	M	20 - 27 cm	13 cm
6011355	L	27 - 34 cm	13 cm



RELEVEUR DE PIED

INDICATIONS :

- Évite la chute du pied (drop foot) lors de la marche de patients présentant une paralysie des muscles releveurs du pied.

Acl	Désignation
7562741	Releveur de pied HOMME - Pied DROIT
7562758	Releveur de pied HOMME - Pied GAUCHE
7562764	Releveur de pied FEMME - Pied DROIT
7562770	Releveur de pied FEMME - Pied GAUCHE



L'orthopédie

Le pied

ATELLE DE PIED HALLUFIX

INDICATIONS :

Correction de la déviation du gros orteil :
HALLUX VALGUS ou **OIGNON**.

CARACTÉRISTIQUES :

- Corrige la déviation du gros orteil.
- Thérapie préventive et postopératoire.
- Raccourcit le temps de rééducation.
- Diminue le risque d'arthrose.
- Permet de maintenir la mobilité du pied.
- S'adapte à tous types de chaussures confortables.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
S - 34/37	6010950	MB243
M - 37/42	5365597	MB252
L - 42/46	6010951	MB233

TAILLES & PRISES DE MESURE

Taille	Pointure
S	34 - 37
M	37 - 42
L	42 - 46



Spécial
HALLUX
VALGUS

Attelle anatomique articulée.

La sangle protège la peau irritée et apporte une correction grâce au système articulé.

Maintient la mobilité du pied.

Sangle métatarsienne anatomique.

Procure confort et durabilité tout en stabilisant l'arche métatarsienne.

Coussinet de gel latéral.

Procure un grand confort.

Sangle d'orteil réglable.

Permet le réalignement du gros orteil.



L'orthopédie

La cheville

AIRCAST®

ATELLE DE CHEVILLE AIRCAST® CLASSIQUE II™

INDICATIONS :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité modérée (stade II) à grave (stade III).
- Instabilité chronique de la cheville.
- Amélioration de la circulation grâce à la compression thérapeutique.
- Réduction des œdèmes et rétablissement accéléré.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design optimisé et nouvelle configuration des sangles simplifiant l'application.
- Doublure aérée et respirante pour le confort du patient.
- Coques anatomiques semi-rigides pour maintenir la cheville et éviter tout mouvement de rotation.
- Attelle latéralisée.
- Cellules pneumatiques Duplex™ pré-gonflées, cliniquement prouvées pour accélérer le rétablissement.
- Les cellules d'air génèrent une compression intermittente, favorisant la circulation sanguine et la réduction de l'œdème.
- Livrée avec un certificat d'authenticité.
- Reprise d'appui précoce et contrôlée grâce au design profilé de l'attelle, adapté au port de tout type de chaussures.

Côté	Taille	AcI	Phon.
DROIT	X SMALL	3401072469684	TI586
	SMALL	3401098387108	QB650
	MEDIUM	3401098387276	QB670
	LARGE	3401098387337	QB640
GAUCHE	X SMALL	3401072469516	TI594
	SMALL	3401098387566	QB660
	MEDIUM	3401098387627	QB680
	LARGE	3401098387795	QB630

TAILLES & PRISES DE MESURE

Taille	Taille du Patient	Hauteur des coques
Small	<1,57 m	22 cm
Training (Medium)	1,57 - 1,67 m	23 cm
Standard (Large)	> 1,67 m	27 cm



Produit
TECHNIQUE

LPP



DONJOY

ORTHÈSE DE CHEVILLE FUSIOLIGHT®

INDICATIONS :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité modérée (stade II) à grave (stade III).
- Instabilité chronique de la cheville.
- Amélioration de la circulation grâce à la compression thérapeutique.
- Réduction des œdèmes et rétablissement accéléré.

CARACTÉRISTIQUES :

- Les coussinets en mousse & silicone réduisent la pression sur les points douloureux (malléoles).
- Les coques rigides stabilisent et empêchent l'inversion/éversion.
- Le traitement anti-bactérien Thermo-Tex™ évacue l'humidité et aide à prévenir les odeurs.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
S	3401060109523	RH821
M	3401060109547	RH811
L	3401060118358	RH832

TAILLES & PRISES DE MESURE

Taille	Taille du Patient	Hauteur des coques
S	Enfant	17 cm
M	< 1,65 m	23 cm
L	> 1,65 m	25,5 cm



Produit
TECHNIQUE

LPP



Modèle pédiatrique

L'orthopédie

La cheville

ATELLE DE CHEVILLE AIRSPORT+

INDICATIONS :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité modérée (stade II).
- Entorse du médio-pied.
- Instabilités chroniques de la cheville.
- Usage post-opératoire.
- Prévention de la récurrence lors d'activités de loisirs ou sportives.

CARACTÉRISTIQUES :

- Le système innovant ATOP/MOZ permet au patient d'adapter le niveau de compression selon ses besoins.
- Ne se desserre pas si la languette est non soulevée, garantit un serrage constant dans le temps.
- Les coques bilatérales de forme anatomique minimisent les risques d'inversion/éversion fournissant un excellent support médial et latéral pour les chevilles instables.
- L'entrecroisement des lacets génère une compression uniforme sans créer de pics de pression.
- La conception «Step-In» simplifie la mise en place en s'enfilant par l'arrière sans mouvement du cou-de-pied nécessaire.
- Procure une stabilité supplémentaire au niveau de la pince bimalléolaire.
- La sangle ATF (talo-fibulaire antérieure) limite tout mouvement d'inversion hors limite physiologique tout en permettant un mouvement de marche libre.

Côté	Taille	ACL	Phon.
DROIT	S - 34/37	3401060118297	PF611
	M - 37/42	3401060118303	PF631
	L - 42/46	3401060118310	PF622
GAUCHE	S - 34/37	3401060118211	PF641
	M - 37/42	3401060118228	PF662
	L - 42/46	3401060118242	PF651

TAILLES & PRISES DE MESURE

Taille	Pointure
S	34 - 37
M	37 - 42
L	42 - 46



AIRCAST

Produit
TECHNIQUE

LPP

Système
ATOP/MOZ



Pour desserrer :

Soulever la languette "PULL" du système à lacets ATOP/MOZ et détendre les lacets.



Pour fermer et serrer :

Appuyer sur la languette "PULL" du système à lacets ATOP/MOZ.



Tourner le système à lacets ATOP/MOZ dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. Le système à lacets ATOP/MOZ doit être en position fermée durant l'utilisation de l'attelle.

STRAPPING™ CHEVILLE

INDICATIONS :

- Contention et maintien pour lésions de gravité moyenne ou laxités chroniques de la cheville.
- Séquelles de traumatismes, pathologies ligamentaires légères.
- Contention et maintien pour arthrose modérée de la cheville ou du pied.
- Protection et prévention lors d'activités sportives.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Sangle additionnelle élastique de renforcement du maintien.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
1	3401096627831	NB950
2	3401096628081	NB960
3	3401096628142	NB970
4	3401096628203	NB980
5	3401096628371	NB990

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

T1	19-20 cm
T2	21-22 cm
T3	23-24 cm
T4	25-26 cm
T5	27-28 cm



Produit
TECHNIQUE

LPP

DONJOY



L'orthopédie

La cheville

CHEVILLÈRE FORTILAX™

INDICATIONS :

- Contention et maintien pour lésions de gravité moyenne ou laxités chroniques de la cheville.
- Séquelles de traumatismes, pathologies ligamentaires légères.
- Contention et maintien pour arthrose modérée de la cheville ou du pied.
- Protection et prévention lors d'activités sportives.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
1	3401096628661	ND600
2	3401096628722	ND610
3	3401096628890	ND620
4	3401096628951	ND580
5	3401096629033	ND590

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.

T1	19-20 cm
T2	21-22 cm
T3	23-24 cm
T4	25-26 cm
T5	27-28 cm



DONJOY

Produit
CONSEIL

LPP

BOTTE NEXTEP™

INDICATIONS :

Version Longue :

- Fracture stable du 1/3 inférieur de jambe.
- Fracture uni ou bi-malléolaire.
- Fracture du tarse.
- Entorse grave de la cheville.
- Ostéosynthèse des fractures du 1/3 inférieur de la jambe.

Version courte :

- Fracture du tarse antérieur.
- Fracture du métatarse.
- Entorse sévère de l'articulation médio-tarsienne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Pompe de gonflage intégrée.
- Coque fermée pour un meilleur maintien.
- Facilite le soin des plaies et l'hygiène.
- Semelle amortissante et anti-dérapante.
- Chausson d'orteils lavable (peut se réassortir).
- Talonnettes à hauteur dégressive pour mise en équin, disponibles sur commande (3 x 2 cm + 1 x 1 cm = 7 cm).
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
S	3401043326961	AA512
M	3401043327043	AA521
L	3401043327104	AA532
SHORTIE - S	3401044095941	AA542
SHORTIE - M	3401044096023	AA552
SHORTIE - L	3401044096191	AA561

TAILLES & PRISES DE MESURE

Taille	Pointure
S	< 39
M	39 - 44
L	> 44
SHORTIE - S	< 39
SHORTIE - M	39 - 44
SHORTIE - L	> 44



DONJOY

LPP

L'orthopédie

Le genou

ORTHÈSE DE GENOU SE 4 POINT

INDICATIONS :

- Polyvalente : traitement fonctionnel post-traumatique, utilisation en pré ou post-opératoire après chirurgie ligamentaire, période de rééducation et réathlétisation, pratique sportive.
- Stabilisation latérale du genou après entorse du LLI ou du LLE.
- Stabilisations antéropostérieure et rotatoire du genou en cas d'entorse du LCA et/ou du LCP.
- Réglage de l'amplitude articulaire dans la plage déterminée du protocole de soins.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système breveté 4 Points d'Appui.
- Légère (650 g) et peu encombrante.
- Revêtement en Kraton™ : Possibilité d'utiliser l'attelle dans l'eau (y compris dans l'eau de mer). Rincer et sécher l'attelle après chaque utilisation.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90°.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° et 40° (préréglée à 10°).

Côté	Taille	ACL	Phon.
DROIT	S	3401043113981	FI132
	M	3401043114063	CC660
	L	3401043114124	FI123
	XL	3401043114292	FI143
GAUCHE	S	3401043114643	FI172
	M	3401043114704	FI163
	L	3401043114872	FI152
	XL	3401043114933	FI182

TAILLES & PRISES DE MESURE

Taille	Circonférence CUISSE (15 cm au-dessus du centre de la rotule)	Circonférence MOLLET (Au plus large)	Circonférence GENOU (Milieu de la rotule)
XS	33-39 cm	25-30 cm	30-32,5 cm
S	39-47 cm	30-35 cm	32,5-35 cm
M	47-53 cm	35-40 cm	35-37,5 cm
L	53-60 cm	40-45 cm	37,5-42,5 cm
XL	60-67 cm	45-50 cm	42,5-47,5 cm



DONJOY



L'orthopédie

Le genou

ATELLE DE GENOU PLAYXPERT WRAP

INDICATIONS :

- Entorses légères à modérées des ligaments latéraux (LLI ou LLE) du genou,
- Arthrite légère
- Ménisectomie post-arthroscopie

CARACTÉRISTIQUES :

- Baleines articulées polycentriques en aluminium amovibles pour un support bilatéral accru.
- Tissu ajouré compressif et respirant.
- Panneau poplité en lycra doux, pour un excellent confort.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
XS	0190446276104	NE361
S	0190446276111	NE383
M	0190446276128	NE382
L	0190446276135	NE373
XL	0190446276142	NE353
XXL	0190446276159	NE362
XXXL	0190446276166	NE372

TAILLES & PRISES DE MESURE

Taille	Circonférence CUISSE (15 cm au-dessus du centre de la rotule)	Circonférence MOLLET (Au plus large)	Circonférence GENOU (Milieu de la rotule)
XS	33-39 cm	25-30 cm	30-32,5 cm
S	39-47 cm	30-35 cm	32,5-35 cm
M	47-53 cm	35-40 cm	35-37,5 cm
L	53-60 cm	40-45 cm	37,5-42,5 cm
XL	60-67 cm	45-50 cm	42,5-47,5 cm
XXL	67-75 cm	50-55 cm	47,5-52,5 cm
XXXL	75-81 cm	55-60 cm	52,5-57,5 cm

NOUVEAU
Sortie mars / avril 2018

Produit
TECHNIQUE



DONJOY



ATELLE DE GENOU STABILAX™

INDICATIONS :

- Contention pour lésions légères des ligaments latéraux.
- Usage post-opératoire pour lésions ligamentaires ou méniscales.
- Prévention en cas d'hyperlaxité de la rotule.
- Contention et maintien pour instabilités chroniques du genou.
- Proprioception par effet compressif.
- Reprise d'activités sportives.

CARACTÉRISTIQUES :

- Élasticité multidirectionnelle, augmente la proprioception par stimulation sensorielle.
- Effet compressif graduel.
- Tricotage anatomique 3D, s'adapte à la morphologie pour un maintien optimal.
- Les articulations bilatérales amovibles permettent au patient d'adapter le niveau de maintien.
- Maillage relâché au niveau du creux poplité pour un confort optimal lors de la flexion.
- Les sangles de cuisse et de mollet procurent une compression et un maintien supplémentaires.
- Stabilisateur rotulien permettant de maintenir la rotule en position correcte.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
T1	0190446202905	MN750
T2	0190446235576	MN780
T3	0190446253143	MN730
T4	0190446253150	MN760
T5	0190446253167	MN741
T6	0190446253174	MN770

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

T1	35-38 cm
T2	38-42 cm
T3	42-46 cm
T4	46-49 cm
T5	49-53 cm
T6	53-57 cm



DONJOY



L'orthopédie

Le genou

GENOUILÈRE REACTION

INDICATIONS :

Syndrome fémoro-patellaire, douleurs antérieures du genou ayant pour origine :

- Arthrose fémoro-patellaire modérée, associée ou non à une gonarthrose bi-compartimentale débutante.
- Chondromalacie.
- Maladie d'Osgood-Schlatter.
- Tendinopathie du tendon quadricipital et du tendon rotulien.
- Idéal pour la pratique sportive ou usages au quotidien par son faible encombrement.

CARACTÉRISTIQUES :

- La structure en élastomère favorise la réduction de la douleur par dispersion de l'énergie sur l'ensemble du genou.
- Les composants extensibles s'allongent avec les mouvements de l'articulation, absorbent les chocs et diffusent les impacts au-delà de la zone douloureuse.
- Les membranes extensibles apportent un contact proprioceptif sur toute l'amplitude de mouvement.
- La structure ouverte épouse parfaitement la forme de la rotule.
- Les articulations flexibles procurent un soutien additionnel pour le genou en position neutre.
- Facilité d'enfillement, finesse.
- Le design et les membranes entrecroisées assurent une stabilisation dynamique et complète de la rotule.
- Habillage de rechange livré avec l'attelle.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
XS / S	3401051282716	AI143
M / L	3401051282365	AI102
XL / XXL	3401051284208	AI093
XXXL	3401051284437	AI132

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

XS / S	33-46 cm
M / L	47-59 cm
XL / XXL	60-75 cm
XXXL	> 75 cm



Produit
TECHNIQUE

DONJOY

LPP



ATELLE DE GENOU IMMO AT4 3V

INDICATIONS :

- Immobilisation totale du genou en pré ou post-opératoire : lésions ligamentaires, rotuliennes, méniscales, chirurgie du genou (arthroscopie, méniscectomie...).
- Immobilisation d'urgence ou d'attente sur diagnostic retardé.

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure légère (≤ 600 gr).
- Baleines en aluminium bilatérales, malléables et amovibles, pour s'ajuster aux besoins du patient (limitation varus/valgus).
- Baleine postérieure pour une immobilisation stricte.
- Attelle de genou non articulée, en maille grattée perforée (matière ultra-respirante, perméable et aérée) et système anti-glisse.
- Fermeture pratique par clips avec boucles extra plates, peu encombrantes et esthétiques, permettant une seule mise en place initiale.
- Ajustement par système de sangles auto-agrippantes, bandes de serrage réglables.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
S	0190446261032	MP520
M	0190446261049	MP550
L	0190446261056	MP501
XL	0190446261063	MP531

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la longueur de la jambe de l'aîne à la malléole et retirer 20 cm.

Taille	HAUTEUR ATELLE
S	40 cm
M	50 cm
L	60 cm
XL	65 cm



DONJOY

LPP



L'orthopédie

ATTELLE DE GENOU TRU-PULL® LITE

INDICATIONS :

- Subluxation externe (ou interne) de la rotule, instabilités rotuliennes
- Dysplasie fémoro-patellaire.
- Conçue pour soulager les douleurs aiguës de la partie antérieure du genou ou les douleurs chroniques légères à modérées.
- Syndrome de l'essuie-glace.

CARACTÉRISTIQUES :

- Assure le centrage correct de la rotule lors des mouvements du genou et dans toute l'amplitude articulaire.
- Système breveté d'insert Rotulien en silicone «Dual Durometer» : Se positionne à même la peau et applique une pression correctrice constante sur la rotule.
- Insert rotulien amovible, pour faciliter l'entretien de l'attelle.
- Sangles dédoublées en «Y», pour appliquer une traction dynamique au-dessus et en dessous de la rotule.
- Fabriquée en Drytex, textile fait de nylon et de lycra qui permet la circulation de l'air.
- Doublure en Lycra® au niveau du creux poplité permettant la flexion/ extension sans gêne.
- Articulations monocentriques semi-flexibles intégrées amovibles, pour un contrôle médial/ latéral (interne/externe).
- Fixation indépendante des sangles au niveau du mollet et de la cuisse, pour prévenir la rotation de l'orthèse.

Côté	Taille	ACL	Phon.
DROIT	S	3401047838781	LJ370
	M	3401047838842	LJ360
	L	3401047838903	LJ350
	XL	3401047839092	LJ380
GAUCHE	S	3401047839443	LJ410
	M	3401047839504	LJ400
	L	3401047839672	LJ390
	XL	3401047839733	LJ420

TAILLES & PRISES DE MESURE

Taille	Circonférence CUISSE (15 cm au-dessus du centre de la rotule)	Circonférence MOLLET (Au plus large)	Circonférence GENOU (Milieu de la rotule)
S	39-47 cm	30-35 cm	32,5-35 cm
M	47-53 cm	35-40 cm	35-37,5 cm
L	53-60 cm	40-45 cm	37,5-42,5 cm
XL	60-67 cm	45-50 cm	42,5-47,5 cm



Produit
TECHNIQUE



GENOUILLÈRE FORTILAX™

INDICATIONS :

- Contention et maintien pour lésions du genou.
- Maintien après entorses légères, maintien sur atrophie du quadriceps.
- Amélioration de la vigilance proprioceptive par stimulation des récepteurs sensitifs péri-articulaires.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Maillage relâché en creux poplité pour plus de confort.
- Maillage relâché sur la rotule (prévention des œdèmes).
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
T1	3401096675108	KD600
T2	3401096675276	KD660
T3	3401096675337	KD670
T4	3401096675566	KD680
T5	3401096675627	KD690

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

T1	35-38 cm
T2	39-42 cm
T3	43-46 cm
T4	47-49 cm
T5	50-53 cm



Produit
CONSEIL



L'orthopédie

Le genou

STRAPPING™ GENOU

INDICATIONS :

- Contention et maintien pour lésions du genou de gravité moyenne, instabilités chroniques.
- Contention pour pathologies méniscales légères.
- Prévention des épisodes d'instabilité de rotule (Subluxation).
- Rappel proprioceptif lors de la reprise d'activité après entorses stabilisées et traitées du genou.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Stabilisateur rotulien en silicone.
- Baleines souples bilatérales.
- Sangle additionnelle élastique de renforcement du maintien.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
T1	3401096673036	KD500
T2	3401096673265	KD510
T3	3401096673326	KD520
T4	3401096673494	KD530
T5	3401096673555	KD540

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

T1	35-38 cm
T2	39-42 cm
T3	43-46 cm
T4	47-49 cm
T5	50-53 cm



Produit
TECHNIQUE



DONJOY



GENOUILÈRE ROTULAX™ OUVERTE

INDICATIONS :

- Prévention des épisodes d'instabilité de rotule (subluxation), stabilisation des lésions patellaires.
- Prévention en cas d'hyperlaxité de la rotule.
- Amélioration de la vigilance proprioceptive par stimulation des récepteurs sensitifs péri-articulaires.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.
- Maillage relâché en creux poplité pour plus de confort.
- Fenêtre rotulienne.
- Stabilisateur rotulien en silicone.
- Baleines souples bilatérales.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
T1	3401096673784	KD550
T2	3401096673845	KD560
T3	3401096673906	KD571
T4	3401096674095	KD580
T5	3401096674156	KD591

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

T1	35-38 cm
T2	39-42 cm
T3	43-46 cm
T4	47-49 cm
T5	50-53 cm



Produit
CONSEIL



DONJOY



L'orthopédie

Le genou

ATTELLE DE GENOU SUPPORT EVEREST ICE

INDICATIONS :

- Usage post-opératoire du genou nécessitant une immobilisation : arthroscopie, ligamentoplastie, recentrage rotulien, ostéosynthèse, ostéotomie.
- Entorses modérées à graves des ligaments latéraux (LLI, LLE) et/ ou du pivot central (LCA, LCP), lésions méniscales, chirurgie du genou, réhabilitation et reprise d'activité.
- Distension du LCA/LCP, entorses stade 2 et 3 des LLI/LLE.

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 sangles indépendantes, pour régler le niveau de compression et de maintien.
- Immobilisation à 0° ou 15° de flexion.
- Solution 3-en-1 : immobilisation, cryothérapie & compression, prévention et reprise d'activité.
- Système anti-glisse : évite l'effet garrot tout en maintenant l'attelle en place.
- Plots de blocages simples à positionner (sans outil).
- Limitation de l'amplitude de mouvement en flexion/extension ou de blocage à 0°, 15°, 30°, 60° et 90°.
- Manchon de genou amovible et peu volumineux contenant :
 - Un pack de froid pour une application externe localisée de cryothérapie. L'attelle est livrée avec 2 packs de froid afin de garder un pack d'avance au congélateur pour un traitement continu.
 - Une housse gonflable avec pompe manuelle permet d'ajouter un effet compressif au traitement par le froid.
- Modèle bilatéral.

DONJOY



Taille	ACL	Phon.
XS	0190446255420	RM600
S	019046255437	RM580
M	019046255444	RM560
L	019046255451	RM550
XL	019046255468	RM590
XXL	019046255475	RM610

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

Taille	Hauteur Attelle	Tour de Cuisse
XS	42 cm	33 - 37 cm
S	42 cm	38 - 43 cm
M	42 cm	44 - 49 cm
L	42 cm	50 - 55 cm
XL	42 cm	56 - 60 cm
XXL	42 cm	> 60 cm



**SOLUTION
3 en 1**



L'orthopédie

Le genou

ATELLE DE GENOU PERFORM'ICE

INDICATIONS :

- Usage post-traumatique, pré ou post-opératoire, idéale pour des indications ne nécessitant pas d'immobilisation.
- Traitement par cryothérapie et compression (Protocole GREC ou RICE).
- Intervention chirurgicale type prothèse totale ou partielle de genou.

CARACTÉRISTIQUES :

- Cryothérapie & Compression : 2 packs de froid amovibles sont fournis pour une application externe localisée de de cryothérapie en continu, ainsi qu'une housse gonflable avec pompe manuelle pour ajouter un effet compressif.
- Mise en place facile grâce à la structure enveloppante.
- Les baleines latérales amovibles permettent un maintien supplémentaire et peuvent être retirées en phase de réhabilitation pour accompagner le mouvement naturel de l'articulation lors de l'ambulation.
- Articulations polycentriques en aluminium, conformables aux besoins du patient.
- Genouillère courte : hauteur 33 cm.
- 2 sangles indépendantes permettent de régler le niveau de compression et de maintien.
- Les sangles de maintien peuvent être rallongées par des bandes adhésives supplémentaires (taille XL).
- Le Gel de la compresse de froid reste modelable pour s'adapter au membre affecté.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
Standard	019046274520	MK741
XL	019046266013	MK731

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.

Taille	Hauteur Attelle	Tour de Cuisse
Standard	33 cm	33 - 60 cm
XL	33 cm	61 - 81 cm



DONJOY

LPP



Cryothérapie
&
Compression

L'orthopédie

Les ceintures orthopédiques

CEINTURE POROSTRAP™

INDICATIONS :

- Lomalgie aiguë ou subaiguë ou chronique.
- Prévention de la récurrence chez les personnes et/ou les activités à risque.
- Reprise d'activité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ceinture profilée et légère, effet «seconde peau».
- Textile ajouré respirant pour un confort d'utilisation optimal.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire et corriger la lordose.
- 2 baleines souples antérieures pour renforcer le maintien abdominal.
- Sangles de rappel posturales pour ajuster le niveau de contention.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite.

Produit
CONSEIL

Hauteur	Taille	ACL	Phon.
21 cm	XS	3401597133169	HD303
	S	3401597133220	HD283
	M	3401597133398	HD272
	L	3401597133459	HD262
	XL	3401597133510	HD292
26 cm	XS	3401597133749	HD353
	S	3401597133800	HD333
	M	3401597133978	HD322
	L	3401597134289	HD312
	XL	3401597134401	HD342




TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

Taille	Circonférence taille
XS	56 - 58 cm
S	68 - 82 cm
M	82 - 98 cm
L	98 - 116 cm
XL	116 - 136 cm



DONJOY



L'orthopédie

CEINTURE ACTISTRAP™

INDICATIONS :

- Lumbalgie aiguë ou chronique.
- Lumbago.
- Lombo-sciatlagie ou lombo-cruralgie aiguë.
- Prévention de la récurrence lors de travaux de force.

CARACTÉRISTIQUES :

- Contention élastique forte en partie dorsale pour favoriser le contrôle postural.
- 4 baleines postérieures rigides pour stabiliser la zone lombaire et corriger la lordose.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Doubles sangles de rappel pour ajuster le niveau de contention.
- Sangles dédoublées en partie dorsale pour une contention accrue.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Sangles avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite.

Taille	ACL	Phon.
XS	3401597364068	HD482
S	3401597364419	HD462
M	3401596922870	HD452
L	3401596922931	HD443
XL	3401596923471	HD473

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

Taille	Circonférence taille
XS	56 - 58 cm
S	68 - 82 cm
M	82 - 98 cm
L	98 - 116 cm
XL	116 - 136 cm



DONJOY

LPP

Produit
TECHNIQUE



CEINTURE IMMOSTRAP™

INDICATIONS :

- Lumbalgie aiguë ou chronique.
- Lumbago.
- Lombo-sciatlagie ou lombo-cruralgie aiguë.
- Hernies discales symptomatiques.
- Reprise d'activité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Contention élastique forte pour favoriser le contrôle postural.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Quadruples sangles de rappel postural permettant d'ajuster le niveau de compression.
- Serrage supérieur et inférieur indépendant pour une adaptation parfaite à la morphologie.
- Serrage sans effort grâce aux boucles coulissantes.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite.

Taille	ACL	Phon.
XS	3401597364297	HD532
S	3401597359736	HD512
M	3401597359965	HD502
L	3401597360107	HD493
XL	3401597360336	HD523

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

Taille	Circonférence taille
XS	56 - 58 cm
S	68 - 82 cm
M	82 - 98 cm
L	98 - 116 cm
XL	116 - 136 cm



DONJOY

LPP

Produit
CONSEIL



L'orthopédie

Les ceintures orthopédiques

CEINTURE MYBABYSTRAP

INDICATIONS :

- Supporte une partie du poids de l'abdomen de la femme enceinte et réduit l'hyperlordose lombaire.
- Lomalgie et douleurs pelviennes de la femme enceinte.
- Post-partum.

CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteur dorsale : 23 cm / Hauteur ventrale : 8,5 cm.
- Bandeau de soutien abdominal épousant l'abdomen tout au long de la grossesse.
- Tissus et velours doux apportant un confort optimal lors de l'utilisation, utilisable directement à même la peau.
- 4 baleines postérieures préformées rigides pour épouser la morphologie du patient.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Sangles de rappel posturales pour ajuster le niveau de contention lors des phases algiques.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter l'ajustement.
- VERSION EVOLUTION : soutien du bas-ventre grâce aux bandes abdominales ajustables jusqu'à 150 cm.

Taille	ACL	Phon.
MyBabystrap	3401597133688	IC652
My Babystrap Evolution	3401597134869	HB882

TAILLES & PRISES DE MESURE

Taille	Taille	Circonférence taille
MyBabystrap	Réglable	80 - 130 cm
MyBabystrap Evolution		80 - 150 cm



DONJOY

LPP

Produit
CONSEIL



LATEX



Version Evolution

CEINTURE DUOSTRAP™

INDICATIONS :

- Lomalgie associée à une insuffisance musculaire de la sangle abdominale temporaire ou acquise (obésité morbide).
- Événement.
- Chirurgie viscérale avec laparotomie.
- Tétraplégie ou paraplégie haute.

CARACTÉRISTIQUES :

- Contention élastique forte pour un maintien lombaire et abdominal accru.
- Dimensions adaptées pour favoriser le maintien abdominal dans son ensemble.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines abdominales flexibles pour renforcer le soutien abdominal.
- Doubles sangles de rappel postural pour ajuster le niveau de contention.
- Passe-doigts pour faciliter la mise en place.
- Possibilité d'équiper un tour de taille extrême jusqu'à 156 cm.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite.

Taille	ACL	Phon.
L	3401596938901	HB923
XL	3401596939090	HB912
XXL	3401596939151	HB893

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

Taille	Circonférence taille
L	98 - 116 cm
XL	116 - 136 cm
XXL	136 - 156 cm



DONJOY

LPP

Produit
CONSEIL



L'orthopédie

Les ceintures orthopédiques

CEINTURE ABDOSTRAP™ II

INDICATIONS :

- Insuffisance musculaire de la sangle abdominale temporaire (post-partum) ou acquise (obésité morbide).
- Chirurgie viscérale avec laparotomie ou stomie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteurs dorsales : 18, 25 et 32 cm.
- Contention élastique forte pour favoriser le maintien abdominal.
- 2 baleines postérieures souples pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines abdominales flexibles pour renforcer le soutien abdominal.
- Textile ventral indémaillable, découpable sans risque d'effilement pour réaliser des soins sans retirer la ceinture.
- Livrée avec une patte hypogastrique.
- Ne contient pas de latex.

Hauteur	Taille	ACL	Phon.
18 cm	S	3401582797406	KC772
	M	3401582797635	KC761
	L	3401582797864	KC752
	XL	3401582797925	KC781
	XXL	3401582798007	KC792
25 cm	S	3401582798236	KC822
	M	3401582798465	KC811
	L	3401582798526	KC802
	XL	3401582798694	KC831
	XXL	3401582798816	KC842

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

Taille	Circonférence taille
S	68 - 82 cm
M	82 - 98 cm
L	98 - 116 cm
XL	116 - 136 cm
XXL	136 - 156 cm



L'orthopédie

Les colliers cervicaux

COLLIER ANATOMIQUE C1

INDICATIONS :

- Soutien léger des vertèbres cervicales évitant les mouvements de grande amplitude associé à un effet thermique décontracturant.
- Torticolis modéré.
- Poussées douloureuses lors de la cervicarthrose.
- Sevrage d'une immobilisation stricte (collier rigide ou minerve).

CARACTÉRISTIQUES :

- Collier cervical pour soutien léger, non réglable en hauteur.
- Mousse habillée de jersey pur coton.
- Fermeture auto-agrippante.

Hauteur	Taille	ACL	Phon.
6 cm	Pédiatrique	3401098382882	NH531
7,5 cm	T0	3401098382943	NH462
	T1	3401098383025	NH451
	T2	3401098383193	NH442
	T3	3401098383254	NH431
	T4	3401098383315	NH422
9,5 cm	T5	3401098383483	NH411
	T1	3401098383605	NH512
	T2	3401098383773	NH501
	T3	3401098383834	NH491

DONJOY



TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence du cou en cm.

Taille	Circonférence cou
Pédiatrique	21 - 25 cm
T0	25 - 28 cm
T1	29 - 32 cm
T2	33 - 37 cm
T3	38 - 42 cm
T4	43 - 47 cm
T5	48 - 51 cm



COLLIER ANATOMIQUE C3

INDICATIONS :

- Réglage en hauteur et rigidité assurent une immobilisation plus stricte des vertèbres cervicales.
- Traumatisme cervical (coup du lapin, etc.).
- Névralgie Cervico-Brachiale.
- Entorse cervicale de gravité moyenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Collier cervical réglable en hauteur (10 cm minimum, 12 cm maximum), sans mentonnière.
- Ce collier est constitué de deux plaques de polyéthylène perforées pour une meilleure ventilation.
- Ses bords sont recouverts d'un bourrelet de protection assurant un bon confort.
- Fermeture auto-agrippante.

Taille	ACL	Phon.
T1	3401073151618	J1139
T2	3401073151786	BG752

DONJOY



TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence du cou en cm.

Taille	Circonférence cou
T1	27 - 38 cm
T2	38 - 47 cm



L'orthopédie

Les colliers cervicaux

COLLIER ANATOMIQUE C2

INDICATIONS :

- Soutien semi-rigide du rachis cervical limitant les mouvements de rotations et de flexion-extension du cou.
- Torticolis aiguë.
- Poussées hyperlagiques lors de la cervicarthrose.
- Entorse cervicale bénigne.
- Névralgie Cervico-Brachiale.

CARACTÉRISTIQUES :

- Collier cervical pour soutien léger, non réglable en hauteur.
- Mousse habillée de jersey pur coton, renforcée par une plaque rigide non amovible, intégrée dans le collier.
- Fermeture auto-agrippante.

Hauteur	Taille	ACL	Phon.
6 cm	Pédiatrique	3401098384206	PC490
7,5 cm	T1	3401098384435	PC740
	T2	3401098384664	PC750
	T3	3401098384725	PC760
	T4	3401098384893	PC770
	T5	3401098384954	PC780
9,5 cm	T1	3401098385265	PC820
	T2	3401098385326	PC830
	T3	3401098385494	PC840
	T4	3401098385555	PC850
	T5	3401098385616	PC860

DONJOY



TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence du cou en cm.

Taille	Circonférence cou
Pédiatrique	21 - 25 cm
T1	29 - 32 cm
T2	33 - 37 cm
T3	38 - 42 cm
T4	43 - 47 cm
T5	48 - 51 cm



L'orthopédie

Le poignet et la main

ORTHÈSE FLEXIFORM™ POIGNET

INDICATIONS :

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Tendinopathies et teno-synovites.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure interne en maille respirante pour le confort du patient.
- Doublure externe en tissus velours pour faciliter l'application et la tenue de l'attelle.
- Éclisse dorsale en aluminium, ajustable selon les besoins du patient.
- Éclisse palmaire en aluminium, ajustable à l'anatomie du patient.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
Pédiatrique	3401099217183	QA720
S	3401099217244	QA700
M / L	3401099217305	QA690
XL	3401099217473	QA710

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence 5 cm au-dessus du pli de flexion du poignet.

Taille	Circonférence poignet
Pédiatrique	< 14 cm
S	14 - 16 cm
M / L	16 - 21 cm
XL	> 21 cm



Produit
CONSEIL

ORTHÈSE MANUFORCE®

INDICATIONS :

- Irritations chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires du poignet.
- Entorses légères à modérées du poignet.
- Tendinopathies.
- Arthrose débutante, arthrite.

CARACTÉRISTIQUES :

- Spécifier droite ou gauche.
- Orthèse élastique tricotée avec baleine en aluminium amovible.
- Sangle extra-large pour une stabilisation optimale et un meilleur confort.
- Système de rabat élastique du crochet de la sangle de maintien, permet une protection additionnelle de la partie tricotée.

Côté	Taille	ACL	Phon.
Droit	S	4250886809822	LI911
	M / L	4250886809839	LI931
	XL	4250886809846	LI951
Gauche	S	4250886809884	LI921
	M / L	4250886809907	LI942
	XL	4250886809914	LI962

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence 5 cm au-dessus du pli de flexion du poignet.

Taille	Circonférence poignet
T3	16 - 17,5 cm
T4	17,5 - 19 cm
T5	19 - 20,5 cm



Textile
élastique
tricoté

L'orthopédie

Le poignet et la main

ORTHÈSE FLEXIFORM™ POIGNET - POUCE

INDICATIONS :

- Entorse de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.
- Traumatismes de la colonne du pouce.
- Rhizarthrose.
- Tendinopathie de De Quervain.

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure interne en maille respirante pour le confort du patient.
- Doublure externe en tissu velours pour faciliter l'application et la tenue de l'attelle.
- Eclisse palmaire en aluminium, ajustable selon les besoins du patient.
- Eclisse semi-rigide intégrée sur la colonne de pouce pour une stabilité accrue.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
S	3401099217534	QA740
M / L	3401099217763	QA750
XL	3401099217824	QA730

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence 5 cm au-dessus du pli de flexion du poignet.

Taille	Circonférence poignet
Pédiatrique	< 14 cm
S	14 - 16 cm
M / L	16 - 21 cm
XL	> 21 cm



Produit
CONSEIL

ATTELLE RESPIFORM™ POIGNET - POUCE

INDICATIONS :

- Entorse de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce.
- Traumatismes de la colonne du pouce.
- Rhizarthrose.
- Tendinopathie de De Quervain.

CARACTÉRISTIQUES :

- Attelle de poignet-pouce en forme de gant facile à mettre en place.
- Eclisses palmaire, dorsale et de colonne de pouce pour assurer l'immobilisation.
- Eclisse de colonne de pouce en aluminium ajustable, pour l'abduction du pouce.
- Sangles de fermeture ajustables et auto-agrippantes.

Côté	Taille	ACL	Phon.
Droit	XS	3401099219026	RJ630
	S	3401099219194	RJ640
	M	3401099219255	RJ650
	L	3401099219316	RJ661
	XL	3401099219484	RJ680
Gauche	XS	3401099219545	SC821
	S	3401099219606	RJ600
	M	3401099219774	RJ610
	L	3401099219835	SC830
	XL	3401099220084	RJ620

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence 5 cm au-dessus du pli de flexion du poignet.

Taille	Circonférence poignet
XS	< 14 cm
S	14 - 16 cm
M	16 - 19 cm
L	19 - 21 cm
XL	> 21 cm



L'orthopédie

ATELLE DE POUCE THUMB-O-PRENE

INDICATIONS :

- Maintien de l'ensemble de la colonne du pouce et protection des structures endommagées.
- Entorses de gravité modérée à grave et luxations du pouce.
- Pouce du skieur.
- Hyper-extension.
- Rhizarthrose.

CARACTÉRISTIQUES :

- Atelle de pouce bilatérale en néoprène livrée avec 2 éclisses amovibles, modelable en aluminium pour apporter rigidité et support.
- Sangle élastique additionnelle pour positionner le pouce en abduction ou en adduction.

ACL 3401095087056	Phon. LJ311
-------------------	-------------

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence 5 cm au-dessus du pli de flexion du poignet.

Taille	Circonférence poignet
Standard	≤ 28 cm



ORTHÈSE CONFORT DOIGT

INDICATIONS :

- Immobilisation du poignet et d'un nombre variable de doigts dans l'angulation recherchée.
- Fracture des métacarpes.
- Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Orthèse de poignet-main-doigts en forme de gant, avec éclisse dorsale et fermeture auto-agrippante.
- Éclisse palmaire/digitale amovible et ajustable en fonction des doigts à immobiliser.

Côté	Taille	ACL	Phon.
Droit	S	3401042990880	MK164
	M	3401042990941	MK170
	L	3401042991023	MK181
	XL	3401043009406	MK196
Gauche	S	3401042991191	MK208
	M	3401042991252	MK214
	L	3401042991313	MK220
	XL	3401043009345	MK231

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence 5 cm au-dessus du pli de flexion du poignet.

Taille	Circonférence poignet
S	13 - 16 cm
M	17 - 20 cm
L	20 - 23 cm
XL	> 23 cm



ATELLE GRENOUILLE

INDICATIONS :

- Assure l'immobilisation des articulations inter-phalangiennes proximale et distale.
- Entorse et luxation des dernières articulations du doigt.
- Fracture des 2 dernières phalanges et traumatisme et plaies distales des doigts.

CARACTÉRISTIQUES :

- Atelles en aluminium facilement conformables pour un ajustement adéquat.
- Doublure capitonnée pour plus de confort.

Taille	ACL	Phon.
S	3401079016928	BL950
M / L	3401079017000	BL940
XL	3401079017178	BL930

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer de la base du doigt jusqu'à son extrémité.

Taille	Doigt	Taille atelle
S	Auriculaire	5,7 x 7 cm
M	Annulaire / Majeur / Index	6,35 x 7,3 cm
L	Pouce	7,6 x 8,9 cm



L'orthopédie

Le poignet et la main

DONJOY

ATELLE BASEBALL

INDICATIONS :

- Assure l'immobilisation des articulations inter-phalangiennes proximale et distale.
- Entorse et luxation des dernières articulations du doigt.
- Fracture des 2 dernières phalanges.
- Traumatisme et plaies distales des doigts.

CARACTÉRISTIQUES :

Attelle en aluminium capitonnée facilement ajustable pour le confort du patient.

Taille	ACL	Phon.
S	3401045938537	BJ271
M	3401045938766	BJ281
L	3401045938827	BJ262

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer de la base du doigt jusqu'à son extrémité.

Taille	Longueur doigt
S	10,1 cm
M	11,4 cm
L	12,7 cm



ATELLE STAXX + KIT ATELLE STAXX

INDICATIONS :

Lésions de l'articulation distale (3^{ème} phalange - P3).

CARACTÉRISTIQUES :

Kit Attelle Staxx : Assortiment de 30 par boîte.

Taille	ACL	Phon.
T1	3401079016058	BL961
T2	3401079016119	BL970
T3	3401079016287	BL981
T4	3401079016348	BL990
T5	3401079016409	BM001
T5,5	3401079016577	BM010
T6	3401079016638	BM021
T7	3401079016867	BM030

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer de la base du doigt jusqu'à son extrémité.

Taille	Longueur doigt
T1	4,5 cm
T2	4,8 cm
T3	5,1 cm
T4	5,7 cm
T5	6 cm
T5,5	6,9 cm
T6	7,2 cm
T7	8,1 cm



DONJOY



L'orthopédie

L'épaule et le coude

DONJOY

LPP

Produit
CONSEIL

GILET GCI™

INDICATIONS :

- Immobilisation coude au corps de type Mayo Clinic.
- Immobilisation du membre supérieur (post-traumatique, postopératoire).
- Dispositif adapté pour la prise en charge par un service d'urgences.
- Immobilisation d'attente (avant imagerie, examens, avis).

CARACTÉRISTIQUES :

- Composé de 2 sangles indépendantes en mousse.
- Permet une utilisation en écharpe / contre-écharpe, avec ceinture de stabilisation amovible.

Taille	ACL	Phon.
Pédiatrique (2 - 9 ans)	3401078921605	KD031
Standard	3401072643633	BL970



GILET IMMO™

INDICATIONS :

- Immobilisation coude au corps de type Mayo Clinic.
- Immobilisation du membre supérieur (post-traumatique, post-opératoire).
- Dispositif adapté pour la prise en charge par un service d'urgences.
- Immobilisation d'attente (avant imagerie, examens, avis).

CARACTÉRISTIQUES :

- Écharpe de bras avec sangles intégrées et ceinture de stabilisation amovible.
- Sangles en mousse doublées de tissu éponge.
- Le positionnement des sangles permet d'éviter toute pression cervicale.

Taille	ACL	Phon.
XS	3401076952700	BH155
S	3401076965656	BH163
M	3401076965595	BH172
L	3401076965427	BH189
XL	3401077454999	BH205

DONJOY

LPP



TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts.
Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine.

Taille	Longueur avant-bras	Tour de poitrine
XS	23 - 25 cm	+ ou - 1 - 4 ans
S	26 - 29 cm	
M	30 - 32 cm	< 95 cm
L	33 - 34 cm	> 95 cm
XL	35 - 37 cm	



COUDIÈRE CONDILAX™

INDICATIONS :

- Épicondylite et épitrochléite (tennis et golf elbow, arthrose du coude).
- Reprise de l'activité après traumatisme ou chirurgie du coude.

CARACTÉRISTIQUES :

- Inserts épicondiliens silicone.
- Tricotage anatomique et élasticité bidirectionnelle.

Taille	ACL	Phon.
T1	3401096629903	NB410
T2	3401097323831	NB420
T3	3401097324081	NB430
T4	3401097324142	NB440
T5	3401097324203	NB451

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la circonférence du coude en cm.

Taille	Circonférence coude
T1	18 - 20 cm
T2	21 - 24 cm
T3	25 - 28 cm
T4	29 - 31 cm
T5	32 - 35 cm



DONJOY

LPP

Produit
CONSEIL



L'orthopédie

L'épaule et le coude

ÉCHARPE DE CONTENTION

INDICATIONS :

- Immobilisation du membre supérieur sans immobilisation stricte de l'épaule.
- Immobilisation à visée antalgique pour les tendinopathies de la coiffe des rotateurs et le syndrome douloureux régional complexe de type I.
- Prévention de la subluxation inférieure de la tête humérale chez le patient hémiplégique.
- Immobilisation d'attente avant diagnostic et prise en charge thérapeutique adaptée.

CARACTÉRISTIQUES :

- Passe-pouce dans le manchon pour le confort et facilite la suspension du membre.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
Pédiatrique	3401077655853	EM541
Enfant / Adolescent	3401077036218	HR878
Adulte	3401077036157	HR884
Adulte fort	3401077036096	HR934

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer la longueur de l'avant-bras, du pli de flexion du coude au pli de flexion des doigts. Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine.

Taille	Longueur avant-bras
Pédiatrique	≤ 30 cm
Enfant / Adolescent	31-40 cm
Adulte	41-50 cm
Adulte fort	> 51 cm



DONJOY



Produit
CONSEIL



GILET IMMOCAP™ II

INDICATIONS :

- Immobilisation coude au corps de type Dujarier.
- Luxation antéro-interne de l'épaule, acromio-claviculaire.
- Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, de la clavicule.
- Post-opératoire.
- Neurologie : paralysies, hémiplésies.
- Rhumatologie : périarthrite scapulo-humérale.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gilet de contention et d'immobilisation de l'épaule et du membre supérieur dans son ensemble.
- Matière aérée et confortable grâce à des perforations dans la maille grattée.
- La structure de panneau unique enveloppe le membre affecté et facilite la mise en place : seul le support de coude est amovible.
- Sa forme anatomique permet le positionnement correct pour un rétablissement optimal tout en confort.
- La manchette d'épaule épouse parfaitement l'articulation et permet un maintien naturel en réduisant la pression sur les cervicales.
- Modèle bilatéral car réversible avec bandes auto-agrippantes.

Taille	ACL	Phon.
XS	0190446261391	RQ380
S	0190446261407	RQ320
M	0190446261414	RQ330
L	0190446261421	RQ340
XL	0190446261438	RQ351
XXL	0190446261445	RQ370

TAILLES & PRISES DE MESURE

Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).

Taille	Longueur avant-bras
XS	≤ 90 cm
S	91 - 100 cm
M	101 - 110 cm
L	111 - 120 cm
XL	121 - 130 cm
XXL	> 130 cm



DONJOY



Produit
CONSEIL



L'orthopédie

Le bien-être

BANDES STRAPPING

INDICATIONS :

- Traitement des entorses des ligaments latéraux, contention dans le cadre de légère laxité chronique, protection et prévention des récives d'entorses.

CARACTÉRISTIQUES :

- Disponible en Blanc et en Noir.
- Bandes Spandex extensibles en longueur et parfaitement rigides latéralement.
- Contient du Latex.
- Modèle bilatéral.

	Coloris	ACL	Phon.
Cheville	Blanc	3401076950928	BG934
	Noir	3401060477646	FI533
Genou	Blanc	3401072644982	BG916
	Noir	3401060478476	FI543
Poignet	Blanc	3401072644234	BG890
	Noir	3401060772970	FI552

TAILLES & PRISES DE MESURE

Taille unique.

DONJOY



HOUSSE DE PROTECTION

INDICATIONS :

- Housses de protection pour plâtres, pansements ou plaies.
- Botte ou gant hydrofuge totalement imperméable à l'eau.
- Protège le membre même lors d'une immersion totale.
- Facilite la toilette (bain ou douche).

CARACTÉRISTIQUES :

- Réutilisable environ 50 fois.
- Non stérilisable.
- Lors de l'immersion totale, bien chasser l'air au préalable.
- N'adhère pas à l'épiderme.
- Lavable.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.

Taille	ACL	Phon.
Bras	3401073943732	FH429
Jambe	3401073943961	FH403

TAILLES & PRISES DE MESURE

Taille unique.

DONJOY



SEMELLE DE CONFORT

INDICATIONS :


- Semelle plantaire pour support amortissant, confort et fraîcheur.
- Allègement de la pression et absorption des chocs au talon.
- Aide à la prévention des ampoules et des odeurs.

CARACTÉRISTIQUES :

- Revêtement CoolMax™ : évacue la transpiration et maintient au sec, résistant à l'usure, anti-glisse et amortissant.
- Design anatomique pour un excellent soutien de la voûte plantaire et renfort talonnier.
- Possibilité de découper la semelle pour un ajustement optimal.

Taille	Pointure	ACL	Phon.
T1	36 - 37	3401053653736	HA973
T2	38 - 39	3401053653965	HA983
T3	40 - 41	3401053654047	HA993
T4	42 - 43	3401053654108	HB002
T5	44 - 46	3401053654276	IH102

DONJOY





LES SOINS À DOMICILE

Retrouvez tous nos domaines de compétences medicotechniques ainsi que notre matériel pour les professionnels de santé.


Sommaire

Respiratoire	p. 182 - 192
Générateurs d'aérosolthérapie et sets associés, chambres d'inhalation, mesure du souffle et entraînement.	
Perfusion - Nutrition - Diabète	p. 193 - 199
Prélèvements, perfusion par gravité, aiguilles, épicroâniennes et cathéters, robinets, prolongateurs, perfuseurs, seringues,...	
Désinfection et protection	p. 200 - 208
Hygiène des mains, désinfection de l'instrumentation, des pièces et des surfaces, protections du soignant et du soigné.	
Instrumentation	p. 209 - 210
Ciseaux, pinces, bistouris, curettes, ôte agrafe, clamps,...	
Soins et pansements	p. 211 - 222
Sets de pansements, de suture, de soins, pansements, tampons alcoolisés, spéculums, gel de contact, compresses, cotons et bandes.	
Mobilier médical	p. 223 - 224
Divans d'exams, guéridons, armoires, vitrines,...	
Secours	p. 225 - 232
Défibrillateur, insufflateurs, canules de Guedel, Kit d'amputation, pansements compressifs, chaud/froid, couverture de survie, brancard, Venistop, trousse de secours, aspirateur trachéal,...	

Le respiratoire

AÉROSOLTHÉRAPIE

Générateurs d'aérosolthérapie DTF



Conseils

LES AVANTAGES DE LA NÉBULISATION :

Traiter les voies respiratoires par nébulisation favorise l'action locale du médicament tout en réduisant les effets secondaires systémiques. L'aérosol, suspension à l'état de fines gouttelettes dans l'air, permet un meilleur ciblage des zones anatomiques concernées en délivrant in situ une plus grande quantité de médicament. Tous les types de patients peuvent en bénéficier.

LES PRINCIPALES PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE :

- > La broncho-pneumopathie chronique obstructive ou BPCO
- > L'asthme
- > La mucoviscidose
- > La bronchite

La nébulisation est également indiquée dans le traitement des infections pulmonaires ainsi que dans le traitement de sinusites chroniques et d'otites sérumoqueuses.



ORL - TUBOTYMPANIQUE

Appareils d'aérosols ATOMISOR® et nébuliseurs pour traitement des otites séreuses, tubaires et barotraumatismes.

GÉNÉRATEUR MANOSONIQUE AMSA 1

Ensemble compact dans un boîtier métallique.

Trois fonctions :

- Production d'un aérosol
- Émission de vibrations à 100 Hz
- Application temporaire d'une surpression réglable

Fonctions synchronisées automatiquement avec la déglutition du patient et permettant la pénétration des aérosols médicamenteux dans la trompe d'Eustache (trompe auditive).

Séance de 8 minutes en deux phases :

- 1^{ère} phase de deux minutes avec vibrations seules (déterSION de la muqueuse nasale puis mouchage)
- 2nd phase de 6 minutes avec surpression temporaire (8 déglutitions espacées d'au moins 30 secondes)

Cet appareil d'aérosol est à associer aux nébuliseurs ATOMISOR® MS1A/E.

Service continu : pour libérer la surpression, le patient doit simplement déglutir au moment de son choix.

Valeur de la surpression réglée à l'aide d'un bouton gradué : la valeur est affichée sur un manomètre, et une soupape de sécurité limite la surpression à 50 mbar.

Acl 9717171

Phon. KY027



> FLASHEZ-MOI

Fonctionnement de l'AMSA1

Le respiratoire

AÉROSOLTHÉRAPIE

Générateurs d'aérosolthérapie DTF



BRONCHO-PULMONAIRE

Appareils d'aérosols ATOMISOR® et nébuliseurs pour traitement de l'asthme, des bronchites, des bronchopathies, mucoviscidose et pneumopathies.

GÉNÉRATEUR CLASSIQUE ABOX1

Appareil classique avec 1 nébuliseur NL9M. Diffusion de l'aérosol dans l'air inspiré, qui pénètre dans les bronches et les poumons. À associer aux nébuliseurs ATOMISOR® NL9 (tous modèles).

Le double venturi amélioré du nébuliseur NL9M optimise la délivrance du médicament. Ensemble compact, boîtier plastique. Service continu.

Acl 7287588

Phon. RE232



GÉNÉRATEUR AERODJINN+®

Appareil d'aérosol classique, avec une pression élevée pour réduire la durée de nébulisation : le compresseur est pneumatique et assure une production de l'aérosol en continu.

À associer aux nébuliseurs ATOMISOR® NL9 (tous modèles). Le double venturi amélioré du nébuliseur NL9M optimise la délivrance du médicament.

Livré avec une sacoche de transport.

Acl 6026627

Phon. RP540



> FLASHEZ-MOI

Fonctionnement des générateurs ATOMISO® Classiques et soniques.

Le respiratoire

AÉROSOLTHÉRAPIE

Générateurs d'aérosolthérapie DTF



ORL – SINUSIEN - BRONCHO-PULMONAIRE
Appareils d'aérosols ATOMISOR® et nébuliseurs
pour traitement des sinusites, rhinopharyngites
et laryngites.

GÉNÉRATEUR SONIQUE AOBX1

Appareil d'aérosol sonore à commande manuelle de vibration.

Boîtier plastique.

A associer aux nébuliseurs ATOMISOR® NL11 (tous modèles).

Les vibrations sonores de fréquence 100Hz sont appliquées aux particules d'aérosols pour en modifier le mouvement, et favoriser leur pénétration dans les sinus. La commande manuelle très simple permet d'alterner les périodes avec vibrations et les périodes sans vibrations.

Acl 7287571

Phon. RE216



RE216

GÉNÉRATEURS AUTOSONIQUES

En mode classique, peuvent être utilisés pour les traitements broncho-pulmonaires (avec les nébuliseurs adaptés type NL9).

Générateurs autosoniques avec 1 nébuliseur NL11SN.

Pression élevée pour réduire la durée de nébulisation.

Interrupteur de commande à 3 positions :

- Aérosols soniques avec vibrations alternées
- Arrêt
- Aérosols classiques sans vibrations

À associer aux nébuliseurs ATOMISOR® NL11 (tous modèles).

Service intermittent : 1 heure (on) / 30 minutes (off)

Les vibrations sonores de fréquence 100 Hz sont émises automatiquement par séquences alternées d'environ 15 secondes. La fonction automatique garantit le respect des temps de repos entre les phases de vibrations soniques et assure le dépôt des particules d'aérosols sur les muqueuses visées.

AOHBOX1 Boîtier plastique	Acl 4684314	Phon. FH651
AOLH1 Boîtier métallique	Acl 7402463	Phon. BX516



FH651



BX516



> **FLASHEZ-MOI**

Fonctionnement des générateurs ATOMISO® Classiques et soniques.

DTF
medical

Le respiratoire






AÉROSOLTHÉRAPIE

Kits pour générateurs d'aérosolthérapie DTF



NÉBULISSEURS ATOMISOR® ADULTES ET PÉDIATRIQUES

Dispositifs Médicaux de classe IIa.

	Act Phon.	Désignation	Compatibilité	Composition
	7107037 OJ036	Référence NL9 Nébuliseur classique Traitement : broncho-pulmonaire	Appareils classiques * : AL AL+ ABOX ABOX+	- Tuyaux - Embout buccal - Masque souple multiposition
	7107043 OJ051	Référence NL9P Nébuliseur classique POUR ENFANT Traitement : broncho-pulmonaire	Appareils classiques * : AL AL+ ABOX ABOX+	- Tuyaux - Masque souple multiposition - Embout buccal
	7173092 PM260	Référence NL9M Nébuliseur classique MINIDOSÉ Traitement : broncho-pulmonaire	Appareils classiques * : AL AL+ ABOX ABOX+	- Tuyaux - Embout buccal - Masque souple multiposition
	7173100 PU724	Référence NL9MP Nébuliseur classique POUR ENFANT - MINIDOSÉ Traitement : broncho-pulmonaire	Appareils classiques * : AL AL+ ABOX ABOX+	- Tuyaux - Masque souple multiposition - Embout buccal
	5367857 RN120	Référence NL9MBB Nébuliseur classique POUR NOURRISSON Traitement : broncho-pulmonaire	Appareils classiques * : AL AL+ ABOX ABOX+	- Tuyaux - Masque souple bébé avec rotule - Flacon doseur

* Peut également s'utiliser avec les appareils soniques qui peuvent fonctionner en mode classique.

Le respiratoire

AÉROSOLTHÉRAPIE

Kits pour générateurs d'aérosolthérapie DTF



	Act Phon.	Désignation	Compatibilité	Composition
	7107066 OJ267	Référence NL11SONIQU Nébuliseur sonore avec MASQUE Traitement : ORL sinusien	Appareils soniques : AOLH ALORH AOBOX AOHBOX AOHBOX+	- Masque souple adulte multiposition - 1 tuyau pression pour raccordement à la buse pression du compresseur - 1 tuyau vibration pour raccordement à la buse vibration du compresseur
	7107072 II742	Référence NL11PSONIQU Nébuliseur sonore avec MASQUE POUR ENFANT Traitement : ORL sinusien	Appareils soniques : ALORL AOBOX AOLH AOHBOX AOHBOX+	- Masque souple enfant multiposition - 1 tuyau pression pour raccordement à la buse de pression du compresseur - 1 tuyau vibration pour raccordement à la buse vibration du compresseur
	7639107 DP880	Référence NL11SN Nébuliseur sonore NASAL Traitement : ORL sinusien	Appareils soniques : ALORL AOBOX AOLH AOHBOX AOHBOX+	- Tuyaux - Masque souple multiposition - Embout narinaire
	2056766 LD391	Référence NL11SNP Nébuliseur sonore NASAL POUR ENFANT Traitement : ORL sinusien	Appareils soniques : AOLH ALORH AOBOX AOHBOX AOHBOX+	- Tuyaux - Masque souple multiposition - Embout narinaire
	2027859 FE253	Nébuliseur MS1A Traitement : ORL tubotympanique	Appareils : AMSA1	- Tuyaux - 2 embouts narinaires

Le respiratoire

AÉROSOLTHÉRAPIE

Générateurs d'aérosolthérapie Pulmomed

BRONCHO-PULMONAIRE

Appareils d'aérosols pour traitement des affections respiratoires (hors mucoviscidose)

GÉNÉRATEUR VELOX

Système de nébulisation à tamis vibrant composé d'un générateur et de deux nébuliseurs.

Produit un aérosol en moins de 3 minutes

(pour 2,5 ml de solution d'inhalation)

Silencieux, autonome (sur piles et secteur), de petite taille et léger (140g).

AcI 6034204

Phon. RO530

NÉBULISATEUR VELOX

AcI 6034203

Phon. RQ390

VELOX est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par PARI GmbH - CE n° 0123. Ce dispositif est destiné aux indications suivantes selon la LPP : « Aérosolthérapie par nébulisation dans le traitement des affections respiratoires (hors mucoviscidose) pour l'administration de médicaments ayant reçu l'AMM pour cette voie d'administration ».

VELOX est inscrit à la liste LPPR aux codes suivants: 1162590 - 1158973 - 1163939. VELOX ne peut être utilisé que pour des prescriptions de 6 mois ou plus. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Créé en 02/2017.

SIMPLE
d'UTILISATION



BRONCHO-PULMONAIRE

Appareils d'aérosols pour traitement de la mucoviscidose

SYSTÈME DE NÉBULISEUR EFLOW®RAPID

Système rapide : 2,5 ml en 3 minutes et 5 ml en 7 minutes.

Passage du médicament au travers d'un tamis vibrant.

Bouton de fonctionnement unique.

Signal sonore et lumineux à la fin de la séance.

Appareil portable utilisable sur secteur ou sur piles

(poids : 300 grammes)

Composants : 2 nébuliseurs complets 2.0 (avec tamis générateur d'aérosols 2.0), outil de nettoyage Easycare, unité de commande avec câble du nébuliseur, adaptateur électrique international avec trois adaptateurs interchangeables, sac de transport et pochette du nébuliseur



Générateur Eflow®Rapid 178G1005

AcI 2414059

Phon. BC700

Nébuliseur Eflow®Rapid 678G8222

AcI 2414065

Phon. BC710

MASQUE SMARTMASK

En silicone souple avec une valve expiratoire.

Masque Smartmask ADULTE

AcI 6034571

Phon. RO540

Masque Smartmask ENFANT

AcI 6034573

Phon. RO520



Adaptable
sur nébuliseur
eFLOW

Le respiratoire

AÉROSOLTHÉRAPIE

Générateurs d'aérosolthérapie Pulmomed

BRONCHO-PULMONAIRE

Appareils d'aérosols pour traitement des affections respiratoires (hors mucovisidose)

GÉNÉRATEUR PNEUMATIQUE PARIBOY SX85G3523

- Durée d'inhalation courte : moins de 5 minutes (avec du Salbutamol) pour une solution d'inhalation de 2,5 ml* (Insert bleu).
- Spectres des aérosols sélectionnables pour un usage ciblé dans la zone centrale ou périphérique du poumon.
- Nébulisation intermittente optionnelle pour une physiothérapie combinée.

Fourni avec une valise de transport rigide.

Composition : un nébuliseur PARI LC SPRINT® (insert bleu), d'un insert rouge supplémentaire pour les fines gouttelettes, d'un interrupteur LC PARI, d'un tuyau de raccordement (f/m) et d'un masque pour enfants.

Acl 2436115

Phon. BB071



BB071



NÉBULISEURS PARIBOY

Nébulisation 3 ml en 5-6 minutes.

Valves économeuses intégrées permet un dépôt élevé de médicament dans les poumons.

Durée d'utilisation : 6 semaines.

Réf. 023G6150 Nébuliseur + masque LC Sprint pour bébé	Acl 5160085	Phon. TF000
Réf. 023G6120 Nébuliseur + masque LC Sprint pour enfant	Acl 4650491	Phon. EW540
Réf. 23G6130 Nébuliseur + masque LC Sprint pour adulte	Acl 4650485	Phon. EW551
Réf. 23G6110 Nébuliseur + embout LC Sprint pour adulte	Acl 4650479	Phon. EW530



TF000



EW540



EW551



EW530

Contrôlez vous-même vos appareils :

MANOMÈTRE DE PRESSION

Acl 2435966

Phon. JE481

Le respiratoire

AÉROSOLTHÉRAPIE

Générateurs d'aérosolthérapie Philips Respironics

BRONCHO-PULMONAIRE

Appareils d'aérosols pour traitement des affections respiratoires (hors mucoviscidose)

GÉNÉRATEUR PNEUMATIQUE INNOSPIRE

Convient à une utilisation en continu à l'hôpital comme à domicile.

Compact et léger : 1,5 kg.

Durée du traitement : 6 à 8 minutes pour 2,5 ml.

Pression maximum : 317 kPa.

Sacoche de transport.

Générateur Innospire ⁽¹⁾	Acl 8148937	Phon. HL891
Kit nébuliseur Sidestream + masque enfant ⁽²⁾	Acl 4459793	Phon. NC370
Kit nébuliseur Sidestream + embout ⁽³⁾	Acl 5201625	Phon. NB931
Kit nébuliseur Sidestream + masque adulte ⁽⁴⁾	Acl 4456872	Phon. NB940

PHILIPS
RESPIRONICS



HL891



NC370



NB931



NB940

Le respiratoire

AÉROSOLTHÉRAPIE Les chambres d'inhalation

Conseils

Prise en charge des chambres d'inhalation :

Comprend la chambre et l'ensemble des accessoires nécessaires à son utilisation (valves, masque, embout...). Le renouvellement de la prise en charge de la chambre d'inhalation, du lot de valves de recharge ou de l'embout et du masque ne peut être assurée qu'au-delà d'un délai minimal de six mois par rapport à la prise en charge précédente.



NE825 Chambre avec embout buccal VORTEX®



Chambre avec masque VORTEX® NE832

CHAMBRE D'INHALATION VORTEX®

Faible déperdition du volume résiduel grâce à son tube en métal anti-statique. L'air inhalé entre en tourbillonnant ce qui permet d'optimiser la dose délivrée même à faible débit inspiratoire.

Compatible avec tous les aérosols doseurs du marché, très compact et nettoyage facile dans de l'eau bouillante ou en lave-vaisselle.

Caractéristiques :

- Dimensions : 15 x 5 cm / Poids : 150 g
- Volume intérieur : 205 ml
- Principe d'utilisation : le médicament est pulvérisé dans VORTEX® et reste en suspension au maximum 15 secondes avant inhalation en une ou plusieurs inspirations.

Désignation	Embout buccal	Masque	Acl	Phon.
Chambre VORTEX® à partir de 4 ans	x		4260020436937	NE823
Chambre VORTEX® à partir de 4 ans	x	x	4260020436906	NE832
Chambre VORTEX® Coccinelle de 0 à 2 ans	x	x	4260020436920	NE821
Chambre VORTEX® Grenouille de 2 à 4 ans	x	x	4260020436913	ML321

VORTEX®



SC760

MASQUES POUR CHAMBRE D'INHALATION VORTEX®

Masque VORTEX® Coccinelle	Acl 3401099592761	Phon. SC760
Masque VORTEX® Grenouille	Acl 4260020437118	Phon. ML332



ML332



ML321



NE821

Chambre VORTEX® Coccinelle

VORTEX® est un dispositif médical de classe I fabriqué par PARI GmbH - CE 0123. Ce dispositif est destiné aux indications suivantes selon la LPP (livre I / chap I / section I / sous-section 3) : « Chambres d'inhalation pour administration de médicaments par aérosols-doseurs dans les affections respiratoires ». Renouvellement au-delà d'un délai minimum de six mois après prise en charge précédente. VORTEX® est inscrite à la LPPR aux codes suivants : 1134783, 1128423, 1179308, 1179596. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Créé en 04/2016

Le respiratoire

AÉROSOLTHÉRAPIE

Les chambres d'inhalation

CHAMBRE D'INHALATION OPTICHAMBER®

Conçue pour optimiser la distribution du médicament qui atteint l'extrémité des voies respiratoires périphériques. L'embout buccal transparent permet de voir la valve bouger pour une activation précise du médicament : se place et se défait facilement pour faciliter le nettoyage (ne se desserre pas). Sans latex, masques caoutchouc et silicone de qualité médicale.



Caractéristiques :

- Dimensions : long. 13 cm, diamètre 4,7 cm.
- Volume : 218 ml.
- Convient aux jets d'aérosol HFA plus larges.
- Débit de médicament moins sensible aux variations inhérentes à la technique du patient (débit et délai entre l'activation de l'inhalateur-doseur et le début de l'inhalation, par exemple).

Désignation	Embout buccal	Masque	Acl	Phon.
Chambre Optichamber® bébé 0 à 12-18 mois		x	Acl 3401054024993	Phon. CI902
Chambre Optichamber® enfant de 15-18 mois à 6 ans		x	Acl 3401054025075	Phon. CI912
Chambre Optichamber® à partir de 6 ans	x		Acl 5402513	Phon. CI923
Chambre Optichamber® seule		X	Acl 5402482	Phon. CI893

CHAMBRE D'INHALATION ATOMISOR® SMARTCHAMBER

Chambre d'inhalation antistatique pour aérosol doseur avec masque (dépôt limité sur les parois). Son volume et sa forme adaptés permettent une circulation efficace de l'aérosol tandis que sa valve expiratoire colorée permet la visualisation de la respiration. Le masque ergonomique et doux s'adapte au visage et à ses mouvements pour assurer l'efficacité du traitement. Son système de double valve sépare les flux inspiratoires et expiratoires ; le volume mort inhalé est réduit au maximum. Sans latex & sans bisphénol A. Il est recommandé de remplacer SmartChamber® après douze mois d'utilisation.

Chambre Smartchamber® bébé 0 à 12-18 mois	Acl 6027330	Phon. RJ663
Chambre Smartchamber® enfant de moins de 6 ans	Acl 6027334	Phon. RJ652
Chambre Smartchamber® à partir de 6 ans	Acl 6027332	Phon. RJ642



CHAMBRE UNIVERSELLE
adaptée à tout type
d'aérosol doseur



Le respiratoire

Mesure du souffle et entraînement

DÉBIMÈTRE ASM ALERT ENFANT

Débitmètre de pointe siffleur : permet un auto-contrôle « sonore ».
Plage de mesure de 130 l/mn à 5340 l/mn.

Un sifflement est émis en cas de bon fonctionnement de l'état respiratoire.

Une absence de sifflement signale une détérioration de l'état respiratoire.

L'utilisation de ce débitmètre doit être définie par le médecin qui détermine à quel niveau régler l'appareil en fonction de l'état respiratoire de chaque personne.

Acl 7681500	Phon. GF923
-------------	-------------




DÉBIMÈTRE PEAK FLOW POCKET

Débitmètre de pointe mécanique pour enfant.
Permet de connaître le pic de l'intensité respiratoire.
Suivi des maladies telles que l'asthme, l'emphysème ou les bronchites chroniques.

Graduation : 50 à 400 LPM (BTPS).

Embout PVC universel et réversible pour adulte et enfant.

Débitmètre Peak Flow Pocket enfant	Acl 7549189	Phon. CQ675
Débitmètre Peak Flow Pocket adulte	Acl 7549195	Phon. CQ640
Embout PVC pour Peak Flow Pocket	Acl 2427317	Phon. AK291



SPIROMÈTRES VOLUMÉTRIQUES D'ENTRAÎNEMENT

Teleflex

Dispositifs de rééducation respiratoire à patient unique,
pour maintenir et développer le volume
et la capacité respiratoire.

TRIFLO 2 ⁽¹⁾	Débit variable 600 - 900 - 1200 cc	Acl 6639832	Phon. EC801
VOLDYNE 2500 ML ⁽²⁾	Jusqu'à 2500 ml d'air inspiré	Acl 2419097	Phon. CD810
VOLDYNE 5000 ML ⁽³⁾	Jusqu'à 5000 ml d'air inspiré	Acl 2419128	Phon. CD800



EC801



CD810



CD800

Perfusion • Nutrition • Diabète



PERFUSION

Des protocoles de perfusion adaptés au cas par cas dans le respect de la réglementation et de la prescription.

NUTRITION

L'éducation et le suivi du patient sont les priorités de nos diététiciennes.

DIABÈTE

Prise en charge conforme aux exigences de la SFD (Société Française du Diabète). Diabète de type I et II.

Infirmières et diététiciennes accompagnent le retour à domicile.

N° Cristal 09 69 39 57 00

APPEL NON SURTAXÉ

Prélèvements

AIGUILLES À PRÉLÈVEMENT MULTIPLE BD VACUTAINER®

Diamètre	Longueur	Code couleur	Acl	Phon.
7/10	25 mm	●	2400323	NI731
8/10	38 mm	●	50382903602136	RH682



X 100

ADAPTATEUR BD VACUTAINER®

Acl 2400236	Phon. NH152
-------------	-------------



X 100

CORPS DE PRÉLÈVEMENT BD VACUTAINER®

Dispositif à usage unique, non stérile, permettant de recevoir par simple vissage une aiguille à prélèvement multiple, un adaptateur Luer ou une unité de prélèvement. Longueur 52 mm.

Acl 50382903648158	Phon. PE521
--------------------	-------------




Vendu à l'unité.

SET DE SAIGNÉE BLOODIAL

Association fonctionnelle d'un dispositif de recueil (flacon sous vide) et d'une tubulure spéciale avec les accessoires d'hygiène pour la pose au bras du patient.

Acl 4877177	Phon. HB730
-------------	-------------



Perfusion • Nutrition • Diabète

Perfusion par gravité et entretien (Perfadom 17 à 24)

Voie périphérique (Perfadom 17 à 20)

VOIE PERIPHERIQUE OU SOUS CUTANEE

Set complet de pose et d'une perfusion en sous cutané (épicroânienne 22G et perfuseur de précision).

Contactez votre agence OXYPHARM

Set complet de pose et d'une perfusion par voie veineuse périphérique (cathéter court veine fragile 22G et perfuseur de précision).

Contactez votre agence OXYPHARM

Remarque : **commander 1 set par perfusion.**

Chambre implantable (Perfadom 17 à 21)

POSE DE LA PERFUSION AVEC UNE AIGUILLE DE HUBER

Jour 1	Acl	Phon.
Aiguille de Huber sécurisée Type 2 - 20G - 20 mm **	9965242	HV890
Valve Caresite	2436351	FF252
Set de pose sur CCI	Contactez votre agence OXYPHARM	
Set de perfusion VVP		

BRANCHEMENT, DÉBRANCHEMENT

Jour 2 à jour 7	
Set de branchement et de débranchement	Contactez votre agence OXYPHARM

Nous consulter pour d'autres gauges et longueurs d'aiguille.

ENTRETIEN DE LA CHAMBRE IMPLANTABLE (PERFADOM 21)

Désignation	Acl	Phon.
Aiguille de Huber sécurisée Type 2 - 20G - 20 mm	9965242	HV890
Set de rinçage Oxypharm	Contactez votre agence OXYPHARM	

Nous consulter pour d'autres Gauges et longueurs d'aiguilles.

Notre équipe médico-technique est à votre disposition pour tous renseignements et aides sur la perfusion à domicile.

Picc Line (Perfadom 17 à 22)

POSE DE LA PERFUSION SUR PICC LINE

Jour 1	Acl	Phon.
Valve Caresite	2436351	FF252
Set de perfusion VVP	Contactez votre agence OXYPHARM	

BRANCHEMENT, DÉBRANCHEMENT

Jour 2 à jour 7	
Set de perfusion VVP	Contactez votre agence OXYPHARM

ENTRETIEN DE CATHÉTER PICC LINE (PERFADOM 22)

Désignation	Acl	Phon.
Set de réfection d'un pansement PICC LINE GRIP LOCK	Contactez votre agence OXYPHARM	
Set de réfection d'un pansement PICC LINE STATS LOCK	2400951	RM700

DÉBRANCHEMENT DISPOSITIF FOURNI ET POSÉ EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (PERFADOM 24)

Set de rinçage :

Contactez votre agence OXYPHARM



Perfusion • Nutrition • Diabète

Aiguilles hypodermiques, accessoires

AIGUILLES HYPODERMIQUES TERUMO AGANI

Boite de 100

Longueur	Diamètre	Code couleur*	Acl	Phon.
12 mm	0,45/100	■	2432471	GK742
16 mm	0,50/100	■	2432465	GK791
25 mm	0,60/100	■	2429380	GK761
25 mm	0,80/100	■	2429397	GK802
30 mm	0,70/100	■	2423503	GK781
40 mm	0,70/100	■	2431951	GK811
40 mm	0,80/100	■	2437451	GK752
40 mm	1,2/100	■	2703929	GK771

* Norme NFS 90-040

AIGUILLES HYPODERMIQUES BD MICROLANCE 3

Boite de 100

Longueur	Diamètre	Code couleur*	Acl	Phon.
13 mm	4/10	■	2414160	FC063
16 mm	5/10	■	2433660	HH242
25 mm	6/10	■	2433677	HH256
25 mm	7/10	■	2703993	AF883
25 mm	8/10	■	2713052	AF892
25 mm	9/10	■	2433683	HH268
40 mm	7/10	■	2433708	HH318
40 mm	8/10	■	2433714	HH382
40 mm	12/10	■	2433720	HH399

* Norme NFS 90-040

COLLECTEURS D'AIGUILLES

Conçus conformément aux normes en vigueur et l'appui des praticiens sur le terrain. En polypropylène jaune et blanc, résistants aux perforations et aux chutes. Autoclaves 121° C, système anti-reflux, fermeture provisoire et définitive.

Capacité	Acl	Phon.
1,13 litre	2400723	RI251
1,8 litres	2400722	RI241
3 litres	2400817	SB441
4,5 litres	2400721	RI231
7 litres	2416153	UF850
25 litres	2431371	FA922
60 litres	2433140	FG862



GARROTS

Clipcomed®	Acl 2434292	Phon. HO963
Tubulaire latex	Acl 2422426	Phon. CH661



COMED

Perfusion • Nutrition • Diabète

Épicrâniennes et Cathéters courts

DISPOSITIF ÉPICRÂNIEN VENOFIX® SAFETY

Boîte de 50.

Nommé également aiguille épicrânienne ou microperfuseur.

- Aiguille en acier inoxydable.
- Ailettes de préhension flexibles avec orifices.
- Bouton sur le dessus pour activer le mécanisme de sécurité (type étui coulissant).
- Chambre de reflux transparente pour visualiser le reflux sanguin.
- Tubulure en PVC sans DEHP de 18 ou 30 cm.
- Embout luer lock avec capuchon protecteur.



X 50

Diamètre extérieur	Longueur aiguille	Longueur	Gauge	Code couleur	Acl	Phon.
0,4 mm	14 mm	30 cm	27	●	4046964028502	LA791
0,5 mm	19 mm	30 cm	25	●	4046964028564	LA761
0,65 mm	19 mm	30 cm	23	●	4046964028724	MI602
0,8 mm	19 cm	30 cm	21	●	4046964028786	MI571
0,8 mm	19 cm	18 cm	21	●	4046964028908	MI581
1,10 mm	19 cm	30 cm	19	●	4046964028847	MI542

CATHÉTERS COURTS INTROCAN® SAFETY

Cathéter court de sécurité pour voie veineuse périphérique avec ou sans ailette.

Système de sécurité automatique destiné à prévenir les risques de piqûres accidentelles.

- Bouclier protecteur qui neutralise le biseau au retrait de l'aiguille.
- Aiguille à triple biseau universel.
- Cathéter à paroi mince en polyuréthane.
- Ergot sur l'embase pour orienter le biseau de l'aiguille.
- Chambre de visualisation ergonomique et transparente.
- Obturateur à membrane hydrophobe pouvant se désadapter pour permettre la connexion d'une seringue à la chambre de reflux.



Diamètre	Gauge	Longueur mm	Débit (ml/mm)	Code couleur	Avec ailette	Sans ailette	Acl	Phon.
2,2	14	50	345	●		x	7875078	NG952
1,7	16	50	210	●		x	7875061	NG642
1,3	18	45	100	●		x	7855049	GY240
1,1	20	32	60	●		x	7855026	LL600
0,9	22	25	35	●		x	7875003	NG472
0,7	24	19	22	●		x	7874995	NG941
2,2	14	50	345	●	x		7875121	NG592
1,7	16	50	210	●	x		4046963351700	NG602
1,3	18	45	100	●	x		4046963351656	NG611
1,3	18	32	105	●	x		7875115	NG622
1,1	20	32	60	●	x		7875109	NG631
0,9	22	25	35	●	x		7875090	NG651
0,7	24	19	22	●	x		7875084	NG581

Perfusion • Nutrition • Diabète

Robinets Luer 3 voies, prolongateurs, perfuseurs

PERFUSEUR AVEC MICROPERFUSEUR INTRAFIX KIT PRIMELINE

Acl 4218931 Phon. KJ900

PERFUSEUR AVEC SITE D'INJECTION EN Y

Acl 2400851 Phon. RJ622

PERFUSEUR AVEC ROBINET TROIS VOIES ET AIGUILLE



Acl 2400849 Phon. RJ602



ROBINET LUER 3 VOIES DISCOFIX®

Possibilité de rotation du robinet sur 360° sans limitation, résistant aux lipides jusqu'à 24 heures, résistant à la pression 2 bars.

Constitué de boisseau et ailettes de couleur, de 2 embases femelles verrouillables munies d'un obturateur, d'un embout mâle à verrou mobile.

	Acl 7254206	Phon. AA296
	Acl 7254198	Phon. AA304



PROLONGATEUR BRAUN LINÉAIRE AVEC ROBINETS 3 VOIES

En PVC sans DEHP. Résistance à la pression 4 bars.

Constitué de 2 embouts Luer verrouillables (mâle à lock mobile purgeable et femelle) reliés par une longueur variable de tube (diamètre 2,5 x 4 mm), d'une tubulure souple et transparente.

Longueur	Volume résiduel nominal	Acl	Phon.
0,25 m	1,2 ml	7559696	AP059
1 m	4,9 ml	7559710	AP083



RÉGULATEUR DOSIFLOW 3

Avec régulateur de débit, sans site Dosiflow3 et perfuseur 202115.

Acl 2400850 Phon. RJ613



OBTURATEUR STOPPER JAUNE

Obturateur mâle muni d'un site d'injection permettant d'obturer une embase femelle. Composition : 1 cône mâle 6% protégé par le boîtier de l'obturateur et 1 site d'injection sans latex avec une aiguille de diamètre 0,6 mm.

Acl 7403787 Phon. LC902



Perfusion • Nutrition • Diabète

Seringues

SERINGUES TERUMO 3 PIÈCES

Seringue sans aiguille, stérile, à usage unique, sans latex et de conception ergonomique ; la collerette rigide et le bouton poussoir garantissent le contrôle de la dose et de la stabilité durant l'injection.

Une butée de piston ferme empêche la désolidarisation et une exposition accidentelle à des liquides dangereux ou infectieux.

Le joint à double contact assure une parfaite étanchéité et permet un déplacement régulier et précis du piston.



Contenance	Montée	Non montée	Centré	Excentrée	Conditionnement	Acl	Phon.
2 ml	X		<i>Aiguille amovible</i>		Boîte de 100	2429983	BD373
2,5 ml		X	X		Boîte de 100	2705905	AF933
5 ml		X	X		Boîte de 100	2713224	AF942
10 ml		X		X	Boîte de 100	2702812	AF953
10 ml	X		X		Boîte de 100	2429049	CB913
20 ml		X		X	Boîte de 50	2703935	AF963
50 ml		X		X	Unité	2430845	HI692
50 ml		X		X	Boîte de 25	2430928	HI703

SERINGUE TERUMO TUBERCULINE AVEC AIGUILLE 1 ML • 45/100

Seringues de précision, stériles, à usage unique.

Sans latex.

Boîte de 100.

Acl 2436983	Phon. KY918
-------------	-------------

**Sans
LATEX**



SERINGUES DISCARDIT II 2 PIÈCES CORPS + PISTON, NON MONTÉES

Seringue pour l'injection intraveineuse en contact direct ou indirect avec le patient (ligne de perfusion, robinets) et le transfert de médicaments.

Force de glissement du piston réduite à 300 g. Tige de piston sécable pour éviter toute réutilisation. Ne pas utiliser sur pousse-seringue.

Sans latex.

Contenance	Centré	Excentrée	Conditionnement	Acl	Phon.
2 ml	X		Boîte de 100	2433921	HH686
5 ml		X	Boîte de 100	2433938	HH698
10 ml		X	Boîte de 100	2433950	HH710
20 ml		X	Boîte de 80	2433944	HH704
50 ml	<i>Embout sonde</i>		Unité	2430762	JC382
			Boîte de 60	2430667	JC381



Perfusion • Nutrition • Diabète

Seringues

SERINGUES EMERALD™ 3 PIÈCES (CORPS + PISTON + JOINT DE PISTON NON MONTÉS)

Fabriquées avec 30% de matériau en moins sur un site de production éco-responsable.

Contenance	Centré	Excentrée	Conditionnement	Acl	Phon.
2 ml	X		Boîte de 100	2400640	RH221
5 ml	X		Boîte de 100	2400641	RH232
10 ml	X		Boîte de 100	2400642	RH241
20 ml		X	Boîte de 120	2434004	HH787



SERINGUES BD PLASTIPAK LUER LOCK

Sans aiguille, graduée.

Contenance 20 ml	Acl 6421694	Phon. NP851
Contenance 30 ml	Acl 7004165	Phon. MA434
Contenance 50/60 ml	Acl 6158765	Phon. WE995



SERINGUES DE GAVAGE AVEC EMBOUT CATHÉTER

Seringue stérile à usage unique, sans aiguille et composée de 3 pièces : le corps, le piston et le joint de piston.

Embout cathéter qui permet de fixer des sondes ou autres tubulures pour injecter et prélever des fluides médicamenteux, tandis que le cylindre transparent de la seringue permet un contrôle parfait de l'injection.

Sans latex, sans DEHP et sans Phtalate.

Contenance	Conditionnement	Acl	Phon.
50 ml	Unité	6159084	YV142
60 ml	Boîte de 60	2422573	IF833




SERINGUES INSULINE OMNICAN®

Seringues pour injection sous cutanée d'insuline.

Aiguille sertie sécurisée par un adaptateur, graduations en UI.

Graduation	Aiguille	Acl	Phon.
1 ml 100 UI	8 mm x 0,3	7917865	KU675
0,5 ml 50 UI	12 mm x 0,3	7917859	KS902
1 ml 100 UI	12 mm x 0,3	7917871	KS919



Désinfection & protections

L'hygiène des mains

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE ANIOSGEL 85 NPC® 1



Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500 (2013), EN 12791.

Mycobactéricide : EN 14348.

Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624.

Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.).

Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A (H1N1), VRS).

Contenance 300 ml	Acl 3597610110799	Phon. RH071
Contenance 500 ml	Acl 3597610273360	Phon. RH091
Contenance 1 litre	Acl 3597610180774	Phon. RH081
Présentoir de 15 flacons de 75 ml	Acl 2449968	Phon. AB802



RH081



RH091

SAVON DOUX HAUTE FRÉQUENCE



Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier. Particulièrement recommandé en cas d'utilisation fréquente.

PROPRIÉTÉS :

Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.

Conforme à la Pharmacopée Française.

Contenance 500 ml	Acl 2429003	Phon. CA582
Contenance 1 litre	Acl 2423704	Phon. GZ780
Contenance 5 litres	Acl 2423710	Phon. GZ988



TESTÉ & APPROUVÉ
en milieu hospitalier



RH071



GZ988



GZ780



GZ988



AB802

1. Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Désinfection & protections

Désinfection de l'instrumentation

LINGETTES WIP'ANIOS EXCEL® 1 2

Allie efficacité et respect de l'utilisateur et de l'environnement.

Sans parfum, sans alcool, large spectre virucide, viscosité 100 % biodégradable.

Traitement des surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

La solution d'imprégnation est : Bactéricide en 3 min, 20°C (EN 13727, EN 13697, EN 14561). Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C (EN 13624, EN 13697, EN 14562). Active selon EN 14476 en 1 min, 20°C, sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus. Active selon EN 14476 en 5 min, 20°C, sur Polyomavirus SV40 et en 30 min, 20°C, sur Norovirus.



Sachet de 100	Acl 3597610423949	Phon. IE462
Sachet de 50	Acl 3597610436031	Phon. IE473

LINGETTES ANIOS®

Imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante, pour le traitement des surfaces et des dispositifs médicaux entre deux patients. Agréablement parfumées.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

La solution d'imprégnation des Linget' Anios® est bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 1276), levuricide en 5 min, 20°C (EN 1275, EN 1650), active sur HIV-1 et Herpes virus en 1 min et sur HBV en 15 min, 20°C.



3 paquets de 120 + 1 boîte (vide)	Acl 2424017	Phon. HF926
---	-------------	-------------

LINGETTES DÉSINFECTANTES STERNOSEPT

La boîte vide est un récupérateur d'aiguilles.

PROPRIÉTÉS :

Norme AFNOR bactéricide, norme AFNOR 72151 / virucide, norme AFNOR 72180 / fongicide norme AFNOR 72201 (actif sur candida albicans)
Contient du formaldéhyde.

Boîte de 120	Acl 2424997	Phon. TB990
--------------	-------------	-------------



1. Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

2. Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Désinfection & protections

Désinfection de l'instrumentation

HEXANIOS G+R^{®1 2}

Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min, 0,25%, 20°C : EN 1040, EN 13727. Actif sur SARM en 5 min, 0,1%, 20°C : EN 13727. Actif sur Mycobactérium tuberculosis (BK) en 15 min, 0,5%, 20°C. Levuricide en 5 min, 0,25%, 20°C : EN 1275, EN 13624. Actif sur HIV-1 et HBV en 10 min à 0,5%, 20°C. Actif sur BVDV (virus modèle HCV) et Herpes virus en 5 min à 0,5%, 20°C.

Bidon de 1 litre

Acl 2434300

Phon. HO989



STERANIOS 2%^{®1 2}

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

COMPOSITION :

Solution de glutaraldéhyde (2%) tamponnée à pH 6, en présence d'un catalyseur d'effet de surface, colorant et excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561.

Mycobactéricide : EN 14348, pr EN 14563. Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562. Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV, Herpèsvirus et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile)

Bidon de 5 litres

Acl 2434286

Phon. HO955



LESSIVE ATOMISÉE DÉSINFECTANTE ^{1 2}

Lavage et désinfection du linge, tous textiles : blancs, couleurs, coton et synthétiques, dès 40°C, même en eau très calcaire.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Formule hautement oxydante (perborate + activateur). Bactéricide (NF EN 1040, NF EN 1276).

Sac de 15 kg.

Acl 2421585

Phon. CO950



1. Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

2. Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Désinfection & protections

Désinfection des pièces et des surfaces



BACTÉRICIDE ASSAINISSEUR AUTOPERCUTANT ONE SHOT®

Élimine par pulvérisation la prolifération des micro-organismes. Propulseur ininflammable. Permet de traiter un volume d'environ 55 m³. Mode d'emploi : Aérosol auto percutant. Laisser agir quelques minutes, puis aérer. Désinfecte les chambres de malades, ambulances, salles d'attente, bureaux, salles de classe, hôtels...
50 ml net.

Acl 2413054 Phon. T1300

BOMBE BACTÉRICIDE MENTHE

Aérosol bactéricide à la menthe, arrête la prolifération des micro-organismes tout en éliminant les mauvaises odeurs. Idéal pour désinfecter les endroits difficilement accessibles. Satisfait la norme AFNOR 72-151 relative à la détermination de l'activité bactéricide.
1000 ml, vendue à l'unité.

Acl 2427783 Phon. TG710

BOMBE AÉROSOL ACARICIDE

Acaricide puissant, immédiat et longue durée. ACTIF CONTRE LA GALE. Action instantanée au contact des acariens. Protège la zone traitée pendant 4 semaines.
400 ml net

Acl 2417804 Phon. BB523

SPRAY AÉROSOL ACARICIDE

Actif contre les acariens. Action instantanée au contact des acariens. Protège la zone traitée pendant 4 semaines.
400 ml net.

Acl 6434283 Phon. MG702

SPRAY ANTIPUNAISE DE LIT

Élimine les punaises de lit des textiles contaminés. Sans odeur, son efficacité peut se poursuivre pendant plusieurs semaines.
400 ml net.

Acl 2150755 Phon. MG692

Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précautions.

Avant toute utilisation, lisez attentivement l'étiquette et toutes les informations concernant ce produit.



Désinfection & protections

Désinfection des pièces et des surfaces



ANIOSPRAY SURF 41^{®1 2}

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, câbles et connectiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie ...).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Conforme à la norme T 72-281 (bactéricide, levuricide) en 5 mn de contact à la dose de 80ml/m². Actif sur bactéries EN 1040, EN 13727, EN 13697 T 72-281 : temps de contact 5 mm • Actif sur Mycobactéries EN 14348, EN 13697 : temps de contact 5 mm • Actif sur levures EN 1275, EN 13624, EN 13697 T 72-281 : temps de contact 5 mm • Actif sur moisissures EN 1275, EN 13624, EN 13697 : temps de contact : 15 mm • Actif sur virus PRV (virus modèle HCV), BVDV (virus modèle HBV), HSV, Vaccinia virus : temps de contact : 1 mm.

Bidon de 5 litres	Acl 3597610445538	Phon. IE423
Bidon 1 litre + pompe	Acl 3597610445514	Phon. IE413



ANIOSPRAY SURF 29^{®1 2}

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, câbles et connectiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie ...).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

Solution prête à l'emploi : bactéricide et levuricide en 5 min, 20°C, à la dose de 80 ml/m² conformément à la norme NF T 72-281. Conforme aux normes d'efficacité antimicrobienne: Bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697). Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 30 min, 20°C : EN 1275, EN 13624, EN 13697. Actif en 1 min, 20°C, sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.

Bidon de 5 litres	Acl 3597610421747	Phon. IE453
Bidon 1 litre + pompe	Acl 3597610421761	Phon. IE433



PULVÉRISATEUR 1 LITRE

Utilisable sur flacon d'AMPHOSPRAY SURF et d'ANIOSPRAY SURF.

Pour flacon 1 litre.

Acl 3597610003912	Phon. IG053
-------------------	-------------

1. Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

2. Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Désinfection & protections

Désinfection des pièces et des surfaces



ANIOS® DÉTARTRANT SANITAIRE ECOCERT

Détergent, détartrant, désinfectant destiné au nettoyage quotidien des sanitaires : faïence, émail, robinetterie, baignoire, douche, paroi verticale, toilettes..

Sans phosphore : contient deux acides biodégradables (Acide lactique et Acide glycolique).

Sans C.O.V. (Composés Organiques Volatils).

Solution prête à l'emploi.

Bactéricide en 5 min (EN 1276, EN 13697).

Contrôlé par ECOCERT GREENLIFE F.32600.

750 ml

Acl 3597610251221

Phon. IA423



SURFA'SAFE PREMIUM 1 2

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (sondes échographiques classiques, câbles et connectiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexe...)

COMPOSITION :

Chlorure de didécyl diméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES :

Actif sur bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561(3 min) • EN 13727 sur ERV, A. baumannii LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM (1 min) • EN 13697 sur ERV, A. baumannii LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM (2 min).

Actif sur levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 (5 min).

Actif sur moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 (20 min).

Actif sur virus : Rotavirus, PRV, HSV, Vaccinia virus, BVDV (1 min) • Polyomavirus SV40 (5 min) • Norovirus (30 min)

750 ml

Acl 2411397

Phon. HE083



SURFANIOS PREMIUM 1 2

PRODUIT À DILUER : 20 ML = 8 L.

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...). Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Flacon doseur 1 litre

Acl 3597610246661

Phon. PI551



1. Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

2. Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Désinfection & protections

LES PROTECTIONS : les gants

**Nouveau
CONDITIONNEMENT
courant 2018**

GANTS LATEX AMBIDEXTRES

> Poudrés - Non stériles • Boite de 100

Taille 6/7	Phon. DL142
Taille 7/8	Phon. DL151
Taille 8/9	Phon. DL162

> Non poudrés - Non stériles • Boite de 100

Taille 6/7	Phon. DL172
Taille 7/8	Phon. DL181
Taille 8/9	Phon. DL192



GANTS VINYLES AMBIDEXTRES

> Poudrés - Non stériles • Boite de 100

Taille 6/7	Phon. ME713
Taille 7/8	Phon. EG333
Taille 8/9	Phon. EG342

> Non poudrés - Non stériles • Boite de 100

Taille 5/6	Phon. UF810
Taille 6/7	Phon. ME663
Taille 7/8	Phon. ME683
Taille 8/9	Phon. ME673



GANTS NITRILES AMBIDEXTRES

Non poudrés - Non stériles • Boite de 100

Taille 6/7	Phon. GK641
Taille 7/8	Phon. GK651
Taille 8/9	Phon. GK662



DOIGTIERS LEGUEU

Non poudrés - Non stériles • Paquet de 100

Taille unique	Acl 2431514	Phon. GP441
---------------	-------------	-------------



GANTS LATEX PRECINIUM

Poudrés - Stériles • La paire

Taille 6,5	Acl 3700149440091	Phon. PG761
Taille 7,5	Acl 3700149440114	Phon. PG752
Taille 8,5	Acl 3700149440138	Phon. PG741



Désinfection & protections

LES PROTECTIONS : masques, vêtements de protection

MASQUE CHIRURGICAL TYPE II

Très haute filtration, non stérile, 3 plis, anti-buée et hypoallergénique.
En polypropylène non tissé, barrette nasale extra longue.
2 versions : à lacets ou à élastiques ronds auriculaires.

Boîte de 50.

Masque à élastiques ronds auriculaires	Acl 9621169	Phon. AA114
Masque à lacets	Acl 2431572	Phon. AD514



LUNETTES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Branches aérées, vision périphérique.
En polycarbonate, sans latex.

Acl 2421579	Phon. CP380
-------------	-------------



CHARLOTES, SURCHAUSSURES (PAIRES), TABLIERS ET BLOUSES

À usage unique, non tissées, non stériles, taille unique.

Désignation	Conditionnement	Acl	Phon.
Charlottes	Boîte de 100	2713514	AF562
Surchaussures	La paire	2423532	FH759
Tabliers	Paquet de 100	2435191	UC220
Blouses	Sachet de 10	2423147	AE163



AF562



FH759



UC220



AE163

Désinfection & protections

LES PROTECTIONS : Draps d'examen, champs de soins

DRAPS D'EXAMEN

Coloris Blanc. 2 plis
128 formats prédécoupés.
Carton de 9 rouleaux.

Acl 7322540976748 Phon. NF243




CH563

DRAPS D'EXAMEN PLASTIFIÉS

Coloris Bleu.
Dimensions : 180 formats prédécoupés 38 cm.
Largeur : 50 cm.
Carton de 6 rouleaux.

Acl 4940972 Phon. HH555



HH555

CHAMPS DE SOINS

Stériles à usage unique, ouate de cellulose / 1 face
absorbante imperméable.
Dimensions : 38 x 45 cm.
Non troués.

Acl 2407160 Phon. II537

CHAMPS DE SOINS

Stériles à usage unique, ouate de cellulose / 1 face
absorbante imperméable.
Dimensions : 50 x 60 cm.
Troués.

Acl 2412698 Phon. AU610



II537

tetra
medical

Instrumentation

Ciseaux, pinces, bistouris

CISEAUX DAUPHIN Droits, 16 cm, inox	Acl 4142062	Phon. RL100
CISEAUX DAUPHIN Droits, 14 cm, inox	Acl 4142056	Phon. RL090
CISEAUX DE JESCO Coloris noir, 19 cm	Acl 2433849	Phon. GO300
CISEAUX POINTUS À usage unique, stériles, lames acier inoxydable 115 mn	Acl 2433772	Phon. HH432
CISEAUX DROITS, BOUTS RONDS Stériles, à usage unique	Acl 2435736	Phon. AE273

PINCE KOCHER SANS GRIFFE Droite, inox, 14 cm	Acl 9652951	Phon. RL121
PINCE KOCHER AVEC GRIFFRE Droite, inox, 14 cm	Acl 9652968	Phon. RL110
PINCE KOCHER À USAGE UNIQUE Droite, 14 cm	Acl 2433855	Phon. GO280

BISTOURIS STÉRILES N° 10 Boîte de 10	Acl 2431425	Phon. PW455
BISTOURIS STÉRILES N° 11 Boîte de 10	Acl 2431431	Phon. PW463
BISTOURIS STÉRILES N° 12 Boîte de 10	Acl 2433737	Phon. HH407
BISTOURIS STÉRILES N° 15 Boîte de 10	Acl 2431448	Phon. PW448
BISTOURIS STÉRILES N° 23 Boîte de 10	Acl 2431454	Phon. PW430

LAME COUPE-FILS STÉRILE Boîte de 100	Acl 2423667	Phon. GO290
--	-------------	-------------



Lames et manches de bistouris :
Contactez votre agence OXYPHARM.



Instrumentation

Curettes, pinces, ôte agrafe, clamps

CURETTE DERMATOLOGIQUE INOX Pleine, N° 3.	Acl 2433789	Phon. HH464
CURETTE DERMATOLOGIQUE INOX Pleine, N° 4.	Acl 2433795	Phon. HH508


CURETTE DERMATOLOGIQUE STÉRILE À usage unique, N° 2. Boîte de 20.	Acl 2440619	Phon. UF820
CURETTE DERMATOLOGIQUE STÉRILE À usage unique, N° 3. Boîte de 20.	Acl 2415219	Phon. UF840
CURETTE DERMATOLOGIQUE STÉRILE À usage unique, N° 4. Boîte de 20.	Acl 2436227	Phon. UF830

PINCE À DISSÉQUER 901 Stérile, à usage unique, 113 mm. En polypropylène, sous blister.	Acl 2425755	Phon. HL721
---	-------------	-------------

ÔTE AGRAFE STÉRILE À usage unique, en métal.	Acl 2429782	Phon. EZ621
--	-------------	-------------

CLAMP DE CUNNINGHAM Cuivre malléable, 64 mm.	Acl 4077637	Phon. QD440
--	-------------	-------------

CLAMP OMBILICAL DE BAR	Acl 2422403	Phon. CH646
-------------------------------	-------------	-------------



Soins et pansements

Sets de pansements, de suture, de soins

Désignation	Composition	Acl	Phon.
Set de pansements stériles DK808E	- 1 blister 3 alvéoles - 2 pinces anatomiques : 1 verte + 1 bleue - 3 boules en non tissé 20 x 20 cm	2400826	SB403
Set de pansements stériles SA801	- 1 blister 3 alvéoles - 1 pince anatomique verte - 5 boules en non tissé 20 x 20 cm	2434205	DD931
Set de pansements stériles DK812	- 1 blister 4 alvéoles - 2 pinces anatomiques (1 verte et 1 bleue) - 5 boules en non tissé 20 x 20 cm - 5 compresses NT 7,5 x 7,5 cm - 1 champ de soins 38 x 45 cm	2423845	DD911
Set de pansements stériles DK807	- 1 blister 4 alvéoles - 1 pince anatomique verte - 1 pince Kocher bleue - 5 compresses NT 7,5 x 7,5 cm	2423868	DD921
Set de pansements stériles DK815	- 1 blister 4 alvéoles - 1 pince anatomique verte - 1 pince Kocher bleue - 5 boules en non tissé 20 x 20 cm - 5 compresses NT 7,5 x 7,5 cm - 1 champs de soins 38 x 45 cm	2428989	UC241
Set de pansements stériles DK821C	- 1 pince anatomique verte - 1 pince Kocher bleue - 5 tampons en non tissé 20 x 20 cm	2400119	MC362
Set de pansements stériles N° 23	- 1 blister 4 alvéoles 15 x 20 - 2 pinces anatomiques (1 blanche et 1 rouge) - 1 pince Kocher bleue - 5 tampons de gaze 3 cm - 5 compresses NT 7,5 x 7,5 cm - 1 champ de soins 32 x 45 cm	2431359	GO060

Set de suture stérile DK924	- 1 blister 4 alvéoles - 1 champ plastifié 38 x 45 cm - 1 champ absorbant adhésif 50 x 60 cm troué Ø 8 cm - 1 pince micro Adson sans griffe en métal - 1 porte aiguille métal - 1 paire de ciseaux à bouts pointus - 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm	2429196	LC150
Set d'ablation de suture stérile DK915P	- 1 pince à dissection - 1 paire de ciseaux - 1 compresse DK915P	2407556	JA433

Soins et pansements

Sets de pansements, de suture, de soins



Les sets de pansements SYLASET sont conçus par des infirmiers et pour des infirmiers.

Conditionnement :

Boîte sous blister accompagnée d'une notice pour 3 soins complets – avec vignette LPPR sur la boîte.

INDICATIONS :

Dispositif adapté pour le nettoyage, la désinfection et le recouvrement des plaies post-opératoires.

SYLASET PANSEMENT POST OP PETITE PLAIE < 5 CM

COMPOSITION :

- 3 blisters stériles : 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm – 1 champ de soin imperméable 38 x 45 cm – 1 pince anatomique grise à mors fins – 1 pince anatomique verte à double mors
- 3 pansements adhésifs stériles SYLAPLAIE 10 x 8 cm avec compresse centrale
- 3 pansements film adhésifs SYLAFILM 12,5 x 10 cm, avec système applicateur
- 3 sacs collecteurs de déchets hors piquant, coupant, tranchant
- 1 coupe-fils stérile
- 1 notice d'utilisation

Acl 6022871

Phon. NE471

SYLASET PANSEMENT POST OP MOYENNE PLAIE 5 CM – 10 CM

COMPOSITION :

- 3 blisters stériles : 5 compresses en non tissé 10 x 10 cm – 1 champ de soin imperméable 38 x 45 cm – 1 pince anatomique grise à mors fins – 1 pince anatomique verte à double mors
- 3 pansements adhésifs stériles SYLAPLAIE 15 x 10 cm avec compresse centrale
- 3 pansements film adhésifs SYLAFILM 20 x 15 cm, avec système applicateur
- 3 sacs collecteurs de déchets hors piquant, coupant, tranchant
- 1 coupe-fils stérile
- 1 notice d'utilisation

Acl 6022872

Phon. NE462

SYLASET PANSEMENT POST OP GRANDE PLAIE 10 CM – 20 CM

COMPOSITION :

- 3 blisters stériles : 10 compresses en non tissé 10 x 10 cm – 1 champ de soin imperméable 38 x 45 cm – 1 pince anatomique grise à mors fins – 1 pince anatomique verte à double mors
- 3 pansements adhésifs stériles SYLAPLAIE E 25 x 10 cm avec compresse centrale
- 6 pansements film adhésifs SYLAFILM 20 x 15 cm, avec système applicateur
- 3 sacs collecteurs de déchets hors piquant, coupant, tranchant
- 1 coupe-fils stérile
- 1 notice d'utilisation

Acl 6022873

Phon. NE461

PANSEMENT VELPEAU® SET STANDARD

Set de pansement pour plaies chroniques.

COMPOSITION :

5 Blisters Stériles composés chacun de :

- 1 champ de soin 38 x 45 cm.
- 2 pinces anatomiques.
- 10 compresses non-tissée 10 x 10 cm.

Hors blister :

- 5 films adhésifs transparents stériles 10 x 15 cm.
- 5 sacs collecteurs de déchets.
- 1 paire de ciseaux stériles.
- 1 notice.

Acl 4056649377320

Phon. NT200

 Velpeau®



Soins et pansements

Sets de pansements, de suture, de soins

SET DE PANSEMENTS POST-OPÉRATOIRES MEDISET®

- Un set stérile sous blister, constitué d'un ensemble de composants à usage unique, le tout dans un ordre déterminé, dans le but de réaliser un soin ou un geste particulier dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.
- Hors blister : un ensemble d'éléments apportant notamment une « solution système » pour simplifier et sécuriser le soin dans le respect de l'environnement (sac à déchets de soins (perforants interdits) - conforme à la nouvelle norme AFNOR NF, février 2001).
- Un ensemble d'informations proposées aux patients et aux soignants (protocole d'utilisation, numéro Vert, aide à la prescription).

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO).

Boîte de 3.

Les produits Mediset pansement Post Op sont des assemblages de dispositifs médicaux. Reportez-vous à la notice de l'assemblage ou aux notices d'utilisation des dispositifs médicaux pour plus d'information.
Assembleur : Laboratoires PAUL HARTMANN Sarl.
Date de création/dernière modification du document : mars 2013.

Grand modèle	Acl 9992440	Phon. JB292
Moyen modèle	Acl 9992457	Phon. JB290
Petit modèle	Acl 9992463	Phon. SF950



JB292 JB290 SF950

SET DE PANSEMENTS PLAIES CHRONIQUES MEDISET®

Nettoyage et la réfection de pansement à domicile dans le cadre de plaies chroniques avec peau périlésionnelle saine.

Boîte pour 5 soins complets.

Les produits Mediset pansement Post Op sont des assemblages de dispositifs médicaux. Reportez-vous à la notice de l'assemblage ou aux notices d'utilisation des dispositifs médicaux pour plus d'information.
Assembleur : Laboratoires PAUL HARTMANN Sarl.
Date de création/dernière modification du document : mars 2013.

Mediset standard	Acl 6161276	Phon. FE143
Mediset détersion	Acl 6161282	Phon. FE153



RG852

SET DE SOINS DE BOUCHE NON STÉRILES RAFFIN

Glycérinés, arôme citron. Adoucit la bouche et les lèvres.
Dimensions 150 x 4 mm.

Paquet de 3 écouvillons.

Acl 3700149460778	RG852
-------------------	-------



SI091

STYLET STÉRILE MEDISET® HARTMANN

Boîte distributrice de 10, emballage individuel stérile.

Fabricant : Laboratoires PAUL HARTMANN Sarl.
Organisme notifié : CE0123.
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Acl 5131468	Phon. SI091
-------------	-------------

BÂTONNETS DE SOINS

En plastique de 150 x 4 mm, coton de 31 x 10 mm.

Sachet de 50.

Acl 2409271	Phon. NG596
-------------	-------------



NG596



Soins et pansements

Pansements, tampons alcoolisés, bassins réniformes

PANSEMENTS

Non tissés, non stériles, blancs, dimensions 20 x 60 mm.
Paquet de 100 pansements, emballage individuel.

Acl 2412899	Phon. AU671
-------------	-------------



GA342

TAMPONS ALCOOLISÉS 70°

Désinfectent pour préparer la peau avant injection.
 Non tissés, imprégnés d'alcool isopropanol à 70 %.
 Dimensions : 4 x 4 cm.

Boîte de 100.

Acl 4077672	Phon. GA342
-------------	-------------



GA091



EA290

BASSINS RÉNIFORMES

À usage unique, blancs	Lot de 200	Acl 2414071	Phon. GA091
En plastique blanc, autoclave	À l'unité	Acl 2427406	Phon. EA290

CRACHOIRS AVEC COUVERCLE

À usage unique, PVC ⁽³⁾	Sac de 10	Acl 2438077	Phon. PW364
En plastique blanc ⁽⁴⁾	À l'unité	Acl 2438060	Phon. QM368



PW364



QM368

ABAISSES LANGUE EN BOIS

Modèles pour adulte	Boîte de 100	Acl 2422490	Phon. CI107
Modèles pour enfant	Boîte de 250	Acl 2422509	Phon. CI545



CI107



CI545

Soins et pansements

Spéculums, gels de contact

SPÉCULUM STÉRILE VAGINAL À USAGE UNIQUE

Pour la patiente : plus de confort grâce à un contact plus doux et garanti sans choc thermique, bord arrondi et absence de bruit lors de la manipulation.

Pour le praticien : transparence parfaite, adaptabilité à la morphologie de la patiente, vis de sécurité avec blocage rapide, pratique et sans préparation, économique à l'usage, sécurité psychologique pour la patiente.

COMPOSITION : résine STYRON 686-Polystyrénique transparent sans latex et sans PVC.

Vendu à l'unité.



Désignation		Acl	Phon.
Largeur 20 mm	○	370014940557	OI142
Largeur 24 mm	●	3700149407841	OI152
Largeur 26 mm	●	2435067	FF632
Largeur 30 mm	●	2436894	FF642

GEL DE CONTACT SUPRAGEL®

Empêche la prolifération fongique et virale, s'enlève après usage à l'aide d'un papier absorbant, ne tâche pas et n'abîme pas les sondes et le matériel, non gras, hypoallergénique.

Particulièrement adapté pour la fonction échographique.

Capacité	Acl	Phon.
Bidon de 250 ml	2409325	GO480
Bidon de 5 litres	2420574	AC863



Soins et pansements

Compresse, cotons, pansements et bandes



LES BANDES

> Bandes de crêpe coton SYLACREPE

En coton avec 2 filets de coton bleu en lisière.
Emballage individuel sous cellophane

Acl	Phon.	Dimensions
2400325	NI762	4 m X 5 cm
2400326	NI772	4 m X 7 cm
2403392	NI751	4 m X 10 cm
2400005	NI742	4 m X 15 cm



> Bandes adhésives élastiques SYLAPLAST

En non-tissé adhésive multi-extensible et hypoallergénique aux propriétés élasto-compressives.
Emballage individuel avec vignette LPPR sur la boîte.

Acl	Phon.	Dimensions
6004505	PF411	2,5 m X 3 cm
6004508	PF421	2,5 m X 6 cm
6004509	PF371	2,5 m X 8 cm
6004511	PF432	2,5 m X 10 cm



> Bandes extensibles SYLANYL

Emballage individuel sous cellophane avec vignette LPPR.

Acl	Phon.	Dimensions
2400327	NI781	4 m X 5 cm
2400328	NI792	4 m X 7 cm
2400329	NI801	4 m X 10 cm



LES SPARADRAPS

> Sparadrap SYLAFIX

Convient particulièrement aux articulations ainsi qu'à la fixation d'instruments (sondes, électrodes, canules...)

En non tissé adhésive multi-extensible et hypoallergénique.
Emballage individuel avec vignette LPPR sur la boîte.

Acl	Phon.	Dimensions
6017147	NH791	10 m X 5 cm
6017149	NH802	10 m X 10 cm

> Sparadrap SYLAPORE

Hypoallergénique adapté pour toute fixation et maintien de pansements et de matériel médical à renouvellement fréquent sur peaux sensibles, allergiques ou dévitalisées.
Boîte vignétée avec dévidoir.

Acl	Phon.	Dimensions
6017146	NE451	2,5 m X 9,14 cm

LES COMPRESSES STÉRILES

> Compresse de gaze hydrophile

100% coton avec vignette LPPR.
Qualité 17 fils, blanchie et purifiée.

Acl	Phon.	Dimensions	Conditionnement
9755148	NH731	7,5 X 7,5 cm	Boîte de 10 2 compresses /sachet
9755154	NH741	10 X 10 cm	
9755237	NH752	7,5 X 7,5 cm	Boîte de 50 2 compresses /sachet
9755243	NH652	10 X 10 cm	

> Compresse non tissée, viscosse et polyester

Qualité supérieure 40g/m².

Acl	Phon.	Dimensions	Conditionnement
9755208	NH661	7,5 X 7,5 cm	Boîte de 10 2 compresses /sachet
9755183	NH761	10 X 10 cm	
9756679	NH782	7,5 X 7,5 cm	Boîte de 50 2 compresses /sachet
9755266	NH772	10 X 10 cm	

COMPRESSES IMPRÉGNÉES SYLATULLE

Gaze stérile 100% coton à larges mailles imprégnées de paraffine. Non adhésive, non allergique.
Pansements sous pochette individuelle avec vignette LPPR.

Acl	Phon.	Dimensions	Conditionnement
5407456	NH642	10 X 10 cm	Boîte de 10

> Compresse non stérile

Gaze hydrophile 100% coton, 12 plis.

Acl	Phon.	Dimensions	Conditionnement
2434240	HO920	5 X 5 cm	Boîte de 100
2404374	GA262	7,5 X 7,5 cm	
2404368	GA122	10 X 10 cm	

> Compresse non tissée, non stérile

En viscosse et polyester.

Acl	Phon.	Dimensions	Conditionnement
2413700	GA132	7,5 X 7,5 cm	Boîte de 100
5407048	GA141	10 X 10 cm	

> Compresse non tissée, stérile

En viscosse et polyester.

Acl	Phon.	Dimensions	Conditionnement
2426625	GA151	7,5 X 7,5 cm	Boîte de 50 sachets de 5 compresses
2423377	GA161	10 X 10 cm	



Soins et pansements

Compresses, cotons, pansements et bandes



COMPRESSES DE GAZES 17 FILS STÉRILES

Compresses de gazes hydrophiles de coton, 8 plis. Pour le nettoyage et soins des plaies.

Boîte de 10, 25 ou 50 sachets de 2 compresses stériles emballées sous sachet.

Nb sachets par boîte	Dimensions	Acl	Phon.
10	7,5 x 7,5 cm	7639283	GT871
10	10 x 10 cm	7639343	GT921
25	7,5 x 7,5 cm	7639308	GT898
25	10 x 10 cm	7639366	GT936
50	7,5 x 7,5 cm	7639314	GT910
50	10 x 10 cm	7639372	GT948



EMBALLAGE individuel stérile

COMPRESSES NON TISSÉES STÉRILES

En viscose polyester, 4 épaisseurs. Pour le nettoyage et soins des plaies.

Boîte de 10, 25 ou 50 sachets de 2 compresses emballées sous sachet.

	Nb sachets par boîte	Dimensions	Acl	Phon.
Stériles	10	7,5 x 7,5 cm	7598265	GU043
	10	10 x 10 cm	7598271	GU090
	25	7,5 x 7,5 cm	7652421	GU051
	25	10 x 10 cm	7652415	GU116
	50	7,5 x 7,5 cm	7734550	GU066
	50	10 x 10 cm	7734544	GU140
Non stériles	100	7,5 x 7,5 cm	6014366	NK451
	100	10 x 10 cm	6014367	NK440



EMBALLAGE individuel stérile

Soins et pansements

Compresses, cotons, pansements et bandes

Conseils

Le coton est indiqué pour l'hygiène corporelle, la désinfection avant injection, le nettoyage dermatologique ...

COTON HYDROPHILE LPP

Conditionnement	Acl	Phon.
Sachets de 100 gr accordéon	6005425	PF831
Sachets de 250 gr accordéon	6005427	PF841
Sachets de 500 gr accordéon	6005428	PF812



COTON BOULES BLANCHES

Sachet de 700.

Acl 2955281	Phon. AU650
-------------	-------------



AU650



ME862

COTON COTONEIGE

Désignation	Acl	Phon.
Coton carré 5 x 5 cm Sachet de 500	5425032540044	ME871
Coton rectangle 8 x 10 cm Sachet de 200	5425032540051	ME862



AC873



COTON COTOPAD

Désignation	Acl	Phon.
Coton carré 5 x 5 cm Sachet de 500	9514746	AC873
Coton rectangle 8 x 10 cm Sachet de 200	9514752	BG812



BG812

COTON SYLAPADS

8 x 10 cm, fibres naturelles 100% coton extra blanc. Sachet de 200, fermeture par cordonnet.

Acl 6021579	Phon. NE452
-------------	-------------



NE452

Soins et pansements

Compresses, cotons, pansements et bandes



PANSEMENT CURAFIX® H

CARACTÉRISTIQUES : adhésif aéré, extensible, hypoallergénique, coloris blanc. Sparadrap extensible en longueur et en largeur, particulièrement adapté aux parties du corps difficiles à panser comme les articulations, le cou ou les plis cutanés.

INDICATIONS : pansements post-opératoires, fixation de sondes, canules, cathéters.

Dimensions	Acl	Phon.
10 m x 5 cm	7063794	GS311
10 m x 10 cm	7063802	GS326



PANSEMENT ADHÉSIF CURAPOR® STÉRILE

CARACTÉRISTIQUES : Support en non-tissé 100% polyester multi-extensible et aéré. Compresse centrale absorbante et non adhérente. Masse adhésive en polyacrylate.

INDICATIONS : plaies post-opératoires, soins d'urgence et petites blessures.

Boîte de 10. Stérile, emballé individuellement.

Dimensions	Acl	Phon.
7 x 5 cm	6013916	PG541
8 x 10,5 cm	6013922	PG551



EMBALLAGE individuel stérile

X 10



PANSEMENT CURAPOR® TRANSPARENT STÉRILE

CARACTÉRISTIQUES : Support transparent en polyuréthane extensible avec compresse centrale non adhérente et absorbante, masse adhésive en polyacrylate. Imperméable aux micro-organismes et à l'eau. Perméable à la vapeur d'eau et à l'air.

INDICATIONS : plaies post-opératoires et petites blessures, recommandé pour bain et douche.

Boîte de 10. Stérile, emballé individuellement.

Dimensions	Acl	Phon.
5 x 7,5 cm	4346089	BK170
8 x 10,5 cm	4346095	BK181



EMBALLAGE individuel stérile

X 10



Soins et pansements

Compresses, cotons, pansements et bandes



RONDELLES OCULAIRES

Stériles, pour les soins oculaires, en gaze hydrophile et coton, diamètre 7 cm.

Boîte de 10, sous emballage individuel.

Acl 6132381	Phon. HA824
-------------	-------------



EMBALLAGE individuel

PANSEMENT AMÉRICAIN STÉRILE VLIWAZELL®

CARACTÉRISTIQUES : stérile. Enveloppe en non-tissé, non adhérente. Garnissage absorbant.

INDICATIONS : pansements pour plaie très exsudatives.

Boîte de 10 pansements emballés individuellement sous sachet pelable.

Dimensions	Acl	Phon.
10 x 10 cm	7065497	GS451
15 x 20 cm	7065505	GS466
20 x 25 cm	7065511	GS490



EMBALLAGE individuel stérile

PANSEMENT GRAS LOMATUELL®

CARACTÉRISTIQUES : produit stérile composé d'une trame de gaze imprégnée de vaseline.

INDICATIONS : plaies faiblement exsudatives en phase de granulation, spécifiquement les plaies chroniques (ulcères, escarres, pieds diabétiques et brûlures du second degré).

Boîte de 10, emballage individuel, dimensions 10 x 10 cm.

Acl 7064960	Phon. DP870
-------------	-------------



EMBALLAGE individuel

PANSEMENT SUPER-ABSORBANT VLIWASORB® PRO

CARACTÉRISTIQUES : excellentes capacités d'absorption et de rétention, même sous compression. Retrait atraumatique et indolore. Aucun relargage d'exsudat, prévient le phénomène de macération.

INDICATIONS : en pansement primaire pour les plaies superficielles fortement exsudatives ou en pansement secondaire pour les plaies profondes fortement exsudatives.

Boîte de 10 pansements stériles non adhésifs, emballés individuellement.

Dimensions	Acl	Phon.
10 x 10 cm	6380506	PG051
12,5 x 12,5 cm	6380512	PG061
12,5 x 22,5 cm	6380529	PG021
22 x 22 cm	6380535	PG031
22 x 32 cm	6380558	PG042



EMBALLAGE individuel stérile

Soins et pansements

Compresses, cotons, pansements et bandes



JERSEY TUBULAIRE COTON

CARACTÉRISTIQUES : mailles fines 100 % coton non blanchi. Évite tout risque de plis sous l'appareillage.

INDICATIONS : capitonnage intérieur des plâtres naturels et synthétiques.

Emballage individuel sous sachet.

Dimensions	Acl	Phon.
5 m x 5 cm	6252990	CY703
5 m x 7 cm	6253009	SH233
5 m x 10 cm	6253015	SH282
5 m x 20 cm	6253038	MP399



EMBALLAGE individuel

SPARADRAP VELPEAU PORE®

Utilisé pour la fixation et le maintien de pansements ou de bandages.

Sparadrap hypoallergénique microporeux avec dévidoir.

Conditionnement individuel sous boîte.

Dimensions	Acl	Phon.
5 m x 2,5 cm	7130409	GS633
9,14 m x 2,5 cm	7344004	GS642



EMBALLAGE individuel

FILET TUBULAIRE TG® FIX

Filet tubulaire pour le maintien des pansements. Hautement élastique pour une fixation aisée, quelle que soit la partie du corps. Hypoallergénique. Longueur : 4 mètres.

Emballé individuellement sous boîte distributrice.

Taille	Acl	Phon.
A : doigt	7579291	GU280
B : doigt, main, pied	7579316	GU291
C : tête petite, bras, jambe.	7579322	GU306
D : tête grande, petit tronc	7579339	GU318
E : tronc fort, taille, aisselle	7579345	GU365



EMBALLAGE individuel

MÈCHES DE GAZE OPRACLEAN®

Gaze en coton, absorbante et imprégnée de iodoforme. Présentation sous dérouleur plastique.

Conditionnement sous sachet individuel.

Dimensions	Acl	Phon.
5 m x 1 cm	2400823	RL420
5 m x 2 cm	2400822	RL410
5 m x 5 cm	2400820	RL400

EMBALLAGE individuel



Soins et pansements

Compresses, cotons, pansements et bandes



Désignation	Dimensions	Coloris	Acl	Phon.
BANDE VELPEAU® NYL Élasticité longitudinale composé à 40 % de coton et à 60 % de polyamide. Sous cellophane.	3 m x 5 cm	Blanc	7240109	GT797
	3 m x 7 cm		7240115	GT805
	4 m x 5 cm		7240150	GT839
	4 m x 7 cm		7240167	GT847
	4 m x 10 cm		7240173	GT854
	4 m x 15 cm		7240196	DB993
BANDES DE CRÊPES VELPEAU® CARACTÉRISTIQUES : 100 % coton, extensibilité 130. Emballage individuel cellophane.	4 m x 5 cm	Blanc	7240026	GT714
	4 m x 7 cm		7240032	GT746
	4 m x 10 cm		7240049	GT763
	4 m x 15 cm		7240055	GT772
	5 m x 20 cm		7240084	GT789
BANDE COHÉSIVE NON TISSÉE VELPEAU® PRESS CARACTÉRISTIQUES : adhère sur elle-même sans coller à la peau. Convient aux patients allergiques au sparadrap. Extensible en longueur. Emballage individuel sous cellophane.	3 m x 7 cm	Blanc	9734867	FE192
		Chair	9738291	FE172
	3,5 m x 10 cm	Blanc	9737104	FE203
		Chair	9738316	FE183
BANDE DE COMPRESSION ADHÉSIVE VELPEAU® STRAPP CARACTÉRISTIQUES : perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Allongement longitudinal > 50 %. Emballage individuel sous cellophane.	2,5 m x 3 cm	Blanc	7534041	FM581
	2,5 m x 6 cm		7534058	FM596
	2,5 m x 8 cm		7534064	FM608
	2,5 m x 10 cm		7534070	FM614



Velpeau® Nyl



Velpeau®



Velpeau® Press



Velpeau® Strapp

Mobilier médical

DIVAN D'EXAMEN FIXE AVEC MARCHEPIED

Divan d'examen à hauteur fixe pour enfant et adulte à usage médical.

CARACTÉRISTIQUES :

Dimensions : 60 x 200 cm, hauteur fixe : 89 cm.

Relève-buste manuel.

Tige porte-rouleau.

Marche-pied escamotable

(à gauche ou à droite).

Revêtement skaï (large choix de couleurs).

Finition époxy (couleurs au choix).

Sur patins réglables.

Poids maximum du patient : 135 kg.

HMS-VILGO
fabricants de matériel médical



Marchepied
escamotable

Acl 5390224

Phon. AG773

TABLE DE MASSAGE OU D'EXAMEN Pliable (2 SECTIONS)

Pliable et transformable en valise pour les soins à domicile.

Bâti aluminium anodisé et pieds en acier époxy gris nuage.

Sellerie mousse moyenne densité avec revêtement anti-feu classe M1 coloris marine.

Poids : 17 kg.

Dimensions valise ouverte : 180 x 56 x 75 cm.

Acl 5490925

Phon. MH322



MIDMARK
BIOURNE VE CARL

GUÉRIDONS

Structure tube rond en acier inoxydable.

Plateaux en inox, galeries amovibles.

Roues caoutchouc silencieuses avec freins.

Existe en 2 ou 3 plateaux :

- Dimensions : 90 x 60 cm
- Dimensions : 70 x 50 cm
- Dimensions : 60 x 40 cm

Modèles à tiroir :

Même caractéristiques avec un tiroir sous le plateau supérieur.

2 dimensions :

- 60 x 40 x 80 cm
- 70 x 50 x 80 cm

Uniquement
SUR COMMANDE



INOX



Mobilier médical

ARMOIRES À PHARMACIE

Armoire 2 portes avec corps en acier poudré époxy.

Fonctionnelle : système de rangement étudié avec des infirmiers et médecins du travail.

Bosselage au-dessus des portes pour poser la clef (protection enfants).

Système de fermeture	Nombre de porte	Étagères	Acl	Phon.
Fermeture magnétique et serrure à clef.	2 portes	<ul style="list-style-type: none"> 5 étagères en plastique transparent vert. 6 étagères réglables en plastique transparent vert dans le corps. Dans chaque porte, 2 tablettes escamotables. 	2432548	FE242
Serrure à clef.	1 porte	<ul style="list-style-type: none"> 2 étagères en plastique transparent vert réglables en hauteur. 1 balconnet de rangement en plastique vert transparent. 	2420551	FE293



FE242



FE293



VITRINES

Porte «Securit» fermant à clef, dos et côtés en époxy blanc, 3 étagères réglables inox.

Dimensions	Nombre de porte	Acl	Phon.
530 x 350 x 1450 mm	1 porte	2704573	AG833
750 x 380 x 1700 mm	2 portes	2703042	AG823



AG833



AG823

Secours

Défibrillateur et accessoires

DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATISÉ DEF-I

Accessible au grand public, Def-i permettra aux témoins directs d'un incident cardiaque d'intervenir immédiatement et d'augmenter ainsi considérablement la chance de survie de la victime (Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007).

- Analyse de l'activité électrique du cœur de la victime.
- Reconnaissance d'une éventuelle anomalie du fonctionnement électrique du cœur à l'origine de l'arrêt cardiaque.
- Invite l'opérateur à délivrer le choc électrique, grâce aux informations vocales et visuelles.
- Autotest quotidien et à la mise en place de la batterie.
- Autotest hebdomadaire par simulation de choc électrique (charge et décharge).
- Vérification automatique et mensuelle de la mémoire.
- Temps de charge court de 10 secondes.

COMPOSITION :

- 1 haut parleur donnant les messages sonores afin de guider le sauveteur dans son action.
 - 1 métronome qui rythme les compressions thoraciques sur la victime, lors de la réanimation cardio-respiratoire.
 - 1 accumulateur d'énergie permettant de réaliser les chocs électriques.
 - 1 bouton unique pour administrer le choc électrique lorsqu'il est indiqué par l'appareil.
 - 1 paire d'électrodes de défibrillation pré-gélifiées, autocollantes avec câble intégré.
- Emballage hermétique, à usage unique.

Défibrillateur Def-i	AcI 9568989	Phon. GP850
Batterie défibrillateur Def-i	AcI 2033216	Phon. GO330
Paire d'électrodes supplémentaires Taille : adulte	AcI 2033340	Phon. GP830
Paire d'électrodes supplémentaires Taille : enfant	AcI 2033357	Phon. GP840
Armoire murale	AcI 2033328	Phon. GO320



Alarme d'ouverture
de porte

Secours

Insufflateurs, masque bouche à bouche, canules de Guedel

INSUFFLATEURS MONOPATIENT AMBU® SPUR II®

Concept monopatient pour réduire le risque de contamination croisée.
Composition du ballon garantit sans PVC (en SEBS), sans latex.
Certification CE.

Taille Adulte	Acl 2449856	Phon. TI220
Taille Pédiatrique	Acl 2449862	Phon. TI240
Taille Nourrisson	Acl 2449879	Phon. TI231



MASQUE BOUCHE À BOUCHE SAFE KISS

Permet une introduction aisée de sa valve dans la bouche de la victime ainsi qu'une insufflation efficace.
Valve anti-retour.
Mode d'utilisation directement imprimé sur le masque.
À usage unique.

Acl 2407585	Phon. JA491
-------------	-------------



CANULES DE GUEDEL (OU CANULES DE MAYO)

Dispositifs oro-pharyngés destinés à être mis en place chez des personnes présentant de graves troubles de la conscience (victime dans le coma...).

Conçues pour soutenir la base de la langue et éviter que celle-ci ne vienne obstruer les voies aériennes supérieures.
Canules stériles de haute qualité en Polyéthylène.

Taille N° 0	Acl 2404115	Phon. GY283
Taille N° 1	Acl 2404121	Phon. GY333
Taille N° 2	Acl 2404138	Phon. GY342
Taille N° 3	Acl 2404144	Phon. GY356
Taille N° 4	Acl 2404150	Phon. GY391

Le choix de la taille de la canule de Guedel.

Âge	Poids (kg)	Taille canule
Prématuré	moins de 2	0
Nouveau-né	2 à 3	0
1 mois	3 à 4	0
2 à 6 mois	4 à 6,5	0
6 à 12 mois	6,5 à 10	1
1 à 2 ans	10 à 13	1 ou 2
2 à 5 ans	13 à 15	2
5 à 7 ans	15 à 25	2 ou 3
7 à 10 ans	25 à 30	3
10 à 14 ans	30 à 40	3 ou 4
Après 14 ans	plus de 40	3 ou 4

Secours

Kit d'amputation, coussin compressif, pansement compressif

KIT D'AMPUTATION REFRIMED®

Garde durant 3 heures le membre au froid et en lieu stérile.

Livré prêt à l'emploi en mallette polystyrène (isotherme et anti-choc).

COMPOSITION :

- Accessoires nécessaires aux premiers soins du blessé.
- Dispositif de récupération du membre sectionné et ses accessoires dont une poche à double enveloppe contenant le système de froid instantané.

Dispositif médical agréé CE 0499.

Acl 7649287

Phon. QM400



QM400

COUSSIN COMPRESSIF DE PREMIÈRE URGENGE

Permet d'effectuer une compression sur une plaie pour stopper une hémorragie. Constitué d'une bande élastique dans laquelle est inséré un carré de mousse et un coussinet-compresse fixé par un adhésif qui permet l'absorption du sang.

Acl 4145534

Phon. DA423



DA423

PANSEMENT COMPRESSIF DE PREMIÈRE URGENGE

S'utilise essentiellement pour des blessures légères. La compresse est non adhésive et s'applique directement sur la peau. Comprime et absorbe le sang. Pansement stérile.

Acl 4145540

Phon. DA433



DA433

Secours

Chaud / froid



PACK CHAUD - FROID RÉUTILISABLE DONJOY

Effet antalgique du froid

INDICATIONS : post-opératoire, traumatismes.
Effet antalgique par ralentissement de conduction nerveuse, évite la formation d'œdème et diminue l'hématome.

Effet apaisant du chaud

INDICATIONS : torticolis, lumbago ...
A réchauffer dans de l'eau chaude (60°) de 5 à 10 minutes et appliquer sur la peau protégée par un linge.

Dim. 21 x 14 cm	Acl 7264593	Phon. AJ632
Dim. 29 x 27 cm	Acl 7892131	Phon MC147



AJ632



MC147



BG688



PACK DE FROID INSTANTANÉ

INDICATIONS : urgences de terrain.
Effet antalgique par ralentissement de la conduction nerveuse, évite la formation d'œdème et diminue l'importance de l'hématome.

Dim. 21 x 14 cm	Acl 7264618	Phon. BG688
-----------------	-------------	-------------

POCHE DE FROID INSTANTANÉ À USAGE UNIQUE

Après percussion, permet de soulager la douleur pour les contusions, entorses, coups.

Dim. 20,5 cm x 14,5 cm	Acl 4145557	Phon. DA443
------------------------	-------------	-------------



DA443

BOMBES DE FROID DONJOY

A utiliser sur les zones traumatisées, diminuent la douleur en agissant instantanément sur la conduction nerveuse.

Contenance 200 ml	Acl 7264570	Phon. BG700
Contenance 400 ml	Acl 7264587	Phon AJ623



AJ623



BG700



Secours

Couverture de survie, sacs d'aisance, brancard pliable

COUVERTURE DE SURVIE NON-STÉRILE

Fabriquée à partir d'un fil polyester métallisé très résistant et imperméable.

Le côté Or placé à l'extérieur protège du froid, de l'humidité et des intempéries et permet à l'utilisateur de conserver la chaleur à la température de son corps.

Le côté Argent placé à l'extérieur isole et protège de la chaleur et de l'insolation. Réfléchi 90% du rayonnement infra-rouge. Dimensions : 220 x 140 cm.



AcI 2424052

Phon. HF934

SAC D'AISANCE CARE BAG VOM CLEANIS®

Gélifie le vomi et empêche la dispersion de germes en cas d'infection.

Système de fermeture par lien coulissant et tampon super absorbant anti-odeurs.

Améliore et sécurise les conditions d'intervention de la famille et du personnel soignant, mais aussi du personnel urgentiste (ambulanciers, pompiers, SAMU, ...)

Solidifie jusqu'à 500 ml de liquides.

Boîte de 20.



AcI 7733987

Phon. JG852

BRANCARD PLIABLE

- Pliable en 2, dans la longueur et dans la largeur.
- Structure en tubes ronds aluminium.
- Tissu plastifié, lavable, ignifugé.
- Coloris orange.
- Charge maximale : 120 kg.
- Dimensions dépliées : 205 x 54 x 13 cm.
- Dimensions pliées : 102,5 x 9 x 19 cm.

Produits associés : housse de transport pour brancard SBRAN080 sur commande.

Uniquement
SUR COMMANDE



Secours

Venistop



VENISTOP

Cette mini-pompe aspirante fait resurgir de façon indolore tous les venins injectés par les insectes (guêpes, abeilles, taons, frelons...), serpents (vipères), arachnides (araignées, scorpions, aoûtats...), poissons (vives, rascasses...) ainsi que certaines plantes urticantes.

Peut être utilisée sur toute personne victime d'une piqûre ou morsure venimeuse et sur toutes les parties du corps à l'exception des paupières, muqueuses, parties génitales et tympans.

Ne se substitue pas à la consultation obligatoire et immédiate d'un médecin qui reste indispensable en cas de morsure de serpent, de piqûre de scorpion et de tout autre insecte et en cas de réaction importante de la victime.

Acl 3700116601258 Phon. NE802

Venistop en 4 étapes :

1. Placez sans forcer l'embout le mieux adapté au type et à l'emplacement de la piqûre ou morsure puis armez la pompe en tirant le piston à fond (à moitié pour un enfant).
2. Placez la pompe VENISTOP muni de son embout sur la blessure en le tenant d'une seule main.
3. Enfoncez le piston bien à fond et en fin de course vous ressentirez une aspiration puissante. Vous laissez alors la pompe VENISTOP agir pendant 20 secondes à 3 minutes (adaptez le temps d'aspiration selon les piqûres ou morsures, se reporter à la notice d'utilisation). Cette durée peut-être prolongée ou renouvelée sans inconvénient surtout dans les cas graves.
4. Soulevez ensuite le bouton du piston de la pointe du pouce pour retirer la pompe VENISTOP. Nous vous conseillons de manipuler votre pompe anti-venin avant d'en avoir l'utilité en consultant la notice. Nous vous conseillons également de la conserver à portée de main si vous vous trouvez dans un environnement à risque.



Secours

Trousses de secours

TROUSSE DE SECOURS ASEP ÉQUIPE

Kit de premiers soins fourni dans une trousse souple parfait pour équiper des véhicules ou des personnes qui travaillent en extérieur.

Convient également pour les voyages et la randonnée.

AcI 37001166001487 | Phon. NE803



Rangements pour bandes extensibles

COMPOSITION :

- 1 couverture de survie
- 5 compresses stériles 5 x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 2 pansements compressifs stériles PM
- 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 10 pansements adhésifs assortis
- 4 clips de fixation pour bandes
- 2 compresses désinfectantes à la chlorhexidine
- 2 compresses alcool 70°
- 2 compresses Chlorhexidine
- 2 compresses anti-coups calendula
- 2 sachets de gel anti-brûlures
- 2 sachets de gel bactéricide
- 1 paire de ciseaux
- 1 pince à échardes
- 1 paires de gants vinyle
- 1 guide de premiers secours en 6 langues

PACK TROUSSES DE SECOURS MINIBOX

Trousse de secours pour 1 à 4 personnes avec poches de rangement intérieure. Passant pour ceinture. Pour usage professionnel, activités sportives ou voyages. Convient également pour équiper les véhicules.

AcI 2038811 | Phon. EG102



EVASION



PRIMA

Trousse PRIMA 4 OXYPHARM

COMPOSITION :

- 1 coffret PRIMA 4 avec support mural,
- 1 couverture de survie
- 1 pansement compressif stérile 2,5 x 6 cm
- 1 pansement compressif stérile 2,5 x 10 cm
- 5 compresses stériles 5 x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 2 bandes extensibles 3 m 7 cm
- 1 sachet de 10 pansements adhésifs assortis
- 5 unidoses sérum physiologique
- 5 lingettes désinfectantes à la chlorhexidine
- 1 unidose d'hydrogel pour les brûlures
- 2 compresses anti-coups
- 2 compresses anti-moustiques
- 1 paire de ciseaux
- 12 épingles de sûreté
- 1 pince à échardes
- 2 paires de gants vinyle
- 1 guide de premiers secours en 6 langues

Trousse EVASION OXYPHARM

COMPOSITION :

- 1 pochette en nylon type EVASION
- 1 couverture de survie
- 1 pansement compressif stérile 2,5 x 6 cm
- 1 pansement compressif stérile 2,5 x 10 cm
- 5 compresses stériles 5 x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 2 bandes extensibles 3 m 7 cm
- 1 sachet de 10 pansements adhésifs assortis
- 5 unidoses sérum physiologique
- 5 lingettes désinfectantes à la chlorhexidine
- 1 unidose d'hydrogel pour les brûlures
- 2 compresses anti-coups
- 2 compresses anti-moustiques
- 1 paire de ciseaux
- 12 épingles de sûreté
- 1 pince à échardes
- 2 paires de gants vinyle
- 1 guide de premiers secours en 6 langues

Secours

Aspirateur trachéal

ASPIRATEUR TRACHÉAL ATOMIS SV4G

Appareil polyvalent, convient à la plupart des utilisations. Le réglage par manostat permet de régler la dépression à toutes valeurs entre -20 et 60 kPa (-200 à -600 mbar). La pompe est arrêtée automatiquement quand la dépression programmée est atteinte, procurant ainsi une grande sécurité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Débit : 20 l/mn.
- Dépression réglable de -20 à -60 kPa (200 à 600 mbar), avec vacuomètre de contrôle.
- Bocal 1 litre en verre.
- Grand flacon de sécurité : 120 ml.
- Tuyau PVC de gros diamètre (8,5 x 13 mm) : 1,30 m.
- Vanne pince-tube inox pour une aspiration rapide et puissante.
- Double raccord bi-conique pour branchement des sondes.
- Circuit d'aspiration lavable en cas d'absorption accidentelle de liquide.

Appareils électrique de classe 1 - type B.

Aspirateur trachéal SV4G	AcI 6019233	Phon. PD981
Flacon de sécurité 120 ml	AcI 5494320	Phon. MS804



ASPIRATEUR TRACHÉAL AVEC BATTERIE INTÉGRÉE VACUAIDE®

Traite les encombrements bronchiques des voies respiratoires par aspiration buccale ou trachéale. L'aspiration est réalisée à l'aide d'une sonde reliée à l'appareil.

Idéal pour une utilisation à domicile et répond aux normes ISO 601-1 pour l'aspirateur de mucosités de secours.

CARACTÉRISTIQUES :

- Puissance d'aspiration jusqu'à 550 mm Hg (730 mbar).
- Débit jusqu'à 27 lpm.
- Dimensions : 23 x 18 x 20 cm.
- Poids : 2,9 kg.
- Filtre bactérien intégré.
- Soupape d'arrêt du flotteur automatique (aspiration obstruée).
- Bocal à usage unique de 800 ml.
- Manomètre intégré.
- Batterie rechargeable, autonomie de 60 minutes.
- Sacoche de transport incluse.

Aspirateur trachéal Vacuaide®	AcI 4705654	Phon. HT210
Kit 1 monopatient Vacuaide®	AcI 4715457	Phon. HT221





LA PUÉRICULTURE

Un heureux évènement attend les futurs parents et ils doivent se préparer à cette nouvelle aventure. Pour les accompagner, Oxypharm propose un large choix de produits disponibles à la vente ou à la location pour la sécurité et le bien-être du bébé mais aussi pour le confort de la maman.

Nouveauté :

Proposez aux futurs parents de réaliser une liste de naissance dans votre pharmacie !

Sommaire

L'allaitement p. 234 - 244

Tire-lait, kits pour tire-lait et accessoires pour l'allaitement.

La surveillance et le soin de l'enfant p. 245 - 248

Thermomètres, pèse-bébé, humidificateurs, berceau, lits et matelas,...

La mobilité de l'enfant p. 249

Tricycles, poussette, sacs vomitoires,...

Les piles p. 250

Piles pour appareil auditif, tire-lait, pèse-bébé, thermomètre, pèse-personne,...

NOUVEAU
 DÉPOSEZ VOTRE LISTE DE NAISSANCE
 CHEZ VOTRE PHARMACIEN !

Facile Rapide

Thermomètre tétine
 Thermomètre oral rapide et précis
 de confort à son Turtin Sub

Oxypharm

L'allaitement

TIRE-LAIT FISIO

Tire-lait à cadence VARIABLE

2 phases d'aspiration :

- Rapide, de stimulation pour provoquer le réflexe d'éjection du lait.
- Lente, d'expression pour recueillir efficacement le lait maternel.

Présentation sous forme de box (36 x 25 x 18 cm), livré avec un kit tétérèle double complet Kolor® K24LD.

CE 0459 Dispositifs médicaux • Classe IIa (DDM 93/42)

Acl 6195401

Phon. CY154



> FLASHEZ-MOI

Fonctionnement du tire-lait FISIO

VENTES
&
LOCATIONS

DTTF
medical



CY154

TIRE-LAIT FISIO PRO

Tire-lait électrique automatique à cadence et dépression VARIABLES

Gestion indépendante du rythme et de la force d'aspiration, pour un allaitement adapté et confortable.

Idéal pour accompagner les mamans dans les pathologies les plus complexes.

Passerelle en douceur vers l'utilisation à domicile du Kitett Fio.

Présentation sous forme de box (36 x 25 x 18 cm), livré avec un kit tétérèle double complet Kolor® K24LD.

CE 0459 Dispositifs médicaux • Classe IIa (DDM 93/42)

Acl 2032211

Phon. RJ451

VENTES
&
LOCATIONS

DTTF
medical



RJ451

ERGONOMIQUE
&
CONFORTABLE

TIRE-LAIT MANUEL KOLOR PLAY

Design étudié pour une prise en main optimisée. Silencieux, simple à utiliser et à transporter.

Livré avec une tétérèle Kolor® 24L.

2 phases d'expression.

Hygiène maîtrisée (Technologie *Clean Valve*)

CE 0459 Dispositifs médicaux • Classe IIa (DDM 93/42)

Acl 6012512

Phon. RI551



> FLASHEZ-MOI

Fonctionnement du tire-lait KOLOR PLAY



RI551



DTTF
medical

L'allaitement

KIT TÉTERELLE EXPRESSION KOLOR

Comprend un biberon incassable en polypropylène 100 ml avec bouchon, un tuyau PVC et un flacon d'interface.

Réutilisable pendant toute la durée de l'utilisation du tire-lait.

Stérilisable dans l'eau en ébullition, au lave-vaisselle ou au micro-ondes.

Multi-taille : 4 diamètres intérieurs et 2 tailles confort : S (76 mm) ou L (90 mm)

CE 0459 Dispositifs médicaux • Classe IIa (DDM 93/42)

Système de pompage	Acl	Phon.	Taille confort	Diamètre intérieur	Code couleur
Simple pompage <small>* Sur commande</small>	5367716	NF673	S	21 mm	●
	5367722	NF672	L		
	5367751	CK841	S	24 mm	●
	5367768	CK831	L		
	5128242	JG422	S	26 mm	●
	5128302	TB330	L		
	5367797	FA872	S	30 mm	●
	5367805	FA882	L		
Double pompage* <small>* Sur commande</small>	5367739	NF662	S	21 mm	●
	5367745	NF661	L		
	5367774	HI713	S	24 mm	●
	5367780 *	-	L		
	5128207	JG432	S	26 mm	●
	5128182	TB340	L		
	5367811	HI723	S	30 mm	●
	5367828 *	-	L		



Intégrale et souple, s'adapte à la morphologie du sein.

Embout confort ergonomique, souple et doux.



L'allaitement



KOLORYOU®



KolorYou® est un outil pour aider à définir sa taille de tétérèlle.

Développée par DTF medical, l'application prend place dans le cadre de l'utilisation d'un tire-lait Kitett® et a pour objectif d'aider la maman à choisir la tétérèlle KOLOR® la plus adaptée à sa morphologie. Il suffit de photographier une carte à puce via la caméra de l'application et de l'utiliser comme référentiel sur sa poitrine grâce à un système de réalité augmentée.

D'après l'OMS, l'allaitement exclusif au sein est recommandé jusqu'à l'âge de six mois. De six mois à deux ans, l'allaitement vient en complément de la diversification. DTF medical a créé KolorYou® afin d'accompagner la maman utilisant un tire-lait Kitett® pendant son allaitement.

Choisir une taille de tétérèlle adaptée est la condition qui entraîne un allaitement réussi, confortable et efficace. KolorYou® inclut des recommandations sur la conservation du lait et sur les raisons d'utiliser un tire-lait. On retrouve également un mémo dans lequel la maman peut enregistrer la taille de tétérèlle adaptée à sa morphologie et choisir de sa mise à disposition. KolorYou® s'adresse aux mamans à domicile ou avec un professionnel de santé, en officine ou en consultation.



L'allaitement

MANUEL D'UTILISATION

Lors de l'utilisation de l'application KolorYou® les images réalisées sont éphémères et sont destinées à paramétrer l'application pour réaliser les mesures. Elles ne sont ni sauvegardées sur le téléphone, ni sur un quelconque serveur.



KOLOR® offre 4 tailles de tétérelles. Pour les essayer en **6 étapes** :

- > Réaliser les mesures **après une tétée** ou **après avoir tiré le lait**. Le mamelon ne doit pas être serré ni trop libre.
- > Si le mamelon est au **repos**, compter un espace de **2 mm** en plus autour de lui.



Photographier un document au **format carte à puce** (carte Vital, de fidélité ou de crédit) :

- > Ajustez la carte aux bords définis sur l'écran, appuyez sur l'icône caméra.
- > La photo doit être de bonne qualité : nette, avec une bonne luminosité, sans reflet.



Placer la carte devant l'objectif et **attendre l'apparition de cercles de couleur** en réalité augmentée.

Si les cercles n'apparaissent pas à l'écran, prenez à nouveau une photo ou changez de carte.

A défaut, une réglette de prise de mesure peut être téléchargée sur le site dttf.fr et imprimée au format papier.



Placer ensuite la carte **à côté du mamelon**.




Les cercles de couleur réapparaissent.

Déplacer la carte de manière à positionner un **premier cercle sur le mamelon**.



Choisir la taille de tétérelle selon la **couleur** du cercle **le mieux adapté au mamelon** :

- > Réaliser les mesures **après une tétée** ou après avoir tiré votre lait. Le mamelon ne doit pas être serré ni trop libre.
- > Si le mamelon est au **repos**, compter un espace de **2 mm** en plus autour de lui.



S'aider des illustrations ci-contre pour choisir le cercle le mieux adapté au mamelon.

Ne pas oublier de mémoriser la taille retenue après la prise de mesure puis de choisir l'embout confort en fonction de la forme du sein.

L'allaitement



TIRE-LAIT LACTALINE

Tire-lait à cadence VARIABLE PORTATIF

Livré avec son sac de transport (compartiment isotherme et accumulateur de froid)
Système Custom Control™ : le réglage des cycles et de la dépression dans la tétérelle sont indépendants (32 combinaisons de réglage)

CE 0459 Dispositifs médicaux • Classe IIa (DDM 93/42)

Acl 9588006 Phon. EG112



VENTES
&
LOCATIONS

EG112

SET LACTALINE SIMPLE POMPAGE

Convertible en tire lait manuel (pièce en sus), permet d'exprimer le lait directement dans n'importe quel flacon ou sachet de congélation. Comprend :

- Une tétérelle de 25 mm de diamètre (Taille standard)
- Un flacon de 120 ml.

Acl 4316473 Phon. EG123



EG123

TÉTÉRELLES LACTALINE CUSTOM FIT™

Pour set Lactaline.

Taille L (30,5 mm)

Acl 4134737 Phon. EG132

Taille XL (36 mm)

Acl 4134766 Phon. EG143



EXTRA SMALL Tétérelle standard avec un insert réducteur Flexishield™.	21,0 mm
SMALL Tétérelle standard avec insert.	22,5 mm
STANDARD Tétérelle incluse avec le tirelait Lactaline.	25,0 mm
MEDIUM Tétérelle large avec insert.	28,5 mm
LARGE * Tétérelle large.	30,5 mm
X-LARGE Tétérelle extra-large avec insert.	32,5 mm
XX-LARGE ** Tétérelle extra-large.	36,0 mm

L'allaitement

medela



TIRE-LAIT SWING™

Tire-lait nomade à double phase d'expression

Reproduit le schéma de succion de bébé grâce à sa technologie 2-phases Expression® qui imite la stimulation et l'expression du bébé au sein. Petit, silencieux et léger, il tient dans un sac à main et permet un usage nomade confortable et ponctuel.

Fourni avec un embout d'alimentation Calma®.

Appareil à patient unique : NE PAS LOUER

CE 0459 Dispositifs médicaux • Classe IIa (DDM 93/42)

Acl 4450496

Phon. FK130

ACHAT
UNIQUEMENT



NOMADE

TIRE-LAIT SYMPHONY®

Tire-lait à double phase d'expression.

Expression à deux phases qui reproduit le schéma de succion naturel du nourrisson, stimule l'écoulement de lait.

Réglage intuitif pour une expression confortable et efficace.

Adapté à une utilisation à long terme.

CE 0459 Dispositifs médicaux • Classe IIa (DDM 93/42)

Acl 2428392

Phon. GM820



VENTES
&
LOCATIONS

Conseils

TIRE-LAIT MANUEL OU ÉLECTRIQUE ?

Pour une utilisation occasionnelle, un tire-lait manuel suffit. Pour un usage fréquent, le tire-lait électrique sera plus efficace.

Un tire-lait efficace et confortable doit permettre d'exprimer son lait sans difficultés.



L'allaitement



LACTASET - SETS POUR LACTINA™

Comprend :

- 1 mode d'emploi Lactina™,
- 1 piston et son embout,
- 1 biberon 150 ml, 1 valve + 2 membranes,
- 1 connecteur, 1 tétérèlle 24 mm ,
- 1 tuyau silicone ,
- 1 bague jaune, 1 disque de fermeture jaune,
- 1 capuchon jaune,
- 1 pied support biberon jaune.

La composition varie en fonction du set (double ou simple pompage).

Appareil réutilisable à patient unique.

Lactaset Simple pompage	Acl 7889755	Phon. HR835
Lactaset Double pompage	Acl 7889761	Phon. IL576



Les sets à double pompage permettent une augmentation de la production de lait.

SYMPHOSET - SETS POUR SYMPHONY®

Comprend :

- 1 mode d'emploi Symphony,
- 1 Flyer Easy Expression,
- 2 biberons 150 ml, 2 valves + 2 membranes,
- 2 connecteurs, 2 tétérèlles 24 mm,
- 2 tuyaux silicone, 2 bagues jaunes,
- 2 disques de fermeture jaunes,
- 2 capuchons jaunes, 1 capsule membrane,
- 1 guide taille de tétérèlle.

La composition varie en fonction du set (double ou simple pompage).

Appareil réutilisable à patient unique.

Symphony Simple pompage	Acl 7889778	Phon. HA591
Symphony Double pompage	Acl 7889784	Phon. AF221



CRÈME PURELAN™ 100

Permet de prévenir et soulager les crevasses pendant l'allaitement.

Composition : 100% lanoline (graisse de laine), ne contient ni additif ni conservateur artificiel.

Acl 7880085	Phon. IG722
-------------	-------------



TUBE 37 G

L'allaitement

Conseils

CHOISIR LA BONNE TAILLE DE TÉTÉRELLE :


- L'utilisatrice doit centrer le mamelon dans l'embout de la tétérelle, démarrer le tire-lait et vérifier les éléments suivants :
- Le mamelon bouge librement dans l'embout de la tétérelle.
- Une petite partie de l'aréole, voire aucune, s'étire dans l'embout de la tétérelle.
- L'observation d'un mouvement doux et rythmé du sein à chaque cycle d'aspiration.
- La sensation que le sein se vide pendant toute l'expression.
- Des mamelons indolores.

Si la réponse est « Non » à l'une des affirmations ci-dessus, la taille de la tétérelle n'est pas adaptée à l'utilisatrice.

TÉTÉRELLES PERSONALFIT™

Il existe 5 tailles différentes de tétérelles PersonalFit™ pour s'adapter à chaque morphologie. Une taille de tétérelle adaptée combinée à un tire-lait Medela assure une expression confortable et efficace. Compatible avec l'ensemble des tire-laits Medela. Tous les tire-laits Medela sont livrés avec une tétérelle taille M. Boîte de 2.


Taille S	Diamètre : 21 mm	Acl 4822696	Phon. GK422
Taille M	Diamètre : 24 mm	Acl 4822650	Phon. GK431
Taille L	Diamètre : 27 mm	Acl 4822704	Phon. GK441
Taille XL	Diamètre : 30 mm	Acl 4822667	Phon. GK452
Taille XXL	Diamètre : 36 mm	Acl 4822673	Phon. GK461



Un lot de réglottes de mesure des mamelons peut être mis à disposition pour accompagner le choix de la tétérelle.



Le mamelon «frotte» sur le côté de l'embout.
ESSAYER UNE TÉTÉRELLE PLUS GRANDE.



Le mamelon est centré et bouge librement.



Le mamelon et le surplus de tissu aréolaire sont tirés dans l'embout.
ESSAYER UNE TÉTÉRELLE PLUS PETITE.

L'allaitement

Offre
quantitative

EMBOUT D'ALIMENTATION CALMA® ET BIBERON 150ML

Première et unique solution d'alimentation dédiée au lait maternel, qui permet à bébé de reproduire une technique de succion similaire à celle au sein. Bébé doit créer un vide (aspirer) pour faire s'écouler le lait. Il peut ainsi boire, déglutir et faire une pause, pour maintenir son oxygénation. Bébé garde son rythme naturel et individuel de succion et peut donc revenir plus facilement au sein. Embout en silicone.

Acl 9813986

Phon. SD431

SD431



SD440

EMBOUT D'ALIMENTATION SEUL CALMA®

Acl 9813992

Phon. SD440

BIBERON TASSE SOFTCUP™

Conçu comme une alternative idéale pour les nourrissons ne pouvant pas être nourris au sein. (bébés affaiblis ou prématurés) L'embout souple en forme de cuillère, repose doucement sur la lèvre de bébé réduisant les risques de renversement et se remplit automatiquement.

Acl 7880091

Phon. JQ611

JQ611



KH051

BIBERON SPECIALNEEDS®

Conçu pour les circonstances particulières qui empêchent les nourrissons de créer un vide d'air. (Fentes labio-palatine ou troubles neurologiques). Le lait s'écoule lentement et régulièrement, évitant ainsi l'absorption d'air. Quantité et débit réglable. Tétine en silicone.

Acl 4619736

Phon. KH051



GK411



BC644

TÉTINE EN SILICONE POUR BIBERON SPECIALNEEDS® OU HABERMAN

Acl 4619713

Phon. BC644

SYSTÈME DE NUTRITION SUPPLÉMENTAIRE OU DAL

Conçu pour l'apprentissage de la succion, la stimulation directe de la production de lait maternel et l'allaitement des bébés adoptés ou avec supplémentation sur long terme. Préserve le contact peau à peau entre la mère et son bébé. Convient pour tous les compléments bien dissous et le lait maternel. 3 tailles de tube différentes pour répondre à tous les besoins.

Acl 4619707

Phon. GK411

medela 

L'allaitement

Conseils

CONSERVATION DU LAIT MATERNEL

> Au réfrigérateur

Fermer le biberon avec un couvercle étanche et le stocker au réfrigérateur à une température de + 4°C. Ne pas conserver le lait dans la porte du réfrigérateur qui n'est pas assez froide. Le lait maternel peut être consommé dans les 48h après le recueil s'il est conservé au réfrigérateur.


> Au congélateur

Si le lait maternel doit être conservé plus de 48 heures, congelez-le à -18°C. Ne stockez pas le lait au freezer ou dans le compartiment à glaçons. Veillez à ne remplir le biberon qu'aux trois quarts. Le lait maternel ainsi stocké peut être conservé pendant 4 mois au congélateur. Pour le décongeler, le placer au réfrigérateur au moins 6 heures avec l'heure prévue pour la consommation. Le lait maternel décongelé peut se conserver au réfrigérateur et être consommé dans les 24 heures sinon il doit être jeté. **Attention, le lait décongelé ne doit pas être recongelé. Il ne faut pas ajouter de lait fraîchement recueilli à un biberon de lait congelé.**



SACHETS RECUEIL LAIT 180 ML (X25)

Conçus pour recueillir directement et conserver le lait maternel au réfrigérateur. 25 sachets de 180 ml par boîte. Sa double glissière renforcée et sa pochette de transport permettent un transport facile garantissant sans fuites. Son profil plat et sa composition sans BPA offrent une conservation du lait maternel au frigidaire et congélateur sans danger pour maman et bébé. Stockage sûr et hygiénique en préservant les qualités nutritionnelles du lait. Recommandations AFSSA 2005 : 4 heures de conservation à température ambiante, 2 jours au réfrigérateur (pas dans la porte) et 4 mois au congélateur. Ces temps de conservation ne sont pas cumulables.



medela

Acl 7612367050388

Phon. NE303

BOUTS DE SEIN CONTACT™

Conçus pour accompagner la tétée en cas de mamelons crevassés, irrités, plats ou ombiliqués. La finesse du silicone et la découpe ont été spécialement étudiés pour permettre de conserver la chaleur et le contact peau à peau avec bébé pendant la tétée.

Taille S 16 mm	Acl 6343712	Phon. CD932
Taille M 20 mm	Acl 6207021	Phon. KH900
Taille L 24 mm	Acl 6344798	Phon. GM306

VENDU PAR 2
dans une boîte
de transport



medela

L'allaitement

SAC DE TRANSPORT RÉFRIGÉRANT CITYSTYLE

Composition :

- 1 sac de transport
- 1 compartiment réfrigérant amovible
- 4 biberons 150 ml

AcI 4822762 | Phon. LE911



LE911

COUSSIN DE MATERNITÉ PEDIASOFT®

En perles micro-billes, imper-résistant et lavable.

Pendant l'allaitement : pour trouver une position adaptée et confortable, soulager son bras, épaule et nuque.

AcI 9889630 | Phon. PF951



PF951

COUSSIN DE MATERNITÉ

Enveloppe textile imper-respirante lavable, composé de microbilles de polystyrène. Housse 100% coton avec fermeture éclair.

Pendant l'allaitement : pour trouver une position adaptée et confortable, soulager son bras, épaule et nuque.

AcI 7965137 | Phon. BP040



BP040



COMPRESSES D'ALLAITEMENT MOTHERMATES

Disque de 7,6 cm, constituées d'hydrogels hydrophiles à base de polyuréthane.

Évitent les contaminations bactériennes, la déshydratation et absorbent les produits de drainage.

AcI 7975957 | Phon. FF261



FF261

SACHET DE
2 COMPRESSES

La surveillance et le soin de l'enfant

THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT À VISÉE LASER *

Permet de prendre la température sans aucun contact. Méthode hygiénique, effectue une prise de mesure en moins d'une seconde. Il suffit de le placer le capteur infrarouge entre 5 et 10 cm du milieu du front, puis d'appuyer sur la gâchette.

Acl 2430868 Phon. HC892



HC892



THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE FLEXIBLE *

A embout souple, doré, anallergique. Ultra rapide, mesure la température rectale en 10 secondes. Vendu en présentoir de 12.

Acl 3700446023089 Phon. IA532



IA532

RAPIDE & PRÉCIS

THERMOMÈTRE AURICULAIRE INFRAROUGE *

- Modèle ergonomique.
- Mesure rapide en 1 seconde.
- 9 mémoires.
- Livré avec 21 couvre-sondes.

Acl 6620169 Phon. KB891



KB891

PRÉSENTOIR DE 6 THERMOMÈTRES INFRACOLOR *

Multifonction : Auriculaire / Frontal / Objet / Température ambiante. Prise de mesure en 1 seconde ou Multi Scan continue pour une meilleure précision. Grand écran rétro éclairé 3 couleurs.

Acl 2400127 Phon. MC581



MC581

TÉTINE THERMOMÈTRE*

Thermomètre oral. Prise en 3 minutes. Alerte sonore en fin de prise. 5 mémoires.

Acl 2409221 Phon. RI751



RI751

*Dispositifs médicaux de classe IIa.

La surveillance et le soin de l'enfant

LOCATION
&
ACHAT

PÈSE-BÉBÉ DUPONT MEDICAL

Grand affichage LCD.
Alimentation par piles.
Portée : 20 kg
Mémorisation du poids.
Plateau enveloppant facile à nettoyer.
Livré avec une sacoche de transport.
Alimentation : 1 pile 9V non fournie.

AcI 9563348 Phon. HU890



HU890

PÈSE-BÉBÉ LBS

Portée maximale : 20 Kg
Nacelle extra large permettant le pesage assis ou allongé.
Possibilité de mélodie musicale pendant la pesée.
Mémorisation du dernier poids.
Boutons tare, unité de mesure, musique.
Tare automatique.
Alimentation : 4 piles LR6 fournies.
Indicateur d'usure de piles.

AcI 4203415 Phon. AE731



AE731

CARRÉS DE COTON COTONEIGE

Pour le soin du bébé (visage, corps, siège).
100% coton, absorbant.
Blanchi sans chlore ni agent fluorescent.
Dimensions : 5 x 5 cm
Paquet de 500.

AcI 5425032540044 Phon. ME871



TRAITEMENT
SANS chlore
SANS agent fluorescent

ME871

WATCH & CARE V300

Système de surveillance A/V numérique sans fil avec écran couleur et alarme vibrante.
Caméra pivotante et micro intégré.
Écran couleur LCD 2,4 pouces.
Lot d'accus : 3,7 V, 1700 mAh inclus.

AcI 2400047 Phon. KC251



amplicomms

KC251

La surveillance et le soin de l'enfant

HUMIDIFICATEUR POMMY

S'utilise avec des huiles essentielles biologiques.
Témoin lumineux et régulateur de l'intensité de diffusion.
Taux d'évaporation maximum : 120 ml/h.
Volume sonore ≤ 32dB.
Mousse pour huiles essentielles fournie + 3 recharges.
Autonomie : 10 heures / Capacité : 1,2 litres

Acl 3700445501427

Phon. RI471



Capacité
1,2 LITRES

RI471

HUMIDIFICATEUR CHARLY

Pour les enfants avec des troubles respiratoires ou le besoin d'être soulagé par un air humidifié.
Diffuse l'eau sous forme de vapeur froide.
Permet de diffuser des huiles essentielles.
Taux d'évaporation maximum : 300 ml/h
Autonomie : 17 heures
Capacité : 5 litres.

Acl 5410984795505

Phon. NF822

Capacité
5 LITRES

NF822



HUMIDIFICATEUR PRO2000G

Sélection du niveau d'humidité.
Buse de diffusion du brouillard orientable sur 360°.
Veilleuse 7 couleurs diffusantes.
Réservoir grande capacité : 6 litres.
Écran LCD rétro éclairé bleu.
Arrêt automatique.

Acl 3700445501427

Phon. KG221



KG221

LBS
MEDICAL

Capacité
6 LITRES

MATELAS ANTI-REFLUX + HAMAC

Coussin bébé avec culotte, recouvert d'une housse polycoton bleue.
Livré avec une culotte amovible et deux bavoirs imperméables en coton.
Fixation de la culotte par attache auto-agrippante qui permet le réglage facile de la hauteur.

Acl 4076856

Phon. RI457



RI457

Pharmaceut

ACHAT
UNIQUEMENT

La surveillance et le soin de l'enfant

VENTES
&
LOCATIONS

BERCEAU

Peut-être vendu ou loué.
Piètement tube, finition époxy blanc,
sur 4 roulettes Ø 50 mm.
Position PROCLIVE.
Coque plastique transparente.
Dimensions hors tout :

AcI 2414088 Phon. BC730



MATELAS POUR BERCEAU

Recouvert d'une housse intégrale en PVC.
Dimensions : 72 x 32 x 5 cm
Uniquement à l'achat.

AcI 6004013 Phon. KH742

LIT PARC 60 X 120 CM

Conforme à la norme NF EN 716-1 et
NF EN 716-2 de 05/2005. Conforme à la
décision du 30/07/2008 de l'AFSSAPS.

- Sommier lattes métalliques soudées.
- Barrières latérales coulissantes avec verrou de sécurité.
- 4 roues à frein.
- Possibilité de proclive-déclive manuelle 5 positions.
- Poids maximum du patient : 35 kg.
- Coloris : à déterminer avec votre agence OXYPHARM.

AcI 5405486 Phon. CG331



HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



VENTES
&
LOCATIONS



MATELAS POUR LIT PARC

AcI 5497844 Phon. QB636

La mobilité de l'enfant

TRICYCLE ENFANT

Pouvoir faire du vélo est souvent un élément important dans un processus de rééducation. Les tricycles pour enfants présentent de nombreuses options pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Plusieurs modèles et coloris, sur commande spéciale uniquement.

Tricycle enfant Réf. 2202 / Réf. 2215	Acl 2407898	Phon. KZ393
Tricycle adolescent Réf. 2217	Acl 4007193	Phon. MG771



**NOMBREUSES
OPTIONS**
Exemples : barre
accompagnatrice,
le cale-hanches
avec ceinture ...

CASQUE DE PROTECTION

En mousse, recouvert de PVC imitation cuir (non feu)
Coloris havane.
Disponible en tailles 1 et 3, autres tailles sur commande spéciale.

Taille 1 : jusqu'à 2 ans	Acl 2424193	Phon. IL211
Taille 3 : de 4 à 6 ans	Acl 2424201	Phon. IK981



IL211 - IK981

POUSSETTE ECO BUGGY

Poussette-canne compacte, pratique, robuste, légère (9 kg) et stable.
L'inclinaison du dossier permet de régler la position d'assise de l'enfant.
Roues à suspension, blocage directionnel intégré dans les roues avants.
Toile d'assise et de dossier renforcées, repose-pieds réglables en hauteur et ceinture de sécurité.

Acl 2428742	Phon. EM220
-------------	-------------

Individuellement
ADAPTABLE

 Kg
Jusqu'à 50 Kg

Otto Bock
QUALITY FOR LIFE



EM220

CAREBAG KIT DE VOYAGE

Composé d'un sac hygiénique absorbant pour le vomi et d'une lingette nettoyante et rafraîchissante.
Évite le nettoyage du véhicule et supprime les odeurs.
Capacité d'absorption : jusqu'à 400 ml.

Paquet de 20 sacs vomitoires	Acl 3401577339871	Phon. JG852
Présentoir de 8 packs de 3 kits de voyage.	Acl 2444149	Phon. QJ670

JG852



Pharmaouest

Les piles

PILES POUR USAGE PROFESSIONNEL OU PRIVÉ

Désignation	Diamètre X hauteur	Conditionnement	Compatibilité matériel OXYPHARM	Acl	Phon.
Pile alcaline AA LR6 1,5V	14 X 50,5 mm	Blisters de 4	Tirelait Swing Tirelait Lactaline Pèse bébé LBS Thermoscope Peristim Pro	1708000006174	QA131
Pile alcaline AA LR6 ACCU RECHARGEABLE 1,5V	14 X 50,5 mm	Blisters de 4		4891199165313	NF112
Pile alcaline 9V 6LF22 6LR61 9V	16 X 25,5 X 48,5 mm	Blisters de 1	Pèse bébé Bodyform Pipistop®	2424715	NB738
Pile alcaline AAA LR03 1,5V	10,5 X 44,5 mm	Blisters de 4	Thermomètre Tempo Duo	1708000006167	QA142

PILES BOUTONS

Désignation	Diamètre X épaisseur	Conditionnement	Acl	Phon.
Pile oxyde d'argent 370 40 mAh • 1,55 V	9,5 X 2,1 mm	Blisters de 1	2407272	IJ484
Pile oxyde d'argent 384 45 mAh • 1,5 V	3,6 X 7,9 mm	Blisters de 1	2424649	NB464
Pile oxyde d'argent 386 130 mAh • 1,5 V	11,6 X 4,2 mm	Blisters de 1	2424655	NB548
Pile oxyde d'argent 390 80 mAh • 1,55 V	11,6 X 3,1 mm	Blisters de 1	2407295	IJ501
Pile oxyde d'argent 392 45 mAh • 1,55 V	3,6 X 7,9 mm	Blisters de 1	2425270	OD162
Pile oxyde d'argent 393 80 mAh • 1,55 V	7,9 X 5,4 mm	Blisters de 1	2407303	IJ540
Pile lithium CR2032 235 mAh • 3V	20 X 3,2 mm	Blisters de 1	2400436	PD921
Pile lithium CR2430 285 mAh • 3V	24,5 X 3 mm	Blisters de 1	2400433	PD891
Pile lithium CR2450N 540 mAh • 3 V	24,5 X 5 mm	Blisters de 1	2400434	PD901
Pile lithium CR2016 90 mAh • 3 V	20 X 1,6 mm	Blisters de 1	2400435	PD911
Pile lithium CR1 3N 170 mAh • 3 V	11,6 X 10,8 mm	Blisters de 1	2407266	IJ402



Index

A		C	
Abaisse langue en bois	p. 214	Cactus - Fauteuil garde-robe	p. 104
Abdostrap™ - Ceinture orthopédique	p. 171	Caddie Trio	p. 90
ABOX 1 - Générateur d'aérosol classique	p. 183	Cadres de marche	p. 44 - 46
Acaricide	p. 203	Calma® - Biberon	p. 242
Accès au bain Balnéo	p. 99	Cannes anglaises.....	p. 49 - 50
Accroche canne	p. 44	Canne arthritique.....	p. 47
Accroche soutien-gorge	p. 84	Canne blanche.....	p. 47
Action 2NG - Fauteuil roulant	p. 57	Cannes fantaisies.....	p. 44
Action 3 Junior - Fauteuil roulant enfant	p. 58	Cannes plantées	p. 44 - 50
Actistrap™ - Ceinture orthopédique	p. 169	Canne poignée courbe	p. 44
Actreen Hi-Lite - Sonde urinaire	p. 116	Canne quadripode	p. 47
Adaptateur BD Vacutainer®	p. 191	Canne siège.....	p. 45
Adonis - Chaussure orthopédique Donjoy	p. 153	Canne T.....	p. 44
Aerodjinn+ - Générateur d'aérosol classique	p. 183	Canne tripode.....	p. 47
Aiguilles à prélèvement BD Vacutainer®	p. 193	Canules de Guedel, de Mayo	p. 226
Aiguilles hypodermiques	p. 195	Carebag®	p. 104, 108, 229, 249
Aircast II - Attelle de cheville	p. 158	Care Expert - Gants de toilette et lingettes	p. 109
Airsoft Duo - Matelas anti-escarre	p. 20	Carpo 2 XD - Scooter	p. 66
Airsport+ - Attelle de cheville	p. 159	Carrés de coton Cotoneige	p. 246
Alarme de salle de bain	p. 101	Casque d'écoute TV	p. 92
Alèses.....	p. 16, 114	Casque de protection enfant	p. 249
Altitude - Siège coquille	p. 38	Cathéters courts	p. 196
AMSA 1 - Générateur d'aérosol manosonique	p. 182, 184	Ceintures de maintien et de sécurité.....	p. 68
Anios®	p. 200 - 205	Ceintures lombaires	p. 168 - 171
Aniospray Surf 41®, 29® - Nettoyant pièces et surfaces	p. 204	Ceres SE - Scooter	p. 66
Antares 4 - Scooter	p. 66	Chaises de douche	p. 100 - 101
Antipunaise de lit	p. 203	Chaise haute Kizine	p. 87
AOBOX1 - Générateur d'aérosol sonique	p. 182	Chambres d'inhalation	p. 190 - 191
Appareils d'électrostimulation	p. 129 - 130	Champs de soins	p. 208
Appui dos.....	p. 31	Chancelière chauffante	p. 77
Aqua® - Gants de toilette humides	p. 104	Changes complets, anatomiques	p. 112 - 113
Arceau de lit.....	p. 30	Charlotte	p. 207
Armoires à pharmacie	p. 224	Chausse-pied	p. 84, 141
Asmalert - Débitmètre	p. 192	Chaussettes pour diabétique	p. 138
Aspirateur trachéal	p. 232	Chaussures, CHUT	p. 139 - 154
Assiette Manoy	p. 88	Chevillères	p. 160
Assistant d'écoute	p. 93	Ciseaux Dauphin, de Jesco, pointus, ...	p. 209
AT4 3V - Attelle de genou	p. 163	Clamps	p. 210
Atomis SV4G - Aspirateur trachéal	p. 232	ClassicBed - Alèses jetables	p. 114
Attache poignets.....	p. 68	ClassicPad - Couches droites	p. 114
Attelles de cheville.....	p. 158 - 160	Clips de remplacement pour canne anglaise.....	p. 48
Attelles de genou	p. 162 - 167	Cocoon - Fauteuil de repos.....	p. 35
Attelles de poignet/pouce	p. 172 - 174	Colibri - Scooter 4 roues	p. 64
Attelles Grenouille, Base-ball, Staxx	p. 177	Collecteurs d'aiguilles usagées	p. 195
Autotensiomètres	p. 120	Colliers anatomiques	p. 172 - 173
Axtair®	p. 21	Compresses d'allaitement Mothermates	p. 244
B		Compresses, de gazes	p. 216 - 217
Bactéricides	p. 203	Compresses de lin	p. 77
Bain de pied	p. 80	Concept Evolution® - Lit médical	p. 12
Ballons de gymnastique	p. 133	Condilax™ - Coudière	p. 178
Balnéo - Accès au bain	p. 99	Cônes de surélévation	p. 90
Balneo Feet Luxe - Bain de pied	p. 80	Contact™ - Bouts de sein	p. 243
Bandes de crêpes, Velpeau, de compression	p. 216, 222	Coraille - Siège coquille	p. 40
Barres d'appui, murales	p. 99, 107	Corps de prélèvement BD Vacutainer®	p. 193
Barrières de lit	p. 8 - 11	Coton	p. 218
Base-ball - Attelle de doigt	p. 177	Cotoneige, Cotopad	p. 218
Bassins de lit	p. 110	Couches pour adulte	p. 114
Bassins réniformes	p. 214	Coudières	p. 178
Batteries pour défibrillateur	p. 225	Coupe-comprimés	p. 91
Bâtonnets de soins	p. 213	Coupeur-broyeur	p. 91
Bavoirs pour adulte	p. 89	Coussins anti-escarres.....	p. 25 - 27
Benny, Benny XL - Planche de bain	p. 98	Coussin bouée.....	p. 31
Béquilles sous aisselle	p. 47	Coussins cervicaux	p. 77
Berceau	p. 248	Coussin chauffant	p. 76
Best-Up pliant, Best Up XXL - Fauteuil garde-robe	p. 103, 105	Coussin compressif	p. 227
Biberons, tasse, Specialneeds®	p. 242	Coussins de maternité	p. 244
Bistouris	p. 209	Coussins de positionnement.....	p. 22 - 23
Bloodial - Set de saignée	p. 193	Coussin dossierer, pack dossierer et coussin.....	p. 68
Blouses	p. 207	Coussin fer à cheval	p. 31
Bobby - Fauteuil de transfert	p. 69	Coussins percés	p. 31 - 33
Bodys de nuit	p. 82	Couteaux	p. 88
Boîtes de récupération déchets médicaux	p. 195	Couverture chauffante	p. 76
Bol thermodynamique	p. 88	Couverture de survie	p. 229
Bombes de froid	p. 228	Couverts ergonomiques	p. 88
Bottes Nextep®	p. 160	Couvre siège massant	p. 81
Bouillotte électrique	p. 76	Crachoirs	p. 214
Bouts de sein Contact	p. 243	Crème protectrice au zinc	p. 109
Boxers de maintien	p. 114	Crème soin des mamelons Purelan™	p. 240
Brancards	p. 229	Cristallo - Rollator 4 roues	p. 54
Brassières de maintien et de sécurité	p. 68	Culottes absorbantes	p. 112
		Curafix H, Curapor - Pansements	p. 219
		Curettes dermatologiques	p. 210
		Custom Fit™ - Téterelle Lactaline.....	p. 238

Index

- D**
- DAL - Système de nutrition supplémentaire p. 242
Déambulateurs..... p. 51 - 52
Débitmètres p. 192
Défibrillateur p. 225
Derby - Cannes de marche p. 40
Derby - Fauteuil de repos p. 33
Destructeur d'odeurs biologiques (Medi-Air frais)..... p. 106
Détartrant sanitaire Anios® p. 205
Diane - Chaussure orthopédique Donjoy p. 154
Dispositif épicroânien p. 194
Disque ouvre-boîte, disque ouvre-bouteille p. 87
Distributeur de gouttes p. 91
Divan d'examen p. 223
Doigtier Legueu p. 204
Dômes de recharge pour Max7 p. 93
Dorsaback - Sursiège p. 81
Dosiflow - Régulateur p. 197
Dossieret p. 25 - 68
Dragonne..... p. 48
Draisienne p. 69
Drap de transfert p. 71
Draps d'examen p. 208
Drap housse p. 17
Duostrop™ - Ceinture orthopédique p. 170
Dura Stick Plus, Dura Stick Premium - Électrodes p. 129
- E**
- Easyeat - Malette de repas p. 88
Écharpe de contention p. 179
Eco Buggy p. 249
Eco II - Neurostimulateur p. 129
Eflow® Rapid p. 187
Eggsercizer - Œufs à malaxer p. 137
Electra - Canne de marche p. 45
Électrodes pour défibrillateur p. 225
Électrodes pour neurostimulateur p. 129
Elysée - Siège coquille p. 39, 42
Embouts de cannes..... p. 48
Enfile-bas, enfile-collant p. 83
Enfile-boutons p. 84
Enfile-slip p. 84
E.P.I p. 207
Épluche légume One Touch p. 86
Essoreuse à salade One Touch p. 86
E-Tilt p. 60
Étui à lunettes p. 91
Étuis péniens p. 118
Everest Ice - Attelle de genou p. 166
Evilence - Table de lit p. 28
Expression Kolor - Kit téterelle DTF p. 235
- F**
- Fauteuils de douche..... p. 100 - 101
Fauteuils de repos..... p. 33 - 36
Fauteuil de transfert..... p. 69
Fauteuils garde-robe p. 98 - 101
Fauteuil releveur électrique..... p. 31 - 34
Fauteuils roulants..... p. 56 - 63
Filet tubulaire, jersey tubulaire p. 219
Fisio, Fisio Pro - Tire-lait p. 234
Flashtemp - Thermomètre sans contact p. 124
Flexiform™ - Orthèse poignet, poignet-pouce p. 174 - 175
Florence - Fauteuil..... p. 33
Foley, sonde de p. 115 - 116
Forest 3 - Fauteuil roulant électrique p. 63
Fortilax® - Chevillère p. 158
Fortilax® - Genouillère p. 164
Frankl - Chaussure orthopédique Donjoy p. 153
Fun - Cannes anglaises p. 49
Fusiolight - Orthèse de cheville p. 158
- G**
- Ganmill - Slips et boxers de maintien p. 114
Gants chirurgicaux p. 206
Gants de toilette p. 108 - 109
Garrots p. 195
Gazes - Compresses p. 214 - 215
GCI™ - Gillet orthopédique p. 176
Gel de contact Supragel p. 215
Gel hydro-alcoolique p. 200
Gel lavant p. 109
Gelmax® p. 108
- Gelscar, Geltop p. 25
Générateurs d'aérosolthérapie p. 182 - 189
Genouillères p. 159 - 165
Gentiane - Fauteuil garde-robe p. 104
Gilet chauffant p. 76
Gilet de maintien p. 64
Gilets orthopédiques p. 178 - 179
Gobelets p. 88
Grenouille - Attelle de doigt p. 176
Grenouillères p. 82
Gripmaster p. 137
Guéridons p. 223
- H, I, J**
- Hallufix - Attelle de doigt p. 157
Happy Hands and Legs - Pédalier p. 135
Hexanios G+R® - Nettoyant instrumentation p. 202
Housses de protection pour plâtre p. 180
Housses pour matelas, drap housse p. 16 - 17
Humidificateurs p. 247
ID CARE p. 109
Id Soft Evolution - Fauteuil roulant p. 62
Immoscap™ II - Gillet orthopédique p. 179
Immostrap™ - Ceinture orthopédique p. 169
Impédancemètre p. 128
Innospire - Générateur d'aérosol pneumatique p. 189
Inovys II, Inovys II électrique - Fauteuil roulant p. 61
Insufflateurs Ambu® p. 226
Insuline Omnicar® p. 199
Iskio - Coussin anti-escarre p. 27
Kizine - Chaise haute p. 83
Jersey tubulaire, filet tubulaire p. 221
- K**
- Kelis - Fauteuil garde-robe p. 105
Kineris p. 25
Kit amputation Refrime® p. 227
Kit antiglisse Tenura p. 87
Kits de pose/dépose perfusion p. 194
Kit de réglage pour cannes bois..... p. 44
Kit de voyage Carebag p. 249
Kit K-Tape® for me p. 137
Kit névralgie d'Arnold p. 129
Kit Staxx - Attelle de doigt p. 177
Kit téterelle p. 235
Kolor Play - Tire-lait manuel p. 234
- L**
- Lacets élastiques p. 84
Lactaline - Tire-lait p. 238
Lactaset - Set pour tire-lait Lactina™ p. 240
Lait de toilette, nettoyant p. 109
Lame coupe-fils p. 209
Lave-tête p. 31
Léo® - Scooter p. 65
Lève personne..... p. 66
Lessive Anios® p. 202
Liftis - Table de lit p. 29
Lifty 5 Fortissimo - Soulève-personne p. 70
Lingettes..... p. 109, 201
Lits confort..... p. 13
Lits médicaux..... p. 8 - 12
Lit parc p. 248
Lits releveur®..... p. 13
Livia - Appareil d'électrostimulation p. 130
Londres - Rollator 2 roues p. 53
Loupes p. 92
Lunettes de protection p. 207
Lumie Clear p. 79
Luminothérapie p. 78 - 79
- M**
- Madrid - Rollator 3 roues p. 53
Madrigal - Fauteuil garde-robe p. 104
Mallette de repas Easyeat p. 88
Mandoline automatique One Touch p. 86
Manomètre de pression p. 188
Manucure de voyage p. 81
Manuforce® - Orthèse poignet p. 174
Marchepied Sky p. 99
Masques bouche à bouche p. 226
Masques chirurgicaux p. 207
Masque Smartmask p. 187

Index

- Masseur cou et nuque p. 77
Matelas anti-escarres (visco, gaufrier, à air...)..... p. 20 - 21
Matelas anti-reflux p. 247
Matelas clinique (simple), matelas support p. 19
Matelas Confort p. 14
Max 7 - Assistant d'écoute..... p. 93
Mèche de gaze Opraclean p. 221
Medi-Aire® - Désodorisant p. 106
Mediset® - Set de pansement p. 213
Microtoise p. 126
Miroir double face p. 80
Modelito Classic - Rollator 4 roues p. 53
Modelito WP Home - Draisienne p. 69
Montmartre® - Siège coquille..... p. 40
Mousse nettoyante p. 109
Mothermates - Compresses d'allaitement p. 244
MyBabystrap Donjoy® - Ceinture maternité..... p. 170
- N**
- Navix, Navix RWD - Fauteuils roulants électroniques p. 63
Nébuliseurs aérosolthérapie p. 185 - 189
Neptune - Siège de bain électrique p. 96
Neurostimulateurs p. 129
Névralgie d'Arnold p. 129
Nextep® - Botte orthopédique p. 160
Nice - Chaussure orthopédique Bruman p. 149
Normandie - Fauteuil de repos p. 37
Novaform - Matelas p. 20
Novo Light - Fauteuil roulant p. 57
- O**
- Obturateur Stopper p. 197
Océane - Siège de douche p. 100
Œufs de rééducation Eggsercizer p. 137
Omnicar® - Seringues insuline p. 199
One Touch™ p. 86
Open - Fauteuil garde-robe p. 104
Opraclean - Mèche de gaze p. 221
Optichamber® - Chambre d'inhalation p. 191
Oreillers p. 15
Orion Pro - Scooter p. 65
Orthèses de cheville p. 156 - 158
Orthèses de doigts p. 174 - 175
Orthèses de genou p. 161 - 167
Orthèses de poignet p. 174 - 176
Ôte agrafe p. 210
Otoscope p. 123
Ouvre-bouteille, ouvre-boîte, ouvre-bocal p. 86 - 87
Oxymètres de pouls p. 125
- P**
- Pack cannes p. 40
Packs chaud/froid p. 228
Pack dossier et coussin p. 65, 68
Pack draps p. 17
Pack matelas p. 20
Paingone Plus - Appareil d'électrostimulation p. 131
Pansements p. 214, 219 - 220
Pansement compressif p. 227
Pariboy - Générateur d'aérosol p. 188
Peak Flow Pocket - Débitmètre p. 192
Pédaliers d'exercice p. 135 - 136
Pediastoff® - Coussin de maternité p. 244
Perfadom p. 194
Perform'ice - Attelle de genou p. 167
Perfuseurs p. 197
Peristim Pro - Rééducation périnéale p. 132
Personalfit™ - Téterelles..... p. 241
Pèse-bébé p. 246
Pèse-personne p. 126 - 128
Pharmaform p. 27
Pico Commode - fauteuil garde-robe p. 103
Pick Up - Pincés de préhension p. 89
Pied à sérum p. 28
Piles p. 250
Piles pour assistant d'écoute p. 93
Piluliers p. 91
Pince à disséquer p. 209 - 210
Pincés de préhension p. 90
Pincés Kocher p. 207
Pipistop p. 133
- Pivoflex® - Embout de canne..... p. 90
Planches de bain p. 98
Planche d'auto-transfert p. 70
Plateau de lit..... p. 31
Playxper Wrap - Attelle de genou p. 162
Plum'Care - Lit médical p. 9
Poche de froid instantané p. 228
Poches de lit, de jambe p. 117
Pochette tissus pour canne p. 48
Podahheel - Chaussure orthopédique Donjoy p. 155
Podalib - Releveur de pied p. 156
Podapro - Chaussure orthopédique Donjoy p. 156
Porostap - Ceinture Donjoy p. 166
Poignée mousse pour canne p. 48
Poignée de sortie de lit p. 11
Pompe à venin Venistop p. 230
Porostap™ - Ceinture orthopédique..... p. 168
Porte urinal..... p. 30
Potences pour lit p. 30
Potence sur socle..... p. 30
Poulie-thérapie p. 30
Poussette canne pliante p. 249
POZ'IN'FORM® - Coussins de positionnement p. 23
Premium - Siège coquille p. 41
Présentoir de cannes..... p. 45
Prestige XXL - Fauteuil de repos p. 36
Primaform p. 26
Primo Pro - Neurostimulateur p. 129
Prolongateur linéaire p. 197
Protections anatomiques p. 112 - 113
Protections de barrières de lit..... p. 9, 30
Pulvérisateur Anios p. 204
Pupitre de lecture p. 35
Puralan™ - Crème de soins mamelons..... p. 240
- R**
- Rampes d'accès p. 59
Rea Clematis - Fauteuil roulant p. 60
Reaction - Genouillère p. 162
Rebord d'assiette p. 88
Rééducation périnéale p. 132
Régulateur Dosisflow 3 p. 195
Rehausse wc p. 106
Réhausseur de prise p. 90
Releveurs de pied p. 156
Respiform™ - Attelle poignet-pouce p. 175
Réveil simulateur d'aube p. 78
Revitve Medic Pharma p. 80
Robinets Luer p. 197
Rollators p. 53 - 55
Rondelle oculaire p. 220
Rotulax™ - Genouillère ouverte p. 165
- S**
- Sac d'aisance Carebag® p. 229
Sac de transport réfrigérant Citystyle p. 244
Sac filet pour déambulateur p. 52
Sachets de recueil lait maternel p. 243
Safe Kiss - Masque bouche à bouche p. 226
Sangles pour soulève-personne et verticalisateurs p. 72 - 73
Savon doux p. 200
Scooters..... p. 60 - 62
Scotty, Scotty II - Fauteuils de repos p. 36 - 37
SE 4 Points - Orthèse de genou p. 161
Semelles Confort p. 180
Seringues p. 198 - 199
Set de saignée Bloodial p. 193
Sets de pansement, de suture, de soins p. 211 - 213
Sets de pose/dépose perfusion p. 194
Shopiroll - Rollator 4 roues p. 54
Sièges coquille..... p. 38 - 42
Sièges de bain..... p. 96 - 97
Sky - Marche de baignoire p. 95
Slips de maintien p. 114
Smarchamber - Chambre d'inhalation p. 191
Smartmask - Masque silicone pour E-Flow p. 187
Sofia - Canne anglaise p. 49
Softcup™ - Biberon tasse..... p. 242
Softy - Fauteuil roulant p. 62
Solution lavante Anios p. 108
Sondes de rééducation p. 132

Index

Sondes urinaires	p. 115 - 116	Tensiomètres	p. 120 - 122
Soulève-jambes.....	p. 31	Téterelles	p. 238, 241
Soulève-personne	p. 70	Tétine pour biberon	p. 242
Sparadrap	p. 216, 221	Tétine thermomètre	p. 245
Specialneeds®	p. 242	Thermomètres	p. 124, 245
Spéculum auriculaire	p. 123	Thermoscope - Thermomètre sans contact	p. 124
Spéculum vaginal	p. 215	Thumb-O-Prene - Attelle de pouce	p. 176
Spirit® - Étuis péniens	p. 118	Tiki - Cannes anglaises enfant	p. 46
Spiromètres volumétriques	p. 192	Tire-laits	p. 234 - 239
Spray auriculaire	p. 93	Toise ruban	p. 122
Stabicane®	p. 44	Tricycles	p. 67, 249
Stabilax™ - Attelle de genou	p. 162	Trousses de secours	p. 231
Stan - Fauteuil de transfert	p. 69	Tru Pull® Lite - Attelle de genou	p. 164
Step	p. 137	Tuyaux de rechange pour Max7	p. 93
Stéranios 2%® - Nettoyant instrumentation	p. 202	Urinal Carebag®	p. 108
Sternosept - Lingettes désinfectantes	p. 201	Urinaux	p. 110
Stéthoscopes	p. 123	Urolis® - Urinal homme.....	p. 110
Stimex - Électrodes	p. 129	Urostim 2 - Rééducation périnéale	p. 132
Stimulateur circulatoire Revitive Medic Pharma	p. 80	Ursec® - Urinal homme	p. 110
Stop Gliss®.....	p. 68	V, W, X, Y	
Strapping cheville	p. 159, 180	Vacuaide® - Aspirateur trachéale	p. 232
Strapping genou	p. 165, 180	Vacutainer®, BD	p. 193
Staxx - Attelle de doigt	p. 177	Veinax - Enfile-bas	p. 83
Stylea I, Stylea II - Fauteuil de repos	p. 34	Vélos d'appartement	p. 134
Stylet Mediset®	p. 213	Velox - Générateur d'aérosol	p. 187
Stylo Tens Pengone Plus	p. 131	Velpeau - Bandes	p. 222
Supragel - Gel de contact	p. 215	Velpeau Set - Set de pansement	p. 212
SupremFit - Changes complets	p. 113	Venezia - Fauteuil de repos	p. 37
SupremForm - Changes anatomiques	p. 113	Venistop	p. 230
SupremFormen - protections masculines	p. 112	Venus - Chaussure orthopédique Donjoy	p. 154
SupremLight - Protections anatomiques	p. 112	Venus 4 Sport - Scooter	p. 66
SupremPants - Culottes absorbantes	p. 112	Vera - Plaque de bain rotative	p. 98
Surchaussures	p. 207	Vertic II - Lève-personne	p. 70
Surfanios Premium - Nettoyant pièces et surfaces	p. 205	Verticalisateurs	p. 70
Surfa' Safe Premium - Nettoyant pièces et surfaces	p. 205	Vertic' Home - Verticalisateur	p. 71
Surmatelas à air.....	p. 20	Veristatique - Verticalisateur	p. 71
Surmatelas en mousse visco-élastique.....	p. 20 - 21	Vitrines	p. 224
Surmatelas chauffant	p. 76	Vliwasorb Pro - Pansement absorbant	p. 220
Sursiège Dorsaback	p. 81	Vliwazell - Pansement américain	p. 218
Sylacrepe, Sylaplast, Sylanyl - Bandes	p. 216	Vortex® - Chambre d'inhalation.....	p. 190
Sylafix, Sylapore - Sparadrap	p. 216	Watch&Care - Système de surveillance	p. 246
Sylapads - Coton	p. 218	Way Up - Verticalisateur	p. 71
Sylaset - Sets de pansement	p. 212	Winn' Motion - Soulève-personne	p. 70
Sylatulle - Compresses imprégnées	p. 216	Wip'Anios Excel - Lingettes	p. 199
Symphony® - Tire-lait	p. 239	X'Prim - Lit médical	p. 8
Symphoset - Set pour tire-lait Symphony.....	p. 240		
Système de nutrition supplémentaire DAL	p. 242		
Système de surveillance Watch&Care	p. 246		
Swing™ - Tire-lait.....	p. 239		
Swiss ball - Ballon de gymnastique	p. 133		
T, U			
Tables de lit	p. 28 - 29		
Table de massage	p. 223		
Tablette pour lit	p. 13		
Tablier	p. 207		
Tabourets de bain, de douche.....	p. 96, 101		
Talonniers.....	p. 24		
Tampons alcoolisés	p. 214		
Tampons absorbants Gelmax®	p. 104		
Tapis de bain, de douche, massant	p. 99		
Tapis de course	p. 136		
Tapis d'amortissement	p. 10		
Tapis de yoga	p. 137		
Téléphones	p. 85		

La liste des articles proposés dans ce catalogue n'est pas exhaustive. De nouveaux articles en compléments ou en remplacement peuvent être proposés par nos fournisseurs.

Un produit similaire peut vous être fourni.

Documents et photos non contractuels. Informations sous réserve d'erreurs typographiques.

V2 Août 2018 • Ne pas jeter sur la voie publique.

Crédits photos : ABC, Admea, Alan & Co, Ambu, Amplicomms, Anios, Asept In Med, Askle Santé, Astech Limited, Asterie, Axel Confort, B. Braun, Bedding Industrial, Care, Carexpress Distribution, Comed, DJO Global, Damien Poignant, Diffusion Technique Française, Distec International, Drive Devliss Healthcare, Esculape, Essity, Fabrique de Cannes Fayet, Frafra, Francis Lavigne Développement, Dumont Sécurité, Fotolia, Groupe Gaillard, Herdegen, HMS Vilgo, Holtex+, Innov SA, Invacare, JTG Universel, Kelis Medical, Kindy Project, La belle Ouvrage, Labodial, Laboratoire Bouix santé, Laboratoire Electronique Bourgeois, Laboratoires Hartmann, LCH Medical Products, Little Balance, Maxson, Medela, Medical Cuingnet, Medicatiantic, Medtronic France, Midmark Europe, Movianto France, Nausicaa Medical, Omega Pharma, Ontex Santé France, Otto Bock, Performance Health, Pharma-Ouest, Philips Respironics, Pulmomed, Raffin Médical, Ront, Schwa-Medico, Seca, Securimed, Siguret Concept, Sissel France, SMSP, Soehle, Sofec Medical, Spengler, Stab Xtom Thomson, Sugar International, System, Swann Norton Sinner, Teleflex, Tetra Medical, The Swatch Group, Vermeiren, Vygon, WinnCare.

Vos agences OXYPHARM

GRAND EST

Agence de Châlons En Champagne
Rue des Entrepôts
Z.I. Le Grand Champ
51520 Saint Martin Sur Le Pré
Tel : 03 26 64 92 13
Fax : 03 26 64 92 12

Agence de Pont A Mousson
830 avenue des États Unis
54700 Pont A Mousson
Tel : 03 83 80 90 53
Fax : 03 83 80 90 52

NOUVELLE AQUITAINE

Agence d'Agen
Rue Lespinasse
47100 Agen
Tel : 05 53 77 05 06
Fax : 05 53 77 09 71

Agence d'Angoulême*
86 avenue de la République
16470 Saint-Michel
Tel : 09 69 39 25 04
Numéro cristal non surtaxé

Agence de Limoges
Z.I Nord
Rue Nicolas Appert
87280 Limoges
Tel : 05 55 38 89 58
Fax : 05 55 38 80 91

Agence d'Orthez
Z.A. La Plaine des Bois
64300 Biron
Tel : 05 59 09 14 73
Fax : 05 59 09 14 72

Agence de Bordeaux-Pessac
5 bis avenue Archimède
33600 Pessac
Tel : 05 57 26 05 15
Fax : 05 57 26 05 34

Agence de Niort*
33 rue Marcel Proust
79000 Niort
Tel : 09 69 39 25 04
Numéro cristal non surtaxé

Agence de Périgueux*
103 rue Pierre Magne
24000 Périgueux
Tel : 09 69 39 25 04
Numéro cristal non surtaxé

Agence de Saint-Yrieix
3 Rue de l'Angoumois
Z.A Euratlantique
Parc Activité de Villesèche
16710 St-Yrieix Sur Charente
Tel : 05 45 20 07 30
Fax : 05 45 21 82 47

AUVERGNE - RHÔNE

Agence de Lyon
Zl du Broteau
Rue du Broteau
69540 Irigny
Tel : 04 37 41 80 80
Fax : 04 37 41 80 90

BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ

Agence de Mâcon
183 rue des Essards
71000 Mâcon
Tel : 03 85 20 06 03
Fax : 03 85 20 06 04

BRETAGNE

Agence de Lorient
Rue Robert Caignan
56100 Lorient
Tel : 02 97 88 01 85
Fax : 02 97 88 36 40

Agence de Plouedern*
5 rue Béniguet
Z.I de Saint-Eloi
29800 Plouedern
Tel : 09 69 39 25 04
Numéro cristal non surtaxé

Agence de Redon*
Rue Marcel Quercia - CS30263
35600 Redon
Tel : 09 69 39 25 04
Numéro cristal non surtaxé

ÎLE DE FRANCE

Agence de Conflans Ste Honorine
ZA Les Boutries - Rue de l'Hautil
78704 Conflans Ste Honorine
Tel : 01 39 77 10 99
Fax : 01 39 77 10 97

Agence de Mareuil Les Meaux
600 rue des Madeleines
77100 Mareuil Les Meaux
Tel : 01 60 24 26 72
Fax : 01 60 24 26 71

Agence de Paris-Sud Buc
140 avenue Roland Garros
78530 Buc
Tel : 01 45 37 76 20
Fax : 01 39 43 01 60

OCCITANIE

Agence de Perpignan Saint Estève
2 rue des Grillons
66240 Saint Estève
Tel : 04 68 92 94 85
Fax : 04 68 92 94 87

Agence de Rodez
Rue du Soleil Couchant
Puech de Grezes - Z.A Bel Air
12510 Druelle
Tel : 05 65 67 84 60
Fax : 05 65 58 77 57

Agence de Toulouse - Balma
2 avenue du Luan
31130 Balma
Tel : 05 61 24 77 62
Fax : 05 61 24 77 75

HAUTS DE FRANCE

Agence d'Abbeville
29 rue Robert Schumann
80100 Abbeville
Tel : 03 22 20 18 86
Fax : 03 22 20 25 33

Agence de Boulogne Sur Mer
21 bld de La Liane
62360 Saint Léonard
Tel : 03 91 90 03 31
Fax : 03 91 90 03 32

Agence de Grand Lille Villeneuve D'Ascq
Rue de Ticléni
59493 Villeneuve D'Ascq
Tel : 03 20 33 65 76
Fax : 03 20 33 65 75

Agence de Laigneville
1301 rue du 8 mai 1945
60290 Laigneville
Tel : 03 44 74 37 83
Fax : 03 44 74 38 72

Agence de Maubeuge
3 rue de L'Égalité
Z.I. La Petite Savate
59600 Maubeuge
Tel : 03 27 53 85 10
Fax : 03 27 53 85 11

Agence de Saint-Quentin
Rue Marcel Paul
02100 Saint Quentin
Tel : 03 23 05 84 78
Fax : 03 23 05 84 79

NORMANDIE

Agence de Caen Hérouville Saint-Clair
201 bld de la Grande Delle
14200 Hérouville Saint-Clair
Tel : 02 31 06 21 21
Fax : 02 31 06 21 23

Agence du Havre
44 rue du Capuchet
76620 Le Havre
Tel : 02 35 48 95 04
Fax : 02 35 48 37 34

Agence de Rouen Saint Etienne du Rouvray
1 rue de la Ferme
76800 Saint Etienne du Rouvray
Tel : 02 32 95 82 68
Fax : 02 35 65 22 01

Agence de Saint-Lô
Rue Louise Michel
50000 Saint-Lô
Tel : 02 33 77 55 57
Fax : 02 33 77 55 58

Agence de Verneuil Sur Avre
Rue Jacquard
27130 Verneuil Sur Avre
Tel : 02 32 32 95 37
Fax : 02 32 32 95 45

PAYS DE LA LOIRE

Agence de Nantes
2 rue des Prairies
ZAC du Taillis 3 - Secteur Nord
44840 Les Sorinières
Tel : 02 28 09 12 70
Fax : 02 28 09 12 79

CENTRE VAL DE LOIRE

Agence de Bourges*
RN 151 - Route de la Charité
18390 St-Germain du Puy
Tel : 09 69 39 25 04
Numéro cristal non surtaxé

Agence de Joué-Lès-Tours
34-36 rue Joseph Cugnot
Z.I n°2
37300 Joué-Lès-Tours
Tel : 02 47 78 71 12
Fax : 02 47 78 71 11

*Par la filiale VITALEA MEDICAL

www.oxypharm.fr

www.oxypharm.fr

Maîtriser l'approvisionnement
de mon officine.
Développer mon activité de maintien
à domicile.
M'investir dans les nouvelles missions.



Optimiser la gestion de mon officine.
Dynamiser mon espace de vente
et ma stratégie commerciale.
Animer, former, et motiver mes équipes.



Pharmaciens par vocation, Astera par conviction



Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 565 000 euros • 39, rue des Augustins • CS 51281 • 76178 Rouen Cedex
Tel : 02 35 52 91 56 • Fax : 02 35 52 91 56 • 329 879 050 RCS Rouen • Code APE 4774 Z • TVA FR 94 329 879 050 • Imprimerie Gabel - Tel : 02 32 82 19 40 • Crédits photos : Astera • V2 Juin 2018