



SÁBANA DE SUJECIÓN



Modelo Normal
Ref. ATV-070



Sábana de sujeción ajustable:

- Impide al paciente levantarse o caerse de la cama, así como manipular los empapadores, sondas etc..
- Permite sentarse en la cama, girarse y mover libremente brazos y piernas.
- Fabricada en tejido semielástico 50% algodón, 50% poliéster, para soportar tirones sin rasgarse.
- Cremallera reforzada con cierre en los pies y tope superior protegido del contacto con la piel.
- Goma de ajuste de tensión fuerte que sujeta la sábana bajo el colchón aprovechando el propio peso del paciente.
- Aperturas laterales para permitir el uso de sondas vesicales.

Ref. ATV-070-090/105/120: Modelo **NORMAL**/ anchos de cama.

Ref. ATV-071-090/105/120: Modelo especial para pacientes **OBESOS**.

Ref. ATV-072-090/105/120: **REFORZADA**, con tejido extra resistente.

Ref. ATV-073-090/105/120: Modelo con **CINTAS EN LOS HOMBROS**.

Ref. ATV-075-090/105/120: Modelo con **MANGAS LARGAS**.

Ref. ATV-077-090/105/120: Modelo con **CREMALLERA EN LOS HOMBROS** para facilitar su colocación en pacientes con rigidez en brazos/codos/hombros.

Lavado:



UGARI GERIÁTRICA S.L.U.

CVENTA DE LA ESTRELLA 6, PAB. 126. 01006 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)

Tel. (+34) 945-146744, Fax. (+34) 945-154036 E-mail: ugari@ugari.es